

2018–2019

КРАСИВАЯ МОСКВА

ОСНАЩЕНИЕ

САЛОНОВ КРАСОТЫ
И КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ
КАБИНЕТОВ



powered by

О компании

«Красивая МОСКВА» входит в группу компаний «Медтехника Москва», занимающаяся прямыми поставками из КНР, и являющаяся одним из крупнейших поставщиков медицинского оборудования в Российской Федерации.

«Красивая МОСКВА» – это молодая и динамично развивающаяся компания, официальный поставщик косметологического и массажного оборудования от ведущих производителей Китая.

Предлагаемая нами продукция получила широкое признание во всем мире. Высокое качество и современный дизайн способен приятно удивить профессионалов косметологической индустрии и удовлетворить требования даже самых взыскательных клиентов.

Основная цель деятельности нашей компании заключается в создании комфортных условий, как для пациентов, так и для работы медицинского персонала.

Работа на рынке B2B, в сфере поставки косметологического и медицинского оборудования, требует соблюдения высоких внутренних стандартов и нацелена на создание устойчивых взаимовыгодных отношений с бизнес-партнерами. Сотрудничать с нашими компаниями всегда приятно, перспективно и выгодно!

Нами заключены контракты с крупнейшими производителями из Китая, все предприятия имеют сертификат ISO9001 и ISO13485, на продукцию получены декларации соответствия и протоколы токсикологических испытаний. На часть изделий имеются регистрационные удостоверения Росздравнадзора.

Гарантия составляет не менее 12 месяцев.

Наши преимущества:

- ▶ Товар в наличии на складе (свыше 7000 м2).
- ▶ Отсрочка платежа для постоянных клиентов.
- ▶ Студийные фотографии, обучающее видео и 3D-фото.
- ▶ Наличие РУ, деклараций соответствия, протоколов токсикологических испытаний
- ▶ Своя служба доставки по Москве или до транспортной компании.
- ▶ Всегда низкие и конкурентные цены.
- ▶ Сертифицированный сервисный центр и большое количество комплектующих и запчастей.
- ▶ Уникальные ТЗ для аукционов.
- ▶ Возможность совместного участия в проектах.
- ▶ Работа на взаимовыгодных условиях.

Ознакомиться с нашей продукцией более подробно вы сможете на сайте:


<http://beauty-mos.com/>

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, наименования и артикулы без предварительного уведомления.

Обращаем Ваше внимание на то, что информация, размещенная на сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.



- Складные массажные столы 04
- Стационарные массажные столы 12
- Механические кресла для косметологии и педикюра 17
- Гидравлические кресла для косметологии и педикюра 20
- Кресла для тату-салонов 23
- Электрические массажные столы 25
- Электрические кресла для косметологии и педикюра 30
- Стулья мастера 35
- Стулья для массажа шейно-воротниковой зоны 44
- Тумбочки для косметологических кабинетов 47
- Лампы-лупы для косметологических кабинетов 48
- Аксессуары для стоунтерапии 58
- Космецевтическая линия по уходу за телом 64



Массажные столы складные

ПОЛУЧЕНЫ
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ
РОСЗДРАВНАДЗОРА



Стационарные столы хорошо подходят для клиник, спа-центров, санаториев – предприятий с большими площадями и капризными клиентами. Косметологические столы и стулья для специалистов подчеркивают серьезный профессиональный подход к своему делу в данном медицинском учреждении

А что делать салонам красоты, у которых нет полной занятости кабинета массажа, а в некоторые месяцы имеющийся кабинет массажа лучше отдавать под другие услуги (например, летом – под маникюр или педикюр)?

А если постоянный, горячо любимый клиент требует провести массаж у себя дома или в офисе и готов за это хорошо заплатить? Тогда специалисту очень пригодится складной массажный стол.

Именно с помощью предлагаемых нами вариантов столов возможно оперативно помочь клиенту и заработать больше денег салону. Просим ознакомиться с ассортиментным рядом и функциональными характеристиками товаров.

Стол может иметь деревянный, алюминиевый или стальной каркас с возможностью регулировки по высоте.

Все массажные столы имеют регистрационные удостоверения Росздравнадзора и показаны к применению в медицинских учреждениях.

Массажный стол складной деревянный JF-AY01 (МСТ-123Л)



+ сумка в подарок!



Размеры:

- ▶ В сложенном виде: 92 x 71 x 21 см
- ▶ В разложенном виде: 186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 62 – 87 см

Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 19,2 кг
- ▶ Нагрузка: 160 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 6 см
- ▶ Цвет: коричневый с бежевой полосой



Массажный стол складной деревянный JF-AY01 (МСТ-29)



+ сумка в подарок!



Размеры:

- ▶ В сложенном виде: 92 x 71 x 21 см
- ▶ В разложенном виде: 186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 62 – 87 см

Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 20,3 кг
- ▶ Нагрузка: 160 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 6 см
- ▶ Цвет: кремовый с коричневой волной



Массажный стол складной деревянный JF-AY01 (МСТ-003Л)



+ сумка в подарок!



Размеры:

- ▶ В сложенном виде: 92 x 71 x 21 см
- ▶ В разложенном виде: 186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 62 – 87 см

Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 19,2 кг
- ▶ Нагрузка: 160 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 6 см
- ▶ Цвет: Бежевый, Кремовый, Бежевый с синей волной, Синий с бежевой волной



Массажный стол складной деревянный JF-AY 01



+ сумка в подарок!



Размеры:

- ▶ В сложенном виде: 96 x 74 x 20 см
- ▶ В разложенном виде: 186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 61 – 85 см

Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 17 кг
- ▶ Нагрузка: 160 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет: кремовый/синий, синий/кремовый



Массажный стол складной деревянный JF-AY01 (МСТ-103Л)



+ сумка в подарок!



Размеры:

- ▶ В сложенном виде: 92 x 71 x 21 см
- ▶ В разложенном виде: 186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 62 – 87 см

Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 20,3 кг
- ▶ Нагрузка: 160 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 6 см
- ▶ Цвет: Бежевый, Кремовый, Бежевый с синей волной, Синий с бежевой волной



Массажный стол складной деревянный JF-Tapered



Размеры:

- ▶ В сложенном виде: 93 x 70 x 29 см
- ▶ В разложенном виде: 186 x 70 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 68 – 88 см

Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 18,5 кг
- ▶ Нагрузка: 150 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 8 см
- ▶ Цвет: бежевый, коричневый, кофе с молоком, синий



Массажный стол складной алюминиевый JFAL01-F (МСТ-321 ОЛ)



- Размеры:**
- ▶ В сложенном виде: 92,5 x 62 см
 - ▶ В разложенном виде: 186 x 62 см
- Регулировки:**
- ▶ Высота: 70 см

- Характеристики:**
- ▶ Рама: алюминий
 - ▶ Вес: 11 кг
 - ▶ Нагрузка: 150 кг
 - ▶ Поверхность винил-люкс
 - ▶ Поролон: 6 см
 - ▶ Цвет: кофе с молоком, бежевый, белый, синий, коричневый



Массажный стол складной алюминиевый JFAL01-F

+ сумка в подарок!



С регулировкой по высоте!

- Размеры:**
- ▶ В сложенном виде: 92,5 x 63 см
 - ▶ В разложенном виде: 185 x 63 см
- Регулировки:**
- ▶ Высота: 59 - 80 см

- Характеристики:**
- ▶ Рама: алюминий
 - ▶ Вес: 11 кг
 - ▶ Нагрузка: 180 кг
 - ▶ Поверхность винил-люкс
 - ▶ Поролон: 4 см
 - ▶ Цвет: кофе с молоком, бежевый, белый, синий, коричневый, фисташковый



Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A (МСТ-002Л)

- Размеры:**
- ▶ В сложенном виде: 92x71x21 см
 - ▶ В разложенном виде: 186x71 см
- Регулировки:**
- ▶ Высота: 59 - 80 см
- Характеристики:**
- ▶ Рама: алюминий
 - ▶ Вес: 17,2 кг
 - ▶ Нагрузка: 180 кг
 - ▶ Поверхность винил-люкс
 - ▶ Поролон: 6 см
 - ▶ Цвет: Бежевый, Кремовый, Бежевый с синей волной



+ сумка в подарок!



Вариант расцветки: КРЕМОВЫЙ / СИНИЙ



Стол в сложенном состоянии

Массажный стол складной алюминиевый JFAL03 (MCT-27B)



+ сумка в подарок!



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
92 x 71 x 22 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 60 - 82 см

Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 19,3 кг
- ▶ Нагрузка: 150 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 6 см
- ▶ Цвет: кремовый с синей волной



Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A (MCT-102Л)



+ сумка в подарок!



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
92 x 71 x 21 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 59 - 80 см

Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 19,3 кг
- ▶ Нагрузка: 200 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 6 см
- ▶ Цвет: бежевый, синий, кремовый, бежевый с синей волной



Массажный стол складной алюминиевый JFAL03 М/К (MCT-3310ВЛ)



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
92 x 70 x 23 см
- ▶ В разложенном виде:
185 x 70 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 58 - 80 см

Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,9 кг
- ▶ Нагрузка: 150 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 8 см
- ▶ Цвет: бежевый, коричневый, синий, кофе с молоком



Массажный стол складной алюминиевый JFAL03 (MCT-27)



+ сумка в подарок!



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
92 x 71 x 22 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 60 - 82 см

Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 19,3 кг
- ▶ Нагрузка: 150 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 6 см
- ▶ Цвет: кремовый, синий



ПОЛУЧЕНЫ
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ
РОСЗДРАВНАДЗОРА



Стационарный массажный стол должен решать целый ряд задач, таких как многофункциональность, удобство и безупречный стиль. В кабинете массажиста, в салоне красоты или дома стационарный массажный стол должен гармонировать с обстановкой и вызывать чувство комфорта и предвкушение релакса. Функциональные возможности и дизайн массажного стола удовлетворяет всем этим требованиям и приглянется даже самому требовательному и искушенному в вопросах стиля человеку.

Все массажные столы имеют регистрационные удостоверения Росздравнадзора и показаны к применению в медицинских учреждениях.

- Размеры:**
- ▶ Общие: 185 x 66 см
 - ▶ Высота: 50 см
- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
 - ▶ Вес: 30 кг
 - ▶ Нагрузка: 180 кг
 - ▶ Поверхность винил-люкс
 - ▶ Поролон: 5 см
 - ▶ Вырез для лица: 16 x 10 см
 - ▶ Статическая нагрузка: 1200 кг
 - ▶ Гарантия на раму: 3 года



Подушка в комплекте



Регулировка
спинной секции



Горизонтальное положение

Стационарный массажный стол стальной FIX-MT1

Размеры:

- ▶ Общий: 203,5 x 62 x 77 см
- ▶ Вырез для лица: 22,5 x 12 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Вес: 29,6 кг
- ▶ Нагрузка: 200 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 5 см
- ▶ Статическая нагрузка: 1200 кг
- ▶ Цвет: кофе с молоком, бежевый, синий, коричневый



Стационарный массажный стол деревянный FIX-1A (немецкий бук)

Размеры:

- ▶ Общий: 185x65 см
- ▶ Под заказ ширина: 70/75 см

Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 34 кг
- ▶ Нагрузка: 300 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 6 см
- ▶ Статическая нагрузка: 1200 кг
- ▶ Цвет: синий/кремовый

Регулировки:

- ▶ Высота: 60-90 см



Стационарный массажный стол деревянный FIX-MT2

Размеры:

- ▶ Ложе: 186 x 71 см
- ▶ Размер полки: 152 x 43 см

Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 33 кг
- ▶ Нагрузка: 200 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 10 см
- ▶ Статическая нагрузка: 800 кг
- ▶ Съёмный карман для аксессуаров
- ▶ Цвет: коричневый, кремовый

Регулировки:

- ▶ Высота: 67 - 86 см



Стационарный массажный стол деревянный FIX-1A (немецкий бук)

Размеры:

- ▶ Общие: 186 x 76 см
- ▶ Высота: 70 - 89 см

Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 32 кг
- ▶ Нагрузка: 200 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 10 см
- ▶ Механический подъем головной секции
- ▶ Съёмный регулируемый подголовник
- ▶ Удобная полка для хранения принадлежностей
- ▶ Цвет: кремовый, коричневый, кофе с молоком



Стационарный массажный стол деревянный FIX-0A (МСТ- 15Л)

Размеры:

- ▶ Общие: 185 x 87 см
- ▶ Высота: 65 - 85 см

Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 36,4 кг
- ▶ Нагрузка: 200 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 6 см
- ▶ Механический подъем головной и ножной секций
- ▶ Съемный регулируемый подголовник
- ▶ Удобная полка для хранения принадлежностей
- ▶ Цвет: кремовый, коричневый, кофе с молоком



Удобная подставка для рук



Возможность регулировки высоты



Возможность установки в горизонтальное положение

Механические кресла для косметологии и педикюра

ПОЛУЧЕНЫ
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ
РОСЗДРАВНАДЗОРА



В данном каталоге вы найдете большой выбор механических кресел для косметологии и педикюра. Мы предлагаем оборудование высокого качества, которое позволяет создать подходящие условия для самых разных салонных процедур. Кресла механического типа имеют возможность регулировки секций с установкой необходимого угла наклона. Качественная обивка отличается долговечностью и устойчивостью к различным факторам внешней среды. Оборудование отличается простотой в эксплуатации и уходе.

Кресла для косметологии и педикюра комплектуются всем необходимым для проведения косметологических процедур. Педикюрные модели имеют дополнительные регулируемые подножки, которые можно устанавливать на удобную для вас высоту.

Механический стол-кресло для косметологии JF Madvanta (K0-167)

Косметологическое кресло JF-Madvanta (K0-167) – это очень легкое, устойчивое и удобное кресло. Оно подходит не только для косметологического кабинета, но и для массажного кабинета, и кабинета тату-мастера. Удобный подголовник с вырезом для лица и фиксируемая подушка. Подлокотники съёмные. Регулировка спинной и ножной секции производится посредством пластиковой гребёнки и подпружиненного стального фиксатора. Покрыто высококачественным виниловым покрытием, устойчивому к обработке моющими средствами. Имеются пластиковые выдвижные лотки для принадлежностей.



- Размеры:**
- Общий: 185x84x76 см
- Регулировки:**
- Спинная секция: 0-58°
 - Ножная секция: 0-58°
- Характеристики:**
- Рама - сталь
 - Количество секций - 3
 - Количество функций - 2
 - Вес 31 кг
 - Нагрузка 150 кг
 - Поверхность винил-люкс
 - Поролон 10 см
 - Цвет: белый, черный, синий, коричневый, фисташковый



Регулировка спинной секции посредством пластиковой гребёнки и подпружиненного стального фиксатора



Два выдвижных лотка для принадлежностей

Механический стол-кресло для косметологии JF Madvanta (K0-169)

Косметологическое кресло JF-Madvanta (K0-169) – это очень легкое, устойчивое и удобное кресло. Оно подходит не только для косметологического кабинета, но и для массажного кабинета, и кабинета тату-мастера. Удобный подголовник с вырезом для лица и фиксируемая подушка. Подлокотники съёмные. Регулировка спинной и ножной секции производится посредством пластиковой гребёнки и подпружиненного стального фиксатора. Покрыто высококачественным виниловым покрытием, устойчивому к обработке моющими средствами.




- Размеры:**
- Общий: 185x85x75 см
- Регулировки:**
- Спинная секция: 0-60°
 - Ножная секция: 0-60°
- Характеристики:**
- Рама - сталь
 - Количество секций - 3
 - Количество функций - 2
 - Вес 31 кг
 - Нагрузка 150 кг
 - Поверхность винил-люкс
 - Поролон 10 см
 - Цвет: белый, черный, синий, коричневый, фисташковый



Механический стол-кресло для педикюра JF Madvanta (K0-162)

Педикюрное кресло JF-Madvanta (K0-162) – это очень легкое, устойчивое и удобное кресло. Оно подходит не только для косметологического кабинета, но и для массажного кабинета, и кабинета тату-мастера. Удобный подголовник с вырезом для лица и фиксируемая подушка. Подлокотники съёмные. Регулировка спинной секции производится посредством пластиковой гребёнки и подпружиненного стального фиксатора. Регулировка ножной секции производится посредством газового упора. Кресло покрыто высококачественным виниловым покрытием, устойчивому к обработке моющими средствами.



- Размеры:**
- Общий: 194x82x70 см
- Регулировки:**
- Спинная секция: 0-80°
 - Ножная секция: 0-75°
- Характеристики:**
- Рама - сталь
 - Количество секций - 6
 - Количество функций - 3
 - Вес 27 кг
 - Нагрузка 150 кг
 - Поверхность винил-люкс
 - Поролон 7 см
 - Цвет: белый, черный, синий, коричневый, фисташковый



Гидравлические кресла для косметологии и педикюра



Мы предлагаем большой выбор гидравлических кресел для косметологии и педикюра. Новые модели идут в ногу со временем. Интересные дизайны и продуманная эргономика позволит создать максимально комфортное и стильное пространство для работы мастера. Клиенты же оценят комфорт. Качественные материалы, простота в эксплуатации и долговечность – все это делает каждую модель надежной и востребованной.

Кресла гидравлического типа просты в управлении и регулировке положения секций. Вы можете легко устанавливать их на нужный угол наклона – в зависимости от процедуры. Кресла для педикюра дополнительно оснащены специальными отдельными подножками, каждая из которых может регулироваться отдельно. Модели имеют качественную обивку, сделанную из материалов, устойчивых к обработке и дезинфекции.

Гидравлическое кресло для барбершопов LEA-2



- Размеры:**
- ▶ Длина: 50 см
 - ▶ Ширина: 60 см
 - ▶ Высота: 46-60 см
- Характеристики:**
- ▶ Рама: нержавеющая сталь
 - ▶ Количество секций: 3
 - ▶ Вес: 38 кг
 - ▶ Нагрузка: 100 кг
 - ▶ Высота поролона: 12 см
 - ▶ Поверхность винил-люкс
 - ▶ Цвет: черный, коричневый



НОВИНКА

Гидравлическое педикюрное кресло HANNA-4



- Размеры:**
- ▶ Длина: 143 см
 - ▶ Ширина: 60 см
 - ▶ Высота: 54-65 см
- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
 - ▶ Количество секций: 8
 - ▶ Вес: 41 кг
 - ▶ Нагрузка: 100 кг
 - ▶ Высота поролона: 8 см
 - ▶ Поверхность винил-люкс
 - ▶ Цвет: белый



НОВИНКА

Гидравлическое косметологическое кресло HANNA-2

Размеры:

- ▶ Длина: 185 см
- ▶ Ширина: 61 см
- ▶ Высота: 63-75 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 4
- ▶ Вес: 59 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Высота поролона: 10 см
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Цвет: белый, кремовый, фисташковый, черный, кофе с молоком, темно-серый, светло-синий, коричневый

НОВИНКА



Гидравлическое косметологическое кресло HANNA-3

Размеры:

- ▶ Длина: 170 см
- ▶ Ширина: 62 см
- ▶ Высота: 55-70 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 4
- ▶ Вес: 54,5 кг
- ▶ Нагрузка: 150 кг
- ▶ Высота поролона: 12 см
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Цвет: темно-серый

НОВИНКА



Кресла для тату-салонов



В «красивом бизнесе» не так давно появились уникальные услуги: перманентный макияж и татуаж. Число поклонников искусства росписи по телу или подчеркивания привлекательность некоторых частей тела продолжает расти. Среди них – представители практически всех возрастов и разных социальных групп.

Мужчины и женщины внимательно следят за модой в этом направлении. Меняются темы рисунков, места их расположения, цветовые решения и площади покрытия – и все это очень важно для современного человека, для его самовыражения.

Попробовав татуаж один раз, клиентам тату-салонов и косметологических клиник хочется сделать еще что-нибудь, даже не смотря на некоторый временный дискомфорт.

Уменьшить болевые ощущения клиентов можно достаточно легко. Но кто позаботится о самочувствии мастера, который внимательно и скрупулёзно делает свою работу? Что поможет снизить его усталость и повысить точность воспроизведения рисунка?

Мы позаботились о тату-специалистах, предлагая им очень удобные и функциональные кресла. Вся предлагаемая продукция легко трансформируется, хорошо моется и очень прочна. Она понравится всем участникам данной услуги и поможет победить вам в конкурентной борьбе.

Кресло для тату салона «Эйфория»

Эйфория – это многофункциональное и практичное кресло как для тату-салона, так и для любого салона красоты. Регулировка угла наклона спинной секции производится посредством пластиковой гребёнки и подпружиненного стального фиксатора. Отличительные особенности данного кресла заключаются в том, что помимо регулировки спинной и ножной секций, оно вращается на 360°. Раздельные независимые ножные секции регулируются газовыми упорами и имеют возможность поворота коленных секций в горизонтальной плоскости (угол до 90°). Подлокотники съёмные, с регулировкой по высоте, углу наклона и вылету. Кресло покрыто высококачественным виниловым покрытием, устойчивому к обработке моющими средствами. Данная модель так же может идти в комплектации без колес и подставки для рук (которая находится за спинной секцией).



- Размеры:**
- ▶ Общий в мин. положении: 161 x 72 см
- Регулировки:**
- ▶ Высота: 66-86 см
 - ▶ Спинная секция: 0-70°
 - ▶ Ножная секция: 0-75°
- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
 - ▶ Количество секций: 7
 - ▶ Количество функций: 4
 - ▶ Вес: 90 кг
 - ▶ Нагрузка: 150 кг
 - ▶ Поверхность винил-люкс
 - ▶ Поролон: 10 см
 - ▶ Цвет: черный



Электрические массажные столы



ПОЛУЧЕНЫ
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ
РОСЗДРАВНАДЗОРА

Массаж – обязательная услуга в центрах здоровья и фитнес-клубах, в салонах красоты и косметологических клиниках, в санаториях и реабилитационных комплексах. Он считается наиболее эффективным и щадящим способом лечения целого ряда хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, избавляет от некоторых неврологических недугов, восстанавливает работоспособность человека после перелома конечности или длительного постельного режима.

Грамотный и регулярный массаж существенно улучшает общее состояние здоровья и повышает качество жизни как здоровых, так и людей с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, массаж успешно решает эстетические проблемы и улучшает внешний вид пациентов.

Существует множество видов массажа, практикуемых и пропагандируемых представителями большим количеством различных школ, как традиционных, так и ультрасовременных. И всех их объединяет одно общее правило: достигая намеченного результата, необходимо заботиться и об удовлетворенности пациента. Клиенту должно нравиться место, где ему оказывают медицинские услуги, а при проведении услуги должно быть комфортно и безопасно. Наша продукция полностью соответствует всем требованиям самых искушенных клиентов.

Но наша компания заботится и о тех, кто оказывает медицинские услуги. Массажистам всегда должно быть удобно и приятно работать. Это – залог их здоровья, эффективности и лояльности. Мы реализуем современные массажные столы, которые отвечают всем нормам и стандартам качества медицинской мебели. В каталоге компании «Красивая Москва» представлены модели массажных столов с электрической регулировкой высоты, стационарные и складные массажные столы. Кроме того в линейке имеются недорогие и удобные стулья, а так же камни для стоунтерапии.

Вся продукция выполнена из высокопрочных материалов, способных выдержать механические повреждения и обработку медицинскими растворами.

Гарантия на раму массажных столов составляет 12 месяцев.

Электрический массажный стол стационарный DB-9 (KO-022)

- Размеры:**
- Общий: 196x70 см
- Регулировки:**
- Высота: 58-88 см

- Характеристики:**
- Рама: сталь
 - Количество моторов: 1
 - Количество секций: 2
 - Количество функций: 2
 - Вес: 46 кг
 - Нагрузка: 150 кг
 - Поверхность винил-люкс
 - Цвет: белый, черный, синий, коричневый, фиштакховый, бежевый

РУ



Электрический массажный стол стационарный ММКМ-2 (тип 4)

- Размеры:**
- Длина: 192 см
 - Ширина: 82 см
 - Высота: 66-76 см

- Характеристики:**
- Рама: сталь
 - Количество секций: 3
 - Количество моторов: 3
 - Вес: 161 кг
 - Нагрузка: 180 кг
 - Высота поролона: 12 см
 - Поверхность винил-люкс
 - Цвет: белый, кофе с молоком

РУ

НОВИНКА



Электрический массажный стол стационарный DB-9 (KO-071)

- Размеры:**
- Ложемент с подлокотниками: 208 x 97 см
- Регулировки:**
- Высота: 65-98 см
 - Головная секция: 45°
 - Ножная секция: -10 до 15°

- Характеристики:**
- Рама: сталь
 - Количество моторов: 3
 - Количество секций: 3
 - Количество функций: 4
 - Вес: 80 кг
 - Нагрузка: 180 кг
 - Поверхность винил-люкс
 - Цвет: белый, черный, синий, коричневый, фиштакховый, бежевый

РУ



Электрический массажный стол стационарный ММКМ-2 (тип 2)

- Размеры:**
- Длина: 200 см
 - Ширина: 85 см
 - Высота: 65-75 см

- Характеристики:**
- Рама: сталь
 - Количество секций: 3
 - Количество моторов: 4
 - Вес: 125 кг
 - Нагрузка: 180 кг
 - Высота поролона: 12 см
 - Поверхность винил-люкс
 - Цвет: белый, кремховый, фиштакховый

РУ

НОВИНКА



Электрический массажный стол стационарный ММКМ-2 (тип 3)

Размеры:

- ▶ Длина: 195 см
- ▶ Ширина: 75 см
- ▶ Высота: 69-99 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 3
- ▶ Количество моторов: 4
- ▶ Вес: 130 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Высота поролона: 12 см
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Цвет: белый, кофе с молоком




Электрический массажный стол стационарный ММКМ-2 (тип 6)

Размеры:

- ▶ Длина: 223 см
- ▶ Ширина: 75 см
- ▶ Высота: 68-98 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 5
- ▶ Количество моторов: 4
- ▶ Вес: 120 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Высота поролона: 12 см
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Цвет: белый, кремовый



Электрический массажный стол стационарный ММКМ-2 (тип 5)

Размеры:

- ▶ Длина: 195 см
- ▶ Ширина: 75 см
- ▶ Высота: 62-98 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 5
- ▶ Количество моторов: 4
- ▶ Вес: 137 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Высота поролона: 12 см
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Цвет: белый, кофе с молоком



Электрические кресла для косметологии и педикюра

ПОЛУЧЕНЫ
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ
РОСЗДРАВНАДЗОРА




Хотим представить большой выбор моделей электрических кресел для косметологии и педикюра. Мы предлагаем оборудование собственного производства, гарантию качества продукции, ее надежность и долговечность.

Электрические кресла отличаются простотой в эксплуатации. Положение их секций легко регулировать буквально за несколько секунд. Вы сможете быстро устанавливать нужный угол наклона, создавая подходящие условия для конкретной процедуры с учетом пожеланий клиента. Педикюрные кресла имеют специальные подножки, каждая из которых регулируется отдельно по углу наклона. В качестве обивки используются материалы с большим запасом прочности, приятные на ощупь и гипоаллергенные.

Электрическое косметологическое кресло ММКК-1 (тип 2)




- Размеры:**
- ▶ Длина: 180 см
 - ▶ Ширина: 61 см
 - ▶ Высота: 63-78 см
- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
 - ▶ Количество секций: 4
 - ▶ Количество моторов: 1
 - ▶ Вес: 57,8 кг
 - ▶ Нагрузка: 180 кг
 - ▶ Высота поролона: 10 см
 - ▶ Поверхность винил-люкс
 - ▶ Цвет: белый



Электрическое косметологическое кресло ММКК-3 (тип 2)



- Размеры:**
- ▶ Длина: 183 см
 - ▶ Ширина: 61 см
 - ▶ Высота: 65-100 см
- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
 - ▶ Количество секций: 4
 - ▶ Количество моторов: 3
 - ▶ Вес: 69,4 кг
 - ▶ Нагрузка: 180 кг
 - ▶ Высота поролона: 10 см
 - ▶ Поверхность винил-люкс
 - ▶ Цвет: белый



Электрическое косметологическое кресло ММКК-3 (тип 3)

- Размеры:**
- ▶ Длина: 183 см
 - ▶ Ширина: 61 см
 - ▶ Высота: 70-80 см

- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
 - ▶ Количество секций: 6
 - ▶ Количество моторов: 3
 - ▶ Вес: 70 кг
 - ▶ Нагрузка: 180 кг
 - ▶ Высота поролона: 10 см
 - ▶ Поверхность винил-люкс
 - ▶ Цвет: белый, кремовый



Электрическое педикюрное кресло ММКП-3 (тип 3)

- Размеры:**
- ▶ Длина: 180 см
 - ▶ Ширина: 61 см
 - ▶ Высота: 56-90 см

- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
 - ▶ Количество секций: 8
 - ▶ Количество моторов: 3
 - ▶ Вес: 88 кг
 - ▶ Нагрузка: 180 кг
 - ▶ Высота поролона: 10 см
 - ▶ Поверхность винил-люкс
 - ▶ Цвет: белый



Электрическое педикюрное кресло ММКП-3 (тип 2)

- Размеры:**
- ▶ Длина: 180 см
 - ▶ Ширина: 58 см
 - ▶ Высота: 58-90 см


- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
 - ▶ Количество секций: 7
 - ▶ Количество моторов: 3
 - ▶ Вес: 121 кг
 - ▶ Нагрузка: 180 кг
 - ▶ Высота поролона: 8 см
 - ▶ Поверхность: винил-люкс
 - ▶ Цвет: белый, кремовый



Электрическое косметологическое кресло ММКК-4 (тип 2)

- Размеры:**
- ▶ Длина: 197 см
 - ▶ Ширина: 63 см
 - ▶ Высота: 66-91 см

- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
 - ▶ Количество секций: 6
 - ▶ Количество моторов: 4
 - ▶ Вес: 80 кг
 - ▶ Нагрузка: 180 кг
 - ▶ Высота поролона: 10 см
 - ▶ Поверхность винил-люкс
 - ▶ Цвет: белый, кремовый




Электрическое косметологическое кресло ММКК-4 (тип 3)

- Размеры:**
- ▶ Длина: 197 см
 - ▶ Ширина: 63 см
 - ▶ Высота: 66-91 см

- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
 - ▶ Количество секций: 6
 - ▶ Количество моторов: 4
 - ▶ Вес: 80 кг
 - ▶ Нагрузка: 180 кг
 - ▶ Высота поролона: 10 см
 - ▶ Поверхность винил-люкс
 - ▶ Цвет: белый, кремовый



Стулья мастера



Чтобы кабинет первичного приема был правильно оснащен и «внушал почтение» посетителям, его нужно правильно оснастить. Мобильность и эстетическое оформление стульев для специалистов имеет большое значение, позволяя сэкономить время проведения осмотра и сбора анамнеза, сохранить комфорт и свободное пространство пациента.

Наши стулья для специалистов (косметологов, стоматологов, физиотерапевтов и др.), используемые в процедурных, диагностических и иных манипуляционных кабинетах – функциональны, устойчивы и комфортны.

Соблюдения таких простых, но очень важных требований, как регулировка высоты сидения, наличие спинки, вращающиеся колесики, высокая прочность и т.д., помогают специалистам качественно и спокойно выполнять их функциональные обязанности.

Это положительно сказывается на взаимоотношениях внутри коллектива, повышает лояльность пациентов и рентабельность предприятия.



Стул мастера - MA01 тип 1

- Размеры:** ▶ Сиденье: 46 x 42 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 45-59 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь
▶ Вес: 7 кг
▶ Нагрузка: 100 кг
▶ Поверхность винил-люкс
▶ Поролон: 4 см
▶ Цвет: черный, белый, фисташковый



Стул мастера - MA02 тип 3



- Размеры:** ▶ Сиденье: 40 x 36 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 45-59 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь
▶ Вес: 7.5 кг
▶ Нагрузка: 100 кг
▶ Поверхность винил-люкс
▶ Цвет: черный, белый, фисташковый



Стул мастера - MA01 тип 3

- Размеры:** ▶ Сиденье: диаметр 38 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 45-59 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь
▶ Вес: 8.5 кг
▶ Нагрузка: 100 кг
▶ Поверхность винил-люкс
▶ Поролон: 6 см
▶ Цвет: черный, белый, синий, коричневый, фисташковый



Стул мастера - MA03 тип 2



- Размеры:** ▶ Сиденье: 46 x 45 см
▶ Спинка: 26 x 44 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 45-59 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь
▶ Вес: 7.5 кг
▶ Нагрузка: 100 кг
▶ Поверхность винил-люкс
▶ Поролон: 6 см
▶ Цвет: черный, белый, фисташковый



Стул мастера - MA01 тип 3

- Размеры:** ▶ Сиденье: 43 x 38 см
▶ Спинка: 25 x 44 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 43-58 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь
▶ Вес: 9.5 кг
▶ Нагрузка: 100 кг
▶ Поверхность винил-люкс
▶ Поролон: 4 см
▶ Цвет: черный, белый, синий, коричневый, фисташковый



Стул мастера - MA03 тип 4



- Размеры:** ▶ Сиденье: диаметр 43 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 45-59 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь
▶ Вес: 7 кг
▶ Нагрузка: 100 кг
▶ Поверхность винил-люкс
▶ Поролон: 6 см
▶ Цвет: черный, белый, фисташковый





Стул мастера - МА02 тип 4

- Размеры:**
- ▶ Сиденье: 41 x 46 см
 - ▶ Спинка: 53 x 17.5 см
- Регулировки:**
- ▶ Высота: 71 см
- Характеристики:**
- ▶ Рама: алюминий
 - ▶ Вес: 5.2 кг
 - ▶ Нагрузка: 100 кг
 - ▶ Поверхность нейлон 600D
 - ▶ Цвет: черный



Стул мастера - МА03 (СТ-ЗКР)

- Размеры:**
- ▶ Сиденье: 45 x 48 см
- Регулировки:**
- ▶ Высота: 51-69 см
- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
 - ▶ Вес: 13.1 кг
 - ▶ Нагрузка: 100 кг
 - ▶ Покрытие: полиуретан
 - ▶ Диаметр основания: 56 см
 - ▶ Цвет: черный



Стул мастера - МА03 (СТ-1КР)

- Размеры:**
- ▶ Сиденье: 39 x 41.5 см
- Регулировки:**
- ▶ Высота: 51-69 см
- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
 - ▶ Вес: 10.3 кг
 - ▶ Нагрузка: 100 кг
 - ▶ Покрытие: полиуретан
 - ▶ Диаметр основания: 56 см
 - ▶ Цвет: черный



Стул мастера - МА02 (СТ-4КР)

- Размеры:**
- ▶ Сиденье: 31 x 35 см
- Регулировки:**
- ▶ Высота: 44-58 см
- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
 - ▶ Вес: 7 кг
 - ▶ Нагрузка: 100 кг
 - ▶ Покрытие: полиуретан
 - ▶ Цвет: черный




Стул мастера - МА03 (СТ-2КР)

- Размеры:**
- ▶ Сиденье: 39 x 41.5 см
- Регулировки:**
- ▶ Высота: 51-69 см
- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
 - ▶ Вес: 10.3 кг
 - ▶ Нагрузка: 100 кг
 - ▶ Покрытие: полиуретан
 - ▶ Диаметр основания: 56 см
 - ▶ Цвет: черный



Стул мастера - МА01 (СТ-5КР)

- Размеры:**
- ▶ Сиденье: диаметр 32 см
- Регулировки:**
- ▶ Высота: 44-58 см
- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
 - ▶ Вес: 5 кг
 - ▶ Нагрузка: 100 кг
 - ▶ Покрытие: полиуретан
 - ▶ Цвет: черный





Стул мастера - MA02 (CT-6KP)

- Размеры:** ▶ Сиденье: 23 x 34 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 45-59 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь
▶ Вес: 6 кг
▶ Нагрузка: 100 кг
▶ Покрытие: полиуретан
▶ Цвет: черный



НОВИНКА



Стул мастера - MA01 (CT-10KP)



- Размеры:** ▶ Сиденье: диаметр 33 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 44-56 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь
▶ Вес: 3 кг
▶ Нагрузка: 100 кг
▶ Покрытие: винил-люкс
▶ Диаметр основания: 56 см
▶ Цвет: черный, белый, голубой, коричневый, светло-зеленый, зеленое яблоко, бежевый



Стул мастера - MA02 (CT-8P)

- Размеры:** ▶ Сиденье: диаметр 36 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 48-60 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь
▶ Вес: 7,3 кг
▶ Нагрузка: 100 кг
▶ Покрытие: винил-люкс
▶ Диаметр основания: 56 см
▶ Цвет: черный, белый, голубой, коричневый, светло-зеленый, зеленое яблоко, бежевый



НОВИНКА



Стул мастера - MA02 (CT-11P)

- Размеры:** ▶ Сиденье: 40 x 43,5 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 47-59 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь
▶ Вес: 9,6 кг
▶ Нагрузка: 100 кг
▶ Покрытие: винил-люкс
▶ Цвет: черный, белый, голубой, коричневый, светло-зеленый, зеленое яблоко, бежевый



Стул мастера - MA02 (CT-9P)

- Размеры:** ▶ Сиденье: 41 x 45 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 45-57 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь
▶ Вес: 9,8 кг
▶ Нагрузка: 100 кг
▶ Покрытие: винил-люкс
▶ Диаметр основания: 56 см
▶ Цвет: черный, белый, голубой, коричневый, светло-зеленый, зеленое яблоко, бежевый



НОВИНКА



Стул мастера - MA02 (CT-12P)

- Размеры:** ▶ Сиденье: 41 x 45 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 45-57 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь
▶ Вес: 10,6 кг
▶ Нагрузка: 100 кг
▶ Покрытие: винил-люкс
▶ Цвет: черный, белый, голубой, коричневый, светло-зеленый, зеленое яблоко, бежевый





Стул мастера - MA02 (CT-13P)

- Размеры:** ▶ Сиденье: 41 x 45 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 45-57 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь
▶ Вес: 10,2 кг
▶ Нагрузка: 100 кг
▶ Покрытие: винил-люкс
▶ Цвет: черный, белый, голубой, коричневый, светло-зеленый, зеленое яблоко, бежевый



Стул мастера - MA02 (CT-14KP)

- Размеры:** ▶ Сиденье: диаметр 36 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 48-60 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь
▶ Вес: 8 кг
▶ Нагрузка: 100 кг
▶ Покрытие: винил-люкс
▶ Диаметр основания: 56 см
▶ Цвет: черный, белый, голубой, коричневый, светло-зеленый, зеленое яблоко, бежевый




Стул мастера - MA02 (CT-15P)

- Размеры:** ▶ Сиденье: 40 x 44 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 42-54 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь
▶ Вес: 10,2 кг
▶ Нагрузка: 100 кг
▶ Покрытие: винил-люкс
▶ Цвет: черный, белый, голубой, коричневый, светло-зеленый, зеленое яблоко, бежевый



Стул мастера - XIV MA02 (тип 4)

- Размеры:** ▶ Сиденье: 48,5 x 37 см
▶ Спинка: 48,5 x 31,5 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 44,5-58 см
- Характеристики:** ▶ Рама: дерево / сталь
▶ Вес: 9,6 кг
▶ Нагрузка: 100 кг
▶ Поролон: 3,5 см
▶ Покрытие: винил-люкс
▶ Цвет: белый, черный, коричневый, кофе с молоком




Противоскользящие насадки в комплекте



Стул мастера - XV MA02 (тип 5)

- Размеры:** ▶ Сиденье: 49 x 39 см
▶ Спинка: 46,5 x 33,5 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 43,5-57 см
- Характеристики:** ▶ Рама: дерево / сталь
▶ Вес: 9,3 кг
▶ Нагрузка: 100 кг
▶ Поролон: 3,5 см
▶ Покрытие: винил-люкс
▶ Цвет: белый, черный, коричневый, кофе с молоком



Противоскользящие насадки в комплекте

Стулья массажиста для массажа шейно-воротниковой зоны



ПОЛУЧЕНЫ
РЕГИСТРАЦИОННЫЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ
РОСЗДРАВНАДЗОРА

Данная группа товаров – пример удачного маркетингового хода для салонов красоты, косметологических клиник и медицинских центров.

В качестве бонуса постоянным клиентам или компенсации за длительное ожидание учреждение может предложить своим пациентам экспресс-массаж шейно-воротниковой зоны.

А чтобы клиент чувствовал ответственность предприятия и собственный комфорт необходимо приобрести специальный стул.

Он очень доступен по цене, компактен и устойчив. Но основную ценность от его приобретения можно ощутить в конфликтных ситуациях с пациентом, в увеличенном среднем чеке ключевого клиента, в экспресс-помощи своим сотрудникам, у которых к концу смены немеют руки или «раскалывается» голова.

В целом, стул для массажа шейно-воротниковой зоны и стальное массажное кресло могут быть самым удачным мини-приобретением в этом сезоне. Попробуйте и оцените этот товар по достоинству.

Все массажные стулья имеют регистрационные удостоверения Росздравнадзора и показаны к применению в медицинских учреждениях.

Стул массажиста MA-01 (DE LUXE)

РУ

+ сумка в подарок!



Размеры:

▶ Общий:
76 x 54 см

Регулировки:

▶ Высота: 120 - 127 см

Характеристики:

▶ Рама: алюминий
▶ Вес: 9.9 кг
▶ Нагрузка: 140 кг
▶ Поверхность винил-люкс
▶ Поролон: 4 см
▶ Цвет: синий, кремовый, черный



Стул массажиста MA-01

РУ

+ сумка в подарок!



Размеры:

▶ Общий:
76 x 54 см

Регулировки:

▶ Высота: 120 - 127 см

Характеристики:

▶ Рама: сталь
▶ Вес: 15 кг
▶ Нагрузка: 140 кг
▶ Поверхность винил-люкс
▶ Поролон: 4 см
▶ Цвет: синий, кремовый, черный



Стул массажиста МА-04 (ММ-ХІV ДЛ) для коррекции осанки



- Размеры:**
- Общий: 66 x 24 x 47 см
- Регулировки:**
- Высота: 45 - 66 см

- Характеристики:**
- Рама: бук
 - Вес: 6,4 кг
 - Нагрузка: 100 кг
 - Поверхность винил-люкс
 - Поролон: 4 см
 - Цвет: бежевый, черный, коричневый, синий, кофе с молоком, фисташковый, белый, кремовый



Стул массажиста МА-04 (ММ-ХІV СЛ) для коррекции осанки



- Размеры:**
- Общий: 66 x 24 x 47 см
- Регулировки:**
- Высота: 52 - 62 см

- Характеристики:**
- Рама: алюминий
 - Вес: 8,2 кг
 - Нагрузка: 100 кг
 - Поверхность винил-люкс
 - Поролон: 4 см
 - Цвет: бежевый, черный, коричневый, синий, кофе с молоком, фисташковый, белый, кремовый



Тумбочки и лампы-лупы для косметологических кабинетов

Прикроватный столик ММ-777Н

- Характеристики:**
- Столешница: 61 x 41 x 2,5 см
 - Неподвижная столешница: 20,5 x 41 x 2,5 см
 - Высота: 70 - 111 см
 - Материал каркаса: сталь
 - Материал столешницы: МДФ
 - Вес: 8,5 кг
 - Нагрузка: 11 кг
 - Цвета: венге / красное дерево / бук / белый



Тумбочка косметологическая PRINCESS-UV

- Размеры:** ▶ 66x47x90 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь
▶ Материал полки: стекло
▶ Выдвижная полка с УФ стерилизатором
▶ Вес: 32 кг
▶ Наличие колес: да
▶ Грузоподъемность: 30 кг



УФ лампа

Лампа-лупа с зажимом (арт. СН-2)

- Характеристики:** ▶ Материал: сталь
▶ Материал линзы: стекло
▶ Диаметр линзы: 120 мм
▶ Увеличение линзы: 3 диоптрии
▶ Ток питания: 350 мА
▶ Номинальное напряжение: 230 В
▶ Частота: 50 Гц
▶ Номинальная мощность: 22 Вт
▶ Вес: 4 кг



Лампа-лупа креплением (арт. СН-2)

- Характеристики:** ▶ Материал: сталь
▶ Материал линзы: стекло
▶ Диаметр линзы: 120 мм
▶ Увеличение линзы: 3 диоптрии
▶ Ток питания: 350 мА
▶ Номинальное напряжение: 230 В
▶ Частота: 50 Гц
▶ Номинальная мощность: 22 Вт
▶ Вес: 4 кг



Возможно крепление
лупы с двух сторон

УФ лампа

Лампа-лупа на штативе (арт. СН-2)

- Характеристики:** ▶ Материал: сталь
▶ Материал линзы: стекло
▶ Диаметр линзы: 120 мм
▶ Увеличение линзы: 3 диоптрии
▶ Ток питания: 350 мА
▶ Номинальное напряжение: 230 В
▶ Частота: 50 Гц
▶ Номинальная мощность: 22 Вт
▶ Вес: 10 кг



Лампа-лупа с зажимом ММ-5-127 (LED) тип 1

- Характеристики:**
- ▶ Материал линзы: стекло
 - ▶ Диаметр линзы: 127 мм
 - ▶ Увеличение: 5 диоптрий (стекло)
 - ▶ Лампа LED: 60 шт.
 - ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
 - ▶ Частота: 50 Гц
 - ▶ Номинальная мощность: 12 Вт
 - ▶ Материал кронштейна: окрашенный металл
 - ▶ Материал штатива: окрашенный металл
 - ▶ Цвет: белый



ММ-5-127-Ш5
(LED) тип 1



ММ-5-127-С
(LED) тип 1



ММ-5-127-Ш4
(LED) тип 1

НОВИНКА

Лампа-лупа с зажимом ММ-5-189x157-С (LED) тип 1

- Характеристики:**
- ▶ Материал линзы: стекло
 - ▶ Диаметр линзы: 189x157 мм
 - ▶ Увеличение: 5 диоптрий (стекло)
 - ▶ Лампа LED: 60 шт.
 - ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
 - ▶ Частота: 50 Гц
 - ▶ Номинальная мощность: 12 Вт
 - ▶ Материал кронштейна: окрашенный металл
 - ▶ Материал штатива: окрашенный металл
 - ▶ Цвет: белый



ММ-5-189x157-С



ММ-5-189x157-Ш4



ММ-5-189x157-Ш5

НОВИНКА

Лампа-лупа с зажимом ММ-5-127-С (LED-D) тип 1



ММ-5-127-Ш5
(LED-D) тип 1

- Характеристики:**
- ▶ Материал линзы: стекло
 - ▶ Диаметр линзы: 127 мм
 - ▶ Увеличение: 5 диоптрий (стекло)
 - ▶ Лампа LED: 60 шт.
 - ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
 - ▶ Частота: 50 Гц
 - ▶ Номинальная мощность: 12 Вт
 - ▶ Материал кронштейна: окрашенный металл
 - ▶ Материал штатива: окрашенный металл
 - ▶ Цвет: белый

*Имеет регулировку
яркости света!*



ММ-5-127-С
(LED-D) тип 1



ММ-5-127-Ш4
(LED-D) тип 1

НОВИНКА

Лампа-лупа с зажимом ММ-5-127-С (LED) тип 2



ММ-5-127-Ш5
(LED) тип 2

- Характеристики:**
- ▶ Материал линзы: стекло
 - ▶ Диаметр линзы: 127 мм
 - ▶ Увеличение: 5 диоптрий (стекло)
 - ▶ Лампа LED: 60 шт.
 - ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
 - ▶ Частота: 50 Гц
 - ▶ Номинальная мощность: 12 Вт
 - ▶ Материал кронштейна: окрашенный металл
 - ▶ Материал штатива: окрашенный металл
 - ▶ Цвет: белый



ММ-5-127-С
(LED) тип 2



ММ-5-127-Ш4
(LED) тип 2

НОВИНКА

Лампа-лупа с зажимом ММ-8/10/12/15-150 (LED) тип 1

- Характеристики:**
- ▶ Материал линзы: стекло
 - ▶ Диаметр линзы: 150 мм
 - ▶ Увеличение: 8/10/12/15 диоптрий (стекло)
 - ▶ Лампа LED: 60 шт.
 - ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
 - ▶ Частота: 50 Гц
 - ▶ Номинальная мощность: 12 Вт
 - ▶ Материал кронштейна: окрашенный металл
 - ▶ Материал штатива: окрашенный металл
 - ▶ Цвет: белый



ММ-8/10/12/15-150-Ш5
(LED) тип 1



ММ-8/10/12/15-150-С
(LED) тип 1



ММ-8/10/12/15-150-Ш4
(LED) тип 1



Лампа-лупа с зажимом ММ-5-150 (LED) тип 1

- Характеристики:**
- ▶ Материал линзы: стекло
 - ▶ Диаметр линзы: 150 мм
 - ▶ Увеличение: 5 диоптрий (стекло)
 - ▶ Лампа LED: 60 шт.
 - ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
 - ▶ Частота: 50 Гц
 - ▶ Номинальная мощность: 12 Вт
 - ▶ Материал кронштейна: окрашенный металл
 - ▶ Материал штатива: окрашенный металл
 - ▶ Цвет: белый




ММ-5-150-С
(LED) тип 1



ММ-5-150-Ш4
(LED) тип 1



ММ-5-150-Ш5
(LED) тип 1



Лампа-лупа на штативе ММ-5-127 (LED) тип 3

- Характеристики:**
- ▶ Материал линзы: стекло
 - ▶ Диаметр линзы: 127 мм
 - ▶ Увеличение: 5 диоптрий (стекло)
 - ▶ Лампа LED: 60 шт.
 - ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
 - ▶ Частота: 50 Гц
 - ▶ Номинальная мощность: 12 Вт
 - ▶ Материал кронштейна: окрашенный металл
 - ▶ Материал штатива: окрашенный металл
 - ▶ Цвет: белый



ММ-5-127-Ш5
(LED) тип 3



ММ-5-127-С
(LED) тип 3



ММ-5-127-Ш4
(LED) тип 3

НОВИНКА

Лампа ММ-0-0-С (LED) тип 1

- Характеристики:**
- ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
 - ▶ Частота: 50 Гц
 - ▶ Номинальная мощность: 18 Вт
 - ▶ Лампа LED: 100шт
 - ▶ Материал кронштейна: окрашенный металл
 - ▶ Материал штатива: окрашенный металл
 - ▶ Вес: 2,4 кг



НОВИНКА

Лампа ММ-0-0-С (LED-D) тип 1

- Характеристики:**
- ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
 - ▶ Частота: 50 Гц
 - ▶ Номинальная мощность: 18 Вт
 - ▶ Лампа LED: 100шт
 - ▶ Материал кронштейна: окрашенный металл
 - ▶ Материал штатива: окрашенный металл
 - ▶ Вес: 2,4 кг



Имеет регулировку
яркости света!

НОВИНКА

Держатель ММ-0-0-С (0) тип 1

- Характеристики:**
- ▶ Материал кронштейна: окрашенный металл
 - ▶ Вес: 0,6 кг



НОВИНКА



Еще одним важным штрихом достойного оформления массажного кабинета являются разнообразные аксессуары: валики для ног, камни для стоун-терапии и подогреватели базальтовых камней.

В борьбе за клиента нужно ничего не упустить, а еще лучше – предвосхитить его просьбы и превзойти ожидания.

Приобретение данных предметов позволит расширить спектр предлагаемых клиенту услуг и даст повод напомнить о себе тем, кто давно не посещал ваш кабинет.

Кроме того, появление в салоне указанных товаров будет воспринято сотрудниками с большой благодарностью – как доказательство уважения и заботы руководителя к пожеланиям своих специалистов.

Все это – хорошо работающая печь, оптимально прогретые камни, удобно лежащие на валике ноги клиента – не замедлит отразиться на доходности и стабильности бизнеса!

Набор массажных камней из базальта



Количество: 12 шт.
Размеры: 7.5 x 5.5 x 1.5 см



Количество: 2 шт.
Размеры: 12.5 x 5 x 2.5 см



Количество: 1 шт.
Размеры: 15 x 6.3 см

Набор массажных камней из базальта



Количество: 2 шт.
Размеры: 12 x 4 x 2 см



Количество: 2 шт.
Размеры: 12 x 4.8 x 3 см



Количество: 3 шт.
Размеры: 9.5 x 8 x 2.7 см

Набор массажных камней из базальта



Количество: 2 шт.
Размеры: 12 x 1.8 см



Количество: 2 шт.
Размеры: 12 x 4 x 2 см



Количество: 10 шт.
Размеры: 4.5 x 2 см

Набор массажных камней из базальта



Количество: 10 шт.
Размеры: 8 x 2.8 x 1.8 см



Количество: 1 шт.
Размеры: 6.3 x 6.3 см



Количество: 2 шт.
Размеры: 12 x 4 x 2 см

Набор массажных камней из базальта



Количество: 8 шт.
Размеры: 7.7 x 5.7 x 2.7 см



Количество: 6 шт.
Размеры: 8 x 2.5 см



Количество: 12 шт.
Размеры: 4.5 x 1.5 см

Набор массажных камней из базальта



Количество: 2 шт.
Размеры: 9.5 x 4 x 2.7 см



Количество: 2 шт.
Размеры: 11.8 x 2.2 см



Количество: 2 шт.
Размеры: 12 x 5.7 x 0.6 см

Набор массажных камней из базальта



Количество: 8 шт.
Размеры: 11.5 x 9.6 x 1.5 см



Количество: 4 шт.
Размеры: 9 x 6 x 2.5 см



Количество: 12 шт.
Размеры: 6.7 x 4.7 x 1.7 см

Набор массажных камней из базальта



Количество: 2 шт.
Размеры: 7 x 5.6 x 2.8 см



Количество: 2 шт.
Размеры: 15 x 4.5 x 3.5 см



Количество: 4 шт.
Размеры: 9 x 7 x 1.7 см

Набор массажных камней из базальта



Количество: 10 шт.
Размеры: 6 x 15 см




Количество: 4 шт.
Размеры: 15 x 12.8 x 1.5 см



Количество: 12 шт.
Размеры: 9 x 7 x 1 см

Камни для стоунтерапии (базальт)

- Характеристики:**
- ▶ В упаковке 28/34/46 камней
 - ▶ Холщевый мешок в комплекте
 - ▶ Гарантия 1 год
 - ▶ Самая низкая цена на рынке РФ




Подогреватель для базальтовых камней 60R

- Характеристики:**
- ▶ Корпус: нержавеющая сталь
 - ▶ Регулировка температуры: да
 - ▶ Максимальная температура: 78°C
 - ▶ Мощность: 750 Вт
 - ▶ Напряжение: 220В
 - ▶ Емкость: 6 кварт (около 35 камней)
 - ▶ Размеры: 38x28x17,5 см
 - ▶ Цвет: серебристо-черный



Камни для стоунтерапии (базальт)

- Характеристики:**
- ▶ В упаковке: 20/60 камней
 - ▶ Упакованы в деревянный короб
 - ▶ Гарантия 1 год
 - ▶ Самая низкая цена на рынке РФ




Подогреватель для базальтовых камней 180R

- Характеристики:**
- ▶ Корпус: нержавеющая сталь
 - ▶ Регулировка температуры: да
 - ▶ Максимальная температура: 78°C
 - ▶ Мощность: 1450 Вт
 - ▶ Напряжение: 220В
 - ▶ Емкость: 18 кварт (около 110 камней)
 - ▶ Размеры: 61x38x27 см
 - ▶ Цвет: серебристо-черный



Камни для стоунтерапии (базальт)

- Характеристики:**
- ▶ В упаковке: 45/60 камней
 - ▶ Упакованы в деревянный короб
 - ▶ Гарантия 1 год
 - ▶ Самая низкая цена на рынке РФ



Массажные валики



Нефритовый ролик





«Красивая Москва» представляет новую профессиональную серию препаратов для ухода за кожей тела и СПА процедур для использования в SPA- и wellness-центрах, санаторно-курортных, медицинских учреждений и у частных специалистов. Серия представлена следующими продуктами:

- Массажные масла
- Кремы для тела

Уникальные запатентованные комплексы и формулы позволяют добиться ошеломляющих результатов. Все средства разрабатываются и производятся в лабораториях фармацевтического холдинга в Южной Корее. Чистота и эффективность составов признана независимыми экспертами. Высокая результативность, пролонгированные результаты, решение для всех типов и состояний кожи.

Формула содержит активные вещества, которые обеспечивают увлажнение и питание, укрепляют защитный барьер кожи тела, придавая ей мягкость. Органические экстракты алоэ вера, ламинарии, магнолии, гаммелиса, масла жожоба обеспечивают увлажнение и питание кожи, делают ее эластичной, упругой и нежной.

Благодаря, в составе крема, секрету улитки, он способствует регенерации клеток, то есть омолаживает кожу, обновляет и восстанавливает ткани таким образом, что исчезают шрамы, растяжки и рубцы.

Идеален для проведения массажных техник и для коротких мануальных процедур. Для любого типа кожи. Только для тела.

Состав: вода, бутилен гликоль, экстракт Магнолии (MAGNOLIA SIEBOLDII), экстракт гаммелиса виргинского, экстракт листьев алоэ вера, фильтрат секреции улитки, изононилизононаноат, глицерил стеарат, цетеариловый спирт, молочная кислота, керамиды 3, олигопептид 1, ацетил шести пептид, олигопептид-2, олигопептид-5, три пептида, лецитин, гетероген гексадекана, масло семян жожоба (Simmondsia Chinensis), хондроитин сульфат, метиловый эфир силанольной маннуроносовой кислоты, экстракт морской капусты (LAMINARIA OCHROLEUCA), экстракт портулака огородного, гиалуронат натрия, бета-глюкан, аллантиин, отдушка.



Крем антицеллюлитный для тела – BAOBAB anti-cellulite cream

Натуральный высокоэффективный крем специально разработан для борьбы с целлюлитом. Крем обладает разогревающим эффектом, что способствует активному проникновению полезных компонентов в кожу, улучшению микроциркуляции крови и обмену веществ.

Крем способствуют сжиганию жиров, тонизирует, смягчает. Под воздействием активных компонентов кожа разглаживается. Комплекс органических экстрактов трав и эфирных масел ускоряют выведение жиров из организма. Жировая подкожная ткань уменьшается и «апельсиновая корка» постепенно исчезает. Проводниковый эффект крема позволяет активным компонентам глубже проникать в кожу, насыщая её минералами и витаминами.

Использование разогревающего антицеллюлитного крема может вызвать временное покраснение кожи, это происходит вследствие улучшения микроциркуляции. Крем не рекомендуется использовать для кожи с сосудистой сеточкой. Крем имеет нежирную текстуру и быстро впитывается.

Состав: вода, бутилен гликоль, изононилизононаноат, метиловый эфир силанольного гидроксипролина аспартат, экстракт гаммелиса виргинского, экстракт цветков шиповника морщинистого, экстракт портулак огородного, экстракт корня шелковицы белой, глицерил стеарат, ПЭГ-100 стеарат, диметикон, экстракт бурых водорослей, экстракт снежного лотоса, керамиды 3, олигопептид 1, ацетил шести пептид, олигопептид-2, олигопептид-5, три пептида, гидроксиацетофенон, токоферол (витамин E), гиалуронат натрия, аллантиин, глицерин этилгексил, отдушка.



Крем для тела увлажняющий – SNOW LOTUS moisturizing cream



Инновационное увлажняющее средство, которое питает и тонизирует кожу. Обладает изысканным нежным ароматом, который остается на коже долгое время.

Натуральные масла, входящие в состав, разглаживают и питают кожу, делают ее эластичной и упругой. Органическое масло ЖОЖОБА обеспечивает целый комплекс действий: превосходное антиоксидантное, питательное, смягчающее, увлажняющее и противовоспалительное.

Действие увлажняющего крема основано на удержании влаги при помощи гиалуроновой кислоты, глицерина и целебном действии алоэ. За счет этого кожа выглядит увлажненной и ухоженной, а также сохраняет баланс на протяжении всего дня.

Увлажняющий крем – универсальное средство, которое подходит для всех возрастов. Консистенция средства легкая, нежирная и великолепно впитывается, не оставляя липкости.

Состав: вода, бутилен гликоль, экстракт цветков шиповника морщинистого, экстракт центеллы азиатской (центеллы азиатской), экстракт листьев алоэ вера, фильтрат секреции улитки, исоноилизоноаноат, глицерил стеарат, ПЭГ-100 стеарат, ксилит, обезвоженный ксилит, ксилит глюкозид ксилита, гетерогенгексадекан, масло семян жожоба (*Simmondsia Chinensis*), хондроитин сульфат, экстракт снежного лотоса (*SAUSSUREA INVOLUCRATA*), олигопептид 1, ацетил шесть пептид, олигопептид-2, олигопептид-5, три пептида, экстракт портулака огородного, гиалуронат натрия, убихинон, гидроксиацетофенон, -глюкан, дикалий солодки, отдушка.

Крем для тела с АНА кислотами – АНА peeling cream



Своеобразный природный скраб. Крем с яблочной кислотой, отвечает за клеточный обмен веществ, к тому же обладает отшелушивающим эффектом. Насыщает кожу дополнительной влагой и энергией, а входящий в состав комплекс действующих веществ придает коже эластичность и гладкость и способствует накоплению липидов.

Придает коже глубокое увлажнение, подтягивающий эффект, обновляющее действие.

Состав: вода, бутилен гликоль, яблочная кислота, экстракт Магнолии (*МАГНОЛИЯ Sieboldii*), Каприловый триглицерид, изопропилмирицилат, сквалан, экстракт центеллы азиатской, экстракт гаммелиса виргинского, экстракт листьев баобаба, глицерил стеарат, ПЭГ-100 стеарат, экстракт золотой ромашки (*Chrysanthellum INDICUM*), экстракт цветков шиповника морщинистого, экстракт альгината (*PHYLLACANTHUS FIBROSA*), диметикон, аллантоин, гиалуронат натрия, бисаболол, экстракт водорослей Дуналиелла, гидроксиацетофенон, кофеин, Этилгексилглицерин, отдушка.

BIO AKTIV MASSAGE OIL – масло сладкого миндаля

Масло сладкого миндаля богато витамином Е, поэтому оно препятствует преждевременному старению кожи, питает клетки кожи и стимулирует их регенерацию. Способствует сохранению влаги в коже, поддерживает и питает ее, придает коже мягкость и бархатистость. Смягчает грубые участки кожи, восстанавливает нежность и эластичность эпидермиса. Масло сладкого миндаля идеально в качестве масла-основы, так как оно улучшает проникновение молекул эфирных масел в кожу, не мешая ей свободно дышать. Превосходная проникающая способность масла сладкого миндаля позволяет эфирным маслам, растворенным в нем, проникать до базального слоя эпидермиса и стимулировать обновление кожи.

Богатейший состав масла, его легкая текстура и высокая проникающая способность позволяют использовать масло сладкого миндаля не только в соединении с эфирными маслами, но и в качестве самостоятельного средства для ухода за кожей всех типов и состояний, особенно за чувствительной, нежной, склонной к раздражениям. Оно помогает снять зуд и покраснение, устраняет шелушение, жжение, сыпь и сухость. Оно подтягивает и питает кожу, включает механизмы обновления её тканей, обладает восстанавливающим и ранозаживляющим действием, хорошо впитывается и очищает поры.

Основной состав: 100% масло сладкого миндаля холодного пресования, витамин Е, витамин В6, витамин В1, жирные кислоты.

Способ применения: используйте для массажа лица и тела.



HERBAL MASSAGE OIL – масло виноградных косточек (с композицией эфирных масел)

«Уникальные антиоксидантные свойства масла из виноградных косточек в сочетании с тонким ароматом эфирных масел превратят массажную процедуру в СПА-уход, даря изумительное расслабление, восстанавливая силы и энергию, придавая мягкость и шелковистость коже. Массаж с этим маслом улучшит циркуляцию и снабдит кожу важнейшими питательными веществами. Масло виноградных косточек является источником флавоноидов – мощных антиоксидантов, к тому же некоторые флавоноиды обладают антимикробными и антибактериальными свойствами.

Натуральное масло просто замечательно подходит для ухода за кожей лица, и в первую очередь это обуславливается его уникальным составом, в который входит множество полезных элементов и витаминов (А, В, С, Е, РР) и полиненасыщенными жирными кислотами.

Особое внимание следует обратить на содержание в масле виноградных косточек довольно высокого процента витамина Е. Именно витамин Е помогает на долгие годы сохранить молодость кожи, и избежать таких ее возрастных изменений, как потеря влаги, упругости и эластичности, истончение, иссушение, вялость, дряблость, образование морщин, и прочие признаки, свидетельствующие о начинающемся старении кожи. Не камедогенно!

Основной состав: 100% Натуральное растительное масло холодного пресования, композиция эфирных масел тибетских трав.

Способ применения: используйте для массажа лица и тела.



NEUTRALIYA MASSAGE OIL – масло виноградных косточек



Массаж с этим маслом улучшит циркуляцию и снабдит кожу важнейшими питательными веществами. Масло виноградных косточек является источником флавоноидов – мощных антиоксидантов, к тому же некоторые флавоноиды обладают антимикробными и антибактериальными свойствами. Натуральное масло просто замечательно подходит для ухода за кожей лица, и в первую очередь это обуславливается его уникальным составом, в который входит множество полезных элементов и витаминов (А, В, С, Е, РР) и полиненасыщенными жирными кислотами. Особое внимание следует обратить на содержание в масле виноградных косточек довольно высокого процента витамина Е. Именно витамин Е помогает на долгие сохранить молодость кожи, и избежать таких ее возрастных изменений, как потеря влажности, упругости и эластичности, истончение, иссушение, вялость, дряблость, образование морщин, и прочие признаки, свидетельствующие о начинающемся старении кожи. Не камедогенно!

Основной состав: 100% Натуральное растительное масло холодного прессования
Способ применения: используйте для массажа лица и тела.

ORGANIC MASSAGE OIL – Оливковое масло



Оливковое масло отлично питает кожу. Благодаря своему химическому составу (растительные белки, минералы, витамины А, В, С, D, Е, F, К, аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты, олеиновая кислота, лецитин, протеин), оливковое масло легко усваивается человеческим организмом, не вызывая аллергических реакций. Высокое солерастворяющее действие делает его особо эффективным при остеохондрозах и отложениях солей. Глубоко впитываясь в результате массажа в ткани тела, оно очищает их от шлаков и различных отложений. Олеиновая кислота и холестерол в высокой концентрации оптимизируют обмен липидов кожи. Отсюда происходит высокое питательное, увлажняющее и регенерирующее свойство оливкового масла. При регулярном его использовании активизируются защитные функции кожи и повышается ее тонус. После массажа с оливковым маслом кожа становится мягкой, эластичной, усиливаются очистительные процессы в сальных и потовых железах, с кожи удаляются отмершие клетки эпидермиса. Благодаря эффекту мягкого скольжения рук массажиста по коже, повышается местная температура, в связи с чем увеличивается приток артериальной крови к массируемому участку и к ближайшей к нему зоне. В результате чего улучшается кровоснабжение тканей, усиливаются ферментативные процессы, в том числе и эластичные, в результате которых возникает новая структура кожи. Улучшение кожного дыхания, увеличение секреции кожных желез способствуют удалению из организма продуктов обмена веществ.

Кроме того, оливковое масло является лучшей основой для растворения концентрированных эфирных масел, обладающих бактерицидными, антисептическими и противовоспалительными свойствами. Эти масла положительно воздействуют на нервную систему, сохраняют и активно восстанавливают тонус и красоту кожи, обновляют механизмы саморегуляции в организме.

При добавлении нескольких капель какого-либо эфирного масла в оливковое, можно придавать массажу дополнительный лечебный эффект.

Основной состав: 100% Натуральное оливковое масло холодного прессования.
Способ применения: используйте для массажа лица и тела.

Для заметок

Для заметок



ООО "Медтехника МОСКВА"

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10
тел: +7 (495) 504-26-51, +7 (495) 504-26-52, факс: +7 (495) 504-26-53
http://www.med-mos.ru, e-mail: info@med-mos.ru



Медицинские кровати



Массажные столы



Носилки



Каталки для АСМП



Инвалидные коляски



Медтехника «РЕБОТЕК»

тел: +7 495 504 26 51, +7 495 504 26 53
www.rebotec.net

Настоящее немецкое качество для Вас!



REBOTEC

Трости



Локтевые костыли



Подмышечные костыли



Ходунки (ролаторы)



КССО



Душевые табуретки



Подъемники электрические и ремни



**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА**

**СТАЦИОНАРНЫЕ И СКЛАДНЫЕ
МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ**

КРЕСЛА ДЛЯ ТАТУ-САЛОНОВ

СТУЛЬЯ МАСТЕРА

СТУЛЬЯ ДЛЯ МАССАЖА

КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ТУМБОЧКИ

ЛАМПЫ-ЛУПЫ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТОУНТЕРАПИИ

**КОСМЕЦЕВТИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ
ПО УХОДУ ЗА ТЕЛОМ**

ООО «Медтехника Москва»

125222, Россия, Москва, ул. Генерала Белобородова, 35/2, помещение 10

Тел.: **+7 (495) 504-26-51, +7 (495) 504-26-52**

Факс: **+7 (495) 504-26-53**

www.med-mos.ru