

2021

# КРАСИВАЯ МОСКВА

## ОСНАЩЕНИЕ

САЛОНОВ КРАСОТЫ  
И КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ  
КАБИНЕТОВ

powered by



## О компании

«Красивая МОСКВА» – это крупная и динамично развивающаяся компания, официальный дистрибутор косметологического и массажного оборудования от ведущих производителей Китая. Входит в группу компаний «Медтехника Москва» – одного из крупнейших поставщиков медицинской техники в России.

Наша миссия – забота о красоте и здоровье. Поэтому главная задача компании – предоставить российским специалистам современное, высокотехнологичное оборудование, вывести отечественную медицину и индустрию красоты на новый уровень развития.

Наша продукция получила признание во всем мире. Неизменно высокое качество, широкие функциональные возможности и прогрессивный дизайн способны приятно удивить профессионалов и удовлетворить требования даже самых взыскательных клиентов.

Работа в сфере дистрибуции косметологического и медицинского оборудования требует соблюдения высоких внутренних стандартов и формирования долгосрочных партнёрских связей.

Работа с нами – это:

- ▶ Взаимовыгодное партнёрство без посредников;
- ▶ Товар в наличии на складе;
- ▶ Своя служба доставки (бесплатно по Москве и до транспортной компании);
- ▶ Свой сервисный центр (большой выбор запчастей и комплектующих);
- ▶ Обучающие материалы (3D-фото, видео-обзоры, инструкции).

Мы тесно сотрудничаем с крупнейшими производителями. Предприятия наших партнёров сертифицированы в соответствии с ISO9001, ISO13485, CE (MDD 93/42). Вся продукция прошла строгий контроль качества и имеет регистрационные удостоверения, декларации соответствия и протоколы токсикологических испытаний. На часть изделий имеются регистрационные удостоверения Росздравнадзора. Гарантия на продукцию составляет не менее 12 месяцев.

Присоединяйтесь к нашей миссии! Сотрудничество с нами – это приятно, перспективно и выгодно! Будущее косметологической индустрии в наших руках!

Подробнее изучить всю предлагаемую продукцию Вы можете на нашем сайте:  
<http://beauty-mos.com/>

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, наименования и артикулы без предварительного уведомления.

Обращаем Ваше внимание на то, что информация, размещенная на сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.



Складные массажные столы ..... 4

Стационарные массажные столы ..... 28

Механические кресла для косметологии и педикюра ..... 33

Гидравлические кресла для косметологии и педикюра ..... 36

Кресла для тату-салонов ..... 39

Электрические массажные столы ..... 41

Электрические кресла для косметологии и педикюра ..... 46

Стулья мастера ..... 51

Стулья для массажа шейно-воротниковой зоны ..... 60

Тумбочки и столики ..... 63

Лампы-лупы для косметологических кабинетов ..... 65

Аксессуары для стоунтерапии ..... 76

Столики медицинские ..... 82

Косметологический аппарат Muchway MS-54DIS ..... 90

## Массажные столы складные

**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ  
УДОСТОВЕРЕНИЯ  
РОСЗДРАВНАДЗОРА**



Стационарные столы хорошо подходят для клиник, спа-центров, санаториев – предприятий с большими площадями и капризными клиентами. Косметологические столы и стулья для специалистов подчеркивают серьезный профессиональный подход к своему делу в данном медицинском учреждении

А что делать салонам красоты, у которых нет полной занятости кабинета массажа, а в некоторые месяцы имеющийся кабинет массажа лучше отдавать под другие услуги (например, летом – под маникюр или педикюр)?

А если постоянный, горячо любимый клиент требует провести массаж у себя дома или в офисе и готов за это хорошо заплатить? Тогда специалисту очень пригодится складной массажный стол.

Именно с помощью предлагаемых нами вариантов столов возможно оперативно помочь клиенту и заработать больше денег салону. Просим ознакомиться с ассортиментным рядом и функциональными характеристиками товаров.

Стол может иметь деревянный, алюминиевый или стальной каркас с возможностью регулировки по высоте.

Все массажные столы имеют регистрационные удостоверения РОСЗДРАВНАДЗОРА и показаны к применению в медицинских учреждениях.

### Массажный стол складной деревянный JF-AY01



**+ сумка в подарок!**



**Размеры:**

- ▶ В сложенном виде: 93 x 72 x 19 см
- ▶ В разложенном виде: 186 x 71 см

**Регулировки:**

- ▶ Высота: 63 – 87 см



**Характеристики:**

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 16,3 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет: кремовый, коричневый, бежевый, синий, бежевый с синей волной, синий с бежевой волной

### Массажный стол складной деревянный JF-AY01



**+ сумка в подарок!**



**Размеры:**

- ▶ В сложенном виде: 93 x 72 x 19 см
- ▶ В разложенном виде: 186 x 71 см

**Регулировки:**

- ▶ Высота: 63 – 87 см



**Характеристики:**

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 16,3 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет: кремовый, коричневый, бежевый, синий, бежевый с синей волной, синий с бежевой волной

## Массажный стол складной деревянный JF-AY01



НОВИНКА  
2019 ГОДА!

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
93 x 72 x 19 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см



### Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 16,3 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
белый/бирюзовый,  
светлая рама

## Массажный стол складной деревянный JF-AY01



НОВИНКА  
2019 ГОДА!

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
93 x 72 x 19 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см



### Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 16,3 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
синий/белый,  
светлая рама

## Массажный стол складной деревянный JF-AY01



НОВИНКА  
2019 ГОДА!

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
94 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см



### Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 18,9 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
белый/синий,  
светлая рама

## Массажный стол складной деревянный JF-AY01



НОВИНКА  
2019 ГОДА!

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
93 x 72 x 19 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см



### Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 16,3 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
белый/фиолетовый,  
темная рама

## Массажный стол складной деревянный JF-AY01



**НОВИНКА  
2019 ГОДА!**

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
94 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см

### Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 18,9 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
коричневый/оранжевый,  
тёмная рама



## Массажный стол складной деревянный JF-AY01



**НОВИНКА  
2019 ГОДА!**

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
94 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см

### Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 18,9 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
кремовый/коричневый,  
тёмная рама



## Массажный стол складной деревянный JF-AY01



**НОВИНКА  
2019 ГОДА!**

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
94 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см

### Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 18,9 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
коричневый/кремовый,  
тёмная рама



## Массажный стол складной деревянный JF-AY01



**НОВИНКА  
2019 ГОДА!**

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
94 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см

### Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 18,9 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
кремовый/красный,  
тёмная рама



## Массажный стол складной деревянный JF-AY01



НОВИНКА  
2019 ГОДА!

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
94 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см



### Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 18,9 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
белый/фиолетовый,  
светлая рама

## Массажный стол складной деревянный JF-AY01



НОВИНКА  
2019 ГОДА!

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
94 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см



### Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 18,9 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
синий/белый,  
светлая рама

## Массажный стол складной деревянный JF-AY01



НОВИНКА  
2019 ГОДА!

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
94 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см



### Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 18,9 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
белый/бирюзовый,  
светлая рама

## Массажный стол складной деревянный JF-AY01



НОВИНКА  
2019 ГОДА!

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
94 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см



### Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 18,9 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
белый/синий,  
светлая рама

## Массажный стол складной деревянный JF-AY01



НОВИНКА  
2019 ГОДА!

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
94 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см

### Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 18,9 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
коричневый/оранжевый,  
тёмная рама



## Массажный стол складной деревянный JF-AY01



НОВИНКА  
2019 ГОДА!

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
94 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см

### Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 18,9 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
кремовый/коричневый,  
тёмная рама



## Массажный стол складной деревянный JF-AY01



НОВИНКА  
2019 ГОДА!

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
94 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см

### Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 18,9 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
коричневый/кремовый,  
тёмная рама



## Массажный стол складной деревянный JF-AY01



НОВИНКА  
2019 ГОДА!

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
94 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см

### Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 18,9 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
кремовый/красный,  
тёмная рама



## Массажный стол складной деревянный JF-AY01



+ сумка в подарок!



### Размеры:

- ▶ В сложенном виде: 93 x 72 x 19 см
- ▶ В разложенном виде: 186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 63 - 87 см



### Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 16,3 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет: кремовый, коричневый, бежевый, синий, бежевый с синей волной, синий с бежевой волной

## Массажный стол складной деревянный JF-AY 01



+ сумка в подарок!



### Размеры:

- ▶ В сложенном виде: 94 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде: 186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 63 - 87 см

### Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 18,9 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет: бежевый/коричневый, коричневый/бежевый



## Массажный стол складной деревянный JF-AY01



+ сумка в подарок!



### Размеры:

- ▶ В сложенном виде: 94 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде: 186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 63 - 87 см



### Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 18,9 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет: кремовый, коричневый, бежевый, синий, бежевый с синей волной, синий с бежевой волной

## Массажный стол складной деревянный JF-Tapered (MCT-141)



### Размеры:

- ▶ В сложенном виде: 93 x 70 x 29 см
- ▶ В разложенном виде: 186 x 70 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 68 - 88 см

### Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 28,1 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 8 см
- ▶ Цвет: бежевый, коричневый, кофе с молоком, синий



## Массажный стол складной алюминиевый JFAL02 тип 6



- Размеры:**
- ▶ В сложенном виде: 92 x 70 x 24 см
  - ▶ В разложенном виде: 184 x 70 см
- Регулировки:**
- ▶ Высота: 65 - 87 см
- Характеристики:**
- ▶ Рама: алюминий
  - ▶ Вес: 17 кг
  - ▶ Нагрузка: 180 кг
  - ▶ Поверхность винил-люкс
  - ▶ Поролон: 12 см
  - ▶ Цвет: синий, кремовый



## Массажный стол складной алюминиевый JFAL01-F



- Размеры:**
- ▶ В сложенном виде: 93 x 64 см
  - ▶ В разложенном виде: 185 x 64 см
- Регулировки:**
- ▶ Высота: 60 - 81 см
- Характеристики:**
- ▶ Рама: алюминий
  - ▶ Вес: 10,8 кг
  - ▶ Нагрузка: 180 кг
  - ▶ Поверхность винил-люкс
  - ▶ Поролон: 3,5 см
  - ▶ Цвет: кофе с молоком, бежевый, белый, синий, коричневый, фисташковый



## Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A

- Размеры:**
- ▶ В сложенном виде: 93 x 72 x 18 см
  - ▶ В разложенном виде: 186 x 71 см
- Регулировки:**
- ▶ Высота: 60 - 81 см
- Характеристики:**
- ▶ Рама: алюминий
  - ▶ Вес: 15,5 кг
  - ▶ Нагрузка: 180 кг
  - ▶ Поверхность винил-люкс
  - ▶ Поролон: 4 см
  - ▶ Цвет: кофе с молоком, бежевый, белый, синий, коричневый, фисташковый



+ сумка в подарок!



Вариант расцветки: КРЕМОВЫЙ



Стол в сложенном состоянии

## Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



НОВИНКА  
2019 ГОДА!

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 60 – 81 см



### Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
белый/фиолетовый

## Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



НОВИНКА  
2019 ГОДА!

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 60 – 81 см



### Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
белый/бирюзовый

## Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



НОВИНКА  
2019 ГОДА!

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 60 – 81 см



### Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
коричневый/оранжевый

## Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



НОВИНКА  
2019 ГОДА!

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 60 – 81 см



### Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
коричневый/кремовый

## Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



НОВИНКА  
2019 ГОДА!

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 60 - 81 см

### Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
кремовый/коричневый



## Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



НОВИНКА  
2019 ГОДА!

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 60 - 81 см

### Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
белый/синий



## Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



НОВИНКА  
2019 ГОДА!

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 60 - 81 см

### Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
синий/белый



## Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



НОВИНКА  
2019 ГОДА!

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 60 - 81 см

### Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
кремовый/красный



## Массажный стол складной алюминиевый JFAL03



+ сумка в подарок!



### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
92 x 71 x 22 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 60 - 82 см

### Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 19,3 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 6 см
- ▶ Цвет: кофе с молоком, бежевый, белый, синий, коричневый, фисташковый



## Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



+ сумка в подарок!



### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 60 - 81 см

### Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 17,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность пвх кожа
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет: бежевый, синий, кремовый, бежевый с синей волной



## Массажный стол складной алюминиевый JFAL03 (МСТ-3310ВЛ) М/К



+ сумка в подарок!



### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
92 x 70 x 23 см
- ▶ В разложенном виде:  
185 x 70 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 58 - 80 см

### Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,9 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 8 см
- ▶ Цвет: кофе с молоком, бежевый, белый, синий, коричневый, фисташковый



## Массажный стол складной алюминиевый JFAL03



+ сумка в подарок!



### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
92 x 71 x 22 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 60 - 82 см

### Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 19,3 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 6 см
- ▶ Цвет: бежевый, синий, кремовый, бежевый с синей волной



## Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



НОВИНКА  
2019 ГОДА!

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 60 - 81 см



### Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
кремовый/красный

## Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



НОВИНКА  
2019 ГОДА!

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 60 - 81 см



### Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
белый/бирюзовый

## Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



НОВИНКА  
2019 ГОДА!

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 60 - 81 см



### Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
коричневый/оранжевый

## Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



НОВИНКА  
2019 ГОДА!

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 60 - 81 см



### Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
коричневый/кремовый

## Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



НОВИНКА  
2019 ГОДА!

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 60 – 81 см

### Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
кремовый/коричневый



## Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



НОВИНКА  
2019 ГОДА!

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 60 – 81 см

### Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
белый/синий



## Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



НОВИНКА  
2019 ГОДА!

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 60 – 81 см

### Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
синий/белый



## Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



НОВИНКА  
2019 ГОДА!

### Размеры:

- ▶ В сложенном виде:  
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:  
186 x 71 см

### Регулировки:

- ▶ Высота: 60 – 81 см

### Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:  
белый/фиолетовый



РЕГИСТРАЦИОННЫЕ  
УДОСТОВЕРЕНИЯ  
РОСЗДРАВНАДЗОРА



Стационарный массажный стол должен решать целый ряд задач, таких как многофункциональность, удобство и безупречный стиль. В кабинете массажиста, в салоне красоты или дома стационарный массажный стол должен гармонировать с обстановкой и вызывать чувство комфорта и предвкушение релакса. Функциональные возможности и дизайн массажного стола удовлетворяет всем этим требованиям и приглянется даже самому требовательному и искушенному в вопросах стиля человеку.

Все массажные столы имеют регистрационные удостоверения РОСЗДРАВНАДЗОРА и показаны к применению в медицинских учреждениях.

- Размеры:**
- ▶ Общие: 187,5 x 64 см
  - ▶ Ложе: 186 x 62 см
  - ▶ Высота: 75 см
- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
  - ▶ Вес: 25,8 кг
  - ▶ Нагрузка: 150 кг
  - ▶ Поверхность винил-люкс
  - ▶ Поролон: 7 см
  - ▶ Вырез для лица: 14,5 x 13 см
  - ▶ Статическая нагрузка: 1200 кг
  - ▶ Гарантия на раму: 3 года



Подушка в комплекте



Регулировка  
спинной секции



Горизонтальное положение

## Стационарный массажный стол стальной МСТ-19

### Размеры:

- Общий: 203,5 x 62 x 77 см
- Вырез для лица: 22,5 x 12 см

### Характеристики:

- Рама: сталь
- Вес: 29,6 кг
- Нагрузка: 200 кг
- Поверхность винил-люкс
- Поролон: 5 см
- Статическая нагрузка: 1200 кг
- Цвет: кофе с молоком, бежевый, синий, коричневый



## Стационарный массажный стол деревянный SW1.31.10

### Размеры:

- Ложе: 186 x 71 см
- Размер полки: 152 x 43 см

### Характеристики:

- Рама: бук
- Вес: 33 кг
- Нагрузка: 200 кг
- Поверхность винил-люкс
- Поролон: 10 см
- Статическая нагрузка: 800 кг
- Съемный карман для аксессуаров
- Цвет: бежевый, фисташковый, коричневый, кофе с молоком, кремный, синий



## Стационарный массажный стол деревянный SW2.31.10

### Размеры:

- Общие: 186 x 76 см
- Высота: 66 - 85 см

### Характеристики:

- Рама: бук
- Вес: 36 кг
- Нагрузка: 200 кг
- Поверхность винил-люкс
- Поролон: 10 см
- Механический подъем головной секции
- Съемный регулируемый подголовник
- Удобная полка для хранения принадлежностей
- Цвет: бежевый, кофе с молоком, коричневый, фисташковый



Вариант расцветки: ФИСТАШКОВЫЙ



Стол в горизонтальном положении

## Стационарный массажный стол деревянный SW4.31.10

### Размеры:

- ▶ Общие: 186 x 98 см
- ▶ Высота: 66 - 85 см

### Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 36,9 кг
- ▶ Нагрузка: 200 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 6 см
- ▶ Механический подъем головной и ножной секций
- ▶ Съёмный регулируемый подголовник
- ▶ Удобная полка для хранения принадлежностей
- ▶ Цвет: бежевый, фисташковый, коричневый, кофе с молоком, кремовый, синий



Удобная подставка для рук



Возможность регулировки высоты



Возможность установки в горизонтальное положение

## Механические кресла для косметологии и педикюра

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ  
УДОСТОВЕРЕНИЯ  
РОСЗДРАВНАДЗОРА



В данном каталоге вы найдете большой выбор механических кресел для косметологии и педикюра. Мы предлагаем оборудование высокого качества, которое позволяет создать подходящие условия для самых разных салонных процедур. Кресла механического типа имеют возможность регулировки секций с установкой необходимого угла наклона. Качественная обивка отличается долговечностью и устойчивостью к различным факторам внешней среды. Оборудование отличается простотой в эксплуатации и уходе.

Кресла для косметологии и педикюра комплектуются всем необходимым для проведения косметологических процедур. Педикюрные модели имеют дополнительные регулируемые подножки, которые можно устанавливать на удобную для вас высоту.

## Механический стол-кресло для косметологии SS3.02.11

Косметологическое кресло FIX-1B (SS3.02.11) – это очень легкое, устойчивое и удобное кресло. Оно подходит не только для косметологического кабинета, но и для массажного кабинета, и кабинета тату-мастера. Удобный подголовник с вырезом для лица и фиксируемая подушка. Подлокотники съёмные. Регулировка спинной и ножной секции производится посредством пластиковой гребёнки и подпружиненного стального фиксатора. Покрыто высококачественным виниловым покрытием, устойчивому к обработке моющими средствами. Имеются пластиковые выдвигающиеся лотки для принадлежностей.



- Размеры:**
- Общий: 185x84x76 см
- Регулировки:**
- Спинная секция: 0-58°
  - Ножная секция: 0-58°
- Характеристики:**
- Рама - сталь
  - Количество секций - 3
  - Количество функций - 2
  - Вес 31 кг
  - Нагрузка 150 кг
  - Поверхность винил-люкс
  - Поролон 10 см
  - Цвет: белый, черный, синий, коричневый, фисташковый



Регулировка спинной секции посредством пластиковой гребёнки и подпружиненного стального фиксатора



Два выдвижных лотка для принадлежностей

## Механический стол-кресло для косметологии SS3.02.10

Косметологическое кресло FIX-1B (SS3.02.10) – это очень легкое, устойчивое и удобное кресло. Оно подходит не только для косметологического кабинета, но и для массажного кабинета, и кабинета тату-мастера. Удобный подголовник с вырезом для лица и фиксируемая подушка. Подлокотники съёмные. Регулировка спинной и ножной секции производится посредством пластиковой гребёнки и подпружиненного стального фиксатора. Покрыто высококачественным виниловым покрытием, устойчивому к обработке моющими средствами.



- Размеры:**
- Общий: 185x83x75 см
- Регулировки:**
- Спинная секция: 0-60°
  - Ножная секция: 0-40°
- Характеристики:**
- Рама - сталь
  - Количество секций - 3
  - Количество функций - 2
  - Вес 26,9 кг
  - Нагрузка 150 кг
  - Поверхность винил-люкс
  - Поролон 10 см
  - Цвет: белый, черный, синий, коричневый, фисташковый



## Механический стол-кресло для педикюра SS4.01.10

Педикюрное кресло JF-Madvanta – это очень легкое, устойчивое и удобное кресло. Оно подходит не только для косметологического кабинета, но и для массажного кабинета, и кабинета тату-мастера. Удобный подголовник с вырезом для лица и фиксируемая подушка. Подлокотники съёмные. Регулировка спинной секции производится посредством пластиковой гребёнки и подпружиненного стального фиксатора. Регулировка ножной секции производится посредством газового упора. Кресло покрыто высококачественным виниловым покрытием, устойчивому к обработке моющими средствами.



Складывается  
в чемодан!

- Размеры:**
- Общий: 194x82x70 см
- Регулировки:**
- Спинная секция: 0-80°
  - Ножная секция: 0-75°
- Характеристики:**
- Рама - сталь
  - Количество секций - 6
  - Количество функций - 3
  - Вес 27 кг
  - Нагрузка 150 кг
  - Поверхность винил-люкс
  - Поролон 7 см
  - Цвет: белый, черный, синий, коричневый, фисташковый



## Гидравлические кресла для косметологии и педикюра



Мы предлагаем большой выбор гидравлических кресел для косметологии и педикюра. Новые модели идут в ногу со временем. Интересные дизайны и продуманная эргономика позволит создать максимально комфортное и стильное пространство для работы мастера. Клиенты же оценят комфорт. Качественные материалы, простота в эксплуатации и долговечность – все это делает каждую модель надежной и востребованной.

Кресла гидравлического типа просты в управлении и регулировке положения секций. Вы можете легко устанавливать их на нужный угол наклона – в зависимости от процедуры. Кресла для педикюра дополнительно оснащены специальными отдельными подножками, каждая из которых может регулироваться отдельно. Модели имеют качественную обивку, сделанную из материалов, устойчивых к обработке и дезинфекции.

## Гидравлическое кресло для барбершопов ММ-481А



- Размеры:**
- ▶ Длина: 50 см
  - ▶ Ширина: 60 см
  - ▶ Высота: 46-60 см
- Характеристики:**
- ▶ Рама: нержавеющая сталь
  - ▶ Количество секций: 3
  - ▶ Вес: 38 кг
  - ▶ Нагрузка: 100 кг
  - ▶ Высота поролона: 12 см
  - ▶ Поверхность винил-люкс
  - ▶ Цвет: черный, коричневый



**НОВИНКА**

## Гидравлическое педикюрное кресло ММ-446



- Размеры:**
- ▶ Длина: 190 см
  - ▶ Ширина: 61 см
  - ▶ Высота: 54-65 см
- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
  - ▶ Количество секций: 8
  - ▶ Вес: 37,9 кг
  - ▶ Нагрузка: 100 кг
  - ▶ Высота поролона: 8 см
  - ▶ Поверхность винил-люкс
  - ▶ Цвет: белый



## Гидравлическое косметологическое кресло HANNA-2

### Размеры:

- ▶ Длина: 184 см
- ▶ Ширина: 85 см
- ▶ Высота: 60-74 см

### Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 4
- ▶ Вес: 57,6 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Высота поролона: 10 см
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Цвет: белый, кремовый, фисташковый, черный, кофе с молоком, темно-серый, светло-синий, коричневый

НОВИНКА



## Гидравлическое косметологическое кресло HANNA-3

### Размеры:

- ▶ Длина: 170 см
- ▶ Ширина: 64 см
- ▶ Высота: 55-69 см

### Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 4
- ▶ Вес: 54,5 кг
- ▶ Нагрузка: 150 кг
- ▶ Высота поролона: 13 см
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Цвет: темно-серый

НОВИНКА



## Кресла для тату-салонов



В «красивом бизнесе» не так давно появились уникальные услуги: перманентный макияж и татуаж. Число поклонников искусства росписи по телу или подчеркивания привлекательность некоторых частей тела продолжает расти. Среди них – представители практически всех возрастов и разных социальных групп.

Мужчины и женщины внимательно следят за модой в этом направлении. Меняются темы рисунков, места их расположения, цветовые решения и площади покрытия – и все это очень важно для современного человека, для его самовыражения.

Попробовав татуаж один раз, клиентам тату-салонов и косметологических клиник хочется сделать еще что-нибудь, даже не смотря на некоторый временный дискомфорт.

Уменьшить болевые ощущения клиентов можно достаточно легко. Но кто позаботится о самочувствии мастера, который внимательно и скрупулёзно делает свою работу? Что поможет снизить его усталость и повысить точность воспроизведения рисунка?

Мы позаботились о тату-специалистах, предлагая им очень удобные и функциональные кресла. Вся предлагаемая продукция легко трансформируется, хорошо моется и очень прочна. Она понравится всем участникам данной услуги и поможет победить вам в конкурентной борьбе.

## Кресло для тату салона «Эйфория»

Эйфория - это многофункциональное и практичное кресло как для тату-салона, так и для любого салона красоты. Регулировка угла наклона спинной секции производится посредством пластиковой гребёнки и подпружиненного стального фиксатора. Отличительные особенности данного кресла заключаются в том, что помимо регулировки спинной и ножной секций, оно вращается на 360°. Раздельные независимые ножные секции регулируются газовыми упорами и имеют возможность поворота коленных секций в горизонтальной плоскости (угол до 90°). Подлокотники съёмные, с регулировкой по высоте, углу наклона и вылету. Кресло покрыто высококачественным виниловым покрытием, устойчивому к обработке моющими средствами. Данная модель так же может идти в комплектации без колес и подставки для рук (которая находится за спинной секцией).



- Размеры:**
- ▶ Общий в мин. положении:
  - ▶ 161 x 72 см
- Регулировки:**
- ▶ Высота: 66-86 см
  - ▶ Спинная секция: 0-70°
  - ▶ Ножная секция: 0-75°
- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
  - ▶ Количество секций: 7
  - ▶ Количество функций: 4
  - ▶ Вес: 90 кг
  - ▶ Нагрузка: 150 кг
  - ▶ Поверхность винил-люкс
  - ▶ Поролон: 10 см
  - ▶ Цвет: черный



## Электрические массажные столы



**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ  
УДОСТОВЕРЕНИЯ  
РОСЗДРАВНАДЗОРА**

Массаж – обязательная услуга в центрах здоровья и фитнес-клубах, в салонах красоты и косметологических клиниках, в санаториях и реабилитационных комплексах. Он считается наиболее эффективным и щадящим способом лечения целого ряда хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, избавляет от некоторых неврологических недугов, восстанавливает работоспособность человека после перелома конечности или длительного постельного режима.

Грамотный и регулярный массаж существенно улучшает общее состояние здоровья и повышает качество жизни как здоровых, так и людей с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, массаж успешно решает эстетические проблемы и улучшает внешний вид пациентов.

Существует множество видов массажа, практикуемых и пропагандируемых представителями большим количеством различных школ, как традиционных, так и ультрасовременных. И всех их объединяет одно общее правило: достигая намеченного результата, необходимо заботиться и об удовлетворенности пациента. Клиенту должно нравиться место, где ему оказывают медицинские услуги, а при проведении услуги должно быть комфортно и безопасно. Наша продукция полностью соответствует всем требованиям самых искушенных клиентов.

Но наша компания заботится и о тех, кто оказывает медицинские услуги. Массажистам всегда должно быть удобно и приятно работать. Это – залог их здоровья, эффективности и лояльности. Мы реализуем современные массажные столы, которые отвечают всем нормам и стандартам качества медицинской мебели. В каталоге компании «Красивая Москва» представлены модели массажных столов с электрической регулировкой высоты, стационарные и складные массажные столы. Кроме того в линейке имеются недорогие и удобные стулья, а так же камни для стоунтерапии.

Вся продукция выполнена из высокопрочных материалов, способных выдержать механические повреждения и обработку медицинскими растворами.

Гарантия на раму массажных столов составляет 12 месяцев.

## Электрический массажный стол стационарный SE2.21.10

- Размеры:**
- Общий: 185 x 70 см
- Регулировки:**
- Высота: 60-86 см

- Характеристики:**
- Рама: сталь
  - Количество моторов: 1
  - Количество секций: 2
  - Количество функций: 2
  - Вес: 71 кг
  - Нагрузка: 180 кг
  - Поверхность винил-люкс
  - Цвет: белый, черный, синий, коричневый, фисташковый, бежевый



## Электрический массажный стол стационарный КО-154Д

- Размеры:**
- Длина: 192 см
  - Ширина: 82 см
  - Высота: 66-76 см

- Характеристики:**
- Рама: сталь
  - Количество секций: 2
  - Количество моторов: 3
  - Вес: 142,8 кг
  - Нагрузка: 180 кг
  - Высота поролона: 12 см
  - Поверхность винил-люкс
  - Цвет: белый, кофе с молоком

**НОВИНКА**



## Электрический массажный стол стационарный SE3.21.10

- Размеры:**
- Лежмент с подлокотниками: 208 x 97 см
- Регулировки:**
- Высота: 65-98 см
  - Головная секция: 45°
  - Ножная секция: -10 до 15°

- Характеристики:**
- Рама: сталь
  - Количество моторов: 3
  - Количество секций: 3
  - Количество функций: 4
  - Вес: 80 кг
  - Нагрузка: 180 кг
  - Поверхность винил-люкс
  - Цвет: белый, черный, синий, коричневый, фисташковый, бежевый



## Электрический массажный стол стационарный КО-152Д

- Размеры:**
- Длина: 198 см
  - Ширина: 84 см
  - Высота: 65-75 см

- Характеристики:**
- Рама: сталь
  - Количество секций: 4
  - Количество моторов: 4
  - Вес: 100,7 кг
  - Нагрузка: 180 кг
  - Высота поролона: 12 см
  - Поверхность винил-люкс
  - Цвет: белый, кремовый, фисташковый

**НОВИНКА**



## Электрический массажный стол стационарный КО-153Д

### Размеры:

- ▶ Длина: 198,5 см
- ▶ Ширина: 77 см
- ▶ Высота: 68,5-98,5 см

### Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 4
- ▶ Количество моторов: 4
- ▶ Вес: 110 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Высота поролона: 11 см
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Цвет: белый, кофе с молоком

НОВИНКА



## Электрический массажный стол стационарный КО-155Д

### Размеры:

- ▶ Длина: 198 см
- ▶ Ширина: 77 см
- ▶ Высота: 63-93 см

### Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 4
- ▶ Количество моторов: 4
- ▶ Вес: 115 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Высота поролона: 12 см
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Цвет: белый, кофе с молоком

НОВИНКА



## Электрический массажный стол стационарный КО-156Д

### Размеры:

- ▶ Длина: 198 см
- ▶ Ширина: 77 см
- ▶ Высота: 68-98 см

### Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 4
- ▶ Количество моторов: 4
- ▶ Вес: 111 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Высота поролона: 12 см
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Цвет: белый, кремовый

НОВИНКА



## Электрические кресла для косметологии и педикюра

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ  
УДОСТОВЕРЕНИЯ  
РОСЗДРАВНАДЗОРА



Хотим представить большой выбор моделей электрических кресел для косметологии и педикюра. Мы предлагаем оборудование собственного производства, гарантию качества продукции, ее надежность и долговечность.

Электрические кресла отличаются простотой в эксплуатации. Положение их секций легко регулировать буквально за несколько секунд. Вы сможете быстро устанавливать нужный угол наклона, создавая подходящие условия для конкретной процедуры с учетом пожеланий клиента. Педикюрные кресла имеют специальные подножки, каждая из которых регулируется отдельно по углу наклона. В качестве обивки используются материалы с большим запасом прочности, приятные на ощупь и гипоаллергенные.

### Электрическое косметологическое кресло КО-171Д

- Размеры:**
- ▶ Длина: 184 см
  - ▶ Ширина: 64 см
  - ▶ Высота: 63-86см
- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
  - ▶ Количество секций: 3
  - ▶ Количество моторов: 1
  - ▶ Вес: 60 кг
  - ▶ Нагрузка: 180 кг
  - ▶ Высота поролона: 10 см
  - ▶ Поверхность винил-люкс
  - ▶ Цвет: белый



### Электрическое косметологическое кресло КО-172Д

- Размеры:**
- ▶ Длина: 188,5 см
  - ▶ Ширина: 61 см
  - ▶ Высота: 67,5-77 см
- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
  - ▶ Количество секций: 4
  - ▶ Количество моторов: 3
  - ▶ Вес: 62,1 кг
  - ▶ Нагрузка: 180 кг
  - ▶ Высота поролона: 10 см
  - ▶ Поверхность винил-люкс
  - ▶ Цвет: белый



## Электрическое косметологическое кресло КО-173Д

- Размеры:**
- ▶ Длина: 197 - 228 см
  - ▶ Ширина: 76 см
  - ▶ Высота: 67,5-77 см

- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
  - ▶ Количество секций: 5
  - ▶ Количество моторов: 3
  - ▶ Вес: 64 кг
  - ▶ Нагрузка: 180 кг
  - ▶ Высота поролона: 10 см
  - ▶ Поверхность винил-люкс
  - ▶ Цвет: белый, кремовый



## Электрическое педикюрное кресло КО-193Д

- Размеры:**
- ▶ Длина: 178-203 см
  - ▶ Ширина: 62 см
  - ▶ Высота: 59-91 см

- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
  - ▶ Количество секций: 6
  - ▶ Количество моторов: 3
  - ▶ Вес: 86 кг
  - ▶ Нагрузка: 180 кг
  - ▶ Высота поролона: 10 см
  - ▶ Поверхность винил-люкс
  - ▶ Цвет: белый



## Электрическое педикюрное кресло КО-194Д

- Размеры:**
- ▶ Длина: 182/197 см
  - ▶ Ширина: 80 см
  - ▶ Высота: 68-100 см

- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
  - ▶ Количество секций: 7
  - ▶ Количество моторов: 3
  - ▶ Вес: 109 кг
  - ▶ Нагрузка: 180 кг
  - ▶ Высота поролона: 8 см
  - ▶ Поверхность: винил-люкс
  - ▶ Цвет: белый, кремовый



## Электрическое косметологическое кресло КО-182Д

- Размеры:**
- ▶ Длина: 194/211 см
  - ▶ Ширина: 84 см
  - ▶ Высота: 65,5-89 см

- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
  - ▶ Количество секций: 5
  - ▶ Количество моторов: 4
  - ▶ Вес: 80 кг
  - ▶ Нагрузка: 180 кг
  - ▶ Высота поролона: 10 см
  - ▶ Поверхность винил-люкс
  - ▶ Цвет: белый, кремовый



## Электрическое косметологическое кресло КО-183Д

- Размеры:**
- ▶ Длина: 176-208 см
  - ▶ Ширина: 87 см (с подлокотниками)
  - ▶ Высота: 63-80 см

- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
  - ▶ Количество секций: 5
  - ▶ Количество моторов: 4
  - ▶ Вес: 84,7 кг
  - ▶ Нагрузка: 180 кг
  - ▶ Высота поролона: 9 см
  - ▶ Поверхность винил-люкс
  - ▶ Цвет: белый, кремовый



## Электрическое косметологическое кресло КО-171.01Д

- Размеры:**
- ▶ Длина: 197 см
  - ▶ Ширина: 63 см
  - ▶ Высота: 66-91 см

- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
  - ▶ Количество секций: 6
  - ▶ Количество моторов: 4
  - ▶ Вес: 80 кг
  - ▶ Нагрузка: 180 кг
  - ▶ Высота поролона: 10 см
  - ▶ Поверхность винил-люкс
  - ▶ Цвет: белый, кремовый



## Стулья мастера



**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ  
УДОСТОВЕРЕНИЯ  
РОСЗДРАВНАДЗОРА**

Чтобы кабинет первичного приема был правильно оснащен и «внушал почтение» посетителям, его нужно правильно оснастить. Мобильность и эстетическое оформление стульев для специалистов имеет большое значение, позволяя сэкономить время проведения осмотра и сбора анамнеза, сохранить комфорт и свободное пространство пациента.

Наши стулья для специалистов (косметологов, стоматологов, физиотерапевтов и др.), используемые в процедурных, диагностических и иных манипуляционных кабинетах – функциональны, устойчивы и комфортны.

Соблюдения таких простых, но очень важных требований, как регулировка высоты сидения, наличие спинки, вращающиеся колесики, высокая прочность и т.д., помогают специалистам качественно и спокойно выполнять их функциональные обязанности.

Это положительно сказывается на взаимоотношениях внутри коллектива, повышает лояльность пациентов и рентабельность предприятия.



### Стул мастера - МА01 тип 1

- Размеры:** ▶ Сиденье: 45,5 x 39 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 52-71,5 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь  
▶ Вес: 8,9 кг  
▶ Нагрузка: 100 кг  
▶ Поверхность винил-люкс  
▶ Поролон: 4 см  
▶ Цвет: черный, белый, фисташковый



### Стул мастера - СТ-7КА

- Размеры:** ▶ Сиденье: 36 x 38 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 57,5-76 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь  
▶ Вес: 5,6 кг  
▶ Нагрузка: 100 кг  
▶ Поверхность винил-люкс  
▶ Цвет: черный, белый, фисташковый



### Стул мастера - СТ-17КА

- Размеры:** ▶ Сиденье: диаметр 35 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 51-69,5 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь  
▶ Вес: 7,5 кг  
▶ Нагрузка: 100 кг  
▶ Поверхность винил-люкс  
▶ Поролон: 6 см  
▶ Цвет: черный, белый, синий, коричневый, фисташковый



### Стул мастера - МА03 (X)

- Размеры:** ▶ Сиденье: 46 x 46 см  
▶ Спинка: 43,5 x 29 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 52-71,5 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь  
▶ Вес: 8,9 кг  
▶ Нагрузка: 100 кг  
▶ Поверхность винил-люкс  
▶ Поролон: 6 см  
▶ Цвет: черный, белый, фисташковый



### Стул мастера - МА02 (V)

- Размеры:** ▶ Сиденье: 42 x 37 см  
▶ Спинка: 43 x 25 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 52,5-72 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь  
▶ Вес: 9,9 кг  
▶ Нагрузка: 80 кг  
▶ Поверхность винил-люкс  
▶ Поролон: 4 см  
▶ Цвет: черный, белый, синий, коричневый, фисташковый



### Стул мастера - МА03 (XII)

- Размеры:** ▶ Сиденье: диаметр 42 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 37,5-44 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь  
▶ Вес: 7,5 кг  
▶ Нагрузка: 80 кг  
▶ Поверхность винил-люкс  
▶ Поролон: 6 см  
▶ Цвет: черный, белый, фисташковый





### Стул мастера - СТ-5КА

- Размеры:** ▶ Сиденье: диаметр 35 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 57,5-76 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь  
▶ Вес: 5,6 кг  
▶ Нагрузка: 100 кг  
▶ Покрытие: винил-люкс  
▶ Диаметр основания: 48 см  
▶ Цвет: белый, бежевый, коричневый, кофе с молоком, фисташковый



### Стул мастера - СТ-3КР

- Размеры:** ▶ Сиденье: 48,5 x 44,5 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 52-70,5 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь  
▶ Вес: 12,6 кг  
▶ Нагрузка: 100 кг  
▶ Покрытие: полиуретан  
▶ Диаметр основания: 56 см  
▶ Цвет: черный



### Стул мастера - СТ-1КР

- Размеры:** ▶ Сиденье: 38 x 41 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 50,5-69 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь  
▶ Вес: 9,7 кг  
▶ Нагрузка: 100 кг  
▶ Покрытие: полиуретан  
▶ Диаметр основания: 56 см  
▶ Цвет: черный



### Стул мастера - СТ-4КР

- Размеры:** ▶ Сиденье: 35 x 28 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 44-58 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь  
▶ Вес: 5,2 кг  
▶ Нагрузка: 100 кг  
▶ Покрытие: полиуретан  
▶ Цвет: черный



### Стул мастера - СТ-2КР

- Размеры:** ▶ Сиденье: 38 x 41 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 51-69 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь  
▶ Вес: 10,1 кг  
▶ Нагрузка: 100 кг  
▶ Покрытие: полиуретан  
▶ Диаметр основания: 54 см  
▶ Цвет: черный



### Стул мастера - СТ-5КР

- Размеры:** ▶ Сиденье: диаметр 31 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 42,5-56,5 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь  
▶ Вес: 4,2 кг  
▶ Нагрузка: 100 кг  
▶ Покрытие: полиуретан  
▶ Цвет: черный





### Стул мастера - СТ-6КР

- Размеры:**
- ▶ Сиденье: 24 x 34 см
- Регулировки:**
- ▶ Высота: 44-58 см
- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
  - ▶ Вес: 4,7 кг
  - ▶ Нагрузка: 100 кг
  - ▶ Покрытие: полиуретан
  - ▶ Цвет: черный



### Стул мастера - СТ-10КР

- Размеры:**
- ▶ Сиденье: диаметр 33 см
- Регулировки:**
- ▶ Высота: 44-56 см
- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
  - ▶ Вес: 3 кг
  - ▶ Нагрузка: 100 кг
  - ▶ Покрытие: винил-люкс
  - ▶ Диаметр основания: 56 см
  - ▶ Цвет: черный, белый, голубой, коричневый, светло-зеленый, зеленое яблоко, бежевый



### Стул мастера - СТ-8Р

- Размеры:**
- ▶ Сиденье: диаметр 36 см
- Регулировки:**
- ▶ Высота: 48-60 см
- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
  - ▶ Вес: 7,3 кг
  - ▶ Нагрузка: 100 кг
  - ▶ Покрытие: винил-люкс
  - ▶ Диаметр основания: 56 см
  - ▶ Цвет: черный, белый, голубой, коричневый, светло-зеленый, зеленое яблоко, бежевый



### Стул мастера - СТ-11Р

- Размеры:**
- ▶ Сиденье: 39,5 x 43 см
- Регулировки:**
- ▶ Высота: 47-57 см
- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
  - ▶ Вес: 9,3 кг
  - ▶ Нагрузка: 100 кг
  - ▶ Покрытие: винил-люкс
  - ▶ Цвет: черный, белый, голубой, коричневый, светло-зеленый, зеленое яблоко, бежевый



### Стул мастера - СТ-9Р

- Размеры:**
- ▶ Сиденье: 41 x 45 см
- Регулировки:**
- ▶ Высота: 45-57 см
- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
  - ▶ Вес: 9,8 кг
  - ▶ Нагрузка: 100 кг
  - ▶ Покрытие: винил-люкс
  - ▶ Диаметр основания: 56 см
  - ▶ Цвет: черный, белый, голубой, коричневый, светло-зеленый, зеленое яблоко, бежевый



### Стул мастера - СТ-12Р

- Размеры:**
- ▶ Сиденье: 41 x 45 см
- Регулировки:**
- ▶ Высота: 45-57 см
- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
  - ▶ Вес: 9,1 кг
  - ▶ Нагрузка: 100 кг
  - ▶ Покрытие: винил-люкс
  - ▶ Цвет: черный, белый, голубой, коричневый, светло-зеленый, зеленое яблоко, бежевый






### Стул мастера - СТ-13Р

- Размеры:** ▶ Сиденье: 41 x 45 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 45-57 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь  
▶ Вес: 8,8 кг  
▶ Нагрузка: 100 кг  
▶ Покрытие: винил-люкс  
▶ Цвет: черный, белый, голубой, коричневый, светло-зеленый, зеленое яблоко, бежевый




### Стул мастера - СТ-14КР

- Размеры:** ▶ Сиденье: диаметр 36 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 46,5-58,5 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь  
▶ Вес: 7,6 кг  
▶ Нагрузка: 100 кг  
▶ Покрытие: винил-люкс  
▶ Диаметр основания: 56 см  
▶ Цвет: черный, белый, голубой, коричневый, светло-зеленый, зеленое яблоко, бежевый



### Стул мастера - СТ-15Р

- Размеры:** ▶ Сиденье: 41 x 45 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 41-53 см
- Характеристики:** ▶ Рама: сталь  
▶ Вес: 9,7 кг  
▶ Нагрузка: 100 кг  
▶ Покрытие: винил-люкс  
▶ Цвет: черный, белый, голубой, коричневый, светло-зеленый, зеленое яблоко, бежевый



### Стул мастера - XIV MA02 (тип 4)

- Размеры:** ▶ Сиденье: 48,5 x 37 см  
▶ Спинка: 48,5 x 31,5 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 44,5-58 см
- Характеристики:** ▶ Рама: дерево / сталь  
▶ Вес: 9,6 кг  
▶ Нагрузка: 100 кг  
▶ Поролон: 3,5 см  
▶ Покрытие: винил-люкс  
▶ Цвет: белый, черный, коричневый, кофе с молоком



*Противоскользящие насадки в комплекте*



### Стул мастера - XV MA02 (тип 5)

- Размеры:** ▶ Сиденье: 49 x 39 см  
▶ Спинка: 46,5 x 33,5 см
- Регулировки:** ▶ Высота: 43,5-57 см
- Характеристики:** ▶ Рама: дерево / сталь  
▶ Вес: 9,3 кг  
▶ Нагрузка: 100 кг  
▶ Поролон: 3,5 см  
▶ Покрытие: винил-люкс  
▶ Цвет: белый, черный, коричневый, кофе с молоком



*Противоскользящие насадки в комплекте*

## Стулья массажиста для массажа шейно-воротниковой зоны



РЕГИСТРАЦИОННЫЕ  
УДОСТОВЕРЕНИЯ  
РОСЗДРАВНАДЗОРА

Данная группа товаров – пример удачного маркетингового хода для салонов красоты, косметологических клиник и медицинских центров.

В качестве бонуса постоянным клиентам или компенсации за длительное ожидание учреждение может предложить своим пациентам экспресс-массаж шейно-воротниковой зоны.

А чтобы клиент чувствовал ответственность предприятия и собственный комфорт необходимо приобрести специальный стул.

Он очень доступен по цене, компактен и устойчив. Но основную ценность от его приобретения можно ощутить в конфликтных ситуациях с пациентом, в увеличенном среднем чеке ключевого клиента, в экспресс-помощи своим сотрудникам, у которых к концу смены немеют руки или «раскалывается» голова.

В целом, стул для массажа шейно-воротниковой зоны и стальное массажное кресло могут быть самым удачным мини-приобретением в этом сезоне. Попробуйте и оцените этот товар по достоинству.

Все массажные стулья имеют регистрационные удостоверения РОСЗДРАВНАДЗОРА и показаны к применению в медицинских учреждениях.

## Стул массажиста MA-01 (DE LUXE)



+ сумка в подарок!



**Размеры:**

▶ Общий:  
76 x 54 см

**Регулировки:**

▶ Высота: 120 - 127 см

**Характеристики:**

▶ Рама: алюминий  
▶ Вес: 10.5 кг  
▶ Нагрузка: 140 кг  
▶ Поверхность винил-люкс  
▶ Поролон: 4 см  
▶ Цвет: синий, кремовый, черный



## Стул массажиста MA-01



+ сумка в подарок!



**Размеры:**

▶ Общий:  
67 x 51 см

**Регулировки:**

▶ Высота: 120 - 127 см

**Характеристики:**

▶ Рама: сталь  
▶ Вес: 9,8 кг  
▶ Нагрузка: 140 кг  
▶ Поверхность винил-люкс  
▶ Поролон: 4 см  
▶ Цвет: синий, кремовый, черный



## Стул массажиста ММ-ХІV ДЛ для коррекции осанки



**Размеры:** ▶ Общий:  
66 x 24 x 47 см

**Регулировки:** ▶ Высота: 45 - 66 см

**Характеристики:** ▶ Рама: бук  
▶ Вес: 6,4 кг  
▶ Поверхность винил-люкс  
▶ Поролон: 4 см  
▶ Цвет: бежевый, черный, коричневый, синий, кофе с молоком, фисташковый, белый, кремовый



## Стул массажиста ММ-ХІV СЛ для коррекции осанки



**Размеры:** ▶ Общий:  
66 x 24 x 47 см

**Регулировки:** ▶ Высота: 52 - 62 см

**Характеристики:** ▶ Рама: алюминий  
▶ Вес: 8,2 кг  
▶ Поверхность винил-люкс  
▶ Поролон: 4 см  
▶ Цвет: бежевый, черный, коричневый, синий, кофе с молоком, фисташковый, белый, кремовый



## Тумбочки и столики

### Столик прикроватный из HPL пластика ПС-001



**Размеры** ▶ Столешница: 59 x 40 см  
▶ Малая столешница: 19,7 x 40 см  
▶ Высота: 71 - 111 см

**Характеристики** ▶ Материал каркаса: сталь  
▶ Материал столешницы: HPL пластик  
▶ Вес: 8,2 кг  
▶ Цвета: венге / красное дерево / бук / белый

**НОВИНКА**



## Тумба прикроватная с поворотной столешницей из HPL пластика ПТ-001

- Характеристики**
- ▶ Размер: 46 x 64-138 x 86-125 см
  - ▶ Материал каркаса: сталь
  - ▶ Материал столешницы: HPL пластик
  - ▶ Вес: 23,7 кг
  - ▶ Нагрузка на тумбу: 50 кг
  - ▶ Нагрузка на столешницу: 10 кг



## Лампа-лупа креплением (арт. СН-2)

- Характеристики:**
- ▶ Материал: сталь
  - ▶ Материал линзы: стекло
  - ▶ Диаметр линзы: 120 мм
  - ▶ Увеличение линзы: 3 диоптрии
  - ▶ Ток питания: 350 мА
  - ▶ Номинальное напряжение: 230 В
  - ▶ Частота: 50 Гц
  - ▶ Номинальная мощность: 22 Вт
  - ▶ Вес: 4 кг
  - ▶ Дополнительно: возможность поставки в комплекте с лампой-лупой и без.



Возможно крепление  
лупы с двух сторон

УФ лампа

## Лампы-лупы для косметологических кабинетов

### Лампа-лупа (арт. СН-2)

- Характеристики:**
- ▶ Материал: сталь
  - ▶ Материал линзы: стекло
  - ▶ Диаметр линзы: 120 мм
  - ▶ Увеличение линзы: 3 диоптрии
  - ▶ Ток питания: 350 мА
  - ▶ Номинальное напряжение: 230 В
  - ▶ Частота: 50 Гц
  - ▶ Номинальная мощность: 22 Вт



Лампа-лупа  
(арт. СН-2)  
с зажимом

Лампа-лупа  
(арт. СН-2)  
на штативе

## Лампа-лупа MED-MOS MM-5-189x157-Ш5 (LED) тип 1



- ▶ Цвет: белый
- ▶ Диаметр линзы: 189 x 157 мм
- ▶ Увеличение: 5 диоптрий (стекло)
- ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
- ▶ Частота: 50 Гц
- ▶ Номинальная мощность: 12 Вт
- ▶ Лампа LED: 60 шт
- ▶ Материал линзы: стекло
- ▶ Материал кронштейна: окрашенный металл
- ▶ Материал штатива: окрашенный металл
- ▶ Вес: 11,6 кг
- ▶ Держатель MM-0-0-C (0) тип 1 в комплекте

## Лампа-лупа на подставке 9101LED-B-E



- Характеристики:**
- ▶ Тип: на подставке; с крышкой
  - ▶ Цвет: белый
  - ▶ Габаритные размеры: (22-46) x 18 x (17\*57) см
  - ▶ Диаметр линзы: 127 мм
  - ▶ Увеличение: 5 диоптрий (стекло)
  - ▶ Тип лампы: кольцевая, светодиодная
  - ▶ Регулировка уровня яркости: 100-75-50-25-0% (с затемнением)
  - ▶ Материал плафона: пластик
  - ▶ Размер корпуса: 230x180x30 мм
  - ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
  - ▶ Частота: 50 Гц
  - ▶ Номинальная мощность: 14 Вт
  - ▶ Лампа LED: 60 шт
  - ▶ Вес: 2,2 кг

**НОВИНКА**

*Имеет регулировку яркости света!*

## Лампа-лупа на подставке 9101LED-B-R-PLUS



- Характеристики:**
- ▶ Тип: на подставке; с крышкой
  - ▶ Цвет: белый
  - ▶ Габаритные размеры: (21-46) x 14,5 x (29-61) см
  - ▶ Диаметр линзы: 127 мм
  - ▶ Увеличение: 5 диоптрий (стекло)
  - ▶ Тип лампы: кольцевая, светодиодная
  - ▶ Регулировка уровня яркости: 100-75-50-25-0% (с затемнением)
  - ▶ Материал плафона: пластик
  - ▶ Размер корпуса: 230x180x30 мм
  - ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
  - ▶ Частота: 50 Гц
  - ▶ Номинальная мощность: 12 Вт
  - ▶ Лампа LED: 60 шт
  - ▶ Вес: 2,2 кг

**НОВИНКА**

*Имеет регулировку яркости света!*

## Лампа-лупа MED-MOS MM-5-127 (LED) тип 1



- Характеристики:**
- ▶ Тип: на штативе или струбцине
  - ▶ Цвет: белый
  - ▶ Габаритные размеры: (20-123)х(6-21,8)х(12-116) см
  - ▶ Диаметр линзы: 127 мм
  - ▶ Увеличение: 5 диоптрий (стекло)
  - ▶ Тип лампы: кольцевая, светодиодная
  - ▶ Регулировка уровня яркости: 100-75-50-25-0% (с затемнением)
  - ▶ Материал плафона: пластик
  - ▶ Размер корпуса: 280х218х25 мм
  - ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
  - ▶ Частота: 50 Гц
  - ▶ Номинальная мощность: 12 Вт
  - ▶ Лампа LED: 60шт
  - ▶ Вес: 3 кг

*Имеет регулировку яркости света!*

**НОВИНКА**

## Лампа-лупа Med-Mos MM-5-150 (LED) тип 1



- Характеристики:**
- ▶ Тип: на штативе или струбцине
  - ▶ Цвет: белый
  - ▶ Габаритные размеры: (20-126)х(7-24)х(12-120) см
  - ▶ Диаметр линзы: 150 мм
  - ▶ Увеличение: 5 диоптрий (стекло)
  - ▶ Тип лампы: кольцевая, светодиодная
  - ▶ Регулировка уровня яркости: 100-75-50-25-0% (с затемнением)
  - ▶ Материал плафона: пластик
  - ▶ Размер корпуса: 305х240х35 мм
  - ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
  - ▶ Частота: 50 Гц
  - ▶ Номинальная мощность: 12 Вт
  - ▶ Лампа LED: 60 шт
  - ▶ Вес: 3,5 кг

*Имеет регулировку яркости света!*

**НОВИНКА**

## Лампа-лупа MED-MOS MM-5-127 (LED-D) тип 1



- Характеристики:**
- ▶ Тип: на штативе или струбцине; с крышкой
  - ▶ Цвет: белый
  - ▶ Габаритные размеры: (21-46)х14,5х(29-61) см
  - ▶ Диаметр линзы: 127 мм
  - ▶ Увеличение: 5 диоптрий (стекло)
  - ▶ Тип лампы: кольцевая, светодиодная
  - ▶ Регулировка уровня яркости: 100-75-50-25-0% (с затемнением)
  - ▶ Материал плафона: пластик
  - ▶ Размер корпуса: 230х195х30 мм
  - ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
  - ▶ Частота: 50 Гц
  - ▶ Номинальная мощность: 12 Вт
  - ▶ Лампа LED: 60 шт
  - ▶ Вес: 2,7 кг

*Имеет регулировку яркости света!*

**НОВИНКА**

## Лампа-лупа MED-MOS MM-5-178 (LED) тип 1



- Характеристики:**
- ▶ Тип: на штативе или струбцине
  - ▶ Цвет: белый
  - ▶ Габаритные размеры: (28-129)х(7-27,2)х(12-122) см
  - ▶ Диаметр линзы: 178 мм
  - ▶ Увеличение: 5 диоптрий (стекло)
  - ▶ Тип лампы: кольцевая, светодиодная
  - ▶ Регулировка уровня яркости: 100-75-50-25-0% (с затемнением)
  - ▶ Материал плафона: пластик
  - ▶ Размер корпуса: 340х272х35 мм
  - ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
  - ▶ Частота: 50 Гц
  - ▶ Номинальная мощность: 12 Вт
  - ▶ Лампа LED: 60шт
  - ▶ Вес: 3,5 кг

*Имеет регулировку яркости света!*

**НОВИНКА**

## Лампа-лупа Med-Mos MM-5-189x157-C (LED) тип 1



- Характеристики:**
- ▶ Тип: на штативе или струбцине
  - ▶ Цвет: белый
  - ▶ Габаритные размеры: (20-118)х(9,5-29,8)х(12-109) см
  - ▶ Диаметр линзы: 189х157 мм
  - ▶ Увеличение: 5 диоптрий (стекло)
  - ▶ Тип лампы: П-образная, светодиодная
  - ▶ Регулировка уровня яркости: 100-75-50-25-0% (с затемнением)
  - ▶ Материал плафона: пластик
  - ▶ Размер корпуса: 298х215х39 мм
  - ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
  - ▶ Частота: 50 Гц
  - ▶ Номинальная мощность: 12 Вт
  - ▶ Лампа LED: 60 шт
  - ▶ Вес: 4,1 кг

*Имеет регулировку яркости света!*

**НОВИНКА**

## Лампа-лупа Med-Mos MM-5-127-C (LED-D) тип 1



- Характеристики:**
- ▶ Тип: на штативе или струбцине; с крышкой
  - ▶ Цвет: белый
  - ▶ Габаритные размеры: (20-120)х(7-19)х(12-116) см
  - ▶ Диаметр линзы: 127 мм
  - ▶ Увеличение: 5 диоптрий (стекло)
  - ▶ Тип лампы: кольцевая, светодиодная
  - ▶ Регулировка уровня яркости: 100-75-50-25-0% (с затемнением)
  - ▶ Материал плафона: пластик
  - ▶ Размер корпуса: 250х190х35 мм
  - ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
  - ▶ Частота: 50 Гц
  - ▶ Номинальная мощность: 12 Вт
  - ▶ Лампа LED: 60шт
  - ▶ Вес: 2,7 кг

*Имеет регулировку яркости света!*

**НОВИНКА**

## Лампа-лупа Med-Mos MM-5-189x157 (LED) тип 1



- Характеристики:**
- ▶ Тип: на штативе или струбцине; с крышкой
  - ▶ Цвет: белый
  - ▶ Габаритные размеры: (26-120)х(9,5-27,5)х(52-110) см
  - ▶ Диаметр линзы: 189х157 мм
  - ▶ Увеличение: 5 диоптрий (стекло)
  - ▶ Тип лампы: П-образная, светодиодная
  - ▶ Регулировка уровня яркости: 100-75-50-25-0% (с затемнением)
  - ▶ Материал плафона: пластик
  - ▶ Размер корпуса: 275х244х68 мм
  - ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
  - ▶ Частота: 50 Гц
  - ▶ Номинальная мощность: 12 Вт
  - ▶ Лампа LED: 84 шт
  - ▶ Вес: 4,5 кг

*Имеет регулировку яркости света!*

**НОВИНКА**

## Лампа-лупа MED-MOS MM-5-127-C (LED-D) тип 1



- Характеристики:**
- ▶ Тип: на штативе или струбцине
  - ▶ Цвет: белый
  - ▶ Габаритные размеры: (21-46) х 14,5 х (29-61) см
  - ▶ Диаметр линзы: 127 мм
  - ▶ Увеличение: 5 диоптрий (стекло)
  - ▶ Тип лампы: кольцевая, светодиодная
  - ▶ Регулировка уровня яркости: 100-75-50-25-0% (с затемнением)
  - ▶ Материал плафона: пластик
  - ▶ Размер корпуса: 280х218х25 мм
  - ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
  - ▶ Частота: 50 Гц
  - ▶ Номинальная мощность: 12 Вт
  - ▶ Лампа LED: 60шт
  - ▶ Вес: 2,8 кг

*Имеет регулировку яркости света!*

**НОВИНКА**

## Лампа-лупа MED-MOS MM-5-127-C (LED-D) тип 1



- Характеристики:**
- ▶ Тип: на штативе или струбцине; с крышкой
  - ▶ Цвет: белый
  - ▶ Габаритные размеры: (26-120)х(9,5-27,5)х(52-110) см
  - ▶ Диаметр линзы: 127 мм
  - ▶ Увеличение: 5 диоптрий (стекло)
  - ▶ Тип лампы: кольцевая, светодиодная
  - ▶ Регулировка уровня яркости: 100-75-50-25-0% (с затемнением)
  - ▶ Материал плафона: пластик
  - ▶ Размер корпуса: 230х195х30 мм
  - ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
  - ▶ Частота: 50 Гц
  - ▶ Номинальная мощность: 12 Вт
  - ▶ Лампа LED: 60 шт
  - ▶ Вес: 2,9 кг

*Имеет регулировку яркости света!*

**НОВИНКА**

## Лампа-лупа MED-MOS MM-5-127-C (LED) тип 2



- Характеристики:**
- ▶ Тип: на штативе или струбцине; с крышкой
  - ▶ Цвет: белый
  - ▶ Габаритные размеры: (21-121)х(7-20)х(12-116) см
  - ▶ Диаметр линзы: 127 мм
  - ▶ Увеличение: 5 диоптрий (стекло)
  - ▶ Тип лампы: кольцевая, светодиодная
  - ▶ Регулировка уровня яркости: без затемнения
  - ▶ Материал плафона: пластик
  - ▶ Размер корпуса: 265х200х30 мм
  - ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
  - ▶ Частота: 50 Гц
  - ▶ Номинальная мощность: 12 Вт
  - ▶ Лампа LED: 60 шт
  - ▶ Вес: 2,7 кг

**НОВИНКА**

## Лампа-лупа MED-MOS MM-5-178 (LED) тип 1



- Характеристики:**
- ▶ Тип: на штативе или струбцине
  - ▶ Цвет: белый
  - ▶ Габаритные размеры: (20-126)х(10,5-28,6)х(12-119) см
  - ▶ Диаметр линзы: 127 мм
  - ▶ Увеличение: 5 диоптрий (стекло)
  - ▶ Тип лампы: кольцевая, светодиодная
  - ▶ Регулировка уровня яркости: без затемнения
  - ▶ Материал плафона: пластик
  - ▶ Размер корпуса: 286х225х73 мм
  - ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
  - ▶ Частота: 50 Гц
  - ▶ Номинальная мощность: 12 Вт
  - ▶ Лампа LED: 60 шт
  - ▶ Вес: 2,9 кг

**НОВИНКА**

## Лампа-лупа MED-MOS MM-5-150-C (LED-D) тип 1



- Характеристики:**
- ▶ Тип: на штативе или струбцине
  - ▶ Цвет: белый
  - ▶ Габаритные размеры: (20-126)х(7-24)х(12-120) см
  - ▶ Диаметр линзы: 150 мм
  - ▶ Увеличение: 5 диоптрий (стекло)
  - ▶ Тип лампы: кольцевая, светодиодная
  - ▶ Регулировка уровня яркости: 100-75-50-25-0% (с затемнением)
  - ▶ Материал плафона: пластик
  - ▶ Размер корпуса: 305х240х35 мм
  - ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
  - ▶ Частота: 50 Гц
  - ▶ Номинальная мощность: 12 Вт
  - ▶ Лампа LED: 60 шт
  - ▶ Вес: 3,3 кг

*Имеет регулировку яркости света!*

**НОВИНКА**

## Кронштейн со штативом на 4-х колесиках ММ-0-0-Ш4 (0) тип 1



- Характеристики:**
- ▶ Высота колёсной консоли от пола: 10 см
  - ▶ Диаметр круга вращения: 62 см
  - ▶ Тип роликов: двойные, закрытые, съёмные, для твердых напольных покрытий
  - ▶ Материал роликов: пластик
  - ▶ Индивидуальный тормоз на каждом колесе
  - ▶ Цвет изделия: белый/светло-серый
  - ▶ Вес: 9 кг

## Кронштейн со штативом на 5-ти колесиках ММ-0-0-Ш5 (0) тип 1



- Характеристики:**
- ▶ Высота колёсной консоли от пола: 9 см
  - ▶ Диаметр круга вращения: 65 см
  - ▶ Тип роликов: двойные, закрытые, съёмные, для твердых напольных покрытий
  - ▶ Материал роликов: пластик
  - ▶ Индивидуальный тормоз на каждом колесе
  - ▶ Цвет изделия: белый/светло-серый
  - ▶ Вес: 8,5 кг

## Лампа ММ-0-0-С (LED) тип 1



- Характеристики:**
- ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
  - ▶ Частота: 50 Гц
  - ▶ Номинальная мощность: 18 Вт
  - ▶ Лампа LED: 100шт
  - ▶ Материал кронштейна: окрашенный металл
  - ▶ Материал штатива: окрашенный металл
  - ▶ Вес: 2,4 кг

## Лампа ММ-0-0-С (LED-D) тип 1



*Имеет регулировку яркости света!*

- Характеристики:**
- ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
  - ▶ Частота: 50 Гц
  - ▶ Номинальная мощность: 18 Вт
  - ▶ Лампа LED: 100шт
  - ▶ Материал кронштейна: окрашенный металл
  - ▶ Материал штатива: окрашенный металл
  - ▶ Вес: 2,4 кг

## Держатель ММ-0-0-С (0) тип 1



- Характеристики:**
- ▶ Материал кронштейна: окрашенный металл
  - ▶ Вес: 0,6 кг



Еще одним важным штрихом достойного оформления массажного кабинета являются разнообразные аксессуары: валики для ног, камни для стоун-терапии и подогреватели базальтовых камней.

В борьбе за клиента нужно ничего не упустить, а еще лучше – предвосхитить его просьбы и превзойти ожидания.

Приобретение данных предметов позволит расширить спектр предлагаемых клиенту услуг и даст повод напомнить о себе тем, кто давно не посещал ваш кабинет.

Кроме того, появление в салоне указанных товаров будет воспринято сотрудниками с большой благодарностью – как доказательство уважения и заботы руководителя к пожеланиям своих специалистов.

Все это – хорошо работающая печь, оптимально прогретые камни, удобно лежащие на валике ноги клиента – не замедлит отразиться на доходности и стабильности бизнеса!

## Набор массажных камней из базальта



Количество: 12 шт.  
Размеры: 7.5 x 5.5 x 1.5 см



Количество: 2 шт.  
Размеры: 12.5 x 5 x 2.5 см



Количество: 1 шт.  
Размеры: 15 x 6.3 см

## Набор массажных камней из базальта



Количество: 2 шт.  
Размеры: 12 x 4 x 2 см



Количество: 2 шт.  
Размеры: 12 x 4.8 x 3 см



Количество: 3 шт.  
Размеры: 9.5 x 8 x 2.7 см

## Набор массажных камней из базальта



Количество: 2 шт.  
Размеры: 12 x 1.8 см



Количество: 2 шт.  
Размеры: 12 x 4 x 2 см



Количество: 10 шт.  
Размеры: 4.5 x 2 см

### Набор массажных камней из базальта



Количество: 10 шт.  
Размеры: 8 x 2.8 x 1.8 см



Количество: 1 шт.  
Размеры: 6.3 x 6.3 см



Количество: 2 шт.  
Размеры: 12 x 4 x 2 см

### Набор массажных камней из базальта



Количество: 8 шт.  
Размеры: 7.7 x 5.7 x 2.7 см



Количество: 6 шт.  
Размеры: 8 x 2.5 см



Количество: 12 шт.  
Размеры: 4.5 x 1.5 см

### Набор массажных камней из базальта



Количество: 2 шт.  
Размеры: 9.5 x 4 x 2.7 см



Количество: 2 шт.  
Размеры: 11.8 x 2.2 см



Количество: 2 шт.  
Размеры: 12 x 5.7 x 0.6 см

### Набор массажных камней из базальта



Количество: 8 шт.  
Размеры: 11.5 x 9.6 x 1.5 см



Количество: 4 шт.  
Размеры: 9 x 6 x 2.5 см



Количество: 12 шт.  
Размеры: 6.7 x 4.7 x 1.7 см

### Набор массажных камней из базальта



Количество: 2 шт.  
Размеры: 7 x 5.6 x 2.8 см



Количество: 2 шт.  
Размеры: 15 x 4.5 x 3.5 см



Количество: 4 шт.  
Размеры: 9 x 7 x 1.7 см

### Набор массажных камней из базальта



Количество: 10 шт.  
Размеры: 6 x 15 см



Количество: 4 шт.  
Размеры: 15 x 12.8 x 1.5 см



Количество: 12 шт.  
Размеры: 9 x 7 x 1 см

## Камни для стоунтерапии (базальт)

- Характеристики:**
- ▶ В упаковке 28/34/46 камней
  - ▶ Холщевый мешок в комплекте
  - ▶ Гарантия 1 год
  - ▶ Самая низкая цена на рынке РФ




## Подогреватель для базальтовых камней 60R

- Характеристики:**
- ▶ Корпус: нержавеющая сталь
  - ▶ Регулировка температуры: да
  - ▶ Максимальная температура: 78°C
  - ▶ Мощность: 750 Вт
  - ▶ Напряжение: 220В
  - ▶ Емкость: 6 кварт (около 35 камней)
  - ▶ Размеры: 38x28x17,5 см
  - ▶ Цвет: серебристо-черный



## Камни для стоунтерапии (базальт)

- Характеристики:**
- ▶ В упаковке: 20/60 камней
  - ▶ Упакованы в деревянный короб
  - ▶ Гарантия 1 год
  - ▶ Самая низкая цена на рынке РФ




## Подогреватель для базальтовых камней 180R

- Характеристики:**
- ▶ Корпус: нержавеющая сталь
  - ▶ Регулировка температуры: да
  - ▶ Максимальная температура: 78°C
  - ▶ Мощность: 1450 Вт
  - ▶ Напряжение: 220В
  - ▶ Емкость: 18 кварт (около 110 камней)
  - ▶ Размеры: 61x38x27 см
  - ▶ Цвет: серебристо-черный



## Камни для стоунтерапии (базальт)

- Характеристики:**
- ▶ В упаковке: 45/60 камней
  - ▶ Упакованы в деревянный короб
  - ▶ Гарантия 1 год
  - ▶ Самая низкая цена на рынке РФ



## Массажные валики



## Нефритовый ролик





Интерьер – это первое, что видит клиент при посещении салона красоты или косметологического центра. Поэтому необходимо уделить особое внимание организации кабинета мастера.

Компактные медицинские столики решают сразу несколько задач. Позволяют без особого труда поддерживать порядок в кабинете. Но самое главное, с их помощью можно создать комфортное и эргономичное рабочее пространство. Аккуратно разложить все инструменты и материалы так, чтобы всё необходимое всегда было под рукой. Это влияет на скорость и качество рабочего процесса, а значит и на статус специалиста.

Столики изготовлены из металла и высокопрочного полимерного материала. Имеют множество функциональных отделений: выдвижные ящики, ниши, пластиковые контейнеры. Столешницы снабжены защитными бортиками, что исключает падение предметов во время работы.

### Столик медицинский АТ003 ТМ-01АН-00



- ▶ Материал основания: сталь
- ▶ Габариты: 110 x 50,7 x 150,5 см
- ▶ Количество ящиков: 8 шт.
- ▶ Высота столешницы: 93 см
- ▶ Размер столешницы: 92,5 x 44,6 x 3,6 см
- ▶ Вес: 65,2 кг
- ▶ Анестезиологическая стойка: 61,5 x 14,3 x 36,2 см
- ▶ Откидные контейнеры из пластика: 10 штук
- ▶ Самоориентирующиеся колеса
- ▶ Ведро навесное без крышки: 2 шт
- ▶ Лоток навесной: 1 шт

### Столик медицинский ЕТ006 ТМ-010АН-00



- ▶ Материал основания: сталь
- ▶ Габариты: 86,5 x 51 x 95 см
- ▶ Количество ящиков: 5 шт.
- ▶ Размеры столешницы: 63 x 44,3 x 3,5 см
- ▶ Высота от пола до столешницы: 88,5 см
- ▶ Вес: 44,9 кг
- ▶ Инфузионная стойка: 120-180 см
- ▶ Самоориентирующиеся колеса
- ▶ Ведро навесное без крышки: 2 шт

### Столик медицинский МСТ05 ТМ-019АН-00



- ▶ Материал основания: сталь
- ▶ Габариты: 86,5 x 51 x 95 см
- ▶ Количество ящиков: 5 шт.
- ▶ Размеры столешницы: 63 x 44,3 x 3,5 см
- ▶ Высота от пола до столешницы: 88,5 см
- ▶ Вес: 44,9 кг
- ▶ Инфузионная стойка: 120-180 см
- ▶ Самоориентирующиеся колеса
- ▶ Ведро навесное без крышки: 2 шт

## Столик медицинский РЕТ02 ТМ-006АН-00



- ▶ Материал основания: сталь
- ▶ Габариты: 79 x 63 x 124 см
- ▶ Количество ящиков: 5 шт.
- ▶ Размеры столешницы (пластик): 60,5 x 56 x 30-56 см
- ▶ Высота от пола до столешницы: 100,5 см
- ▶ Выдвижной столик: 27,8 x 31 x 3,4 см
- ▶ Поднос: 61,7 x 40 x 0,8 см
- ▶ Розетка с кабелем
- ▶ Держатель баллона с 2-мя ремнями
- ▶ Поворотный столик: 36 x 27,9 x 1,5 см
- ▶ Вес: 66,1 кг
- ▶ Инфузионная стойка: 120-190 см
- ▶ Самоориентирующиеся колеса
- ▶ Съёмные и навесные ёмкости 8 шт:  
*ведро с крышкой - 2 шт; банка с крышкой - 2 шт; откидной контейнер - 3 шт; лоток навесной - 1 шт*

## Столик медицинский СТ005 ТМ-005АН-00



- ▶ Материал основания: пластик
- ▶ Материал стоек: пластиковый профиль
- ▶ Габариты: 62,5 x 47,5 x 98 см
- ▶ Количество ящиков: 1 шт.
- ▶ Перегородки в ящике: 6 шт
- ▶ Размеры ниши-углубления: 44 x 43 x 1,3 см
- ▶ Высота столешницы: 90 см
- ▶ Размеры столешницы: 62,7 x 47,5 x 1,3 см
- ▶ Высота от ниши до пола: 16 см
- ▶ Вес: 17,7 кг
- ▶ Ведро с крышкой голубой - 2 шт
- ▶ Самоориентирующиеся колеса

## Столик медицинский СТ001 ТМ-014АН-00



- ▶ Материал основания: сталь
- ▶ Материал стоек: алюминиевый профиль
- ▶ Габариты: 100 x 64 x 105,5 см
- ▶ Количество ящиков: 1 шт.
- ▶ Размеры столешницы: 42 x 43,5 x 8 см
- ▶ Несъёмный лоток на основании: 50 x 48 x 7,5-10 см
- ▶ Ящик выдвижной: 49,8 x 32,2 x 13,2 см
- ▶ Размеры столешницы: 47,3 x 46,5 x 3 см
- ▶ Высота от пола до столешницы: 98,4 см
- ▶ Вес: 30,7 кг
- ▶ Самоориентирующиеся колеса
- ▶ Съёмные и навесные ёмкости 6 шт:  
*ведро с крышкой - 2 шт; банка с крышкой - 2 шт; лоток навесной - 2 шт;*

## Столик медицинский СТ108 ТМ-016АН-00



- ▶ Материал основания: сталь + пластик
- ▶ Материал стоек: алюминиевый профиль
- ▶ Габариты: 96,5 x 52,5 x 99,3 см
- ▶ Количество ящиков: 2 шт.
- ▶ Перегородки в ящике: 4 шт.
- ▶ Размеры ниши-углубления: 60,5 x 45,5 x 0,7 см
- ▶ Размеры столешницы: 64,8 x 49,7 x 3,4 см
- ▶ Высота от ниши до пола: 90,8 см
- ▶ Вес: 29,7 кг
- ▶ Ведро без крышки - 2 шт.
- ▶ Лоток навесной - 1 шт.
- ▶ Самоориентирующиеся колеса

## Столик медицинский СТ008 ТМ-012АН-00



- ▶ Материал основания: сталь
- ▶ Материал стоек: гнутая труба из нержавеющей стали
- ▶ Габариты: 72 x 48 x 99 см
- ▶ Размеры основания: 69 x 45 x 3,6 см
- ▶ Количество ящиков: 2 шт.
- ▶ Высота столешницы: 83,5 см
- ▶ Размеры столешницы: 69 x 45 x 3,6 см
- ▶ Высота от ниши до пола: 17 см
- ▶ Вес: 23,8 кг
- ▶ Ведро с крышкой - 2 шт
- ▶ Самоориентирующиеся колеса

## Столик медицинский СТ109 ТМ-015АН-00



- ▶ Материал основания: пластик
- ▶ Материал стоек: пластиковый профиль
- ▶ Габариты: 60 x 72 x 94 см
- ▶ Количество ящиков: 1 шт.
- ▶ Размеры ниши-углубления: 44 x 44 см
- ▶ Полка 1 шт: 46,7 x 44,7 x 2,5 см
- ▶ Размеры столешницы: 46,7 x 44,7 x 2,5 см
- ▶ Высота от ниши до пола: 76,5 см
- ▶ Вес: 15,9 кг
- ▶ Самоориентирующиеся колеса

## Столик медицинский АТ750-01 ТМ-003АН-00



- ▶ Материал основания: пластик
- ▶ Габариты: 82 x 48 x 131,5 см
- ▶ Количество ящиков: 2 шт.
- ▶ Размеры столешницы: 75 x 48 x 3,6 см
- ▶ Высота от пола до столешницы: 91 см
- ▶ Вес: 36,4 кг
- ▶ Анестезиологическая стойка: 5 ячеек
- ▶ Самоориентирующиеся колеса
- ▶ Съёмные и навесные ёмкости 6 шт:  
*ведро с крышкой – 2 шт; банка с крышкой – 2 шт; откидной контейнер – 1 шт; лоток навесной – 1 шт*

## Столик медицинский СТ750-03 ТМ-004АН-00



- ▶ Материал основания: пластик
- ▶ Габариты: 75 x 48 x 99 см
- ▶ Количество ящиков: 3 шт.
- ▶ Размеры столешницы: 75 x 48 x 3,6 см
- ▶ Высота от пола до столешницы: 91,3 см
- ▶ Вес: 27,7 кг
- ▶ Самоориентирующиеся колеса
- ▶ Съёмные и навесные ёмкости 5 шт:  
*ведро с крышкой – 2 шт; банка с крышкой – 2 шт; лоток навесной – 1 шт*

## Столик медицинский ЕТ750-01 ТМ-001АН-00



- ▶ Материал основания: пластик
- ▶ Габариты: 82,5 x 51 x 99 см
- ▶ Количество ящиков: 5 шт.
- ▶ Размеры столешницы: 75 x 48 x 3,6 см
- ▶ Высота от пола до столешницы: 91 см
- ▶ Выдвижной столик: 27,8 x 31 x 3,4 см
- ▶ Розетка с кабелем
- ▶ Доска для СЛР: 54 x 42 x 2 см
- ▶ Держатель баллона с 2-мя ремнями
- ▶ Поворотный столик: 38,5x33,1x3,3см
- ▶ Вес: 46,3 кг
- ▶ Инфузионная стойка: 120-205 см
- ▶ Самоориентирующиеся колеса
- ▶ Съёмные и навесные ёмкости 6 шт:  
*ведро с крышкой – 2 шт; банка с крышкой – 2 шт; откидной контейнер – 1 шт; лоток навесной – 1 шт*

## Столик медицинский СЗ ТМ-017АН-00



- ▶ Материал основания: пластик
- ▶ Материал стоек: металлическая труба из нержавеющей стали
- ▶ Габариты: 86,5 x 51 x 95 см
- ▶ Количество ящиков: 1 шт.
- ▶ Размеры основания: 71,7 x 45,7 x 3,5 см
- ▶ Размеры столешницы: 71,7 x 45,7 x 3,5 см
- ▶ Высота от ниши до пола: 73 см
- ▶ Вес: 13,4 кг
- ▶ Самоориентирующиеся колеса
- ▶ Ведро с крышкой 1 шт

## Столик медицинский ЕТ850-02 ТМ-002АН-00



- ▶ Материал основания: пластик
- ▶ Габариты: 82,5 x 51 x 99 см
- ▶ Количество ящиков: 2 шт.
- ▶ Размеры столешницы: 75 x 48 x 3,6 см
- ▶ Высота от пола до столешницы: 91 см
- ▶ Вес: 39,3 кг
- ▶ Поворотный столик: 38,5 x 33,1 x 3,3 см
- ▶ Выдвижной столик: 27,8 x 31 x 3,4 см
- ▶ Розетка с кабелем
- ▶ Держатель баллона с 2-мя ремнями
- ▶ Самоориентирующиеся колеса
- ▶ Инфузионная стойка
- ▶ Доска для СЛР: 54 x 42 x 2 см
- ▶ Съёмные и навесные ёмкости 6 шт:  
*ведро с крышкой – 2 шт; банка с крышкой – 2 шт; откидной контейнер – 1 шт; лоток навесной – 1 шт*

## Столик медицинский С4 ТМ-018АН-00



- ▶ Материал основания: пластик
- ▶ Материал стоек: металлическая труба из нержавеющей стали
- ▶ Габариты: 86,5 x 51 x 95,5 см
- ▶ Количество ящиков: 1 шт.
- ▶ Размеры основания: 71,7 x 45,7 x 3,5 см
- ▶ Размеры столешницы: 71,7 x 45,7 x 3,5 см
- ▶ Высота от ниши до пола: 73,5 см
- ▶ Вес: 15,3 кг
- ▶ Самоориентирующиеся колеса

## Столик медицинский ET016 TM-009AH-00



- ▶ Материал основания: сталь
- ▶ Габариты: 77 x 55,8 x 103,5 см
- ▶ Количество ящиков: 2 шт.
- ▶ Размеры основания: 69 x 49,7 x 3,2 см
- ▶ Высота столешницы: 88,5 см
- ▶ Столешница раздвижная из двух половин на направляющих
- ▶ Размеры столешницы: 69 x 50 x 9 см
- ▶ Высота от ниши до пола: 101 см
- ▶ Ящик 1: 54 x 34 x 7 см
- ▶ Ящик 2: 54 x 34 x 7 см
- ▶ Доска для СЛР: 54 x 42 x 2 см
- ▶ Розетка с кабелем
- ▶ Вес: 44,7 кг
- ▶ Инфузионная стойка (117-180 см)
- ▶ Самоориентирующиеся колеса
- ▶ Съёмные и навесные ёмкости (пластик): ведро навесное с крышкой - 2 шт

## Столик медицинский PET05 TM-008AH-00



- ▶ Материал основания: пластик
- ▶ Габариты: 96 x 54 x 100,5 см
- ▶ Количество ящиков: 6 шт.
- ▶ Ящик 1: 51,5 x 36,5 x 5 см
- ▶ Ящик 2: 51,5 x 36,5 x 5 см
- ▶ Ящик 3: 51,5 x 36,5 x 5 см
- ▶ Ящик 4: 51,5 x 36,5 x 12 см
- ▶ Ящик 5: 51,5 x 36,5 x 12 см
- ▶ Ящик 6: 51,5 x 36,5 x 12 см
- ▶ Размеры столешницы: 84 x 50 x 10 см
- ▶ Высота от пола до столешницы: 91 см
- ▶ Вес: 60,4 кг
- ▶ Поворотный столик: 38,5 x 33,1 x 3,2 см
- ▶ Выдвижной столик: 21,6 x 34,2 x 3,1 см
- ▶ Диапазон поворота: 360°
- ▶ Розетка с кабелем
- ▶ Держатель баллона с 2-мя ремнями
- ▶ Самоориентирующиеся колеса
- ▶ Инфузионная стойка (118-195)
- ▶ Доска для СЛР: 54 x 42 x 2 см
- ▶ Съёмные и навесные ёмкости 6 шт: ведро с крышкой - 2 шт; банка с крышкой - 2 шт; корзина навесная (металл) - 1 шт; лоток навесной - 1 шт

## Столик медицинский ИТТ006Х TM-013AH-00



- ▶ Материал основания: сталь
- ▶ Габариты: 111 x 55,8 x 103,5 см
- ▶ Количество ящиков: 14 шт.
- ▶ Высота инф стойки: 163,5 см
- ▶ Высота столешницы: 103,5 см
- ▶ Размеры столешницы: 96 x 49 x 3,6 см
- ▶ Переставной лоток на кронштейнах 4 шт: 35 x 35 x 4,7 см
- ▶ Переставной лоток на кронштейнах 4 шт: 35 x 35 x 9,7 см
- ▶ Вес: 57,4 кг
- ▶ Инфузионная стойка (двухъярусная):
  - нижний ярус (7 крючков) - 133 см
  - верхний ярус (7 крючков) - 152 см
- ▶ Самоориентирующиеся колеса

## Столик медицинский РМТ01 TM-007AH-00



- ▶ Материал основания: сталь
- ▶ Габариты: 113 x 64 x 106 см
- ▶ Количество ящиков: 5 шт.
- ▶ Размеры основания: 94,8 x 57,8 x 3,2 см
- ▶ Высота столешницы: 99 см
- ▶ Размеры столешницы: 94,8 x 57,8 x 3,6 см
- ▶ Ящик 1: 35 x 40 x 6,5 см
- ▶ Ящик 2: 35 x 40 x 6,5 см
- ▶ Ящик 3: 35 x 40 x 12,7 см
- ▶ Ящик 4: 35 x 40 x 12,7 см
- ▶ Ящик 5: 35 x 40 x 18 см
- ▶ Вес: 89,2 кг
- ▶ Выдвижной столик: 31,7 x 40,3 x 3,4 см
- ▶ Самоориентирующиеся колеса
- ▶ Съёмные и навесные ёмкости - 8 шт: ведро навесное без крышки - 2 шт, банка с крышкой - 2, откидной контейнер - 3, лоток навесной - 1





ООО "Медтехника МОСКВА"

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10  
 тел: +7 (495) 504-26-51, +7 (495) 504-26-52, факс: +7 (495) 504-26-53  
<http://www.med-mos.ru>, e-mail: info@med-mos.ru



ООО "Медтехника МОСКВА"

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10  
 тел: +7 (495) 504-26-51, +7 (495) 504-26-52, факс: +7 (495) 504-26-53  
<http://www.med-mos.ru>, e-mail: info@med-mos.ru



**Медицинские кровати**



**Принадлежности для кроватей**



**Санитарное оснащение**



**Подъемники**



**Тележки-каталки**



**Носилки**



**Тележки реанимационные**



**Кислородные концентраторы**



**Аспираторы**



**Пульсоксиметры**



**Небулайзеры (ингаляторы)**



**Фетальные доплеры**



**Экспресс-тесты на COVID-19**



**Комплект защитной одежды**



**Медтехника «РЕБОТЕК»**

тел: +7 495 504 26 51, +7 495 504 26 53  
[www.rebotec.net](http://www.rebotec.net)

Настоящее немецкое качество для Вас!



REBOTEC

**Трости**



**Локтевые костыли**



**Подмышечные костыли**



**Ходунки (ролаторы)**



**КССО**



**Душевые табуретки**



**Подъемные устройства и ремни**



Цена - качество, Ваш правильный выбор!

**ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МЕХАНИЧЕСКИЕ  
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ КРЕСЛА**

**СТАЦИОНАРНЫЕ И СКЛАДНЫЕ  
МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ**

**КРЕСЛА ДЛЯ ТАТУ-САЛОНОВ**

**СТУЛЬЯ МАСТЕРА**

**СТУЛЬЯ ДЛЯ МАССАЖА**

**КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ ТУМБОЧКИ**

**ЛАМПЫ-ЛУПЫ**

**АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СТОУНТЕРАПИИ**

**ООО «Медтехника Москва»**

125222, Россия, Москва, ул. Генерала Белобородова, 35/2, помещение 10

Тел.: **+7 (495) 504-26-51, +7 (495) 504-26-52, +7 (495) 504-26-53**

**[www.med-mos.ru](http://www.med-mos.ru)**