

Костыли подмышечные

Костыли локтевые

Трости опорные

Ходунки и ролаторы

КССО



Душевые табуретки

Подъемники

Аксессуары



REBOTEC®



О компании

Компания «Медтехника РЕБОТЕК» основана в 2006 году и всё это время является эксклюзивным поставщиком высококачественного реабилитационного оборудования немецкой фирмы Rebotec ©.

Наша миссия – расширить возможности реабилитационной медицины, помочь пациентам с комфортом преодолеть путь восстановления, улучшить качество жизни пожилых и людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также облегчить медперсоналу уход за больными. Для решения этих задач компания предоставляет своим клиентам современное оборудование непревзойдённого немецкого качества и привлекательные условия сотрудничества.

Работа с нами – это:

- ▶ Взаимовыгодное партнёрство без посредников;
- ▶ Товар в наличие на складе;
- ▶ Своя служба доставки (бесплатно по Москве и до транспортной компании);
- ▶ Свой сервисный центр (большой выбор запчастей и комплектующих);
- ▶ Обучающие материалы (3D-фото, видео-обзоры, инструкции).

Вся наша продукция имеет регистрационные удостоверения, декларации соответствия и протоколы токсикологических испытаний. Гарантия на все изделия не менее 24 месяцев.

В ассортименте компании около 100 позиций:

- ▶ Трости опорные,
- ▶ Костыли локтевые (канадки),
- ▶ Костыли подмышечные,
- ▶ Ходунки и ролаторы,
- ▶ Кресла-стулья с санитарным оснащением,
- ▶ Душевые табуретки,
- ▶ Подъемники электрические,
- ▶ Аксессуары и выставочные стенды.

Мы продолжаем расти и развиваться и готовы решать новые задачи, которые сегодня остро стоят перед российской медициной. Стройте свой бизнес с нами! Вместе мы сможем вывести систему здравоохранения на новый уровень!

Подробнее изучить всю предлагаемую продукцию Вы можете на нашем сайте:

<http://www.rebotec.net/>

Награды / Сертификаты



И многое другое...

Содержание

Трости опорные	04
Костыли локтевые	10
Костыли подмышечные	19
Ходунки и роллаторы	23
Кресла-стулья с санитарным оснащением	32
Душевые табуретки	45
Подъемники электрические	49
Ремни к подъемникам	54
Аксессуары и выставочные стенды	56

Трости опорные



Трость обеспечивает большую устойчивость при ходьбе за счет создания дополнительной точки опоры, улучшает равновесие человека и снижает нагрузку на ноги. Трости используются пожилыми людьми и пациентами в поздний период реабилитации, когда необходима минимальная поддержка.

Трости регулируются по высоте либо телескопическим способом, либо посредством отпиливания излишней длины (цельная стандартная трость - Пара софт арт. 134.10/135.16, стр. 08). Трость может складываться в несколько секций (трость складная) и таким образом легко помещается в сумке или чемодане.

Ассортимент тростей в данном разделе позволит подобрать трость практически под любые потребности: с анатомической/эргономичной рукояткой, под любой рост и под любой вес пользователя.




Обозначения расцветок тростей

- 10 серый
- 40 бордо
- 14 черный
- 50 синий
- 16 антрацит
- 29 медный

Складные трости

- 29.30 медный
- 10.30 черный
- 40.30 бордо

Трость опорная - Симплекс (арт. 133)



- ▶ Трость опорная из алюминия с эргономичной рукояткой
- ▶ Нагрузка 125 кг
- ▶ 10 изменений по высоте 73,0 - 95 см
- ▶ Диаметр трости: 1,7 см
- ▶ Клип фиксатор
- ▶ Ручка под левую и под правую руку
- ▶ Шумоизоляционная гайка
- ▶ Противоскользящая насадка

Цвета: 10 14 16 29 40

Трость опорная - Симплекс 150 (арт. 133)



- ▶ Трость опорная из алюминия с эргономичной рукояткой
- ▶ Нагрузка 150 кг
- ▶ 10 изменений по высоте 73,0 - 95,5 см
- ▶ Диаметр трости: 1,9 см
- ▶ Клип фиксатор
- ▶ Ручка под левую и под правую руку
- ▶ Шумоизоляционная гайка
- ▶ Противоскользящая насадка

150 КГ!

Цвета: 10 14 16

Трость опорная - Анатом (арт. 142/144)



- ▶ Трость опорная с анатомической рукояткой из алюминия
- ▶ Нагрузка 125 кг
- ▶ 10 изменений по высоте 73,0 - 95,5 см
- ▶ Диаметр трости: 1,7 см
- ▶ Клип фиксатор
- ▶ Ручка под левую/правую руку
- ▶ Шумоизоляционная гайка
- ▶ Противоскользящая насадка
- ▶ 3 цвета

Цвета: 10 14 16

Трость опорная - Хэнди (арт. 136/138)



- ▶ Трость из алюминия с анатомической рукояткой
- ▶ Нагрузка 125 кг
- ▶ 10 изменений по высоте 72,0 - 94,5 см
- ▶ Диаметр трости: 1,7 см
- ▶ Клип фиксатор
- ▶ Ручка под левую и под правую руку
- ▶ Шумоизоляционная гайка
- ▶ Противоскользящая насадка
- ▶ 5 цветов

Цвета: 10 14 16 29 40

Трость опорная - Фишершток (арт. 146/148)



- ▶ Трость опорная из алюминия с анатомической рукояткой
- ▶ Нагрузка 125 кг
- ▶ 10 изменений по высоте 73,0 - 95,5 см
- ▶ Диаметр трости: 1,7 см
- ▶ Клип фиксатор
- ▶ Ручка под левую/правую руку
- ▶ Шумоизоляционная гайка
- ▶ Противоскользящая насадка
- ▶ 5 цветов

Цвета: 10 14 16 29 40

Трость опорная - Симплекс (арт. 133.10.30)



- ▶ Складная трость с эргономичной рукояткой из алюминия
- ▶ Нагрузка 100 кг
- ▶ 5 изменений по высоте 85 - 95 см
- ▶ Диаметр трости: 1,9 см
- ▶ Клип фиксатор
- ▶ Шумоизоляционная гайка
- ▶ 3 цвета


Цвета: 10 29 40

Трость опорная - Хэнди (арт. 136/138)



- ▶ Складная трость из алюминия с анатомической рукояткой
- ▶ Нагрузка 100 кг
- ▶ 5 изменений по высоте 84 - 94 см
- ▶ Диаметр трости: 1,9 см
- ▶ Клип фиксатор
- ▶ Ручка под левую и под правую руку
- ▶ Шумоизоляционная гайка
- ▶ Противоскользящая насадка
- ▶ 3 цвета

Цвета: 10 29 40




Трость опорная - Фишершток (арт. 146.10.30/148.10.30)



- ▶ Складная трость из алюминия с анатомической рукояткой
- ▶ Нагрузка 100 кг
- ▶ 5 изменений по высоте 84 - 94 см
- ▶ Диаметр трости: 1,9 см
- ▶ Клип фиксатор
- ▶ Ручка под левую/правую руку
- ▶ Шумоизоляционная гайка
- ▶ Противоскользящая насадка
- ▶ 3 цвета

Цвета: **10** **29** **40**




Трость опорная - Квадро (арт. 152/154)



- ▶ Трость четырехопорная из алюминия с анатомической рукояткой
- ▶ Нагрузка 100 кг
- ▶ 10 изменений по высоте 63 - 85,5 см
- ▶ Диаметр трости: 1,9 см
- ▶ Клип фиксатор
- ▶ Ручка под левую и под правую руку
- ▶ Шумоизоляционная гайка
- ▶ Противоскользящая насадка
- ▶ 3 цвета

Цвета: **00** **10** **50**



Трость опорная - Квадро (арт. 153)



- ▶ Трость четырехопорная из алюминия с эргономичной рукояткой
- ▶ Нагрузка 100 кг
- ▶ 10 изменений по высоте 63 - 85,5 см
- ▶ Диаметр трости: 1,9 см
- ▶ Клип фиксатор
- ▶ Ручка под левую и под правую руку
- ▶ Шумоизоляционная гайка
- ▶ Противоскользящая насадка

Цвета: **00** **10** **50**



Костыли локтевые



Костыли локтевые предназначены для лиц с ограниченными возможностями передвижения и служат для обеспечения устойчивости при ходьбе. Костыли можно использовать как дома, так и на улице.

Костыли локтевые это вспомогательные средства с 1 или 2 регулировками (по высоте и высоте подлокотника), в зависимости от модели. Костыли сделаны из алюминия и имеют 10 регулировок по высоте (кроме 106.10 – сталь). Подлокотник устанавливается в 3 положениях (у моделей, где это предусмотрено). Все изделия оснащены противоскользящими насадками. Все костыли за исключением модели 100, 101, 130.10, 106.10 оснащены антивибрационными гайками.

Гарантия 24 месяца.



Каждый костыль имеет маркировку с датой изготовления (год, месяц, день)


Обозначения возможных расцветок костылей:

00 серый	40 бордо	80 бирюзово-синий
10 черный	48 черный/пробка	90 бирюзово-зеленый
20 желтый	50 синий	95 синий разноцветный
30 красный	60 темно-зеленый	96 желтый разноцветный

Костыль локтевой - Стандарт клип (арт. 100)

- ▶ Стандартные локтевые костыли из алюминия
- ▶ Нагрузка 100 кг
- ▶ Вес 0,4 кг
- ▶ 10 изменений по высоте 72,0 - 95,0 см
- ▶ Диаметр трости: 1,7 см
- ▶ Высота от ручки до манжеты 24 см
- ▶ Клип фиксатор
- ▶ Рефлектор
- ▶ Противоскользящая насадка
- ▶ 3 цвета

Цвета: 00 10 50



Костыль локтевой - Мэджик натур (арт. 109)



- ▶ Стандартные локтевые костыли из алюминия
- ▶ Нагрузка 130 кг
- ▶ 10 изменений по высоте 75,0 - 98,0 см
- ▶ Диаметр трости: 1,9 см
- ▶ Высота от ручки до манжеты 24 см
- ▶ Эргономическая рукоятка из пробкового дерева
- ▶ Шумоизоляционная гайка
- ▶ Внутренний фиксатор
- ▶ Рефлектор
- ▶ Противоскользящая насадка

Цвета: **48**




Костыль локтевой - Мэджик софт (арт. 109)



- ▶ Стандартные локтевые костыли из алюминия
- ▶ Нагрузка 130 кг
- ▶ Вес 0,6 кг
- ▶ 10 изменений по высоте 75,0 - 98,0 см
- ▶ Диаметр трости: 1,9 см
- ▶ Высота от ручки до манжеты 24 см
- ▶ Мягкая эргономическая рукоятка
- ▶ Шумоизоляционная гайка
- ▶ Внутренний фиксатор
- ▶ Рефлектор
- ▶ Противоскользящая насадка

Цвета: 00 **10** 30 40 50 80



Костыль локтевой - Мэджик софт анатом натур (арт. 117)



- ▶ Стандартные локтевые костыли из алюминия
- ▶ Нагрузка 130 кг
- ▶ Вес 0,6 кг
- ▶ 10 изменений по высоте 75,0 - 98,0 см
- ▶ Диаметр трости: 1,9 см
- ▶ Высота от ручки до манжеты 24 см
- ▶ Анатомическая рукоятка из пробкового дерева
- ▶ Шумоизоляционная гайка
- ▶ Внутренний фиксатор
- ▶ Рефлектор
- ▶ Противоскользящая насадка

Цвета: **48**



Костыль локтевой для высоких людей - Экстраланг (арт. 104)




- ▶ Стандартные локтевые костыли из алюминия для высоких людей
- ▶ Нагрузка 130 кг
- ▶ Вес 0,5 кг
- ▶ 10 изменений по высоте 85,0 - 108,0 см
- ▶ Диаметр трости: 1,9 см
- ▶ Высота от ручки до манжеты 24 см
- ▶ Шумоизоляционная гайка
- ▶ Клип фиксатор
- ▶ Рефлектор
- ▶ Противоскользящая насадка

Цвета: 00 **10** 20 30 40 50 70 80 90




Костыль локтевой детский - Фан кидс (арт. 122)



- ▶ Детские локтевые костыли из алюминия
- ▶ Нагрузка 100 кг
- ▶ Вес 0,4 кг!
- ▶ 10 изменений по высоте 50 - 77,5 см
- ▶ Регулировка подлокотника 16 - 20,5 см
- ▶ Диаметр трости: 1,7 см
- ▶ Высота от ручки до манжеты 24 см
- ▶ Шумоизоляционная гайка
- ▶ Клип фиксатор
- ▶ Рефлектор
- ▶ Противоскользящая насадка
- ▶ Разноцветные

Цвета: 95 96 50

Костыль локтевой детский - Сейф ин кидс (арт. 122)



- ▶ Детские локтевые костыли из алюминия
- ▶ Нагрузка 100 кг
- ▶ Вес 0,4 кг
- ▶ 10 изменений по высоте 50,0-77,5 см
- ▶ Легко отстегивающийся подлокотник с регулировкой 16-20,5 см
- ▶ Диаметр трости: 1,7 см
- ▶ Шумоизоляционная гайка
- ▶ Клип фиксатор
- ▶ Рефлектор
- ▶ Противоскользящая насадка

Цвета: 95 96 50

Костыль локтевой женский/подростковый - Лайт Лайн (арт. 120)



- ▶ Женские и подростковые локтевые костыли из алюминия
- ▶ Нагрузка 100 кг
- ▶ Вес 0,5 кг
- ▶ 10 изменений по высоте 75,0 - 97,0 см
- ▶ Регулировка подлокотника 16 - 20,5 см
- ▶ Диаметр трости: 1,7 см
- ▶ Шумоизоляционная гайка
- ▶ Клип фиксатор
- ▶ Противоскользящая насадка
- ▶ 3 цвета

Цвета: 00 10 50

Костыль локтевой - Сейф ин Лайт (арт. 120)



- ▶ Женские и подростковые локтевые костыли из алюминия
- ▶ Нагрузка 100 кг
- ▶ Вес 0,5 кг
- ▶ 10 изменений по высоте 50 - 77,5 см
- ▶ Легко отстегивающийся подлокотник с регулировкой 16 - 20,5 см
- ▶ Диаметр трости: 1,7 см
- ▶ Шумоизоляционная гайка
- ▶ Клип фиксатор
- ▶ Рефлектор
- ▶ Противоскользящая насадка
- ▶ 3 цвета

Цвета: 00 10 50

Костыль локтевой - Комфорт Софт (арт. 110)



- ▶ Локтевые костыли из алюминия
- ▶ Нагрузка 130 кг
- ▶ Вес 0,8 кг
- ▶ 10 изменений по высоте 75,0 - 97,0 см
- ▶ Регулировка подлокотника 22,0 - 24,5 см
- ▶ Диаметр трости: 1,9 см
- ▶ Мягкая анатомическая рукоятка под левую и правую руку
- ▶ Шумоизоляционная гайка
- ▶ Клип фиксатор
- ▶ Противоскользящая насадка
- ▶ 5 цветов

Цвета: 00 10 30 50 80


Костыль локтевой - Комфорт Софт натур (арт. 110)



- ▶ Локтевые костыли из алюминия
- ▶ Нагрузка 120 кг
- ▶ Вес 0,8 кг
- ▶ 10 изменений по высоте 75,0 - 97,0 см
- ▶ Регулировка подлокотника 22,0 - 24,5 см
- ▶ Диаметр трости: 1,9 см
- ▶ Анатомическая рукоятка из пробкового дерева
- ▶ Шумоизоляционная гайка
- ▶ Клип фиксатор
- ▶ Противоскользящая насадка

Цвета: 48

Костыль локтевой - Сейф ин анатом Софт (арт. 118)



- ▶ Локтевые костыли из алюминия
- ▶ Нагрузка 130 кг
- ▶ Вес 0,8 кг
- ▶ 10 изменений по высоте 75,0 - 97,0 см
- ▶ Легко отстегивающийся подлокотник с регулировкой 22,0 - 24,5 см
- ▶ Диаметр трости: 1,9 см
- ▶ Мягкая анатомическая рукоятка под левую и правую руку
- ▶ Шумоизоляционная гайка
- ▶ Клип фиксатор
- ▶ Противоскользящая насадка
- ▶ 5 цветов

Цвета: 00 10 30 50 80

Костыль локтевой для высоких людей - Биг 150 (арт. 106.10) Повышенная нагрузка



- ▶ Локтевые костыли для крупных людей, из стали с напылением
- ▶ Нагрузка 150 кг!
- ▶ Вес 0,8 кг
- ▶ 108 см по высоте
- ▶ Регулировка подлокотника 22,0 - 25 см
- ▶ Диаметр трости: 2,2 см
- ▶ Рефлектор
- ▶ Противоскользящая насадка

150 КГ!

Цвета: 10

Костыль локтевой - Нью Вок (арт. 125.50)



- ▶ Локтевые костыли с регулируемой амортизирующей пружиной внутри
- ▶ Нагрузка 130 кг
- ▶ Вес 0,8 кг
- ▶ 7 изменений по высоте 80 - 100 см
- ▶ Регулировка подлокотника 22,0 - 24,5 см
- ▶ Диаметр трости: 1,9 см
- ▶ Мягкая эргономическая рукоятка
- ▶ Шумоизоляционная гайка
- ▶ Клип фиксатор
- ▶ Противоскользящая насадка

Цвета: 50

Костыль локтевой - Тревел (арт. 108.50)



- ▶ Разборные локтевые костыли
- ▶ Нагрузка 130 кг
- ▶ Вес 0,8 кг
- ▶ 8 изменений по высоте 81,0 - 95,0 см
- ▶ Регулировка подлокотника 22 - 24 см
- ▶ Диаметр трости: 2,2 см
- ▶ Шумоизоляционная гайка
- ▶ Клип фиксатор
- ▶ Рефлектор
- ▶ Мешок
- ▶ Противоскользящая насадка
- ▶ Цвет синий

Цвета: 50


Костыль локтевой - Квадро (арт. 111)



- ▶ Четырехопорные локтевые костыли
- ▶ Нагрузка: 100 кг
- ▶ Вес 1,2 кг
- ▶ 10 изменений по высоте 66,5 - 89,0 см
- ▶ Регулировка подлокотника 24,0 - 26,5 см
- ▶ Диаметр трости: 1,9 см
- ▶ Шумоизоляционная гайка
- ▶ Клип фиксатор
- ▶ Рефлектор
- ▶ Противоскользящая насадка
- ▶ 3 цвета

Цвета: 00 10 50


Костыль локтевой - Квадро Фан-Кидс (арт. 111)



- ▶ Детские четырехопорные локтевые костыли
- ▶ Нагрузка 100 кг
- ▶ Вес 1,0 кг
- ▶ 10 изменений по высоте 65,0 - 88,0 см
- ▶ Регулировка подлокотника 16 - 20,5 см
- ▶ Диаметр трости: 1,9 см
- ▶ Шумоизоляционная гайка
- ▶ Клип фиксатор
- ▶ Рефлектор
- ▶ Противоскользящая насадка
- ▶ Разноцветные

Цвета: 95

Костыль локтевой - Яно (арт. 130.03) Новинка 2014!



- ▶ Локтевые костыли с поддержкой предплечья
- ▶ Нагрузка 150 кг
- ▶ Вес 1,2 кг
- ▶ Рукоятки 3-х видов: эллипсоидная, горизонтальная, вертикальная.
- ▶ Ширина поддержки предплечья 10 см
- ▶ Регулировка длины предплечья в 3-х положениях 13/15,5/18см
- ▶ Регулировка по высоте 92,0 - 114,0 см
- ▶ Мягкая накладка на предплечье
- ▶ Диаметр насадки 19 мм
- ▶ Шумоизоляционная гайка
- ▶ Противоскользящая насадка

НОВИНКА!

150 КГ!

Цвета: **00**

Варианты рукояток:



Костыли подмышечные



Костыли подмышечные специально предназначены для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата для применения как дома, так и на улице. Костыли подмышечные имеют небольшую изогнутую опору для подмышки. Большая часть из нагрузки идёт на подмышки (под соединениями плеча), при этом некоторая нагрузка распределяется на кисти рук.

Число регулировок по высоте в костылях моделей 126, 127 – восемь по высоте подмышечного упора и восемь по высоте положения рукоятки. Все изделия оснащены антивибрационными гайками, противоскользящими насадками.

Возможен заказ подмышечных костылей, позволяющих использовать УПС (устройства противоскольжения навесного типа).

Гарантия 24 месяца.



Каждый костыль имеет маркировку с артикулом и датой изготовления

Костыль локтевой - Квик ен Изи Софт (арт. 126.10.10)



- ▶ Детский подмышечный костыль
- ▶ Нагрузка 130 кг
- ▶ Вес 0,8 кг
- ▶ 10 изменений по высоте 83,0 - 103,0 см
- ▶ Регулировка рукоятки 48,0 - 70,5 см
- ▶ Диаметр трости: 2,2 см
- ▶ Мягкая полиуретановая подмышечная опора
- ▶ Клип фиксатор
- ▶ Противоскользящая насадка

Костыль локтевой - Квик ен Изи Софт (арт. 126.20.10)



- ▶ Женский и подростковый подмышечный костыль
- ▶ Нагрузка 130 кг
- ▶ Вес 0,9 кг
- ▶ 10 изменений по высоте 100,5 - 120,5 см
- ▶ Регулировка рукоятки 58,0 - 80,5 см
- ▶ Диаметр трости: 2,2 см
- ▶ Мягкая полиуретановая подмышечная опора
- ▶ Клип фиксатор
- ▶ Противоскользящая насадка




Костыль подмышечный - Квик ен Изи Софт (арт. 126.30.10)




- ▶ Стандартный подмышечный костыль
- ▶ Нагрузка 130 кг
- ▶ Вес 1,0 кг
- ▶ 10 изменений по высоте 118,0 - 138,0 см
- ▶ Регулировка рукоятки 68,0 - 90,5 см
- ▶ Диаметр трости: 2,2 см
- ▶ Мягкая полиуретановая подмышечная опора
- ▶ Клип фиксатор
- ▶ Противоскользящая насадка



Костыль подмышечный - Квик ен Изи (арт. 127.10.10)



- ▶ Детский подмышечный костыль
- ▶ Нагрузка 130 кг
- ▶ Вес 1,0 кг
- ▶ 10 изменений по высоте 83,0 - 103,0 см
- ▶ Регулировка рукоятки 48,0 - 70,5 см
- ▶ Клип фиксатор
- ▶ Противоскользящая насадка



Костыль подмышечный - Квик ен Изи (арт. 127.20.10)



- ▶ Женский и подростковый подмышечный костыль
- ▶ Нагрузка 130 кг
- ▶ Вес 1,1 кг
- ▶ 10 изменений по высоте 100,5 - 120,5 см
- ▶ Регулировка рукоятки 58,0 - 80,5 см
- ▶ Клип фиксатор
- ▶ Противоскользящая насадка

Костыль подмышечный - Квик ен Изи (арт. 127.30.10)



- ▶ Стандартный подмышечный костыль
- ▶ Нагрузка 130 кг
- ▶ Вес 1,2 кг
- ▶ 10 изменений по высоте 118,0 - 138,0 см
- ▶ Регулировка рукоятки 68,0 - 90,5 см
- ▶ Клип фиксатор
- ▶ Противоскользящая насадка




Ходунки и роллаторы



Ходунки предназначены для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата для применения в помещении и на улице. Человек может уверенно стоять и передвигаться, не опасаясь падения. Ходунки сделаны из алюминия для уменьшения веса и имеют систему складывания для удобства хранения (188 – стальная рама с антикоррозионным напылением). Человек передвигается главным образом внутри 4-х опор ходунков, таким образом обеспечивая высокую степень вертикальной устойчивости. Выдерживают нагрузку от 60 до 150 кг.

Роллаторы - четырехколесные ходунки, предназначенные для применения как дома, так и на улице и имеют два передних поворотных колеса. Они сконструированы так, что человек всегда будет двигаться внутри 4-х опор. Эти ходунки имеют как стояночную, так и ручную тормозную систему и работают через тросы с помощью рукоятки. Некоторые модели имеют сиденье для отдыха, а так же корзину или сумку для транспортировки предметов. Во всех моделях ходунков предусмотрены регулировка по высоте и система складывания. Роллаторы сделаны из алюминия для уменьшения веса и имеют систему складывания для удобства хранения.


Гарантия 24 месяца.



Каждые ходунки имеют свой уникальный серийный номер

Ходунки - Гоу-он (арт. 171.03/172.03)

- ▶ Ходунки складные четырехопорные простые/шагающие
- ▶ Нагрузка 100 кг
- ▶ Длина 40,0 см
- ▶ 10 регулировок по высоте 77,5 - 100,0 см
- ▶ Ширина 50,5 см
- ▶ Клип фиксаторы
- ▶ Шумоизоляционные гайки
- ▶ Противоскользящие насадки
- ▶ Анатомические рукоятки



Ходунки - Гоу-он (арт. 173.03)

- ▶ Ходунки складные четырехопорные с 2-мя колёсами
- ▶ Нагрузка 100 кг
- ▶ Длина 40,0 см
- ▶ 10 регулировок по высоте 77,5 - 100,0 см
- ▶ Ширина 50,5 см
- ▶ Клип фиксаторы
- ▶ Шумоизоляционные гайки
- ▶ Противоскользящие насадки
- ▶ Анатомические рукоятки
- ▶ Поворотные колеса с фиксацией



Ходунки - Вок-он XS (арт. 174.10)

- ▶ Ходунки складные детские четырехопорные
- ▶ Нагрузка 150 кг
- ▶ Вес 2,7 кг
- ▶ Длина 44,0 см
- ▶ 5 регулировок по высоте 60,5 - 69,0 см
- ▶ Ширина 54,0 см
- ▶ Противоскользящие насадки
- ▶ Разноцветные



150 КГ!

Ходунки - Вок-он S (арт. 174.20)

- ▶ Ходунки складные детские четырехопорные
- ▶ Нагрузка 150 кг
- ▶ Вес 3,0 кг
- ▶ Длина 50,0 см
- ▶ 5 регулировок по высоте 69,0 - 77,5 см
- ▶ Ширина 54,0 см
- ▶ Противоскользящие насадки
- ▶ Разноцветные



150 КГ!

Ходунки - Вок-он М (арт. 174.30)

- ▶ Ходунки складные подростковые четырехопорные
- ▶ Нагрузка 150 кг
- ▶ Вес 3,3 кг
- ▶ Длина 52,0 см
- ▶ 10 регулировок по высоте 68,0 - 87,0 см
- ▶ Ширина 59,0 см
- ▶ Противоскользящие насадки
- ▶ Цвет черный



150 КГ!

Ходунки - Вок-он L (арт. 174.40)



- ▶ Стандартные ходунки складные четырехопорные
- ▶ Нагрузка 150 кг
- ▶ Вес 3,6 кг
- ▶ Длина 59,0 см
- ▶ 10 регулировок по высоте 78,0 - 97,0 см
- ▶ Ширина 60,0 см
- ▶ Противоскользящие насадки
- ▶ Цвет черный

150 КГ!

Ходунки - Вок-он на колесах XS (арт. 175.10)



- ▶ Ходунки складные детские четырехопорные с 2-мя колёсами
- ▶ Нагрузка 120 кг
- ▶ Вес 2,7 кг
- ▶ Длина 44,0 см
- ▶ 5 регулировок по высоте 60,5 - 69,0 см
- ▶ Ширина 54,0 см
- ▶ Противоскользящие насадки
- ▶ Поворотные колеса с фиксацией
- ▶ Разноцветные

Ходунки - Вок-он на колесах S (арт. 175.20)



- ▶ Ходунки складные детские четырехопорные с 2-мя колёсами
- ▶ Нагрузка 120 кг
- ▶ Вес 3,0 кг
- ▶ Длина 50,0 см
- ▶ 5 регулировок по высоте 69,0 - 77,5 см
- ▶ Ширина 54,0 см
- ▶ Противоскользящие насадки
- ▶ Поворотные колеса с фиксацией
- ▶ Разноцветные

Ходунки - Вок-он на колесах M (арт. 175.30)



- ▶ Ходунки складные подростковые четырехопорные с 2-мя колёсами
- ▶ Нагрузка 120 кг
- ▶ Вес 3,3 кг
- ▶ Длина 52,0 см
- ▶ 10 регулировок по высоте 68,0 - 87,0 см
- ▶ Ширина 59,0 см
- ▶ Противоскользящие насадки
- ▶ Поворотные колеса с фиксацией
- ▶ Цвет черный

Ходунки - Вок-он на колесах L (арт. 175.40)



- ▶ Ходунки складные с 2-мя колёсами
- ▶ Нагрузка 120 кг
- ▶ Вес 3,6 кг
- ▶ Длина 59,0 см
- ▶ 10 регулировок по высоте 78,0 - 97,0 см
- ▶ Ширина 60,0 см
- ▶ Противоскользящие насадки
- ▶ Поворотные колеса с фиксацией
- ▶ Цвет черный

Ходунки-роллаторы - Джамбо (арт. 188.00.00)



- ▶ Ходунки для крупных людей складные на 4 колёсах
- ▶ Нагрузка 150 кг
- ▶ Вес 11,6 кг (стальная рама с напылением)
- ▶ Длина 72,0 см
- ▶ 10 регулировок по высоте 75,0 - 93,0 см
- ▶ Ширина 76,0 см
- ▶ Высота сидения 60,0 см
- ▶ Ширина сидения 54,0 см
- ▶ Ручной тормоз с фиксацией
- ▶ Откидное сидение
- ▶ Корзинка

150 КГ!

Ходунки-роллаторы - Фикси (арт. 186.00.10)

- ▶ Ходунки складные детские на 4 колёсах
- ▶ Нагрузка 100 кг
- ▶ Вес 5,2 кг
- ▶ Длина 68 см
- ▶ 5 регулировок по высоте 60,5 - 69,5 см
- ▶ Ширина 58 см
- ▶ Высота сидения 46,5 см
- ▶ Ширина сидения 38,5 см
- ▶ Ручной тормоз с фиксацией
- ▶ Самоориентирующиеся передние колеса
- ▶ Разноцветные



Ходунки-роллаторы - Фокс (арт. 186.00.20)

- ▶ Ходунки складные подростковые на 4 колёсах
- ▶ Нагрузка 100 кг
- ▶ Вес 5,3 кг
- ▶ Длина 68,0 см
- ▶ 5 регулировок по высоте 69,5 - 77,5 см
- ▶ Ширина 58 см
- ▶ Высота сидения 46,5 см
- ▶ Ширина сидения 38,5 см
- ▶ Ручной тормоз с фиксацией
- ▶ Самоориентирующиеся передние колеса
- ▶ Разноцветные



Ходунки-роллаторы - Фикси/Фокс Яно (арт. 186.00.10/20)



	Fixi	Fox
Нагрузка	100 кг	100 кг
Вес	7,6 кг	7,8 кг
Длина	680 мм	680 мм
Ширина	580 мм	580 мм
Общая высота от / до	900-990 мм	990-1080 мм
Кол-во шагов регулировки высоты	5	5
Диапазон изменения высоты от предплечья до ручки	1120-1200 мм	1210-1280 мм
Длина подлокотника	260 мм	260 мм
Радиус разворота	700 мм	700 мм
Диаметр колес	200 мм	200 мм

Ходунки-роллаторы - Плутто мини (арт. 187.00.10)

- ▶ Ходунки складные детские на 4 колёсах
- ▶ Нагрузка 60 кг
- ▶ Вес 8 кг
- ▶ Длина 79,0 см
- ▶ 5 регулировок по высоте 45,0 - 81,0 см
- ▶ Ширина 64,0 см
- ▶ Самоориентирующиеся передние колеса
- ▶ Тормоза на задних колесах
- ▶ Разноцветные



Ходунки-роллаторы с сидением - Плутто медиум (арт. 186.00.20)

- ▶ Ходунки складные детские четырехопорные
- ▶ Нагрузка 80 кг
- ▶ Вес 8,5 кг
- ▶ Длина 80,0 см
- ▶ 5 регулировок по высоте 55,0 - 91,0 см
- ▶ Ширина 67,0 см
- ▶ Противоскользящие насадки
- ▶ Разноцветные



Ходунки-роллаторы - Поло плюс-т S (арт. 181.10)



- ▶ Ходунки-роллаторы на 4 колесах
- ▶ Нагрузка 120 кг
- ▶ Вес 7,4 кг (алюминиевая рама)
- ▶ Длина 70,0 см
- ▶ 5 регулировок по высоте 64,0 - 74,0 см
- ▶ Ширина 67,0 см
- ▶ Высота сидения 49,0 см
- ▶ Ширина сидения 48,0 см
- ▶ Ручной тормоз с фиксацией
- ▶ Самоориентирующиеся передние колеса
- ▶ Откидное сидение и сумка на молнии



Ходунки-роллаторы - Поло плюс-т М (арт. 181.20)



- ▶ Ходунки-роллаторы на 4 колесах
- ▶ Нагрузка 120 кг
- ▶ Вес 7,6 кг (алюминиевая рама)
- ▶ Длина 70,0 см
- ▶ 7 регулировок по высоте 69,0 - 82,0 см
- ▶ Ширина 67,0 см
- ▶ Высота сидения 55,0 см
- ▶ Ширина сидения 48,0 см
- ▶ Ручной тормоз с фиксацией
- ▶ Самоориентирующиеся передние колеса
- ▶ Откидное сидение и сумка на молнии



Ходунки-роллаторы - Поло плюс-т L (арт. 181.30)



- ▶ Ходунки-роллаторы на 4 колесах
- ▶ Нагрузка 120 кг
- ▶ Вес 7,8 кг (алюминиевая рама)
- ▶ Длина 70,0 см
- ▶ 10 регулировок по высоте 74,0 - 92,0 см
- ▶ Ширина 67,0 см
- ▶ Высота сидения 60,0 см
- ▶ Ширина сидения 48,0 см
- ▶ Ручной тормоз с фиксацией
- ▶ Самоориентирующиеся передние колеса
- ▶ Откидное сидение и сумка на молнии



Ходунки-роллаторы - Поло Плюс-Т Яно (арт. 181.10/20/30)



	Размер S	Размер M	Размер L
Нагрузка	120 кг	120 кг	120 кг
Вес изделия	9,0 кг	9,2 кг	9,4 кг
Длина	730 мм	730 мм	730 мм
Ширина	670 мм	670 мм	670 мм
Ширина сиденья	480 мм	480 мм	480 мм
Высота сиденья	490 мм	560 мм	620 мм
Общая высота от / до	1130-1320 мм	1200-1390 мм	1060-1250 мм
Кол-во шагов регулировки высоты	5	7	10
Диапазон изменения высоты от предплечья до ручки	970-1120 мм	1000-1190 мм	1280-1470 мм
Длина подлокотника	260 мм	260 мм	260 мм
Радиус разворота	740 мм	740 мм	740 мм
Диаметр колес	200 мм	200 мм	200 мм

Кресло-стулья с санитарным оснащением




Кресло-стулья с санитарным оснащением изготовлены из сверхпрочного пластика TRB3000. Подлокотники складные с фиксацией и допускают поперечную нагрузку. Сиденье стула - это водонепроницаемая сменная полиуретановая крышка, под которой может быть установлено туалетное судно. Благодаря свойствам используемых материалов стулья гораздо более устойчивы к механическим и химическим повреждениям, чем деревянные или стальные стулья. Все стулья предназначены только для домашнего применения.

В некоторых моделях стульев есть четыре маленьких колеса (два со стояночным тормозом), которые позволяют легко фиксировать положение. Опоры для ног являются съемными и могут быть сложены и убраны в сторону. Туалетные стулья с колесами могут наезжать на обычный унитаз.

У стульев с возможностью к самостоятельному передвижению есть два больших задних колеса и два маленьких направляющих спереди. Опоры для ног являются съемными и могут быть сложены и убраны в сторону. Такие туалетные стулья с колесами также могут наезжать на обычный унитаз.

Гарантия 24 месяца.



Каждый стул имеет свой уникальный серийный номер

Обозначения возможных расцветок стульев.

03 серый/серый	33 бежевый/рубиновый	97 разноцветный
10 серый/черный	44 серый/рубиновый	
30 серый/огненно-красный	54 серый/синий	

Кресло-стул - Киль (арт. 347)

- ▶ Нагрузка до 130 кг
- ▶ Вес 11 кг
- ▶ Длина 63,0 см
- ▶ Ширина 57,0 см
- ▶ Ширина сидения 46 см
- ▶ Регулировка по высоте 51,0 - 56,0 см
- ▶ Откидные поручни с фиксацией
- ▶ Мягкое полиуретановое сидение
- ▶ Противоскользящие насадки Big Foot
- ▶ Туалетное судно
- ▶ Не боится воды, легко моется
- ▶ 4 цвета
- ▶ Полностью разборный (нержавеющие болты)

Цвета: **03** **33** **44** **54**



Кресло-стулья с санитарным оснащением

Кресло-стул - Бонн (арт. 343)

- ▶ Нагрузка до 130 кг
- ▶ Вес 14,5 кг
- ▶ Длина 87,0 см
- ▶ Ширина 56, см
- ▶ Высота сидения 53,0 см
- ▶ Откидные поручни с фиксацией
- ▶ Мягкое полиуретановое сидение
- ▶ Легкосъёмные подножки с регулировкой по высоте
- ▶ Задние колёса с фиксирующимися тормозами
- ▶ Туалетное судно
- ▶ Не боится воды, легко моется
- ▶ Полностью разборный (нержавеющие болты)

Цвета: 03 10 33
44 54



Кресло-стул - Майами (арт. 346)

- ▶ Нагрузка до 150 кг
- ▶ Вес 27 кг
- ▶ Длина 102,0 см
- ▶ Ширина 77 см
- ▶ Ширина сидения 45 см
- ▶ Высота сидения 55 см
- ▶ Откидные поручни с фиксацией
- ▶ 24 дюймовые колёса с фиксирующимися тормозами
- ▶ Мягкое полиуретановое сидение с крышкой
- ▶ Легкосъёмные подножки с регулировкой по высоте
- ▶ Не боится воды, легко моется
- ▶ Полностью разборный (нержавеющие болты)


150 КГ!



Цвета: 03 10 30 44 54

Кресло-стул - Берлин (арт. 344)

- ▶ Нагрузка 130 кг
- ▶ Вес 15,9 кг
- ▶ Длина 87 см
- ▶ Ширина 56 см
- ▶ Ширина сидения 46 см
- ▶ Высота сидения 55 см
- ▶ Глубина сидения 45 см
- ▶ Откидные поручни с фиксацией
- ▶ Мягкое полиуретановое сидение с крышкой
- ▶ Легкосъёмные подножки с регулировкой по высоте
- ▶ Не боится воды, легко моется
- ▶ 5 цветов
- ▶ Полностью разборный (нержавеющие болты)



Цвета: 03 30 33 44 54

Кресло-стул - Нью-Йорк (арт. 369.54)



- ▶ Нагрузка до 150 кг
- ▶ Вес 16,6 кг
- ▶ Длина 89,0 см
- ▶ Ширина 62,0 см
- ▶ Ширина сидения 52,0 см
- ▶ Высота сидения 55,0 см
- ▶ Откидные поручни с фиксацией
- ▶ Задние колёса с фиксирующимися тормозами
- ▶ Мягкое полиуретановое сидение с крышкой
- ▶ Легкосъёмные подножки с регулировкой по высоте
- ▶ Не боится воды, легко моется
- ▶ Полностью разборный (нержавеющие болты)

150 КГ!

Цвета:

30

54

Кресло-стул - Мальта (арт. 345)



- ▶ Нагрузка 130 кг
- ▶ Вес 19,3 кг
- ▶ Длина 90 см
- ▶ Ширина 74 см
- ▶ Высота сидения 48 см
- ▶ Глубина сидения 48 см
- ▶ Спинка выполнена из алюминия с мягкой полиуретановой накладкой на спинке
- ▶ Легкосъёмные подножки с регулировкой по высоте
- ▶ Не боится воды, легко моется
- ▶ Мягкое полиуретановое сидение с гигиеническим вырезом
- ▶ Полностью разборный (нержавеющие болты)
- ▶ Ванная для принятия водных процедур размерами:
 - габариты (ШхДхВ): 42,5 x 56 x 17 см
 - объём 6 - 15 литров

Кресло-стул - Фрейбург (арт. 346)



- ▶ Нагрузка 150 кг
- ▶ Вес 18 кг
- ▶ Длина 95 см
- ▶ Ширина 63 см
- ▶ Высота сидения 55 см
- ▶ Глубина сидения 45 см
- ▶ Спинка выполнена из алюминия
- ▶ Съёмные подножки
- ▶ ЖК - индикатор с подсветкой с встроенными весами
- ▶ Не боится воды, легко моется
- ▶ Спинка выполнена из алюминия с мягкой полиуретановой накладкой на спинке
- ▶ Полностью разборный (нержавеющие болты)
- ▶ Откидные подлокотники
- ▶ 4 колеса с индивидуальными тормозами

150 КГ!

Цвета:

30



Кресло-стул - Атланта (арт. 369.54)

- ▶ Нагрузка до 175 кг
- ▶ Вес 20,0 кг
- ▶ Длина 90,0 см
- ▶ Ширина 74,0 см
- ▶ Высота сидения 57,0 см
- ▶ Ширина сидения 64,0 см
- ▶ Откидные поручни с фиксацией
- ▶ Центральный тормоз
- ▶ Мягкое полиуретановое сидение с крышкой и спинкой
- ▶ 5 дюймовые колёса (задние с тормозами)
- ▶ Легкосъёмные подножки с регулировкой по высоте
- ▶ Туалетное судно
- ▶ Не боится воды, легко моется
- ▶ Полностью разборный (нержавеющие болты)

175 КГ!



Цвета: 30 54

Кресло-стул - Чикаго (арт. 369.54)

- ▶ Нагрузка до 200 кг
- ▶ Вес 21,0 кг
- ▶ Длина 90,0 см
- ▶ Ширина 68,0 см
- ▶ Ширина сидения 58,0 см
- ▶ Высота сидения 56,0 см
- ▶ Откидные поручни с фиксацией
- ▶ Центральный тормоз
- ▶ Мягкое полиуретановое сидение с крышкой и спинкой
- ▶ 5 дюймовые колёса (задние с тормозами)
- ▶ Легкосъёмные подножки с регулировкой по высоте
- ▶ Туалетное судно
- ▶ Не боится воды, легко моется
- ▶ Полностью разборный (нержавеющие болты)

200 КГ!



Цвета: 30 54

Кресло-стул - Даллас (арт. 369.54)

- ▶ Нагрузка до 200 кг
- ▶ Вес 22,0 кг
- ▶ Длина 90,0 см
- ▶ Ширина 74,0 см
- ▶ Ширина сидения 64,0 см
- ▶ Высота сидения 56,5 см
- ▶ Откидные поручни с фиксацией
- ▶ Центральный тормоз
- ▶ Мягкое полиуретановое сидение с крышкой и спинкой
- ▶ 5 дюймовые колёса (задние с тормозами)
- ▶ Легкосъёмные подножки с регулировкой по высоте
- ▶ Туалетное судно
- ▶ Не боится воды, легко моется
- ▶ Полностью разборный (нержавеющие болты)

200 КГ!



Цвета: 30 54

Кресло-стул - Денвер (арт. 369.54)

- ▶ Нагрузка до 175 кг
- ▶ Вес 19,0 кг
- ▶ Длина 90,0 см
- ▶ Ширина 68,0 см
- ▶ Ширина сидения 58,0 см
- ▶ Высота сидения 57,0 см
- ▶ Откидные поручни с фиксацией
- ▶ Центральный тормоз
- ▶ Мягкое полиуретановое сидение с крышкой и спинкой
- ▶ 5 дюймовые колёса (задние с тормозами)
- ▶ Туалетное судно
- ▶ Не боится воды, легко моется
- ▶ Полностью разборный (нержавеющие болты)

175 КГ!




Цвета: 30 54

Кресло-стул трансформер - Феникс (арт. 369.54)



150 КГ!

Цвета: 03 10 30 44 54



- ▶ Нагрузка до 150 кг
- ▶ Вес 29,4 кг
- ▶ Длина 105,0 см
- ▶ Ширина 65,0 см
- ▶ Ширина сидения 55,0 см
- ▶ Высота сидения 55,5 см
- ▶ Глубина сидения 42,0 см
- ▶ Откидные поручни с фиксацией
- ▶ Имеет возможность безступенчатой трансформации из вертикального положения в полугоризонтальное
- ▶ Регулируемый подголовник
- ▶ 5 дюймовые колёса с фиксирующимися тормозами
- ▶ Мягкое полиуретановое сидение с крышкой и спинкой
- ▶ Легкосъёмные подножки с регулировкой по высоте
- ▶ Не боится воды, легко моется
- ▶ Полностью разборный (нержавеющие болты)

Кресло-стул - Дубай (арт. 334.54)



- ▶ Нагрузка до 150 кг
- ▶ Вес 25 кг
- ▶ Длина 92,0 см
- ▶ Ширина сидения 52,0 см
- ▶ Высота сидения 56,0 см
- ▶ Напряжение 220-240/50 (В/Гц)
- ▶ Степень защиты IPX4
- ▶ Температура эксплуатации от +5 - +45 С
- ▶ Объем бака 5 литров
- ▶ Откидные поручни с фиксацией
- ▶ Задние колеса с фиксирующимися тормозами
- ▶ Легкосъемные подножки с регулировкой по высоте
- ▶ Туалетное судно
- ▶ Не боится воды, легко моется
- ▶ Полностью разборный (нержавеющие болты)
- ▶ **Функционал:**
 - биде
 - клизма
 - массаж (по 5 уровней)
 - пульсирование
 - подмывание
 - таймер
 - сушка
 - температура сидения и воды (36°C, 38°C, 42°C)

150 КГ!



Цвета:

03

30

54



Кресло-стул - Аугсбург ДЦП (арт. 339.05.97)



- ▶ Стул для детей с ДЦП с санитарным оснащением
- ▶ Нагрузка 80 кг
- ▶ Вес 29,5 кг
- ▶ Длина 82,0 см
- ▶ Ширина 53,0 см
- ▶ Высота сидения 55,0 см
- ▶ Ширина сидения 42,0 см
- ▶ Регулировка глубины сидения 25,0-29,5 см
- ▶ Откидные поручни с фиксацией
- ▶ Ремни безопасности
- ▶ Мягкие полиуретановые подголовник и сидение с крышкой
- ▶ Легкосъемные подножки с регулировкой по высоте
- ▶ 5 дюймовые колёса (задние с тормозами), туалетное судно
- ▶ Не боится воды, легко моется
- ▶ Полностью разборный (нержавеющие болты)



Кресло-стул - Аугсбург (арт. 339.24.97)



- ▶ Стул детский
- ▶ Нагрузка до 80 кг
- ▶ Вес 16,9 кг
- ▶ Длина 100,0 см
- ▶ Ширина 53,0 см
- ▶ Ширина сидения 42,0 см
- ▶ Высота сидения 50,0 см
- ▶ Откидные поручни с фиксацией
- ▶ Мягкое полиуретановое сидение с крышкой
- ▶ Легкосъемные подножки с регулировкой по высоте
- ▶ 24 дюймовые колеса
- ▶ Туалетное судно
- ▶ Не боится воды, легко моется
- ▶ Полностью разборный (нержавеющие болты)

Кресло-стул - Аугсбург (арт. 339.05.97)



- ▶ Стул детский
- ▶ Нагрузка до 80 кг
- ▶ Вес 17,6 кг
- ▶ Длина 87,0 см
- ▶ Ширина 53,0 см
- ▶ Ширина сидения 42,0 см
- ▶ Высота сидения 56,0 см
- ▶ Откидные поручни с фиксацией
- ▶ Мягкое полиуретановое сидение с крышкой
- ▶ Легкосъемные подножки с регулировкой по высоте
- ▶ 5 дюймовые колёса (задние с тормозами)
- ▶ Туалетное судно
- ▶ Не боится воды, легко моется
- ▶ Полностью разборный (нержавеющие болты)

Душевые табуретки



Душевые табуретки предназначены для использования дома и в стационарах. Они служат для обеспечения большей самостоятельности во время принятия душа при ограниченных физических возможностях. Табуретки имеют на ножках наконечники из полимерного материала. Сидения, поручни и спинки табуреток изготовлены из пластмассы, а ножки из алюминиевых трубок. Табуретки нечувствительны к загрязнению и коррозии, легко моются стандартными моющими средствами. Выдерживают нагрузку до 130 кг.

Гарантия 24 месяца.



Каждая табуретка имеет свой уникальный серийный номер (кроме табуретки Турин)

Душевая табуретка - Турин (арт. 368.00.20)



- ▶ Нагрузка до 100 кг
- ▶ Алюминиевый сплав
- ▶ Вес 1,6 кг
- ▶ Расстояние между ножками 37-43,5 см
- ▶ Регулировка высоты 46,0-63,5 см
- ▶ Размер сидения 32x32 см
- ▶ Противоскользящие насадки
- ▶ Не боится воды, легко моется
- ▶ Имеет малые габариты



Душевая табуретка - Монако (арт. 363.00.10)



- ▶ Имеет малые габариты
- ▶ Алюминиевый сплав
- ▶ Вес 2,8 кг
- ▶ Расстояние между ножками 45x45 см
- ▶ Регулировка высоты 41,0-56,0 см
- ▶ Размер сидения 40x40 см
- ▶ Ширина 45,0 см
- ▶ Длина 45,0 см
- ▶ Имеет гигиенический вырез
- ▶ Противоскользящие насадки
- ▶ Полностью разборная

Душевая табуретка - Канны (арт. 363.00.20)



- ▶ Нагрузка до 130 кг
- ▶ Алюминиевый сплав
- ▶ Вес 3,6 кг
- ▶ Размер сидения 40x40 см
- ▶ Регулировка высоты 41,0-56,0 см
- ▶ Ширина 45,0 см
- ▶ Длина 53,0 см
- ▶ Расстояние между ножками 45x53 см
- ▶ Имеет гигиенический вырез
- ▶ Легкосъемные подлокотники
- ▶ Противоскользящие насадки
- ▶ Не боится воды, легко моется
- ▶ Полностью разборная

Душевая табуретка - Ницца (арт. 363.00.30)



- ▶ Нагрузка до 130 кг
- ▶ Алюминиевый сплав
- ▶ Вес 4,8 кг
- ▶ Регулировка высоты 41,0-56,0 см
- ▶ Ширина 51,0 см
- ▶ Длина 53,0 см
- ▶ Размер сидения 40x40 см
- ▶ Расстояние между ножками 51x51 см
- ▶ Легкосъемные подлокотники и спинка
- ▶ Имеет гигиенический вырез
- ▶ Противоскользящие насадки
- ▶ Полностью разборная
- ▶ Не боится воды, легко моется

Душевая табуретка - Дижон (арт. 362.00.10)



- ▶ Нагрузка до 130 кг
- ▶ Алюминиевый сплав
- ▶ Вес 4,8 кг
- ▶ Регулировка высоты 41,0-56,0 см
- ▶ Ширина 51,0 см
- ▶ Длина 53,0 см
- ▶ Имеет гигиенический вырез
- ▶ Противоскользящие насадки
- ▶ Полностью разборная
- ▶ Не боится воды, легко моется

Душевая табуретка - Брест (арт. 362.00.20)



- ▶ Нагрузка до 130 кг
- ▶ Алюминиевый сплав
- ▶ Вес 3,8 кг
- ▶ Регулировка высоты 41,0-56,0 см
- ▶ Ширина 46,0 см
- ▶ Длина 40,0 см
- ▶ Размер сидения 46x40 см
- ▶ Расстояние между ножками 45x59 см
- ▶ Легкосъемные оцинкованные
- ▶ Имеет гигиенический вырез
- ▶ Противоскользящие насадки
- ▶ Полностью разборная
- ▶ Не боится воды, легко моется

Душевая табуретка - Лион (арт. 362.00.30)



- ▶ Нагрузка до 130 кг
- ▶ Алюминиевый сплав
- ▶ Вес 5 кг
- ▶ Регулировка высоты 41,0-56,0 см
- ▶ Размер сидения 46x40 см
- ▶ Легкосъемные подлокотники и спинка
- ▶ Имеет гигиенический вырез
- ▶ Противоскользящие насадки
- ▶ Полностью разборная
- ▶ Не боится воды, легко моется

Подъемники электрические



Подъемники для людей с ограниченными возможностями с электрическим подъемным приводом, электрической защитой при заклинивании и механическим аварийным опусканием используются в клиниках и дома. Они предназначены для подъема и перемещения людей, требующих ухода. Для индивидуальных требований к перемещению имеются различные ремни и перевязи.

Подъемник имеет аккумулятор, и может работать независимо от внешних источников энергии, он так же может использоваться в любых помещениях, в том числе во влажных (например в ванной), поскольку имеет степень защиты IPX4. Нажатием ножной педали можно раздвинуть шасси и тем самым увеличить устойчивость. Задние колеса имеют тормоза с фиксацией. Ручной пульт управления позволяет плавно перемещать кронштейн вверх и вниз. Есть функция - аварийное опускание без пульта, т.е. механическим способом.

Гарантия 24 месяца.



Каждый подъемник имеет свой уникальный серийный номер

Подъемник электрический - Арнольд 125 (арт. 320.00)



- ▶ Нагрузка до 125,0 кг
- ▶ Вес 37,0 кг
- ▶ Ширина 56,0 см (макс. ширина 90,0 см)
- ▶ Длина 100,0 см
- ▶ Высота подъема от 62,0-160,0 см
- ▶ Напряжение 220-240/50 (В/Гц)
- ▶ Максимальная влажность 85%
- ▶ Температура эксплуатации от +5 - +45 С
- ▶ Степень защиты IPX4
- ▶ Сухая аккумуляторная батарея с подзарядкой (сделано во Франции)
- ▶ Колеса на подшипниках (задние с тормозами)



2 колеса с тормозом



Педали для установки лап подъемника в рабочее положение



Пульт управления



Анатомические ручки

Подъемник электрический - Арнольд 150 (арт. 320.00)

- ▶ Нагрузка до 150,0 кг
- ▶ Вес 41,0 кг
- ▶ Ширина 65,0 см (макс. ширина 100 см)
- ▶ Длина 110,0 см
- ▶ Высота подъема от 54,0-176,0 см
- ▶ Напряжение 220-240/50 (В/Гц)
- ▶ Максимальная влажность 85%
- ▶ Температура эксплуатации от +5 - +45 С
- ▶ Степень защиты IPX4
- ▶ Сухая аккумуляторная батарея с подзарядкой (сделано во Франции)
- ▶ Колеса на подшипниках (задние с тормозами)

150 КГ!



Подъемник электрический - Джеймс 150 (арт. 320.02)

- ▶ Нагрузка до 150,0 кг
- ▶ Вес 50 кг
- ▶ Длина 90,0 см
- ▶ Регулируемая ширина 65,0-98,0 см
- ▶ Высота подъема 84,0-150,0 см
- ▶ Напряжение 220-240/50 (В/Гц)
- ▶ Максимальная влажность 85%
- ▶ Температура эксплуатации от +5 - +45 С
- ▶ Степень защиты IPX4
- ▶ Сухая аккумуляторная батарея с подзарядкой (Франция)
- ▶ Колеса на подшипниках (задние с тормозами)

150 КГ!



Подъемники

Подъемник электрический - Арнольд 250 (арт. 330.00)

250 КГ!



- ▶ Нагрузка до 250,0 кг
- ▶ Ширина 65,0 см
- ▶ Вес 52,0 кг
- ▶ Длина 118,0 см
- ▶ Высота подъема 48,0-101,0 см
- ▶ Напряжение 220-240/50 (В/Гц)
- ▶ Максимальная влажность 85%
- ▶ Температура эксплуатации от +5 - +45 С
- ▶ Степень защиты IPX4
- ▶ Сухая аккумуляторная батарея с подзарядкой (сделано в Швейцарии)
- ▶ Колеса на подшипниках (задние с тормозами)

Подъемники

Подъемник электрический - Джеймс 250 (арт. 320.02)

250 КГ!



- ▶ Нагрузка до 250,0 кг
- ▶ Вес 58,0 кг
- ▶ Длина 90,0 см
- ▶ Регулируемая ширина 66,0-90,0 см
- ▶ Высота подъема 85,0-160,0 см
- ▶ Напряжение 220-240/50 (В/Гц)
- ▶ Максимальная влажность 85%
- ▶ Температура эксплуатации от +5 - +45 С
- ▶ Степень защиты IPX4
- ▶ Сухая аккумуляторная батарея с подзарядкой (сделано во Франции)
- ▶ Колеса на подшипниках (задние с тормозами)

Ремень к подъемнику Арнольд «Комфорт» (320.23)




- ▶ Повышенной комфортности
- ▶ Мягкие ремни для ног
- ▶ С подголовником (дополнительная опция)
- ▶ Устойчивый к воде
- ▶ Моющийся
- ▶ Размер М, L, XL

Подголовник для ремня «Комфорт» (320.24)




- ▶ С застежкой-липучкой размером 23x5 см
- ▶ Размер 63x45,5 см
- ▶ Устойчивый к воде
- ▶ Моющийся
- ▶ Комплект к ремню «Комфорт» (320.23)

Ремень к подъемнику Арнольд «Туалетный» (320.27)



- ▶ Для безопасного пользования туалетом
- ▶ Устойчивый к воде
- ▶ Моющийся

Ремень к подъемнику Арнольд «Стандарт» (320.21)



- ▶ Универсальный
- ▶ Устойчивый к воде
- ▶ Моющийся
- ▶ Размер S, M, L, XL, XXL

Ремень к подъемнику Арнольд «Туалетный» (320.29)



- ▶ Для безопасного пользования туалетом
- ▶ С застежкой-липучкой
- ▶ Размер М, L
- ▶ Размер 102x23 см
- ▶ Длина ножный ремней 93,5см

Ремень к подъемнику Арнольд «Стандарт» М (320.21)



- ▶ Ширина спинной части 88 см
- ▶ Длина ножной части 58 см
- ▶ Длина ножной части 53 см
- ▶ Подвесные ремни ножной части 45 см
- ▶ 4 регулировки - 9, 22, 36, 45 см
- ▶ Подвесные ремни спинной части 34 см
- ▶ 3 регулировки - 8, 22, 34 см

Ремень к подъемнику Арнольд «Стандарт» М (320.23)




- ▶ Ширина спинной части 88 см
- ▶ Длина ножной части 58 см
- ▶ Длина ножной части 53 см
- ▶ Подвесные ремни ножной части 45 см
- ▶ 4 регулировки - 9, 22, 36, 45 см
- ▶ Подвесные ремни спинной части 34 см
- ▶ 3 регулировки - 8, 22, 34см

Ремень к подъемнику Джеймс с фиксацией (320.26)



- ▶ С застежкой-липучкой
- ▶ Устойчивый к воде
- ▶ Моющийся
- ▶ Размер 104x27см
- ▶ Ширина липучка 17см
- ▶ Длина боковых ремней - 36см
- ▶ 4 регулировки 8,17,28,36см

Ремень к подъемнику Арнольд 'Комфорт усиленный'




- ▶ Удлиненные ремни для ног (+15см)
- ▶ Усиленная спинная часть
- ▶ Встроенная поддержка головы
- ▶ Моющийся

Ремень к подъемнику Джеймс «Комфорт» (320.26)



- ▶ Помещается под руки пациента и удерживает от наклона
- ▶ Устойчивый к воде
- ▶ Моющийся

Кронштейн и ремень для горизонтального перемещения пациента. Новинка!



Аксессуары и выставочные стенды

Крепеж для тростей и костылей FLIP (арт. 164.10.00)



- ▶ Для диаметров: 19 или 22 мм

Кронштейн для тростей и костылей «Тулфлекс»




- ▶ Материал: пластик
- ▶ Диаметр 20-30 мм
- ▶ Ширина - 7,2 см
- ▶ Глубина - 6,4 см
- ▶ Высота - 3,5 см

Кронштейн для тростей и костылей «Тулфлекс»



- ▶ Крепление на трубу
- ▶ Пластик
- ▶ Диаметр 20-30мм
- ▶ Ширина - 7,2см
- ▶ Глубина - 6,4см
- ▶ Высота - 2,0 см
- ▶ Закрепляется с помощью самореза

Сидение для ходунков



- ▶ Сидение для ходунков
- ▶ Материал: пластик
- ▶ Подходит к моделям:
- ▶ Вок-он (арт. 174.30, 174.40)
- ▶ Вок-он (арт. 175.30, 175.40)

Рекламная коробка для насадок



Резиновые насадки для тростей и костылей



- ▶ Диаметр: 17, 19, 22 мм
- ▶ Противоскользящая поверхность
- ▶ Варианты цветов:

00 10 20 30 40 50 60 80 90

Шина для кронштейна «Тулфлекс» (на 2 кронштейна)



- ▶ Алюминий
- ▶ Толщина - 8мм
- ▶ Длина - 21,5см
- ▶ Высота - 5,5мм
- ▶ Крепится с помощью 2-х саморезов

Шина для кронштейна «Тулфлекс» (на 5 кронштейнов)



- ▶ Алюминий
- ▶ Толщина - 8мм
- ▶ Длина - 51,5см
- ▶ Высота - 5,5мм
- ▶ Крепится с помощью 2-х саморезов

Устройство против скольжения УПС (арт.166.00)



Туалетное судно для кресел-стульев с сан. оснащением



Лайнел-стойка для костылей и тростей



- ▶ Материал - Сталь
- ▶ 10 позиций

Стойка рекламная для костылей и тростей Carre



- ▶ Материал - Алюминий
- ▶ Позиций - 12
- ▶ Габариты - 53x53x66 см

Стойка рекламная для костылей и тростей Elegance



- ▶ Материал - комбинация стали и дерева
- ▶ Позиций - 22

Стойка рекламная Elegance mini



- ▶ Материал - комбинация стали и дерева
- ▶ Позиций - 12



ООО "Медтехника МОСКВА"

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10
 тел: +7 (495) 504-26-51, +7 (495) 504-26-52, факс: +7 (495) 504-26-53
<http://www.med-mos.ru>, e-mail: info@med-mos.ru

ЦЕНА - КАЧЕСТВО, Ваш правильный выбор!



Кровати медицинские функциональные



Массажные столы и стулья мастера



Инвалидные коляски



ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ



ООО "Медтехника МОСКВА"

125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10
тел: +7 (495) 504-26-51, +7 (495) 504-26-52, факс: +7 (495) 504-26-53
<http://www.med-mos.ru>, e-mail: info@med-mos.ru



ЦЕНА - КАЧЕСТВО, Ваш правильный выбор!

Носилки



Плащевые носилки, трансферы, иммобилизаторы



Поручни

Каталки
и кресельные носилки



Санитарное оснащение



ГАРАНТИЯ 12 МЕСЯЦЕВ

ООО «Медтехника Реботек»

тел: +7 (495) 504-26-51, +7 (495) 504-26-52, +7 (495) 504-26-53, +7 (495) 532-50-15
125222 г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2, помещение 10
<http://www.rebotec.net>, e-mail: info@rebotec.net