



ОСНАЩЕНИЕ
САЛОНОВ КРАСОТЫ И
КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИХ
КАБИНЕТОВ

2022

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, наименования и артикулы без предварительного уведомления.

Обращаем Ваше внимание на то, что информация, размещенная на сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.

О компании

«Торговый Дом МедМос» – российский производитель и ведущий поставщик медицинского и косметологического оборудования. За 15 лет успешной работы на рынке компания стала признанным лидером в отрасли благодаря высокому профессионализму, качеству продукции и выгодным условиям для партнёров.

Наша миссия – забота о красоте и здоровье. Поэтому главная задача компании – предоставить российским специалистам современное, высокотехнологичное оборудование, вывести отечественную медицину и индустрию красоты на новый уровень развития.

Мы тесно сотрудничаем с крупнейшими производителями медицинской и косметологической техники. Предприятия наших партнёров сертифицированы в соответствии с ISO9001, ISO13485, CE (MDD 93/42). Продукция проходит строгий входной контроль качества и имеет регистрационные удостоверения Росздравнадзора, декларации соответствия и протоколы токсикологических испытаний.

Наша продукция:

Более 1 000 наименований, в том числе инновационное оборудование для бьюти-сферы!

- ▶ Косметологические кресла (электрические и механические);
- ▶ Массажные столы (складные и стационарные);
- ▶ Кресла для тату-салонов;
- ▶ Стулья мастера;
- ▶ Стулья для массажа;
- ▶ Косметологические тумбочки;
- ▶ Аксессуары для стоун-терапии;
- ▶ Лампы-лупы и многое другое.

Работа в сфере производства и дистрибуции косметологического и медицинского оборудования требует соблюдения высоких внутренних стандартов и формирования долгосрочных партнёрских связей.

Работа с нами – это:


- ▶ Взаимовыгодное партнёрство без посредников;
- ▶ Товар в наличии на складе;
- ▶ Своя служба доставки (бесплатно по Москве и до транспортной компании);
- ▶ Свой сервисный центр (большой выбор запчастей и комплектующих);
- ▶ Обучающие материалы (3D-фото, видео-обзоры, инструкции).

Официальные представительства компании расположены в крупнейших городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Барнауле. Неизменно высокое качество продукции, широкие функциональные возможности и прогрессивный дизайн способны приятно удивить профессионалов и удовлетворить требования даже самых взыскательных клиентов.

Присоединяйтесь к нашей миссии! Сотрудничество с нами – это приятно, перспективно и выгодно! Будущее косметологической индустрии в наших руках!

Подробнее изучить всю предлагаемую продукцию Вы можете на нашем сайте: <https://med-mos.ru>

Дипломы / Сертификаты



Содержание

Массажные столы складные	4
Стационарные массажные столы	28
Механические кресла для косметологии и педикюра	33
Кресла для тату-салонов	36
Электрические массажные столы	38
Электрические кресла для косметологии и педикюра	47
Стулья мастера	56
Стулья для массажа шейно-воротниковой зоны	60
Тумбочки и столики	63
Лампы-лупы для косметологических кабинетов	65
Аксессуары для стоунтерапии	72

Массажные столы складные

**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ
РОСЗДРАВНАДЗОРА**



Стационарные столы хорошо подходят для клиник, спа-центров, санаториев – предприятий с большими площадями и капризными клиентами. Косметологические столы и стулья для специалистов подчеркивают серьезный профессиональный подход к своему делу в данном медицинском учреждении.

А что делать салонам красоты, у которых нет полной занятости кабинета массажа, а в некоторые месяцы имеющийся кабинет массажа лучше отдавать под другие услуги (например, летом – под маникюр или педикюр)?

А если постоянный, горячо любимый клиент требует провести массаж у себя дома или в офисе и готов за это хорошо заплатить? Тогда специалисту очень пригодится складной массажный стол.

Именно с помощью предлагаемых нами вариантов столов возможно оперативно помочь клиенту и заработать больше денег салону. Просим ознакомиться с ассортиментным рядом и функциональными характеристиками товаров.

Стол может иметь деревянный, алюминиевый или стальной каркас с возможностью регулировки по высоте.

Все массажные столы имеют регистрационные удостоверения Росздравнадзора и показаны к применению в медицинских учреждениях.

Массажный стол складной деревянный JF-AY01



+ сумка в подарок!



Размеры:

- ▶ В сложенном виде: 93 x 72 x 19 см
- ▶ В разложенном виде: 186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 63 - 87 см



Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 16,3 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет: кремовый, коричневый, бежевый, синий, бежевый с синей волной, синий с бежевой волной

Массажный стол складной деревянный JF-AY01



+ сумка в подарок!



Размеры:

- ▶ В сложенном виде: 93 x 72 x 19 см
- ▶ В разложенном виде: 186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 63 - 87 см



Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 16,3 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет: кремовый, коричневый, бежевый, синий, бежевый с синей волной, синий с бежевой волной

Массажный стол складной деревянный JF-AY01



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
93 x 72 x 19 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см



Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 16,3 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:
белый/бирюзовый,
светлая рама

Массажный стол складной деревянный JF-AY01



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
94 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см



Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 18,9 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:
белый/синий,
светлая рама

Массажный стол складной деревянный JF-AY01



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
93 x 72 x 19 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см



Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 16,3 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:
синий/белый,
светлая рама

Массажный стол складной деревянный JF-AY01



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
93 x 72 x 19 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см



Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 16,3 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:
белый/фиолетовый,
темная рама

Массажный стол складной деревянный JF-AY01



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
94 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см



Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 18,9 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:
коричневый/оранжевый,
тёмная рама

Массажный стол складной деревянный JF-AY01



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
94 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см



Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 18,9 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:
коричневый/кремовый,
тёмная рама

Массажный стол складной деревянный JF-AY01



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
94 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см



Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 18,9 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:
кремовый/коричневый,
тёмная рама

Массажный стол складной деревянный JF-AY01



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
94 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см



Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 18,9 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:
кремовый/красный,
тёмная рама

Массажный стол складной деревянный JF-AY01



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
94 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см



Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 18,9 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:
белый/фиолетовый,
светлая рама

Массажный стол складной деревянный JF-AY01



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
94 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см



Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 18,9 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:
белый/бирюзовый,
светлая рама

Массажный стол складной деревянный JF-AY01



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
94 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см



Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 18,9 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:
синий/белый,
светлая рама

Массажный стол складной деревянный JF-AY01



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
94 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см



Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 18,9 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:
белый/синий,
светлая рама

Массажный стол складной деревянный JF-AY01



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
94 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см



Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 18,9 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:
коричневый/оранжевый,
тёмная рама

Массажный стол складной деревянный JF-AY01



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
94 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см



Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 18,9 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:
коричневый/кремовый,
тёмная рама

Массажный стол складной деревянный JF-AY01



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
94 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см



Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 18,9 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:
кремовый/коричневый,
тёмная рама

Массажный стол складной деревянный JF-AY01



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
94 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 63 – 87 см



Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 18,9 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:
кремовый/красный,
тёмная рама

Массажный стол складной деревянный JF-Tarped (МСТ-141)

Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
93 x 70 x 29 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 70 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 68 - 88 см



Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 28,1 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 8 см
- ▶ Цвет: бежевый, коричневый, кофе с молоком, синий



+ сумка в подарок!



Расцветка: СИНИЙ



Расцветка: КОФЕ С МОЛОКОМ



Расцветка: КОРИЧНЕВЫЙ

Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A

Размеры:

- ▶ В сложенном виде: 93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде: 186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 60 - 81 см

Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет: кофе с молоком, бежевый, белый, синий, коричневый, фисташковый



+ сумка в подарок!



Вариант расцветки: *КРЕМОВЫЙ*



Стол в сложенном состоянии

Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 60 – 81 см



Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:
белый/фиолетовый

Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 60 – 81 см



Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:
коричневый/оранжевый

Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 60 - 81 см



Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:
белый/бирюзовый

Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 60 - 81 см



Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:
коричневый/кремовый

Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 60 - 81 см



Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:
кремовый/коричневый

Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 60 - 81 см



Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:
синий/белый

Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 60 – 81 см



Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:
белый/синий

Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 60 – 81 см



Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:
кремовый/красный

Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



+ сумка в подарок!



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
92 x 71 x 22 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 60 - 82 см



Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 19,3 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 6 см
- ▶ Цвет: кофе с молоком, бежевый, белый, синий, коричневый, фисташковый

Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



+ сумка в подарок!



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 60 - 81 см



Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 17,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность пвх кожа
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет: бежевый, синий, кремовый, бежевый с синей волной

Массажный стол складной алюминиевый JFAL03 (МСТ-3310ВЛ) М/К

Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
92 x 70 x 23 см
- ▶ В разложенном виде:
185 x 70 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 58 - 80 см

Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,9 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 8 см
- ▶ Цвет: кофе с молоком, бежевый, белый, синий, коричневый, фисташковый



+ сумка в подарок!



Расцветка: БЕЖЕВЫЙ



Расцветка: КОФЕ С МОЛОКОМ



Расцветка: СИНИЙ

Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 60 – 81 см



Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет: кремовый/красный

Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 60 – 81 см



Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет: коричневый/оранжевый

Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 60 – 81 см



Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:
белый/бирюзовый

Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 60 – 81 см



Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:
коричневый/кремовый

Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 60 – 81 см



Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:
кремовый/коричневый

Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 60 – 81 см



Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:
синий/белый

Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 60 – 81 см



Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:
белый/синий

Массажный стол складной алюминиевый JFAL01A



Размеры:

- ▶ В сложенном виде:
93 x 72 x 18 см
- ▶ В разложенном виде:
186 x 71 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 60 – 81 см



Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 15,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет:
белый/фиолетовый

**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ
РОСЗДРАВНАДЗОРА**



Стационарный массажный стол должен решать целый ряд задач, таких как многофункциональность, удобство и безупречный стиль. В кабинете массажиста, в салоне красоты или дома стационарный массажный стол должен гармонировать с обстановкой и вызывать чувство комфорта и предвкушение релакса. Функциональные возможности и дизайн массажного стола соответствуют всем этим требованиям и будут по достоинству оценены даже самым требовательным и искушенным в вопросах стиля человеком.

Все массажные столы имеют регистрационные удостоверения Росздравнадзора и показаны к применению в медицинских учреждениях.

Стационарный массажный стол стальной SS2.01.00

Размеры:

- ▶ Общие: 187,5 x 64 см
- ▶ Ложе: 186 x 62 см
- ▶ Высота: 75 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Вес: 26,7 кг
- ▶ Нагрузка: 300 кг
- ▶ Поверхность: ПВХ кожа
- ▶ Поролон: 7 см
- ▶ Вырез для лица: 14,5 x 13 см



Подушка в комплекте



Регулировка
спинной секции



Горизонтальное положение

Стационарный массажный стол стальной МСТ-19

Размеры:

- ▶ Общий: 203,5 x 62 x 77 см
- ▶ Вырез для лица: 22.5 x 12 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Вес: 29.6 кг
- ▶ Нагрузка: 200 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 5 см
- ▶ Статическая нагрузка: 1200 кг
- ▶ Цвет: кофе с молоком, бежевый, синий, коричневый



Стационарный массажный стол деревянный SW1.31.10

Размеры:

- ▶ Ложке: 186 x 71 см
- ▶ Размер полки: 152 x 43 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 67 – 86 см

Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 33 кг
- ▶ Нагрузка: 200 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 10 см
- ▶ Статическая нагрузка: 800 кг
- ▶ Съёмный карман для аксессуаров
- ▶ Цвет: бежевый, фисташковый, коричневый, кофе с молоком, кремовый, синий



Стационарный массажный стол деревянный SW2.31.10

Размеры:

- ▶ Общие: 186 x 76 см
- ▶ Высота: 66 – 85 см

Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 36 кг
- ▶ Нагрузка: 200 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 10 см
- ▶ Механический подъем головной секции
- ▶ Съемный регулируемый подголовник
- ▶ Удобная полка для хранения принадлежностей
- ▶ Цвет: бежевый, кофе с молоком, коричневый, фисташковый, синий



Вариант расцветки: ФИСТАШКОВЫЙ



Стол в горизонтальном положении

Стационарный массажный стол деревянный SW4.31.10

Размеры:

- ▶ Общие: 186 x 98 см
- ▶ Высота: 66 - 85 см

Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 36,9 кг
- ▶ Нагрузка: 200 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 6 см
- ▶ Механический подъем головной и ножной секций
- ▶ Съемный регулируемый подголовник
- ▶ Удобная полка для хранения принадлежностей
- ▶ Цвет: бежевый, фисташковый, коричневый, кофе с молоком, кремовый, синий



Удобная подставка для рук



Возможность регулировки высоты



Возможность установки в горизонтальное положение

Механические кресла для косметологии и педикюра

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ
РОСЗДРАВНАДЗОРА



В данном каталоге вы найдете большой выбор механических кресел для косметологии и педикюра. Мы предлагаем оборудование высокого качества, которое позволяет создать подходящие условия для самых разных салонных процедур. Кресла механического типа имеют возможность регулировки секций с установкой необходимого угла наклона. Качественная обивка отличается долговечностью и устойчивостью к различным факторам внешней среды. Оборудование отличается простотой в эксплуатации и уходе.

Кресла для косметологии и педикюра комплектуются всем необходимым для проведения косметологических процедур. Педикюрные модели имеют дополнительные регулируемые подножки, которые можно устанавливать на удобную для вас высоту.

Механический стол-кресло для косметологии SS3.02.11

Косметологическое кресло FIX-1B (SS3.02.11) – это очень легкое, устойчивое и удобное кресло. Оно подходит не только для косметологического кабинета, но и для массажного кабинета, и кабинета тату-мастера. Удобный подголовник с вырезом для лица и фиксируемая подушка. Подлокотники съёмные. Регулировка спинной и ножной секции производится посредством пластиковой гребёнки и подпружиненного стального фиксатора. Покрыто высококачественным виниловым покрытием, устойчивым к обработке моющими средствами. Имеются пластиковые выдвигающиеся лотки для принадлежностей.



Размеры:

- ▶ Общий:
185x84x76 см

Регулировки:

- ▶ Спинная секция: 0-58°
- ▶ Ножная секция: 0-58°

Характеристики:

- ▶ Рама - сталь
- ▶ Количество секций - 3
- ▶ Количество функций - 2
- ▶ Вес 31 кг
- ▶ Нагрузка 150 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон 10 см
- ▶ Цвет: белый, черный, синий, коричневый, фиштакховый



Регулировка спинной секции посредством пластиковой гребёнки и подпружиненного стального фиксатора



Два выдвижных лотка для принадлежностей

Механический стол-кресло для косметологии SS3.02.10

Косметологическое кресло FIX-1B (SS3.02.10) – это очень легкое, устойчивое и удобное кресло. Оно подходит не только для косметологического кабинета, но и для массажного кабинета, и кабинета тату-мастера. Удобный подголовник с вырезом для лица и фиксируемая подушка. Подлокотники съёмные. Регулировка спинной и ножной секции производится посредством пластиковой гребёнки и подпружиненного стального фиксатора. Покрыто высококачественным виниловым покрытием, устойчивым к обработке моющими средствами.



- Размеры:**
- ▶ Общий: 185x83x75 см
- Регулировки:**
- ▶ Спинная секция: 0-60°
 - ▶ Ножная секция: 0-40°
- Характеристики:**
- ▶ Рама - сталь
 - ▶ Количество секций - 3
 - ▶ Количество функций - 2
 - ▶ Вес 26,9 кг
 - ▶ Нагрузка 150 кг
 - ▶ Поверхность винил-люкс
 - ▶ Поролон 10 см
 - ▶ Цвет: белый, черный, синий, коричневый, фисташковый



Механический стол-кресло для педикюра SS4.01.10

Педикюрное кресло JF-Madvanta – это очень легкое, устойчивое и удобное кресло. Оно подходит не только для косметологического кабинета, но и для массажного кабинета, и кабинета тату-мастера. Удобный подголовник с вырезом для лица и фиксируемая подушка. Подлокотники съёмные. Регулировка спинной секции производится посредством пластиковой гребёнки и подпружиненного стального фиксатора. Регулировка ножной секции производится посредством газового упора. Кресло покрыто высококачественным виниловым покрытием, устойчивым к обработке моющими средствами.



**Складывается
в чемодан!**

- Размеры:**
- ▶ Общий: 194x82x70 см
- Регулировки:**
- ▶ Спинная секция: 0-80°
 - ▶ Ножная секция: 0-75°
- Характеристики:**
- ▶ Рама - сталь
 - ▶ Количество секций - 6
 - ▶ Количество функций - 3
 - ▶ Вес 27 кг
 - ▶ Нагрузка 150 кг
 - ▶ Поверхность винил-люкс
 - ▶ Поролон 7 см
 - ▶ Цвет: белый, черный, синий, коричневый, фисташковый



Кресла для тату-салонов



В «красивом бизнесе» не так давно появились уникальные услуги: перманентный макияж и татуаж. Число поклонников искусства росписи по телу или подчеркивания привлекательность некоторых частей тела продолжает расти. Среди них – представители практически всех возрастов и разных социальных групп.

Мужчины и женщины внимательно следят за модой в этом направлении. Меняются темы рисунков, места их расположения, цветовые решения и площади покрытия – и все это очень важно для современного человека, для его самовыражения.

Попробовав татуаж один раз, клиентам тату-салонов и косметологических клиник хочется сделать еще что-нибудь, даже не смотря на некоторый временный дискомфорт.

Уменьшить болевые ощущения клиентов можно достаточно легко. Но кто позаботится о самочувствии мастера, который внимательно и скрупулёзно делает свою работу? Что поможет снизить его усталость и повысит точность воспроизведения рисунка?

Мы позаботились о тату-специалистах, предлагая им очень удобные и функциональные кресла. Вся предлагаемая продукция легко трансформируется, хорошо моется и очень прочна. Она понравится всем участникам данной услуги и поможет победить вам в конкурентной борьбе.

Кресло для тату-салона «Эйфория»

Эйфория - это многофункциональное и практичное кресло как для тату-салона, так и для любого салона красоты. Регулировка угла наклона спинной секции производится посредством пластиковой гребёнки и подпружиненного стального фиксатора. Отличительные особенности данного кресла заключаются в том, что помимо регулировки спинной и ножной секций, оно вращается на 360°. Раздельные независимые ножные секции регулируются газовыми упорами и имеют возможность поворота коленных секций в горизонтальной плоскости (угол до 90°). Подлокотники съёмные, с регулировкой по высоте, углу наклона и вылету. Кресло покрыто высококачественным виниловым покрытием, устойчивым к обработке мощными средствами. Данная модель также может идти в комплектации без колес и подставки для рук (которая находится за спинной секцией).



Размеры:



- ▶ Общий в мин. положении:
- ▶ 161 x 72 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 66-86 см
- ▶ Спинная секция: 0-70°
- ▶ Ножная секция: 0-75°

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 7
- ▶ Количество функций: 4
- ▶ Вес: 90 кг
- ▶ Нагрузка: 150 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 10 см
- ▶ Цвет: черный



Электрические массажные столы



**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ
РОСЗДРАВНАДЗОРА**

Массаж – обязательная услуга в центрах здоровья и фитнес-клубах, в салонах красоты и косметологических клиниках, в санаториях и реабилитационных комплексах. Он считается наиболее эффективным и щадящим способом лечения целого ряда хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата, избавляет от некоторых неврологических недугов, восстанавливает работоспособность человека после перелома конечности или длительного постельного режима.

Грамотный и регулярный массаж существенно улучшает общее состояние здоровья и повышает качество жизни как здоровых, так и людей с ограниченными физическими возможностями. Кроме того, массаж успешно решает эстетические проблемы и улучшает внешний вид пациентов.

Существует множество видов массажа, практикуемых и пропагандируемых представителями различных школ, как традиционных, так и ультрасовременных. И всех их объединяет одно общее правило: достигая намеченного результата, необходимо заботиться и об удовлетворенности пациента. Клиенту должно нравиться место, где ему оказывают медицинские услуги, а при проведении услуги должно быть комфортно и безопасно. Наша продукция полностью соответствует всем требованиям самых искушенных клиентов.

Но наша компания заботится и о тех, кто оказывает медицинские услуги. Массажистам всегда должно быть удобно и приятно работать. Это – залог их здоровья, эффективности и лояльности. Мы реализуем современные массажные столы, которые отвечают всем нормам и стандартам качества медицинской мебели. В каталоге компании представлены модели массажных столов с электрической регулировкой высоты, стационарные и складные массажные столы. Кроме того, в линейке имеются недорогие и удобные стулья, а также камни для стоунтерапии.

Вся продукция выполнена из высокопрочных материалов, способных выдержать механические повреждения и обработку медицинскими растворами.

Гарантия на раму массажных столов составляет 12 месяцев.

Электрический массажный стол стационарный SE2.21.10Д-01

Размеры:

- Общий: 185 x 70 см

Регулировки:

- Высота: 60-86 см

Характеристики:

- Рама: сталь
- Количество моторов: 1
- Количество секций: 2
- Количество функций: 2
- Вес: 71 кг
- Нагрузка: 180 кг
- Поверхность винил-люкс
- Цвет: белый, черный, синий, коричневый, фиштакшвый, бежевый



Электрический массажный стол стационарный SE3.21.10Д-01

Размеры:

- Ложемент с подлокотниками: 208 x 97 см

Регулировки:

- Высота 65-98 см
- Головная секция: 45°
- Ножная секция: -10 до 15°

Характеристики:

- Рама: сталь
- Количество моторов: 3
- Количество секций: 3
- Количество функций: 4
- Вес: 80 кг
- Нагрузка: 180 кг
- Поверхность винил-люкс
- Цвет: белый, черный, синий, коричневый, фиштакшвый, бежевый



Электрический массажный стол стационарный КО-154Д

Размеры:

- ▶ Длина: 192 см
- ▶ Ширина: 82 см
- ▶ Высота: 66-76 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 2
- ▶ Количество моторов: 3
- ▶ Вес: 142,8 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Высота поролона: 12 см
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Цвет: белый, кофе с молоком



ДИЗАЙН
ЗАПАТЕНТОВАН

Электрический массажный стол стационарный КО-152Д-01

Размеры:

- ▶ Длина: 198 см
- ▶ Ширина: 84 см
- ▶ Высота: 65-75 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 4
- ▶ Количество моторов: 4
- ▶ Вес: 100,7 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Высота поролона: 12 см
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Цвет: белый, кремовый, фиштактовый



ДИЗАЙН
ЗАПАТЕНТОВАН

Электрический массажный стол стационарный КО-153Д

Размеры:

- ▶ Длина: 198,5 см
- ▶ Ширина: 77 см
- ▶ Высота: 68,5-98,5 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 4
- ▶ Количество моторов: 4
- ▶ Вес: 110 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Высота поролона: 11 см
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Цвет: белый, кофе с молоком



Электрический массажный стол стационарный КО-155Д

Размеры:

- ▶ Длина: 198 см
- ▶ Ширина: 77 см
- ▶ Высота: 63-93 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 4
- ▶ Количество моторов: 4
- ▶ Вес: 115 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Высота поролона: 12 см
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Цвет: белый, кофе с молоком



Электрический массажный стол стационарный КО-156Д-02

Размеры:

- ▶ Длина: 198 см
- ▶ Ширина: 77 см
- ▶ Высота: 68-98 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 4
- ▶ Количество моторов: 4
- ▶ Вес: 111 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Высота поролона: 12 см
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Цвет: белый, кремовый



Электрический массажный стол стационарный КО-159Д-00 с РУ

Размеры:

- ▶ Длина: 200 см
- ▶ Ширина: 84,5 см
- ▶ Высота: 63-83 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 4
- ▶ Количество моторов: 4
- ▶ Вес: 95,5 кг
- ▶ Нагрузка: 150 кг
- ▶ Высота поролона: 10 см
- ▶ Поверхность: Полиуретановая кожа
- ▶ Цвет: белый



• **НОВИНКА!**



Пульт управления декоративной подсветкой. Широкая цветовая палитра для выбора оттенков освещения.



Электрический массажный стол стационарный КО-157Д-00 с РУ

Размеры:

- ▶ Длина: 200 см
- ▶ Ширина: 84,5 см
- ▶ Высота: 66,5-86,5 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 4
- ▶ Количество моторов: 4
- ▶ Вес: 130,9 кг
- ▶ Нагрузка: 150 кг
- ▶ Высота поролона: 10 см
- ▶ Поверхность: Полиуретановая кожа
- ▶ Цвет: белый

• **НОВИНКА!**



Пульт управления декоративной подсветкой. Широкая цветовая палитра для выбора оттенков освещения.



Электрический массажный стол стационарный КО-157.1Д-00 с РУ

Размеры:

- ▶ Длина: 200 см
- ▶ Ширина: 84,5 см
- ▶ Высота: 66,5-86,5 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 4
- ▶ Количество моторов: 4
- ▶ Вес: 128,3 кг
- ▶ Нагрузка: 150 кг
- ▶ Высота поролона: 10 см
- ▶ Поверхность: Полиуретановая кожа
- ▶ Цвет: белый

• **НОВИНКА!**

*Функция
подогрева лежа*



Пульт управления декоративной подсветкой. Широкая цветовая палитра для выбора оттенков освещения.



Электрический массажный стол стационарный КО-158Д-00 с РУ

Размеры:

- ▶ Длина: 200 см
- ▶ Ширина: 84,5 см
- ▶ Высота: 62-78,5 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 4
- ▶ Количество моторов: 3
- ▶ Вес: 118,6 кг
- ▶ Нагрузка: 150 кг
- ▶ Высота поролона: 10 см
- ▶ Поверхность: Полиуретановая кожа
- ▶ Цвет: белый

• **НОВИНКА!**



Пульт управления декоративной подсветкой. Широкая цветовая палитра для выбора оттенков освещения.



Электрические кресла для косметологии и педикюра

**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ
РОСЗДРАВНАДЗОРА**



Хотим представить большой выбор моделей электрических кресел для косметологии и педикюра. Мы предлагаем оборудование собственного производства, гарантию качества продукции, ее надежность и долговечность.

Электрические кресла отличаются простотой в эксплуатации. Положение их секций легко регулировать буквально за несколько секунд. Вы сможете быстро устанавливать нужный угол наклона, создавая подходящие условия для конкретной процедуры с учетом пожеланий клиента. Педикюрные кресла имеют специальные подножки, каждая из которых регулируется отдельно по углу наклона. В качестве обивки используются материалы с большим запасом прочности, приятные на ощупь и гипоаллергенные.

Электрическое косметологическое кресло КО-171Д



Размеры:

- ▶ Длина: 184 см
- ▶ Ширина: 64 см
- ▶ Высота: 63-86см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 3
- ▶ Количество моторов: 1
- ▶ Вес: 60 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Высота поролона: 10 см
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Цвет: белый



Электрическое косметологическое кресло КО-171.01Д



Размеры:

- ▶ Длина: 197 см
- ▶ Ширина: 63 см
- ▶ Высота: 66-91 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 6
- ▶ Количество моторов: 4
- ▶ Вес: 80 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Высота поролона: 10 см
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Цвет: белый, кремовый



Электрическое косметологическое кресло КО-172Д



Размеры:

- ▶ Длина: 188,5 см
- ▶ Ширина: 61 см
- ▶ Высота: 67,5-77 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 4
- ▶ Количество моторов: 3
- ▶ Вес: 62,1 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Высота поролона: 10 см
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Цвет: белый



Электрическое косметологическое кресло КО-173Д



Размеры:

- ▶ Длина: 197 - 228 см
- ▶ Ширина: 76 см
- ▶ Высота: 67,5-77 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 5
- ▶ Количество моторов: 3
- ▶ Вес: 64 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Высота поролона: 10 см
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Цвет: белый, кремовый



Электрическое педикюрное кресло КО-193Д



Размеры:

- ▶ Длина: 178-203 см
- ▶ Ширина: 62 см
- ▶ Высота: 59-91 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 6
- ▶ Количество моторов: 3
- ▶ Вес: 86 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Высота поролона: 10 см
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Цвет: белый



Электрическое педикюрное кресло КО-194Д



Размеры:

- ▶ Длина: 182/197 см
- ▶ Ширина: 80 см
- ▶ Высота: 68-100 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 7
- ▶ Количество моторов: 3
- ▶ Вес: 109 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Высота поролона: 8 см
- ▶ Поверхность: винил-люкс
- ▶ Цвет: белый, кремовый



Электрическое косметологическое кресло КО-183Д



Размеры:

- ▶ Длина: 176-208 см
- ▶ Ширина: 87 см (с подлокотниками)
- ▶ Высота: 63-80 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 5
- ▶ Количество моторов: 4
- ▶ Вес: 84,7 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Высота поролона: 9 см
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Цвет: белый, кремовый



Электрическое косметологическое кресло КО-175Д-00 с РУ



Размеры:

- ▶ Длина: 126-199 см
- ▶ Ширина: 64/85 см
- ▶ Высота: 65,5-165 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 5
- ▶ Количество моторов: 4
- ▶ Вес: 65,5 кг
- ▶ Нагрузка: 180 кг
- ▶ Высота поролона: 9 см
- ▶ Поверхность: Полиуретановая кожа
- ▶ Цвет: белый



• **НОВИНКА!**

Электрическое косметологическое кресло КО-174Д-00 с РУ



- Размеры:*
- ▶ Длина: 126-199 см
 - ▶ Ширина: 66/85 см
 - ▶ Высота: 65,5-165 см

- Характеристики:*
- ▶ Рама: сталь
 - ▶ Количество секций: 3
 - ▶ Количество моторов: 5
 - ▶ Вес: 64,2 кг
 - ▶ Нагрузка: 180 кг
 - ▶ Высота поролона: 9 см
 - ▶ Поверхность: Полиуретановая кожа
 - ▶ Цвет: белый



• **НОВИНКА!**

Электрическое косметологическое кресло КО-176DP-00 с РУ



- Размеры:*
- ▶ Длина: 188 см
 - ▶ Ширина: 58/80 см
 - ▶ Высота: 61-83 см

- Характеристики:*
- ▶ Рама: сталь
 - ▶ Количество секций: 3
 - ▶ Количество моторов: 3
 - ▶ Вес: 44,7 кг
 - ▶ Нагрузка: 150 кг
 - ▶ Поверхность: Полиуретановая кожа
 - ▶ Цвет: белый



• **НОВИНКА!**

Электрическое косметологическое кресло КО-177DP-00 с РУ



Размеры:

- ▶ Длина: 185 см
- ▶ Ширина: 58/83 см
- ▶ Высота: 58-81 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 4
- ▶ Количество моторов: 3
- ▶ Вес: 56 кг
- ▶ Нагрузка: 150 кг
- ▶ Поверхность: Полиуретановая кожа



Возможность вращения кресла вокруг основания в диапазоне +/- 90°

• НОВИНКА!

Электрическое косметологическое кресло КО-184DP-00 с РУ



Размеры:

- ▶ Длина: 185 см
- ▶ Ширина: 58/83 см
- ▶ Высота: 58-81 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 4
- ▶ Количество моторов: 4
- ▶ Вес: 68 кг
- ▶ Нагрузка: 150 кг
- ▶ Поверхность: Полиуретановая кожа



Возможность вращения кресла вокруг основания в диапазоне +/- 90°

• НОВИНКА!

Электрическое косметологическое кресло КО-185DP-00 с РУ



Размеры:

- ▶ Длина: 196 см
- ▶ Ширина: 61/83 см
- ▶ Высота: 62-88 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 3
- ▶ Количество моторов: 4
- ▶ Вес: 78 кг
- ▶ Нагрузка: 200 кг
- ▶ Высота поролона: Полиуретановая кожа
- ▶ Цвет: белый



• **НОВИНКА!**

Электрическое педикюрное кресло КО-190DP-00 с РУ



Возможность вращения кресла вокруг основания в диапазоне +/- 90°

Размеры:

- ▶ Длина: 185 см
- ▶ Ширина: 58/83 см
- ▶ Высота: 58-81 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 6
- ▶ Количество моторов: 2
- ▶ Вес: 52 кг
- ▶ Нагрузка: 150 кг
- ▶ Поверхность: Полиуретановая кожа
- ▶ Цвет: белый



• **НОВИНКА!**

Электрическое педикюрное кресло КО-194DP-00 с РУ



Возможность вращения кресла вокруг основания в диапазоне +/- 90°

Размеры:

- ▶ Длина: 185 см
- ▶ Ширина: 58/83 см
- ▶ Высота: 58-81 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 6
- ▶ Количество моторов: 3
- ▶ Вес: 62 кг
- ▶ Нагрузка: 150 кг
- ▶ Поверхность: Полиуретановая кожа
- ▶ Цвет: белый



• **НОВИНКА!**

Электрическое педикюрное кресло КО-196DP-00 с РУ



Возможность вращения кресла вокруг основания в диапазоне +/- 90°

Размеры:

- ▶ Длина: 186 см
- ▶ Ширина: 61/83 см
- ▶ Высота: 62-90 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Количество секций: 6
- ▶ Количество моторов: 3
- ▶ Вес: 86 кг
- ▶ Нагрузка: 200 кг
- ▶ Поверхность: Полиуретановая кожа
- ▶ Цвет: белый



• **НОВИНКА!**



**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ
РОСЗДРАВНАДЗОРА**

Чтобы кабинет первичного приема был правильно оснащен и «внушал почтение» посетителям, его нужно правильно оснастить. Мобильность и эстетическое оформление стульев для специалистов имеет большое значение, позволяя сэкономить время проведения осмотра и сбора анамнеза, сохранить комфорт и свободное пространство пациента.

Наши стулья для специалистов (косметологов, стоматологов, физиотерапевтов и др.), используемые в процедурных, диагностических и иных манипуляционных кабинетах – функциональны, устойчивы и комфортны.

Соблюдения таких простых, но очень важных требований, как регулировка высоты сиденья, наличие спинки, вращающиеся колесики, высокая прочность и т.д., помогают специалистам качественно и спокойно выполнять их функциональные обязанности.

Это положительно сказывается на взаимоотношениях внутри коллектива, повышает лояльность пациентов и рентабельность предприятия.



Размеры:

- ▶ Сиденье: 45,5 x 39 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 52-71,5 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Вес: 8,9 кг
- ▶ Нагрузка: 100 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет: черный, белый, фисташковый



Стул мастера – СТ-17КА



Размеры:

- ▶ Сиденье: диаметр 35 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 51-69,5 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Вес: 7,5 кг
- ▶ Нагрузка: 100 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 6 см
- ▶ Цвет: черный, белый, синий, коричневый, фисташковый



Стул мастера - МА02 (V)



Размеры:

- ▶ Сиденье: 42 x 37 см
- ▶ Спинка: 43 x 25 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 52,5-72 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Вес: 9.9 кг
- ▶ Нагрузка: 80 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет: черный, белый, синий, коричневый, фисташковый



Стул мастера - СТ-7КА



Размеры:

- ▶ Сиденье: 36 x 38 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 57,5-76 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Вес: 5,6 кг
- ▶ Нагрузка: 100 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Цвет: черный, белый, фисташковый





Стул мастера - MA03 (X)

- Размеры:**
- ▶ Сиденье: 46 x 46 см
 - ▶ Спинка: 43,5 x 29 см
- Регулировки:**
- ▶ Высота: 52-71,5 см
- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
 - ▶ Вес: 8,9 кг
 - ▶ Нагрузка: 100 кг
 - ▶ Поверхность винил-люкс
 - ▶ Поролон: 6 см
 - ▶ Цвет: черный, белый, фисташковый



Стул мастера - MA03 (XII)

- Размеры:**
- ▶ Сиденье: диаметр 42 см
- Регулировки:**
- ▶ Высота: 37,5-44 см
- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
 - ▶ Вес: 7,5 кг
 - ▶ Нагрузка: 80 кг
 - ▶ Поверхность винил-люкс
 - ▶ Поролон: 6 см
 - ▶ Цвет: черный, белый, фисташковый



Стул мастера - CT-5KA

- Размеры:**
- ▶ Сиденье: диаметр 35 см
- Регулировки:**
- ▶ Высота: 57,5-76 см
- Характеристики:**
- ▶ Рама: сталь
 - ▶ Вес: 5,6 кг
 - ▶ Нагрузка: 100 кг
 - ▶ Покрытие: винил-люкс
 - ▶ Диаметр основания: 48 см
 - ▶ Цвет: белый, бежевый, коричневый, кофе с молоком, фисташковый



Стулья массажиста для массажа шейно-воротниковой зоны



РЕГИСТРАЦИОННЫЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ
РОСЗДРАВНАДЗОРА

Данная группа товаров – пример удачного маркетингового хода для салонов красоты, косметологических клиник и медицинских центров.

В качестве бонуса постоянным клиентам или компенсации за длительное ожидание учреждение может предложить своим пациентам экспресс-массаж шейно-воротниковой зоны.

Чтобы качественно провести эту процедуру, необходимо приобрести специальный стул.

Он очень доступен по цене, компактен и устойчив. Но основную ценность от его приобретения можно ощутить в конфликтных ситуациях с пациентом, в увеличенном среднем чеке ключевого клиента, в экспресс-помощи своим сотрудникам, у которых к концу смены немеют руки или «раскалывается» голова.

В целом, стул для массажа шейно-воротниковой зоны и стальное массажное кресло могут быть самым удачным мини-приобретением в этом сезоне. Попробуйте и оцените этот товар по достоинству.

Все массажные стулья имеют регистрационные удостоверения Росздравнадзора и показаны к применению в медицинских учреждениях.

Стул массажиста MA-01 (DE LUXE)



+ сумка в подарок!



Размеры:

- ▶ Общий:
76 x 54 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 120 - 127 см

Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 10.5 кг
- ▶ Нагрузка: 140 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет: синий, кремовый, черный



Стул массажиста MA-01



+ сумка в подарок!



Размеры:

- ▶ Общий:
67 x 51 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 120 - 127 см

Характеристики:

- ▶ Рама: сталь
- ▶ Вес: 9,8 кг
- ▶ Нагрузка: 140 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет: синий, кремовый, черный



Стул массажиста ММ-ХІV ДЛ для коррекции осанки



Размеры:

- ▶ Общий:
66 x 24 x 47 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 45 - 66 см



Характеристики:

- ▶ Рама: бук
- ▶ Вес: 6,4 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет: бежевый, черный, коричневый, синий, кофе с молоком, фисташковый, белый, кремовый



Стул массажиста ММ-ХІV СЛ для коррекции осанки



Размеры:

- ▶ Общий:
66 x 24 x 47 см

Регулировки:

- ▶ Высота: 52 - 62 см



Характеристики:

- ▶ Рама: алюминий
- ▶ Вес: 8,2 кг
- ▶ Поверхность винил-люкс
- ▶ Поролон: 4 см
- ▶ Цвет: бежевый, черный, коричневый, синий, кофе с молоком, фисташковый, белый, кремовый



Столик прикроватный из HPL пластика ПС-001



- Размеры**
- ▶ Столешница: 59 x 40 см
 - ▶ Малая столешница: 19,7 x 40 см
 - ▶ Высота: 71 - 111 см

- Характеристики**
- ▶ Материал каркаса: сталь
 - ▶ Материал столешницы: HPL пластик
 - ▶ Вес: 8,2 кг
 - ▶ Цвета: венге / красное дерево / бук / белый



Тумба прикроватная с поворотной столешницей из HPL пластика ПТ-001

- Характеристики*
- ▶ Размер: 46 x 64-138 x 86-125 см
 - ▶ Материал каркаса: сталь
 - ▶ Материал столешницы: HPL пластик
 - ▶ Вес: 23,7 кг
 - ▶ Нагрузка на тумбу: 50 кг
 - ▶ Нагрузка на столешницу: 10 кг



Тумба передвижная с УФ модулем BLZ 026/DP-6052T

- Характеристики:*
- ▶ Габариты тумбы: 65x47x85 см
 - ▶ Полка из закаленного стекла
 - ▶ Размеры верхнего выдвижного ящика: 50,5x36x6 см
 - ▶ Размеры нижнего выдвижного ящика: 50,5x36x17 см
 - ▶ Сеть переменного тока: 220В, 50Гц
 - ▶ Мощность: 15Вт
 - ▶ Вес: 32 кг



УФ лампа

• **НОВИНКА!**

Лампы-лупы для косметологических кабинетов



**РЕГИСТРАЦИОННЫЕ
УДОСТОВЕРЕНИЯ
РОСЗДРАВНАДЗОРА**

Светодиодные лампы-лупы имеют регистрационное удостоверение Росздравнадзора. Это подтверждает полное соответствие изделий самым строгим стандартам и даёт возможность использовать их в медицинских учреждениях.

Лампы-лупы снабжены универсальным креплением, которое позволяет установить прибор на любую столешницу. Это наиболее подходящее решение для небольшой рабочей поверхности. Устройства надёжно крепятся к краю стола, не загромождают пространство и не мешают проведению работ. Изделия также могут быть укомплектованы дополнительным напольным кронштейном. Это значительно расширит возможность настройки угла освещения и сферу применения оборудования. Для устойчивости прибора в напольном варианте установки предусмотрено утяжеление нижней части штатива.

Лампа бестеневая с РУ 9006LED (9006LED-D-127)



- Характеристики:**
- ▶ Тип: на штативе или струбине
 - ▶ Цвет: белый
 - ▶ Габаритные размеры: (20-123)х(6-21,8)х(12-116) см
 - ▶ Диаметр линзы: 127 мм
 - ▶ Увеличение: 5 диоптрий (стекло)
 - ▶ Тип лампы: кольцевая, светодиодная
 - ▶ Регулировка уровня яркости (с затемнением 100-75-50-25-0%)
 - ▶ Материал плафона: пластик
 - ▶ Размер корпуса: 280х218х25 мм
 - ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
 - ▶ Частота: 50 Гц
 - ▶ Номинальная мощность: 12 Вт
 - ▶ Лампа LED: 60шт
 - ▶ Вес: 3 кг

• **НОВИНКА!**

Лампа бестеневая с РУ 9002LED (9008LED-D-127)



- Характеристики:**
- ▶ Тип: на штативе или струбине; с крышкой
 - ▶ Цвет: белый
 - ▶ Габаритные размеры: (21-46)х14,5х(29-61) см
 - ▶ Диаметр линзы: 127 мм
 - ▶ Увеличение: 5 диоптрий (стекло)
 - ▶ Тип лампы: кольцевая, светодиодная
 - ▶ Регулировка уровня яркости (с затемнением 100-75-50-25-0%)
 - ▶ Материал плафона: пластик
 - ▶ Размер корпуса: 230х195х30 мм
 - ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
 - ▶ Частота: 50 Гц
 - ▶ Номинальная мощность: 12 Вт
 - ▶ Лампа LED: 60шт
 - ▶ Вес: 2,7 кг

• **НОВИНКА!**

Лампа бестеневая с РУ 9006LED (9006LED-D-150)



- Характеристики:**
- ▶ Тип: на штативе или струбцине
 - ▶ Цвет: белый
 - ▶ Габаритные размеры: (20-126)х(7-24)х(12-120) см
 - ▶ Диаметр линзы: 150 мм
 - ▶ Увеличение: 5 диоптрий (стекло)
 - ▶ Тип лампы: кольцевая, светодиодная
 - ▶ Регулировка уровня яркости (с затемнением 100-75-50-25-0%)
 - ▶ Материал плафона: пластик
 - ▶ Размер корпуса: 305х240х35 мм
 - ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
 - ▶ Частота: 50 Гц
 - ▶ Номинальная мощность: 12 Вт
 - ▶ Лампа LED: 60шт
 - ▶ Вес –3,5 кг

• **НОВИНКА!**

Лампа бестеневая с РУ 9006LED (9006LED-D-178)



- Характеристики:**
- ▶ Тип: на штативе или струбцине
 - ▶ Цвет: белый
 - ▶ Габаритные размеры: (28-129)х(7-27,2)х(12-122) см
 - ▶ Диаметр линзы: 178 мм
 - ▶ Увеличение: 5 диоптрий (стекло)
 - ▶ Тип лампы: кольцевая, светодиодная
 - ▶ Регулировка уровня яркости (с затемнением 100-75-50-25-0%)
 - ▶ Материал плафона: пластик
 - ▶ Размер корпуса: 340х272х35 мм
 - ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
 - ▶ Частота: 50 Гц
 - ▶ Номинальная мощность: 12 Вт
 - ▶ Лампа LED: 60шт
 - ▶ Вес: 3,5 кг

• **НОВИНКА!**

Лампа бестеневая с РУ 9002LED (9002LED-D)



- Характеристики:**
- ▶ Тип: на штативе или струбцине
 - ▶ Цвет: белый
 - ▶ Габаритные размеры: (20-118)х(9,5-29,8)х(12-109) см
 - ▶ Диаметр линзы: 189х157 мм
 - ▶ Увеличение: 5 диоптрий (стекло)
 - ▶ Тип лампы: П-образная, светодиодная
 - ▶ Регулировка уровня яркости (с затемнением 100-75-50-25-0%)
 - ▶ Материал плафона: пластик
 - ▶ Размер корпуса: 298х215х39 мм
 - ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
 - ▶ Частота: 50 Гц
 - ▶ Номинальная мощность: 12 Вт
 - ▶ Лампа LED: 60шт
 - ▶ Вес: 4,1 кг

• **НОВИНКА!**

Лампа бестеневая с РУ 9002LED (9008LED-D-189)



- Характеристики:**
- ▶ Тип: на штативе или струбцине; С крышкой
 - ▶ Цвет: белый
 - ▶ Габаритные размеры: (20-118)х(9,5-29,8)х(12-109) см
 - ▶ Диаметр линзы: 189х157 мм
 - ▶ Увеличение: 5 диоптрий (стекло)
 - ▶ Тип лампы: П-образная, светодиодная
 - ▶ Регулировка уровня яркости (с затемнением 100-75-50-25-0%)
 - ▶ Материал плафона: пластик
 - ▶ Размер корпуса: 298х215х39 мм
 - ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
 - ▶ Частота: 50 Гц
 - ▶ Номинальная мощность: 12 Вт
 - ▶ Лампа LED: 60шт
 - ▶ Вес: 4,1 кг

• **НОВИНКА!**

Лампа бестеневая с РУ 9003LED (9003LED-D)



- Характеристики:**
- ▶ Тип: на штативе или струбине; с крышкой
 - ▶ Цвет: белый
 - ▶ Габаритные размеры: (20-120)х(7-19)х(12-116) см
 - ▶ Диаметр линзы: 127 мм
 - ▶ Увеличение: 5 диоптрий (стекло)
 - ▶ Тип лампы: кольцевая, светодиодная
 - ▶ Регулировка уровня яркости (с затемнением 100-75-50-25-0%)
 - ▶ Материал плафона: пластик
 - ▶ Размер корпуса: 250х190х35 мм
 - ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
 - ▶ Частота: 50 Гц
 - ▶ Номинальная мощность: 12 Вт
 - ▶ Лампа LED: 60шт
 - ▶ Вес: 2,7 кг

• **НОВИНКА!**

Лампа бестеневая с РУ 9005LED (9005LED)



- Характеристики:**
- ▶ Тип: на штативе или струбине; с крышкой
 - ▶ Цвет: белый
 - ▶ Габаритные размеры: (20-120)х(7-19)х(12-116) см
 - ▶ Диаметр линзы: 127 мм
 - ▶ Увеличение: 5 диоптрий (стекло)
 - ▶ Тип лампы: кольцевая, светодиодная
 - ▶ Материал плафона: пластик
 - ▶ Размер корпуса: 250х190х35 мм
 - ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
 - ▶ Частота: 50 Гц
 - ▶ Номинальная мощность: 12 Вт
 - ▶ Лампа LED: 60шт
 - ▶ Вес: 2,7 кг

• **НОВИНКА!**

Лампа бестеневая с РУ 9001LED (9001LED)



- Характеристики:**
- ▶ Тип: на штативе или струбцине; с крышкой
 - ▶ Цвет: белый
 - ▶ Габаритные размеры: (20-123)х(6-21,8)х(12-116) см
 - ▶ Диаметр линзы: 127 мм
 - ▶ Увеличение: 5 диоптрий (стекло)
 - ▶ Тип лампы: кольцевая, светодиодная
 - ▶ Материал плафона: пластик
 - ▶ Размер корпуса: 280х218х25 мм
 - ▶ Номинальное напряжение: 220-240 В
 - ▶ Частота: 50 Гц
 - ▶ Номинальная мощность: 12 Вт
 - ▶ Лампа LED: 60шт
 - ▶ Вес: 3 кг

• **НОВИНКА!**

Металлический кронштейн со штативом (FS1)



- Характеристики:**
- ▶ Высота колёсной консоли от пола: 10 см
 - ▶ Диаметр круга вращения: 62 см
 - ▶ Тип роликов: двойные, закрытые, съёмные, для твердых напольных покрытий
 - ▶ Материал роликов: пластик
 - ▶ Индивидуальный тормоз на каждом колесе
 - ▶ Цвет изделия: белый/светло-серый
 - ▶ Вес - 9 кг

Металлический кронштейн со штативом (FS2)

- Характеристики:*
- ▶ Высота колёсной консоли от пола: 9 см
 - ▶ Диаметр круга вращения: 65 см
 - ▶ Тип роликов - двойные, закрытые, съёмные, для твердых напольных покрытий
 - ▶ Материал роликов: пластик
 - ▶ Индивидуальный тормоз на каждом колесе
 - ▶ Цвет изделия: белый/светло-серый
 - ▶ Вес: 8,5 кг



Держатель ММ-0-0-С (0) тип 1

- Характеристики:*
- ▶ Материал: окрашенный металл
 - ▶ Максимальная толщина столешницы: 7,1 см
 - ▶ Вес: 0,6 кг





Еще одним важным штрихом достойного оформления массажного кабинета являются разнообразные аксессуары: валики для ног, камни для стоун-терапии и подогреватели базальтовых камней.

В борьбе за клиента нужно ничего не упустить, а еще лучше – превзойти его просьбы и превзойти ожидания.

Приобретение данных предметов позволит расширить спектр предлагаемых клиенту услуг и даст повод напомнить о себе тем, кто давно не посещал ваш кабинет.

Кроме того, появление в салоне указанных товаров будет воспринято сотрудниками с большой благодарностью – как доказательство уважения и заботы руководителя к пожеланиям своих специалистов.

Все это – хорошо работающая печь, оптимально прогретые камни, удобно лежащие на валике ноги клиента – не замедлит отразиться на доходности и стабильности бизнеса!

Набор массажных камней из базальта



Количество: 12 шт.
Размеры: 7.5 x 5.5 x 1.5 см



Количество: 2 шт.
Размеры: 12.5 x 5 x 2.5 см



Количество: 1 шт.
Размеры: 15 x 6.3 см

Набор массажных камней из базальта



Количество: 2 шт.
Размеры: 12 x 4 x 2 см



Количество: 2 шт.
Размеры: 12 x 4.8 x 3 см



Количество: 3 шт.
Размеры: 9.5 x 8 x 2.7 см

Набор массажных камней из базальта



Количество: 2 шт.
Размеры: 12 x 1.8 см



Количество: 2 шт.
Размеры: 12 x 4 x 2 см



Количество: 10 шт.
Размеры: 4.5 x 2 см

Набор массажных камней из базальта



Количество: 10 шт.
Размеры: 8 x 2.8 x 1.8 см



Количество: 1 шт.
Размеры: 6.3 x 6.3 см



Количество: 2 шт.
Размеры: 12 x 4 x 2 см

Набор массажных камней из базальта



Количество: 2 шт.
Размеры: 9.5 x 4 x 2.8 см



Количество: 2 шт.
Размеры: 11.8 x 2.2 см



Количество: 2 шт.
Размеры: 12 x 5.7 x 0.6 см

Набор массажных камней из базальта



Количество: 2 шт.
Размеры: 7 x 5.6 x 2.8 см



Количество: 2 шт.
Размеры: 15 x 4.5 x 3.5 см



Количество: 4 шт.
Размеры: 9 x 7 x 1.7 см

Набор массажных камней из базальта



Количество: 8 шт.
Размеры: 7.7 x 5.7 x 2.7 см



Количество: 6 шт.
Размеры: 8 x 2.5 см



Количество: 12 шт.
Размеры: 4.5 x 1.5 см

Набор массажных камней из базальта



Количество: 8 шт.
Размеры: 11.5 x 9.6 x 1.5 см



Количество: 4 шт.
Размеры: 9 x 6 x 2.5 см



Количество: 12 шт.
Размеры: 6.7 x 4.7 x 1.7 см

Набор массажных камней из базальта



Количество: 10 шт.
Размеры: 6 x 15 см




Количество: 4 шт.
Размеры: 15 x 12.8 x 1.5 см



Количество: 12 шт.
Размеры: 9 x 7 x 1 см


Камни для стоу-нтерапии (базальт)

- Характеристики:**
- ▶ В упаковке 28/34/46 камней
 - ▶ Холщовый мешок в комплекте
 - ▶ Гарантия 1 год
 - ▶ Самая низкая цена на рынке РФ



Камни для стоу-нтерапии (базальт)


- Характеристики:**
- ▶ В упаковке: 20/60 камней
 - ▶ Упакованы в деревянный короб
 - ▶ Гарантия 1 год
 - ▶ Самая низкая цена на рынке РФ



Камни для стоун-терапии (базальт)

Характеристики:

- ▶ В упаковке: 45/60 камней
- ▶ Упакованы в деревянный короб
- ▶ Гарантия 1 год
- ▶ Самая низкая цена на рынке РФ



Подогреватель для базальтовых камней 60R



- Характеристики:*
- ▶ Корпус: нержавеющая сталь
 - ▶ Регулировка температуры: да
 - ▶ Максимальная температура: 78°C
 - ▶ Мощность: 750 Вт
 - ▶ Напряжение: 220В
 - ▶ Емкость: 6 кварт (около 35 камней)
 - ▶ Размеры: 38x28x17,5 см
 - ▶ Цвет: серебристо-черный

Подогреватель для базальтовых камней 180R



- Характеристики:*
- ▶ Корпус: нержавеющая сталь
 - ▶ Регулировка температуры: да
 - ▶ Максимальная температура: 78°C
 - ▶ Мощность: 1450 Вт
 - ▶ Напряжение: 220В
 - ▶ Емкость: 18 кварт (около 110 камней)
 - ▶ Размеры: 61x38x27 см
 - ▶ Цвет: серебристо-черный

Массажные валики



Нефритовый ролик





МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА,
РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
И СРЕДСТВА МЧС



Цена - качество, Ваш правильный выбор!



МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА,
РЕАБИЛИТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



REBOTEC®

ТРОСТИ



ЛОКТЕВЫЕ КОСТЫЛИ



ПОДМЫШЕЧНЫЕ КОСТЫЛИ



ХОДУНКИ (РОБАТОРЫ)



КРЕСЛО-СТУЛЬ С САНИТАРНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ



ДУШЕВЫЕ ТАБЛЕТКИ



ПОДЪЕМНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ



Настоящее немецкое качество для Вас!

ООО «Торговый Дом МедМос»

 +7 (495) 532-50-15

 <http://www.med-mos.ru>

 info@med-mos.ru

ООО «Торговый Дом МедМос»

