






















|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p><b>ООО «Торговый Дом МЕДМОС»</b><br/> 121087, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Филёвский парк, ул.Баркляя, д. 6 стр. 5, эт/ком/оф 2/2/24<br/> ОГРН 1197746333454 ИНН 7733340850 КПП 773301001,<br/> р/с 40702810100000204974 в ПАО "Промсвязьбанк"<br/> к/с 30101810400000000555 БИК 044525555<br/> тел:<br/> web:// www.med-mos.ru: info@med-mos.ru</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |                                |
| <p align="center"><b>Прайс-лист на продукцию компании ООО "Торговый Дом МЕДМОС"</b><br/> <b>Внимание! Данный прайс-лист служит образцом для формирования прайс-листа покупателя. Проверьте правильность технических характеристик цен и наличие в ООО "Торговый Дом МЕДМОС"</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                |
| <p align="center"><b>ИНФУЗИОННЫЕ НАСОСЫ</b><br/> <b>НОВИНКА 2023 ГОДА</b><br/> <b>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ</b><br/> <b>*Все фотографии несут информативный характер.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |                                |
| <p><b>1</b></p> <p><b><u>Инфузионный насос Med-Mos IPA112</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- насос инфузионный представляет собой электросетевое устройство с внутренним источником питания и предназначен для обеспечения строго дозированной непрерывной подачи лекарств и растворов клинического питания пациентов путем внутривенного, подкожного, артериального, энтерального вливания с помощью соответствующей инфузионной системы.</li> <li>- диапазон настройки скорости инфузии: 1-1200 мл/ч</li> <li>- максимальная скорость болюсной инфузии: 800 мл/ч</li> <li>- диапазон настройки объема инфузии: 1-9999 мл</li> <li>- минимальная длительность инфузии: 20 мин</li> <li>- максимальная длительность инфузии: 99ч 59 мин</li> <li>- скорость инфузии в режиме «KVO»: регулируемая, от 0,1 до 5</li> <li>- варианты задания инфузии: <ul style="list-style-type: none"> <li>инфузия с заданной скоростью;</li> <li>инфузия с учетом скорости и времени;</li> <li>инфузия с учетом скорости и объема;</li> <li>инфузия с учетом времени и объема;</li> <li>режим болюсной инфузии;</li> <li>режим «KVO»;</li> <li>режим быстрого введения;</li> <li>режим массы тела;</li> </ul> </li> <li>- тип батареи: литиевая (Li-ion)</li> <li>- принадлежности: <ul style="list-style-type: none"> <li>стойка Telefusion;</li> <li>датчик капель;</li> <li>фиксирующий механизм.</li> </ul> </li> </ul>                                   |    | <p align="center">37 000 P</p> |
| <p><b>2</b></p> <p><b><u>Инфузионный насос Med-Mos IPA111</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- насос инфузионный представляет собой электросетевое устройство с внутренним источником питания и предназначен для обеспечения строго дозированной непрерывной подачи лекарств и растворов клинического питания пациентов путем внутривенного, подкожного, артериального, энтерального вливания с помощью соответствующей инфузионной системы.</li> <li>- диапазон настройки скорости инфузии: 1-1200 мл/ч</li> <li>- максимальная скорость болюсной инфузии: 800 мл/ч</li> <li>- скорость в режиме быстрого введения: 1000±5% мл/ч</li> <li>- диапазон настройки объема инфузии: 1-9999 мл</li> <li>- минимальная длительность инфузии: 20 мин</li> <li>- максимальная длительность инфузии: 99ч 59 мин</li> <li>- скорость инфузии в режиме «KVO»: регулируемая, от 0,1 до 5</li> <li>- варианты задания инфузии: <ul style="list-style-type: none"> <li>инфузия с заданной скоростью;</li> <li>инфузия с учетом скорости и времени;</li> <li>инфузия с учетом скорости и объема;</li> <li>инфузия с учетом времени и объема;</li> <li>режим болюсной инфузии;</li> <li>режим «KVO»;</li> <li>режим быстрого введения;</li> </ul> </li> <li>- тип батареи: литиевая (Li-ion)</li> <li>- принадлежности: <ul style="list-style-type: none"> <li>стойка Telefusion;</li> <li>датчик капель;</li> <li>фиксирующий механизм.</li> </ul> </li> </ul> |  | <p align="center">39 000 P</p> |
| <p><b>3</b></p> <p><b><u>Инфузионный насос Med-Mos EA313</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- насос инфузионный представляет собой электросетевое устройство с внутренним источником питания и предназначен для обеспечения строго дозированной непрерывной подачи лекарств и растворов клинического питания пациентов путем внутривенного, подкожного, артериального, энтерального вливания с помощью соответствующей инфузионной системы.</li> <li>- диапазон настройки скорости инфузии: 1-400 мл/ч</li> <li>- максимальная скорость болюсной инфузии: мл/ч</li> <li>- скорость в режиме быстрого введения: мл/ч</li> <li>- диапазон настройки объема инфузии: 1-9999 мл</li> <li>- минимальная длительность инфузии: мин</li> <li>- максимальная длительность инфузии: мин</li> <li>- варианты задания инфузии: <ul style="list-style-type: none"> <li>инфузия с заданной скоростью;</li> <li>инфузия с учетом объема</li> <li>обычный режим "Normal"</li> <li>интенсивный режим "Dense"</li> </ul> </li> <li>- тип батареи: литиевая (Li-ion)</li> <li>- принадлежности: <ul style="list-style-type: none"> <li>стойка Telefusion;</li> <li>нагреватель W-E01;</li> <li>фиксирующий механизм.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       |  | <p align="center">39 000 P</p> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 4 | <p><b><u>Инфузионный насос Med-Mos SA513</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- насос инфузионный представляет собой электросетевое устройство с внутренним источником питания и предназначен для обеспечения строго дозированной непрерывной подачи лекарств и растворов клинического питания пациентов путем внутривенного, подкожного, артериального, энтерального вливания с помощью соответствующей инфузионной системы.</li> <li>- диапазон настройки скорости инфузии: 1-1200 мл/ч</li> <li>- максимальная скорость болюсной инфузии: 800 мл/ч</li> <li>- скорость в режиме быстрого введения: мл/ч</li> <li>- диапазон настройки объема инфузии: 1~9999 мл</li> <li>- минимальная длительность инфузии: 20 мин</li> <li>- максимальная длительность инфузии: 99 ч 59 мин</li> <li>- скорость инфузии в режиме «KVO»: 3 мл/ч</li> <li>- варианты задания инфузии:<br/>инфузия с учетом объема;<br/>инфузия с заданной скоростью;<br/>инфузия с учетом дозировки;<br/>инфузия с учетом времени</li> <li>режим болюсной инфузии;<br/>режим «KVO»;<br/>режим массы тела;</li> <li>- тип батареи: литиевая (Li-ion)</li> <li>- принадлежности:<br/>стойка Telefusion;<br/>датчик капель;<br/>фиксирующий механизм.</li> </ul>                                           |    | 39 000 P |
| 5 | <p><b><u>Инфузионный насос Med-Mos SC113</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- насос инфузионный представляет собой электросетевое устройство с внутренним источником питания и предназначен для обеспечения строго дозированной непрерывной подачи лекарств и растворов клинического питания пациентов путем внутривенного, подкожного, артериального, энтерального вливания с помощью соответствующей инфузионной системы.</li> <li>- диапазон настройки скорости инфузии: 1-1800 мл/ч</li> <li>- максимальная скорость болюсной инфузии: 800 мл/ч</li> <li>- скорость в режиме быстрого введения: мл/ч</li> <li>- диапазон настройки объема инфузии: 1~9999 мл</li> <li>- минимальная длительность инфузии: 20 мин</li> <li>- максимальная длительность инфузии: 99 ч 59 мин</li> <li>- скорость инфузии в режиме «KVO»: 5 мл/ч</li> <li>- варианты задания инфузии:<br/>инфузия с учетом скорости и объема;<br/>инфузия с учетом скорости и времени;<br/>инфузия с учетом объема и времени;</li> <li>режим болюсной инфузии;<br/>режим «KVO»;<br/>режим «Next»<br/>режим «Масса тела»<br/>режим «Предписания»</li> <li>- тип батареи: литиевая (Li-ion)</li> <li>- принадлежности:<br/>стойка Telefusion;<br/>нагреватель W-E01;<br/>фиксирующий механизм.</li> </ul> |    | 53 000 P |
| 6 | <p><b><u>Инфузионный насос Med-Mos EA323</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- насос инфузионный представляет собой электросетевое устройство с внутренним источником питания и предназначен для обеспечения строго дозированной непрерывной подачи лекарств и растворов клинического питания пациентов путем внутривенного, подкожного, артериального, энтерального вливания с помощью соответствующей инфузионной системы.</li> <li>- диапазон настройки скорости инфузии: 1-800 мл/ч</li> <li>- максимальная скорость болюсной инфузии: мл/ч</li> <li>- скорость в режиме быстрого введения: мл/ч</li> <li>- диапазон настройки объема инфузии: 1~9999 мл</li> <li>- минимальная длительность инфузии: мин</li> <li>- максимальная длительность инфузии: мин</li> <li>- варианты задания инфузии:<br/>инфузия с учетом объема;<br/>инфузия с заданной скоростью</li> <li>обычный режим «Normal»;<br/>интенсивный «Dense»</li> <li>- тип батареи: литиевая (Li-ion)</li> <li>- принадлежности:<br/>стойка Telefusion;<br/>нагреватель W-E01;<br/>фиксирующий механизм.</li> </ul>                                                                                                                                                                                       |  | 64 500 P |
| 7 | <p><b><u>Шприцевой насос Med-Mos SPA112</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 36 500 P |

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 8                                                                                                                                                                                                      | <p><a href="#">Шприцевой насос Med-Mos</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 33 000 Р |
| 9                                                                                                                                                                                                      | <p><a href="#">Шприцевой насос Med-Mos FC113</a><br/> Применимые спецификации шприца-5 мл, 10 мл, 20 мл, 30мл, 50/60 мл<br/> Средняя скорость точности потока- <math>\pm 2\%</math> (<math>\geq 1</math>мл/ч)<br/> Общий объем инфузии (мл) - 0~9999,99<br/> Давление при закупорки- Высокое: 106,7 КПа<math>\pm</math>26,7 КПа; Среднее: 66,7 КПа<math>\pm</math>13,3 КПа; Низкое: 40,7КПа<math>\pm</math>13,3 КПа<br/> Рабочее время внутренней батареи- Во время полной зарядки и использования внутренней батареи для подачи электропитания, 7 (<math>\pm</math>0,1) часов при средней скорости.<br/> Потребляемая мощность- не более 20 Ва<br/> Масса 2,5 кг<br/> Габаритные размеры- 110 мм (В) x 140 мм (Ш) x 260 мм (Д)<br/> Время установления рабочего режима- не более 1 мин<br/> Продолжительность режима работы- не менее 8 часов в сутки</p>                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 39 500 Р |
| 10                                                                                                                                                                                                     | <p><a href="#">Шприцевой насос Med-Mos FA513</a><br/> Применимые спецификации шприца- 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50 мл<br/> Средняя скорость точности потока- <math>\pm 2\%</math> (<math>\geq 1</math>мл/ч)<br/> Общий объем инфузии (мл) - 0~9999,99<br/> Количество каналов- 1<br/> Давление при закупорки- Высокое: спецификации 20 мл, 30 мл, 50 мл: 90кПа <math>\pm</math> 30 кПа; спецификация 10 мл: 100 кПа <math>\pm</math> 30 кПа; Низкое: спецификации 20 мл, 30 мл, 50 мл: 50 кПа <math>\pm</math> 30 кПа; спецификация 10 мл: 70 кПа <math>\pm</math> 30 кПа<br/> Время повтор. Сигнала после изъят. – 1 мин 50 с-2 мин<br/> Сигнал о доп. Перерыве в работе- 1 мин 50 с- 2 мин<br/> Рабочее время внутренней батареи – Во время полной зарядки и использования внутренней батареи для подачи электропитания, 7 (<math>\pm</math>0,1) часов при средней скорости.<br/> Потребляемая мощность- не более 40 ВА<br/> Масса- 2,5 кг<br/> Габаритные размеры- 138 мм (В) x 105 мм (Ш) x 292 мм (Д)<br/> Время установленного рабочего режима- не более 1 мин<br/> Продолжительность режима работы- не менее 8 часов в сутки.</p>  |   | 34 500 Р |
| 11                                                                                                                                                                                                     | <p><a href="#">Шприцевой насос Med-Mos FA 523</a><br/> Применимые спецификации шприца- 10 мл, 20 мл, 30 мл, 50 мл<br/> Средняя скорость точности потока- <math>\pm 2\%</math> (<math>\geq 1</math>мл/ч)<br/> Общий объем инфузии (мл) - 0~9999,99<br/> Количество каналов- 2<br/> Давление при закупорки- Высокое: спецификации 20 мл, 30 мл, 50 мл: 90кПа <math>\pm</math> 30 кПа; спецификация 10 мл: 100 кПа <math>\pm</math> 30 кПа; Низкое: спецификации 20 мл, 30 мл, 50 мл: 50 кПа <math>\pm</math> 30 кПа; спецификация 10 мл: 70 кПа <math>\pm</math> 30 кПа<br/> Время повтор. Сигнала после изъят. – 1 мин 50 с-2 мин<br/> Сигнал о доп. Перерыве в работе- 1 мин 50 с- 2 мин<br/> Рабочее время внутренней батареи – Во время полной зарядки и использования внутренней батареи для подачи электропитания, 7 (<math>\pm</math>0,1) часов при средней скорости.<br/> Потребляемая мощность- не более 40 ВА<br/> Масса- 2,5 кг<br/> Габаритные размеры- 195 мм (В) x 138 мм (Ш) x 360 мм (Д)<br/> Время установленного рабочего режима- не более 1 мин<br/> Продолжительность режима работы- не менее 8 часов в сутки.</p> |  | 58 500 Р |
| 12                                                                                                                                                                                                     | <p>Унифицированное управление электропитанием, высокая эффективность использования прикроватного пространства ;<br/> Модульная конструкция для каждого инфузионного блока, подключи и работай;<br/> Регулируемый штабелируемый, простой в монтаже, лучше всего подходит для быстрой транспортировки;<br/> Доступность для мгновенной проверки журналов инфузий, кривых и выполнения предписаний врача;<br/> Бесперебойная передача инфузии между несколькими инфузионными установками, чтобы избежать колебаний концентрации препарата в крови и облегчить выздоровление пациента.;<br/> Возможность дистанционного мониторинга для повышения эффективности ухода и медицинской безопасности;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      | 9 100 Р  |
| <p align="center"><b>АППАРАТ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ВЕН</b><br/> <b>НОВИНКА 2023!</b><br/> <b>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ</b><br/> <b>*Все фотографии несут информативный характер.</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |          |






|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 13 | <p><b><u>Аппарат визуализации вен проекционный NAVI-60</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Аппарат предназначен для неинвазивного определения расположения вен пациента (взрослого, ребёнка) при выполнении таких медицинских процедур, как наблюдение, переливание, взятие на анализ и очищение (диализ) крови</li> <li>- Технология изображения: DLP-проекция на основе матрицы микроскопических зеркал DMD. Фотоэлектрическое преобразование и цифровая обработка изображений</li> <li>- Инфракрасное излучение ближнего диапазона (2 инфракрасные лампы)</li> <li>- Базовый режим (монохромный), режим зеленого света, режим красного цвета, режим светло-фиолетового цвета, режим синего цвета, режим инверсного изображения (цвет фона и вен меняются местами)</li> <li>- 4 степени регулировки яркости</li> <li>- 3 степени регулировки размера (нормальный, средний и минимальный)</li> <li>- Глубина резкости изображения: &gt; 30 мм</li> <li>- Оптимальный фокус аппарата: 210 мм ± 30 мм</li> <li>- Питание: аккумуляторная батарея (зарядка 4 часа)</li> <li>- Непрерывное время работы: 2,5 часа</li> <li>- Аппарат генерирует инфракрасное излучение, длина волны: 850 нм</li> <li>- Источник инфракрасного излучения - инфракрасные диодные лампы.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | 220 000 P |
| 14 | <p><b><u>Аппарат визуализации вен проекционный NAVI-60 (НС) на стойке настольной с креплением прибора</u></b></p> <p>Габаритные размеры: (223 x 130 x 246) ±15% мм<br/> Вес стойки: 4,1±15% кг<br/> Способ фиксации визуализатора вен на стойке: с помощью зажимного механизма-кармана</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 243 000 P |
| 15 | <p><b><u>Аппарат визуализации вен проекционный NAVI-60 (НП) на стойке напольной с креплением прибора</u></b></p> <p>Габаритные размеры:( 325x1920x350) ±15% мм<br/> Вес стойки: 10,5±15% кг<br/> Количество колесиков: 4 шт. Диаметр колесиков – 55 ±15% мм.<br/> Стопорная система колесиков: есть<br/> Способ фиксации визуализатора вен на стойке: с помощью зажимного механизма-кармана<br/> Регулировка высоты стойки – с помощью наклон гибкой части стойки</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | 248 000 P |
| 16 | <p><b><u>Аппарат визуализации вен проекционный VD-80 (НС) на стойке настольной с креплением прибора</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Аппарат предназначен для неинвазивного определения расположения вен пациента (взрослого, ребёнка) при выполнении таких медицинских процедур, как наблюдение, переливание, взятие на анализ и очищение (диализ) крови</li> <li>- DLP-проекция на основе матрицы микроскопических зеркал DMD. Фотоэлектрическое преобразование и цифровая обработка изображений</li> <li>- Инфракрасное излучение ближнего диапазона (1 инфракрасная лампа)</li> <li>- Режим зеленого света, режим красного цвета, режим белого цвета, детский режим, режим инверсного изображения (цвет фона и вен меняются местами), режим распознавания глубины вены (0-2 мм, 1-3 мм, 2-4 мм)</li> <li>- Режим распознавания глубины доступен для всех цветов и для детского режима (при наличии): 3 уровня</li> <li>- Уменьшенное окно изображения и уровень излучения в детском режиме</li> <li>- Наличие в комплекте поставки дополнительного усилителя (интенсифера) проецируемого изображения</li> <li>- 2 степени регулировки яркости</li> <li>- 2 степени регулировки размера</li> <li>- Питание: аккумуляторная батарея (зарядка 4 часа)</li> <li>- Непрерывное время работы: 3,5 часа</li> <li>- Глубина резкости изображения: &gt; 30 мм</li> <li>- Оптимальный фокус аппарата: 150 мм ± 30 мм</li> <li>- Аппарат генерирует инфракрасное излучение, длина волны: 750 нм - 940 нм.</li> <li>- Источник инфракрасного излучения - инфракрасные диодные лампы</li> </ul> |  | 242 000 P |

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 17                                                                                                                                                                                           | <p><b>Аппарат визуализации вен проекционный VD-80 (НП) на стойке напольной с креплением прибора</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Аппарат предназначен для неинвазивного определения расположения вен пациента (взрослого, ребёнка) при выполнении таких медицинских процедур, как наблюдение, переливание, взятие на анализ и очищение (диализ) крови</li> <li>- DLP-проекция на основе матрицы микроскопических зеркал DMD. Фотоэлектрическое преобразование и цифровая обработка изображений</li> <li>- Инфракрасное излучение ближнего диапазона (1 инфракрасная лампа)</li> <li>- Режим зеленого света, режим красного цвета, режим белого цвета, детский режим, режим инверсного изображения (цвет фона и вен меняются местами), режим распознавания глубины вены (0-2 мм, 1-3 мм, 2-4 мм)</li> <li>- Режим распознавания глубины доступен для всех цветов и для детского режима (при наличии): 3 уровня</li> <li>- Уменьшенное окно изображения и уровень излучения в детском режиме</li> <li>- Наличие в комплекте поставки дополнительного усилителя (интенсифаера) проецируемого изображения</li> <li>- 2 степени регулировки яркости</li> <li>- 2 степени регулировки размера</li> <li>- Питание: аккумуляторная батарея (зарядка 4 часа)</li> <li>- Непрерывное время работы: 3,5 часа</li> <li>- Глубина резкости изображения: &gt; 30 мм</li> <li>- Оптимальный фокус аппарата: 150 мм ± 30 мм</li> <li>- Аппарат генерирует инфракрасное излучение, длина волны: 750 нм - 940 нм.</li> <li>- Источник инфракрасного излучения - инфракрасные диодные лампы</li> </ul> |                                                                        | 295 000 Р |
| <p><b>ШЕЙНЫЕ МАССАЖЁРЫ</b><br/> <b>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ</b><br/> <b>*Все фотографии несут информативный характер.</b></p>                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |           |
| 18                                                                                                                                                                                           | <p><b>Шейный массажёр PG-2601B7</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предназначен для улучшения кровообращения, обменных процессов и расслабления мышц задней части шеи</li> <li>- Низкочастотные импульсные токи, вибромассаж и прогрев инфракрасным излучением дальнего диапазона</li> <li>- Электроды из нержавеющей стали с 3D ("плавающей") системой установки для плотного контакта с шейей</li> <li>- Наличие беспроводного пульта дистанционного управления функционалом аппарата, с ЖК-дисплеем и подсветкой экрана</li> <li>- Режимы:<br/> * автоматический режим (последовательно сменяются вибрация + прогрев, прогрев + импульс, прогрев + импульс, прогрев, вибрация, автоматический режим электроимпульсной стимуляции);<br/> * вибрация + прогрев;<br/> * прогрев + импульс;<br/> * прогрев;<br/> * вибрация;<br/> * электрический импульс</li> <li>- Количество уровней интенсивности вибромассажа: 3</li> <li>- Наличие таймера длительности процедуры и доступные настройки длительности: 0 - 5 - 10- 14 - 20 - 25 - 30 мин</li> <li>Комплектация: Массажер, пульт управления, адаптер подключения к сети с кабелем, руководство пользователя</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  <p style="text-align: center; color: red;"><b>НОВИНКА 2023!</b></p>  | 3 700 Р   |
| 19                                                                                                                                                                                           | <p><b>Шейный массажёр PG-2601B19</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Предназначен для улучшения кровообращения, обменных процессов и расслабления мышц задней части шеи</li> <li>- Низкочастотные импульсные токи, вибромассаж и прогрев инфракрасным излучением дальнего диапазона</li> <li>- Электроды из нержавеющей стали с 3D ("плавающей") системой установки для плотного контакта с шейей</li> <li>- Наличие беспроводного пульта дистанционного управления функционалом аппарата, с ЖК-дисплеем и подсветкой экрана</li> <li>- Режимы:<br/> * 6 вариантов электроимпульсной стимуляции с возможностью изменения интенсивности воздействия и температурного режима; магнитотерапия за счёт встроенных магнитов</li> <li>- Наличие таймера длительности процедуры и доступные настройки длительности: 0 - 5 - 10- 14 - 20 - 25 - 30 мин</li> <li>- Наличие в комплекте поставки дополнительной пары подключаемых выносных электродов с кабелем подключения для стимуляции мышц других областей тела (спина, руки, ноги и т.д.) одновременно с шейей</li> <li>- Комплектация: Массажер, пульт управления, адаптер подключения к сети, USB-кабель, выносные электроды (пара) с кабелем, руководство пользователя</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  <p style="text-align: center; color: red;"><b>НОВИНКА 2023!</b></p> | 3 990 Р   |
| <p><b>УСТРОЙСТВА ДЛЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ГИПОТЕРМИИ И ГИПЕРТЕРМИИ</b><br/> <b>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ</b><br/> <b>*Все фотографии несут информативный характер.</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                          |           |






|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 20                                                                                                                                                                                                                  | <p><b><u>Устройство для гипотермии и гипертермии ZLJ-2000I</u></b><br/> <b><u>Стандартный для взрослых на 2х пациентов</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Устройство предназначено для локальной и общей терапевтической гипотермии, нормотермии и гипертермии пациентов посредством терморегулирующего шлема, накладного биндажа и/или одеяла</li> <li>- Тип рабочей жидкости (хладоносителя) - Водный раствор медицинского спирта</li> <li>- Количество каналов для одновременного охлаждения или согревания пациентов (максимальное количество одновременно подключаемых терморегулирующих принадлежностей) - 4</li> <li>- Возможность индивидуальной настройки целевого значения температуры для каждого канала термомониторинга в отдельности</li> <li>- Звуковая индикация и текстовые сообщения на русском языке (на дисплее) при снижении показаний датчика температуры тела ниже критического уровня</li> <li>- Автоматический процесс контроля и поддержания уровня заданных температурных показателей при достижении установленных значений температуры</li> <li>- Наличие информационно-диагностической системы голосовых и текстовых сообщений и предупреждений на русском языке о текущем статусе работы или об отказе либо некорректной работе компонентов устройства</li> <li>- Непрерывное время работы - не менее 80 часов</li> <li>- Диапазон задаваемых значений контроля температуры в терморегулирующем шлеме, одеяле или биндаже -5-40°С (в режиме охлаждения) 26-40°С (в режиме нагрева), опционально – 26-45°С</li> </ul> <p><b>КОМПЛЕКТАЦИЯ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Терморегулирующий шлем открытого типа (с датчиком температуры) - 2 шт</li> <li>- Подушка для терморегулирующего шлема открытого типа - 2 шт</li> <li>- Мягкий терморегулирующий шлем (для взрослых) - 2 шт</li> <li>- Чехол для мягкого терморегулирующего шлема (для взрослых) - 2</li> <li>- Одноразовый чехол для мягкого терморегулирующего шлема (для взрослых) 10 шт.</li> <li>- Терморегулирующее одеяло (для взрослых)+ чехол - 2 шт.</li> <li>- Одноразовый чехол для терморегулирующего одеяла (для взрослых) - 10 шт</li> </ul> |  <p style="text-align: center;"><b>НОВИНКА 2023!</b></p>   | по запросу |
| 21                                                                                                                                                                                                                  | <p><b><u>Устройство для гипотермии и гипертермии ZLI-2000IIA для новорождённых</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Устройство предназначено для локальной и общей терапевтической гипотермии, нормотермии и гипертермии пациентов посредством терморегулирующего шлема, накладного биндажа и/или одеяла</li> <li>- Тип рабочей жидкости (хладоносителя) - водный раствор медицинского спирта</li> <li>- Количество каналов для одновременного охлаждения или согревания пациентов (максимальное количество одновременно подключаемых терморегулирующих принадлежностей) - 4</li> <li>- Возможность индивидуальной настройки целевого значения температуры для каждого канала термомониторинга в отдельности</li> <li>- Звуковая индикация и текстовые сообщения на русском языке (на дисплее) при снижении показаний датчика температуры тела ниже критического уровня</li> <li>- Автоматический процесс контроля и поддержания уровня заданных температурных показателей при достижении установленных значений температуры</li> <li>- Наличие информационно-диагностической системы голосовых и текстовых сообщений и предупреждений на русском языке о текущем статусе работы или об отказе либо некорректной работе компонентов устройства</li> <li>- Непрерывное время работы - не менее 80 часов</li> <li>- Диапазон задаваемых значений контроля температуры в терморегулирующем шлеме, одеяле или биндаже -5-40°С (в режиме охлаждения) 26-40°С (в режиме нагрева), опционально – 26-45°С</li> </ul> <p><b>КОМПЛЕКТАЦИЯ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Мягкий терморегулирующий шлем (для новорожденных)+ чехол - 1 шт.</li> <li>- Одноразовый чехол для мягкого терморегулирующего шлема (для новорожденных) - 10 шт.</li> <li>- Терморегулирующее одеяло (для новорожденных)+ чехол - 1 шт.</li> <li>- Одноразовый чехол для терморегулирующего одеяла (для новорожденных) - 10 шт.</li> <li>- Терморегулирующее одеяло (для детей)+ чехол - 1 шт. + одноразовый чехол - 10 шт.</li> </ul>                                                                                                                                              |  <p style="text-align: center;"><b>НОВИНКА 2023!</b></p>  | по запросу |
| 22                                                                                                                                                                                                                  | <p><b><u>Устройство для гипотермии и гипертермии ZLI-2000IIB для использования в травматологии, ортопедии и спортивной медицине</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Устройство предназначено для локальной и общей терапевтической гипотермии, нормотермии и гипертермии пациентов посредством терморегулирующего шлема, накладного биндажа и/или одеяла</li> <li>- Тип рабочей жидкости (хладоносителя) - Водный раствор медицинского спирта</li> <li>- Количество каналов для одновременного охлаждения или согревания пациентов (максимальное количество одновременно подключаемых терморегулирующих принадлежностей) - 4</li> <li>- Возможность индивидуальной настройки целевого значения температуры для каждого канала термомониторинга в отдельности</li> <li>- Звуковая индикация и текстовые сообщения на русском языке (на дисплее) при снижении показаний датчика температуры тела ниже критического уровня</li> <li>- Автоматический процесс контроля и поддержания уровня заданных температурных показателей при достижении установленных значений температуры</li> <li>- Наличие информационно-диагностической системы голосовых и текстовых сообщений и предупреждений на русском языке о текущем статусе работы или об отказе либо некорректной работе компонентов устройства</li> <li>- Непрерывное время работы - не менее 80 часов</li> <li>- Диапазон задаваемых значений контроля температуры в терморегулирующем шлеме, одеяле или биндаже -5-40°С (в режиме охлаждения) 26-40°С (в режиме нагрева), опционально – 26-45°С</li> </ul> <p><b>КОМПЛЕКТАЦИЯ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Терморегулирующий биндаж для плечевого сустава 1 шт</li> <li>- Терморегулирующий биндаж для локтевого сустава 1 шт</li> <li>- Терморегулирующий биндаж для запястного сустава 1 шт</li> <li>- Терморегулирующий биндаж на пояс 1 шт</li> <li>- Терморегулирующий биндаж для бедренного сустава 1 шт</li> <li>- Терморегулирующий биндаж для коленного сустава 1 шт</li> <li>- Терморегулирующий биндаж для икры 1 шт</li> <li>- Терморегулирующий биндаж для голеностопного сустава 1 шт</li> </ul>                               |  <p style="text-align: center;"><b>НОВИНКА 2023!</b></p> | по запросу |
| <p style="text-align: center;"><b>КРОВАТИ МЕДИЦИНСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ С МЕХАНИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ</b><br/> <b>Цена указана за комплект: кровать+матрас</b><br/> <b>*Все фотографии несут информативный характер.</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                              |            |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                       |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 23 | <p><b>Спинки ПРЕМИУМ*</b><br/> К любой нашей кровати (кроме DB-2 и DB-3) Вы можете приобрести спинки</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>материал каркаса: ДСП</li> <li>материал обивки: полиуретановая кожа</li> <li>размеры изголовья: 95x55x4,5 см</li> <li>размеры изножья: 95x42x6 см</li> <li>цвета: бежевый, темно-коричневый</li> <li>вес: 11,4 кг</li> </ul> <p><b>*только в комплекте с кроватями</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     | 0 Р      |
| 24 | <p><b>Спинки СТАНДАРТ*</b><br/> К любой нашей кровати (кроме DB-2 и DB-3) Вы можете приобрести спинки</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>материал каркаса: ДСП</li> <li>материал обивки: полиуретановая кожа</li> <li>размеры изголовья: 95x55x3 см</li> <li>размеры изножья: 95x42x3 см</li> <li>цвета: бежевый, темно-коричневый</li> <li>вес: 10,7 кг</li> </ul> <p><b>*только в комплекте с кроватями</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     | 0 Р      |
| 25 | <p><b>Медицинская кровать Med-Mos Тип 3 Вариант 3.1.PM-0010D-01</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь) - 1 секция</li> <li>- размер кровати (с бамперами): (209-219,5)x95,5x95,5 см</li> <li>- размер ложемента: 195,5x89,5 см</li> <li>- высота ложемента: 50,5 см</li> <li>- вес: 33,5 кг</li> <li>- нагрузка: 250 кг</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА!</li> </ul> <p>поставляется без боковых ограждений</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  <p><b>МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ</b></p>   | 18 600 Р |
| 26 | <p><b>Медицинская кровать Med-Mos E-18 (MM-0020D-01) ЛДСП</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь) - 1 секция</li> <li>- размер кровати (с бамперами): (204-214)x94,5x86 см</li> <li>- размер ложемента: 195,5x89,5 см</li> <li>- высота ложемента: 50 см</li> <li>- вес: 37,5 кг</li> <li>- нагрузка: 180 кг</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА!</li> </ul> <p>поставляется без боковых ограждений</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  <p><b>МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ</b></p>   | 20 650 Р |
| 27 | <p><b>Кровать механическая Med-Mos Тип 1, вариант 1.1 (PM-1014D-05/06) E-17B (1 функция) /E-17B MM-1014D-06</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество секций: 2/1 (подвижная)</li> <li>- каркас из профильных труб различного сечения и длины</li> <li>- спинки из ABS-пластик с декоративной пленкой</li> <li>- регулировка по углу наклона секции спины (механическая)</li> <li>- 2 складных боковых ограждения, каждое состоит из основания, вертикальных опорных стоек (5 шт.), поручня и механизма фиксации ограждения в верхнем положении</li> <li>- инфузионная стойка, дуга для подтягивания, полка для судна/обуви, крючки для мочеприёмника (4 шт.)</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>- нагрузка 200 кг</li> <li>-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА!</li> </ul> <p>Упаковка: 1 шт.</p> |  <p><b>МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ</b></p> | 30 000 Р |
| 28 | <p><b>Кровать механическая Med-Mos E-17B (MM-1024D-06/08)(У) (1 функция)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь) - 2 секции</li> <li>- размер кровати: (204x214)x97x85,5 см</li> <li>- размер ложемента: 195,5x89,5 см</li> <li>- высота ложемента: 50 см</li> <li>- головная секция: 68x78 см/0-75°</li> <li>- тазобедренная секция: 122,5x81,5 см</li> <li>- боковые ограждения</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- крючки для мочеприёмника с пласт.наконечниками (4 шт.)</li> <li>- полка для гигиенического судна/обуви</li> <li>- вес 60,1 кг</li> <li>- нагрузка 200 кг</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА!</li> </ul>                                                                                    |  <p><b>МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ</b></p> | 32 100 Р |
| 29 | <p><b>Кровать механическая Med-Mos E-17B (MM-1024D-00/06) ЛДСП (1 функция)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь) - 2 секции</li> <li>- размер кровати: 230x97x96,5 см</li> <li>- размер ложемента: 193,5x89,5 см</li> <li>- высота ложа: 50,5 см</li> <li>- головная секция 68x 78 см/ (0-80°)</li> <li>- тазобедренная секция 122,5x81,5 см</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- полка для гигиенического судна/обуви</li> <li>- крючки для мочеприёмника (4 шт.)</li> <li>- нагрузка 200 кг</li> <li>- вес 50 кг</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА!</li> </ul>                                                                                                                                               |  <p><b>МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ</b></p> | 32 100 Р |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 30 | <p><b><u>Кровать механическая Med-Mos F-8 (ММ-2004Д-06/00) 2 функции/ Тип 4, вариант 4.1 (PM-2004Д-06).</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество секций: 4/3 (подвижных)</li> <li>- каркас из профильных труб различного сечения и длины</li> <li>- спинки из профильной трубы из нержавеющей стали</li> <li>- регулировка по углу наклона секции спины (механически)</li> <li>- регулировка по углу наклона секции бёдер</li> <li>- 2 боковых ограждения, каждое представляет собой съёмную сварную конструкцию из труб круглого сечения, устанавливаемую в отверстия в несущих балках каркаса кровати</li> <li>- инфузионная стойка, дуга для подтягивания, полка для судна/обуви, крючки для мочеприёмника (4 шт)</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>- нагрузка 250 кг</li> <li>-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА!</li> <li>Упаковка: 197x96x14 см/ 60,3 кг</li> </ul>                                                                                 |  <p><b>МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ</b></p>   | 32 300 Р |
| 31 | <p><b><u>Кровать механическая Med-Mos Тип 4, Вариант 4.1 (PM-2014Д05/06) (Е-8) (2 функции) / Е-8 (ММ-2014Д-05/06)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь) - 4 секции</li> <li>- размер кровати: (208,5-219)х97х96,5 см</li> <li>- размер ложемента:195,5х89,5 см</li> <li>- высота ложемента: 51 см</li> <li>- головная секция: 68х78 см/0-80°</li> <li>- тазобедренная секция: 27х81,5 см</li> <li>- коленная секция: 27х78 см /0-44°</li> <li>- ножная секция: 57х78 см /0-22°</li> <li>- боковые ограждения</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- крючки для мочеприёмника с пласт. наконечниками (4шт)</li> <li>- полка для гигиенического судна/обуви</li> <li>- вес 60,5 кг</li> <li>- нагрузка 180кг</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА!</li> </ul>                                                                                                                   |  <p><b>МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ</b></p>   | 32 300 Р |
| 32 | <p><b><u>Кровать механическая Med-Mos Е-8 (ММ-2024Д-05/2024Н-13) ЛДСП(2 функции)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь) - 4 секции</li> <li>- размер кровати: (204-214)х97х85,5 см</li> <li>- размер ложемента:195,5х89,5 см</li> <li>- высота ложемента: 50 см</li> <li>- головная секция: 68х78 см/0-80°</li> <li>- тазобедренная секция: 27х81,5 см</li> <li>- коленная секция: 27х78 см /0-45°</li> <li>- ножная секция: 57х78 см /0-22°</li> <li>- боковые ограждения</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- крючки для мочеприёмника с пласт. наконечниками (4 шт.)</li> <li>- полка для гигиенического судна/обуви</li> <li>- вес 65 кг</li> <li>- нагрузка 180 кг</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА!</li> </ul>                                                                                                                                                     |  <p><b>МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ</b></p>  | 34 400 Р |
| 33 | <p><b><u>Кровать механическая Med-Mos Е-8 (ММ-2024Д-06) ЛДСП (2 функции)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь) - 4 секции</li> <li>- размер кровати: 204х97х87 см</li> <li>- размер ложемента:195,5х89,5 см</li> <li>- высота ложемента: 51 см</li> <li>- головная секция: 68х78 см/0-70°</li> <li>- тазобедренная секция: 27х81,5 см</li> <li>- коленная секция: 27х78 см /0-44°</li> <li>- ножная секция: 57х78 см /0-22°</li> <li>- боковые ограждения</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- крючки для мочеприёмника с пласт. наконечниками (4шт)</li> <li>- полка для гигиенического судна/обуви</li> <li>- двойные колеса с индивидуальными тормозами</li> <li>- вес 64,8 кг</li> <li>- нагрузка 180кг</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА!</li> </ul>                                                                                                                |  <p><b>МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ</b></p> | 34 400 Р |
| 34 | <p><b><u>Кровать механическая Med-Mos Е-8 (ММ-2014Д-09/10) (2 функции) с пластиковым кожухом</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каркас из высокопрочной стали, покрытый ударопрочной эпоксидной эмалью</li> <li>- кожух-накладка из высокопрочного формованного ABS-пластика, с ребрами жесткости и вентиляционными отверстиями</li> <li>- спинки торцевые: ABS-пластик с декоративной пленкой</li> <li>- изменение угла наклона секции спины (механическое)</li> <li>- изменение угла наклона секции бёдер (механическое)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секции (растомат)</li> <li>- боковые ограждения</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- трансфузионная стойка</li> <li>- крючки для мочеприёмника (4 шт.)</li> <li>- полка для гигиенического судна/обуви</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>- нагрузка: 180 кг</li> <li>-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА!</li> <li>Упаковка: 2 шт (197*92*14)+(95*55*11)/ 62,8+5,9 кг</li> </ul> |  <p><b>МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ</b></p> | 34 100 Р |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 35 | <p><b><u>Кровать механическая Med-Mos E-8 (MM-2024H-02/13) (2 функции) ЛДСП с полкой и обеденным столиком</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь) - 4 секции</li> <li>- размер кровати: 207x99,5x93 см</li> <li>- размер ложемента: 186,5x90 см</li> <li>- высота ложемента: 51 см</li> <li>- головная секция: 70x90 см (пластик, кожух) / 0-73°</li> <li>- тазобедренная секция: 18x90 см (пластик, кожух)</li> <li>- коленная секция: 29x90 см (пластик, кожух) / 0-50°</li> <li>- ножная секция: 62x90 см (пластик, кожух) / 0-25°</li> <li>- боковые ограждения</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- трансфузионная стойка</li> <li>- крючки для мочеприемника (4 шт.)</li> <li>- полка для гигиенического судна/обуви</li> <li>- двойные колеса с индивидуальными тормозами</li> <li>- вес 76,3 кг</li> <li>- нагрузка 180 кг</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА!</li> </ul> |  <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ</p>   | 37 100 P |
| 36 | <p><b><u>Кровать механическая Med-Mos E-9 (MM-2034H-01) (2 функции)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь) - 4 секции</li> <li>- размер кровати: 214x(96,5-117)x89,5 см</li> <li>- размер ложемента: 187,5x89 см</li> <li>- высота ложемента: 52 см</li> <li>- головная секция: 74,5x89 см / 0-84°</li> <li>- тазобедренная секция: 16x89 см</li> <li>- коленная секция: 34,5x89 см / 0-45°</li> <li>- ножная секция: 53x89 см / 0-25°</li> <li>- боковые ограждения</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- крючки для мочеприемника (4 шт.)</li> <li>- полка для гигиенического судна/обуви</li> <li>- вес 70,2 кг</li> <li>- нагрузка 200 кг</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА!</li> </ul>                                                                                                                                                        |  <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ</p>   | 35 000 P |
| 37 | <p><b><u>Кровать механическая Med-Mos (E-31) Тип 4 вариант 4.1 PM-3014H-02/Д-02/Д-03 / E-31 (MM-3014H-00) (3 функции) с растоматом и полкой</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь) - 4 секции/3 подвижных</li> <li>- размер кровати: (227-238)x99x(78,5-118) см</li> <li>- размер ложемента: 210x89 см</li> <li>- секция спины: 71x89 см (0-80°)</li> <li>- секции таза: 34x89 см</li> <li>- секция бёдер: 34x89 см (0-44°)</li> <li>- икроманная секция: 53x89 см (от 0 до -25°, растомат)</li> <li>- высота ложемента: 34-73,5 см</li> <li>- вес 101,2 кг</li> <li>- нагрузка 250 кг</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- боковые ограждения складные</li> <li>- полка для гигиенического судна/обуви</li> <li>- крючки для мочеприемника (4 шт.)</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА!</li> </ul>                                                 |  <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ</p>  | 47 600 P |
| 38 | <p><b><u>Кровать механическая Med-Mos E-31 (MM-3024H-13) ЛДСП (3 функции) с растоматом и полкой / Тип 4, Вариант 4.1 (PM-3024Д-02)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь) - 4 секции</li> <li>- размер кровати: 222x98x(77,5-120) см</li> <li>- размер ложемента: 201x89 см</li> <li>- высота ложемента: 32,5-75 см</li> <li>- головная секция: 71x89 см / 0-83°</li> <li>- тазобедренная секция: 34x89 см</li> <li>- коленная секция: 34x89 см / 0-45°</li> <li>- ножная секция: 53x89 см / 0-25°</li> <li>- боковые ограждения</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- крючки для мочеприемника (4 шт.)</li> <li>- полка для гигиенического судна/обуви</li> <li>- вес 111,6 кг</li> <li>- нагрузка 250 кг</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА!</li> </ul>                                                                                           |  <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ</p> | 49 700 P |
| 39 | <p><b><u>Кровать механическая Med-Mos Тип 4, Вариант 4.1 (PM-3024Д-02) ЛДСП (3 функции) с растоматом и полкой</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь) - 4 секции/3 подвижных</li> <li>- размер кровати: (220-230,7)x99x(67-112) см</li> <li>- регулировка по высоте (от пола до ложа): 31,5-76,5 см</li> <li>- размер ложемента: 201x90 см</li> <li>- секция спины: 78x90 см (0-82°)</li> <li>- секции таза: 27,5x90 см</li> <li>- секция бёдер: 27,5x90 см (0-46°)</li> <li>- икроманная секция: 58x90 см / (от 0 до -19°, растомат)</li> <li>- вес 97,2 кг</li> <li>- нагрузка 250 кг</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- боковые ограждения складные</li> <li>- полка для гигиенического судна/обуви</li> <li>- крючки для мочеприемника (4 шт.)</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>- ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА!</li> </ul>                                                 |  <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ</p> | 49 700 P |





|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 40 | <p><b><u>Кровать механическая Med-Mos Тип 4 вариант 4.1 PM-4018S-01 (5 ФУНКЦИЙ)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложе состоит из профильной трубы из высокопрочной стали с высококачественным полимерно-порошковым покрытием</li> <li>- каркас из профильной трубы из высокопрочной стали с высококачественным полимерно-порошковым покрытием</li> <li>- изменение угла наклона секций спины (механич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции бёдер (механич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секции ( опускание икроножной секции происходит одновременно с подъемом секции бедер)</li> <li>- Тренделенбург-Антитренделенбург (механич.)</li> <li>- высота ложа от пола изменяется за счёт функций Трен.-Антитрен.</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- трансфузионная стойка</li> <li>- крючки для мочеприёмника - 2 шт.</li> <li>- Индивидуальный тормоз на каждое колесо (4 шт.) с одновременной блокировкой поворота</li> <li>- нагрузка 250 кг</li> <li>Упаковка: 1 шт</li> <li>141 кг</li> <li>220*101.5*51 см</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  <p style="text-align: center;"><b>МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ</b></p>   | 105 000 Р |
| 41 | <p><b><u>Кровать механическая Med-Mos Тип 6.4 Вариант 6.4.1 PM-2620H-06 (E-49) / E-49 (MM-2620H-03/05/ MM-2120D-01) ЛДСП с туалетным устройством и функцией «кардиокресло»</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь) - 6 секции/ 3 из них подвижные</li> <li>- габаритные размер кровати: (207-218)х96х86 см</li> <li>- размер ложемента: 199х90 см</li> <li>- регулировка высоты: 50,5 см</li> <li>- спинная секция: 70х80 см/0-72°</li> <li>- секция таза с вырезом под туалет. устройство: 47,5х82 см</li> <li>- бедренно-икроножная секция: 34х50 см/0 до -60°</li> <li>- икроножно-опорная секция: 33х50 см</li> <li>- боковая ножная секция неподвижная: 74х18,3 см (2 шт.)</li> <li>- туалетное устройство (прямоугольник), хВЮ II</li> <li>- 2 откидных сварных боковых ограждения</li> <li>- крючки для мочеприёмника (4 шт.)</li> <li>- вес 62,6 кг</li> <li>- нагрузка 250 кг</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА!</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  <p style="text-align: center;"><b>МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ</b></p>   | 40 100 Р  |
| 42 | <p><b><u>Кровать механическая Med-Mos Тип 6.4 Вариант 6.4.1 PM-2624H-06 / YG-6 (MM-2624D-02/2124H-04) ЛДСП с туалетным устройством и судном с крышкой. функцией «кардиокресло». в комплекте с матрасом</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь) - 7 секции/4 подвижные</li> <li>- размер кровати: (206-217,2)х98х86 см</li> <li>- размер ложемента:199х90 см</li> <li>- высота ложемента: 50 см</li> <li>- спинная секция: 70х80 см/0-73°</li> <li>- секция таза с вырезом под туалет. устройство: 47,5х90 см</li> <li>- бедренно-икроножная секция: 34х44 см/0 до -52°, 0 до 40°</li> <li>- икроножно-опорная секция: 33,5х44см</li> <li>- боковая ножная секция неподвижная(левая и правая): 75х21,5 см</li> <li>- туалетное устройство (прямоугольный вырез), хВЮ II</li> <li>- с встроенным механизмом автоматического открывания и плотного закрывания крышки туалетного судна</li> <li>- ванночка для мытья головы</li> <li>- боковые ограждения</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- накрыватный столик</li> <li>- вес 76 кг</li> <li>- нагрузка 200 кг</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА!</li> </ul>                                                                                                                        |  <p style="text-align: center;"><b>МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ</b></p>  | 46 200 Р  |
| 43 | <p><b><u>Кровать механическая Med-Mos Тип 7.7 Вариант 7.7.1 PM-5624H-05 ЛДСП (YG-5) с боковым переворачиванием, туалетным устройством и функцией «кардиокресло»</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь) - 13 секций/11 подвижных</li> <li>- габаритные размер кровати:(206,5-217,5)х98х85,5 см</li> <li>- размер ложемента:198х90 см</li> <li>- высота ложа от пола: 50 см</li> <li>- секция спины: 0-75°</li> <li>- спинная бок.переворачивания(левая и правая): 68,5х24 см/0-55°</li> <li>- спинная бок. поддержки(левая и правая): 62,5х11 см/0 до 30°</li> <li>- тазовая анатомическая(левая и правая): 28х23 см/0 до 12°</li> <li>- тазовая бок. переворачивания(левая и правая): 53,5х38 см/0 до 55°</li> <li>- икроножно-опорная секция: 31х45 см/0 до 3°</li> <li>- бедренно-икроножная секция: 32х45 см/вверх 0 до 35°, вниз 0 до -60°</li> <li>- боковая ножная неподвижная (левая и правая): 73,5х20 см</li> <li>- крючки для мочеприёмника - 4 шт</li> <li>- туалетное устройство (прямоугольный вырез), хВЮ II</li> <li>- ванночка для мытья головы</li> <li>- боковые ограждения</li> <li>- дуга для подтягивания, инфузионная стойка, накрыватный столик</li> <li>- вес 83,5 кг</li> <li>- нагрузка 250 кг</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА!</li> </ul> |  <p style="text-align: center;"><b>МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ</b></p> | 50 700 Р  |

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 44                                                                                                                                                                       | <p><a href="#">Кровать механическая Med-Mos (E-45A) Тип 4.7 Вар. 4.7.1. PM-5628H-05/06 / E-45A (MM-5128H-01/5124D-01) с боковым переворачиванием, туалетным устройством и функцией «кардиокресло».</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 11 подвижных секций</li> <li>- каркас и ложе из профильных труб различного сечения</li> <li>- 2 складных боковых ограждения, каждое состоит из основания, вертикальных опорных стоек, поручня и механизма фиксации ограждения в верхнем положении</li> <li>- самоориентирующиеся колеса (рояльного типа), с возможностью поворота на 360°</li> <li>- уголки удлинения жизненного пространства</li> <li>- туал.устройство механическое, с встроенным механизмом автоматического открывания и закрывания крышки туалетного судна</li> <li>- изменение угла наклона секций спины (подъем в положение сидя) (механ)</li> <li>- изменение угла наклона бедренно-икроножной секции</li> <li>- изменение угла наклона икроножно-опорной секции (взаимозавис)</li> <li>- изменение угла наклона спинных секций бокового переворачивания</li> <li>- ванночка для мытья головы, дуга для подтягивания, инфузионная стойка, накрыватный столик</li> <li>- нагрузка 200 кг</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА!</li> </ul> <p><i>Упаковка: 1104x92x361x107x50x71 см/ 85,6±0,0 кг</i></p> |    | 60 000 Р |
| 45                                                                                                                                                                       | <p><a href="#">Кровать механическая Med-Mos E-45A (MM-5128H-02) с боковым переворачиванием, туалетным устройством и функцией «кардиокресло». Ширина 120 см</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь) - 11 секции</li> <li>- размер кровати:(189-217,5)x127,5x(88,5-115,5) см</li> <li>- размер ложемента:199x120 см</li> <li>- регулировка высоты:46,5 см</li> <li>- спинная бок.переворачивания(левая и правая): 68x39 см/0-75°</li> <li>- спинная бок. поддержки(левая и правая): 62x11,5 см/0 до 35°</li> <li>- тазовая анатомическая(левая и правая): 28x28,5 см/0 до 12°</li> <li>- тазовая бок. переворачивания(левая и правая): 54x53 см/0 до 55°</li> <li>- икроножно-опорная секция: 34x120 см/0 до 1°</li> <li>- бедренно-икроножная секция: 29x120 см/0до -63°, 0 до 25°</li> <li>- туалетное устройство (прямоугольный)</li> <li>- ванночка для мытья головы</li> <li>- боковые ограждения</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- вес 99,4 кг</li> <li>- нагрузка 200 кг</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА!</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                  |    | 73 100 Р |
| <p><b>КРЕСЛО-КРОВАТЬ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА</b><br/>*Все фотографии несут информативный характер.</p>                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |          |
| 46                                                                                                                                                                       | <p><a href="#">Кресло-кровать для медицинских работников Med-Mos F-5A</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь) - 3 секции</li> <li>- размер ложемента: 190x52 см</li> <li>- размер кровати: 190x72x60 см</li> <li>- размер в положении кресла 65x72x90 см</li> <li>- вес 27 кг</li> <li>- нагрузка 200 кг</li> <li>- высота ложемента - 40 см</li> <li>- толщина наполнителя - 3 см</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 16 900 Р |
| <p><b>КРОВАТИ МЕДИЦИНСКИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ</b><br/>Цена указана за комплект: кровать+матрас<br/>*Все фотографии несут информативный характер.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |          |
| 47                                                                                                                                                                       | <p><a href="#">Кровать электрическая Med-Mos DB-7 (ME-2018D-01/2014D-01) (2 функции) Гибридный привод. возможность управлять секциями без электроэнергии!</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь) - 4 секции</li> <li>- размер кровати: 211,5x97x94 см</li> <li>- размер ложемента:196x90 см</li> <li>- высота ложемента: 49 см</li> <li>- головная секция: 68x80,5 см/0-85°</li> <li>- тазобедренная секция: 25x82 см</li> <li>- коленная секция: 36x80,5 см /0-45°</li> <li>- ножная секция: 57x80,5 см /0-30°</li> <li>- боковые ограждения</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- крючки для мочеприемника (4шт)</li> <li>- полка для гигиенического судна/обуви</li> <li>- двойные колеса с индивидуальными тормозами</li> <li>- вес 61,3 кг</li> <li>- нагрузка 250 кг</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 49 700 Р |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 48 | <p><b><u>Кровать электрическая Med-Mos DV-7 (ME-2018Д-03) (2 функции) с удлинением ложемент Гибридный привод возможность управлять секциями без электроэнергии!</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь) - 5 секций/3 подвижных</li> <li>- размер кровати: (209,3-239.7)х97х95,5 см</li> <li>- размер ложемент: (195,5-215,5)х89,5 см</li> <li>- высота ложемент: 50 см</li> <li>- спинная секция: 68х78 см/0-80°</li> <li>- тазобедренная секция: 27х81,5 см</li> <li>- секция бедер: 27х78 см /0-45°</li> <li>- икроножная секция: 57х78 см /0-23°</li> <li>- секция удлинения ложа: 18,2х89,5 см</li> <li>- боковые ограждения</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- крючки для мочеприемника (4шт)</li> <li>- полка для гигиенического судна/обуви</li> <li>- двойные колеса с индивидуальными тормозами</li> <li>- накрыватный столик</li> <li>- вес 66,9 кг</li> <li>- нагрузка 250 кг</li> <li>- матрас в комплекте</li> </ul> <p><b>ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА!</b></p> |    | 51 800 Р |
| 49 | <p><b><u>Кровать электрическая Med-Mos DV-7 (ME-2028Д-01/06)(2 функции) коричневый Гибридный привод возможность управлять секциями без электроэнергии!</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь)- 4 секции</li> <li>- размер кровати: 204х97х84,5см</li> <li>- размер ложемент: 195,5х89,5см</li> <li>- головная секция: 68х78см (0-70°)</li> <li>- секции по середине: 27х81,5см</li> <li>- коленная секция 27х78см (0-44°)</li> <li>- ножная секция : 57х78см (от 0 до -22°)</li> <li>- высота ложемент: 48,5 см</li> <li>- вес 64,1 кг</li> <li>- нагрузка 250 кг</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- боковые ограждения складные</li> <li>- полка для гигиенического судна/обуви</li> <li>- крючки для мочеприемника (4 шт. с пласт.наконечниками)</li> <li>- матрас в комплекте</li> </ul> <p><b>ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА!</b></p>                                                                                                                                      |    | 53 900 Р |
| 50 | <p><b><u>Кровать электрическая Med-Mos DV-7 (ME-2028Д-06/У) (2 функции) Гибридный привод возможность управлять секциями без электроэнергии!</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь) - 4 секции</li> <li>- размер кровати:(204-214,5)х97х86,5см</li> <li>- размер ложемент: 195,5х89,5см</li> <li>- головная секция: 68х78см (0-68°)</li> <li>- секции по середине: 27х81,5см</li> <li>- коленная секция 27х78см/0-41°</li> <li>- ножная секция : 57х78см/от 0 до -22°</li> <li>- высота ложемент: 51,5см</li> <li>- диапазон изменения длины ложа - 10,5 см</li> <li>- вес 63,7 кг</li> <li>- нагрузка 250 кг</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- боковые ограждения складные</li> <li>- полка для гигиенического судна/обуви</li> <li>- прикрыватный столик</li> <li>- крючки для мочеприемника (4 шт. с пласт.наконечниками)</li> <li>- матрас в комплекте</li> </ul> <p><b>ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА!</b></p>                                                            |   | 53 900 Р |
| 51 | <p><b><u>Кровать электрическая Med-Mos YG-2 (ME-2018Н-01) с функцией «кардиокресло» без туалета</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество секций: 6 шт/ из них 3 подвижных</li> <li>- габаритные размер кровати: (212,2-223,2)х97х95 см</li> <li>- размер ложемент: 199х89,5 см</li> <li>- высота ложа от пола: 49 см</li> <li>- секция спины: 70х80 см/0-75°</li> <li>- бедренно-икроножная секция: 34х44 см/0 до 30° вверх/0 до -50° вниз</li> <li>- икроножно-опорная секция: 33,5х44 см/0 до 3°</li> <li>- боковая ножная секция неподвижная (левая и правая): 75,5х17,5 см</li> <li>- ванночка для мытья головы</li> <li>- боковые ограждения</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- накрыватный столик</li> <li>- вес 66,5 кг</li> <li>- нагрузка 200 кг</li> <li>- матрас в комплекте</li> </ul> <p><b>ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА!</b></p>                                                                                                                                       |  | 64 300 Р |






|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                   |          |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 52 | <p><u><a href="#">Кровать электрическая Med-Mos YG-2 (ME-2028H-01) с функцией «кардиокресло» без туалета</a></u><br/> <u><a href="#">Гибридный привод возможность управлять секциями без электроэнергии!</a></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество секций: 6 шт/ из них 3 подвижных</li> <li>- каркас из профильных труб различного сечения и длины</li> <li>- 2 складных боковых ограждения, каждое состоит из основания, вертикальных опорных стоек, поручня и механизма фиксации ограждения в верхнем положении</li> <li>- самоориентирующиеся колеса (рояльного типа), с возможностью поворота на 360°</li> <li>- уголки удлинения жизненного пространства</li> <li>- изменение угла наклона секций спины (электрич)</li> <li>- изменение угла наклона бедренно-икроножной секции (электрич)</li> <li>- изменение угла наклона икроножно-опорной секции (визимозависимые)</li> <li>- ванночка для мытья головы, инфузионная стойка, дуга для подтягивания, накроватный столик</li> <li>- вес 69,9 кг</li> <li>- нагрузка 200 кг</li> <li>- <b>матрас в комплекте</b></li> <li>-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА</li> </ul>                                                                                                                                                                                                          |  <p style="text-align: center;"><b>МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ</b></p>   | 67 300 Р |
| 53 | <p><u><a href="#">Кровать электрическая Med-Mos YG-2(ME-2628H-05) с туалетным устройством и функцией «кардиокресло»</a></u><br/> <u><a href="#">Гибридный привод возможность управлять секциями без электроэнергии!</a></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество секций: 6 шт/ из них 3 подвижных</li> <li>- каркас из профильных труб различного сечения и длины</li> <li>- 2 складных боковых ограждения, каждое состоит из основания, вертикальных опорных стоек, поручня и механизма фиксации ограждения в верхнем положении</li> <li>- самоориентирующиеся колеса (рояльного типа), с возможностью поворота на 360°</li> <li>- туалетное устройство с встроенным механизмом автоматического открывания и плотного закрывания крышки туалетного судна, мех.привод</li> <li>- уголки удлинения жизненного пространства</li> <li>- изменение угла наклона секций спины (электрич)</li> <li>- изменение угла наклона бедренно-икроножной секции (электрич)</li> <li>- изменение угла наклона икроножно-опорной секции (визимозависимые)</li> <li>- ванночка для мытья головы, инфузионная стойка, дуга для подтягивания, накроватный столик</li> <li>- вес 76,5 кг</li> <li>- нагрузка 200 кг</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА</li> <li>Упаковка: (201*95*21)+(97*49*7)см/ 87,8+9,9 кг</li> </ul> |  <p style="text-align: center;"><b>МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ</b></p>   | 69 400 Р |
| 54 | <p><u><a href="#">Кровать электрическая Med-Mos DB-6 ME-3018H-05/07/ME-3018D-04/ME-3018D-11 (3 функции) с удлинением ложа, с аккумулятором Гибридный привод возможность управлять секциями без электроэнергии!</a></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложе состоит из профильной трубы из высокопрочной стали и поперечин (стальные профилированные перфорированные ламели)</li> <li>- каркас из профильной трубы из высокопрочной стали, покрытая ударопрочной эпоксидной эмалью</li> <li>- количество секций: 4 шт</li> <li>- изменение угла наклона секций спины (механич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции бедер (механич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секции ( опускание икроножной секции происходит одновременно с подъемом секции бедер)</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- трансфузионная стойка</li> <li>- крючки для мочеприёмника - 4 шт.</li> <li>- быстросъёмная полка для судна/обуви</li> <li>- самоориентирующиеся колеса (рояльного типа), с возможностью поворота на 360°, индивидуальный тормоз на каждое колесо (4 шт.), с одновременной блокировкой поворота</li> <li>- нагрузка 250 кг</li> <li>- <b>ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА</b></li> </ul>                                                                                                                                 |  <p style="text-align: center;"><b>МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ</b></p> | 79 100 Р |
| 55 | <p><u><a href="#">Кровать электрическая Med-Mos DB-6 (ME-3018D-06) (3 функции) без удлинения ложа, с аккумулятором. Гибридный привод возможность управлять секциями без электроэнергии!</a></u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь)- 4 секции</li> <li>- размер кровати: (226-237)х99х(76-120) см</li> <li>- размер ложемента: 201х90 см</li> <li>- высота ложа от пола: 31-75 см</li> <li>- головная секция: 78х90см (0-83°)</li> <li>- тазобедренная секция: 27х90см</li> <li>- секция бедер: 27х90 см (0-45°)</li> <li>- икроножная секция : 58х90см (от 0 до -20°,растомат)</li> <li>- вес 100,2 кг</li> <li>- нагрузка 250 кг</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- боковые ограждения складные</li> <li>- полка для гигиенического судна/обуви</li> <li>- крючки для мочеприёмника (4 шт.)</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  <p style="text-align: center;"><b>МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ</b></p> | 74 900 Р |








|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |           |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 56 | <p><b><u>Кровать электрическая Med-Mos DB-6 (ME-3018Д-05) (3 функции) без удлинения, без аккумулятора Гибридный привод, возможность управлять секциями без электроэнергии!</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь)- 4 секции/3 подвижных</li> <li>- габаритные размеры кровати:</li> <li>min: 226x99x76 см</li> <li>max: 236,5x99x120 см</li> <li>- размер ложемента: 200,5x90 см</li> <li>- секция спины: 78x90 см /0-80°</li> <li>- секция таза: 27,5x90 см</li> <li>- секция бёдер: 27,5x90 см/0-45°</li> <li>- икроножная секция: 58x90 см/0-20°, растомат</li> <li>- высота ложемента: 31,5-75,5 см</li> <li>- вес 97,7 кг</li> <li>- нагрузка 250 кг</li> <li>- дуга для подтягивания, инфузионная стойка</li> <li>- боковые ограждения складные, 4 самоориентирующихся колеса - на каждом тормоз</li> <li>- полка для гигиенического судна/обуви</li> <li>- крючки для мочеприемника (4 шт.)</li> <li>- матрас в комплекте</li> </ul> <p><b>-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 69 900 Р  |
| 57 | <p><b><u>Кровать электрическая Med-Mos DB-6 (ME-3028Д-02/05) (3 функции)с растоматом</u></b></p> <p><b><u>Гибридный привод возможность управлять секциями без электроэнергии +удлинение ложемента 16,5 см</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь) - 4 секции</li> <li>- размер ложемента:203/220x89 см</li> <li>- размер кровати:213/230x103 см</li> <li>- регулировка высоты:31-75 см</li> <li>- головная секция 0- 80°</li> <li>- коленная секция 0-55°</li> <li>- ножная секция 0-20°</li> <li>- аккумуляторная батарея</li> <li>- пульт управления</li> <li>- боковые ограждения</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- трансфузионная стойка</li> <li>- полка</li> <li>- вес 95 кг</li> <li>- нагрузка 250 кг</li> <li>- матрас в комплекте</li> </ul> <p><b>-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 72 600 Р  |
| 58 | <p><b><u>Кровать электрическая Med-Mos YG-3 (ME-5228H-13) ЛДСП Венге с боковым переворачиванием, туалетным устройством и функцией «кардиокресло»</u></b></p> <p><b><u>Гибридный привод возможность управлять секциями без электроэнергии</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь)</li> <li>- 13 секции</li> <li>- размер кровати:206x97,5x95,5 см</li> <li>- размер ложемента:198x90 см</li> <li>- высота ложа от пола: 50 см</li> <li>- спинная бок. переворачивания (левая и правая):68,5x24 см/0-75°</li> <li>- спинная бок. поддержки (левая и правая): 62,5x11,2см/0 до 25°</li> <li>- тазовая анатомическая (левая и правая): 28x23 см/0 до 13°</li> <li>- тазовая бок. переворач.(левая и правая): 53,3x38 см/0 до 55°</li> <li>- икроножно-опорная секция: 30,8x45 см/0 до -7°</li> <li>- бедренно-икроножная секция: 32,5x45см/0до -70°, 0 до 30°</li> <li>- туалетное устройство (электрический привод, овал)</li> <li>- возврат в положение 0 (1 кнопкой)</li> <li>- протипролежневая функция, программируемая посредством пульта управления, продолжительность 30 минут</li> <li>- ванночка для мытья головы</li> <li>- боковые ограждения</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- крючки для мочеприемника (4 шт.)</li> <li>- накроватный столик</li> <li>- вес 93,1 кг</li> <li>- нагрузка 200 кг</li> <li>- матрас в комплекте</li> </ul> <p><b>-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО</b></p> |   | 79 000 Р  |
| 59 | <p><b><u>Кровать электрическая Med-Mos DB-11A (ME-5218H-12/5518-N04) с боковым переворачиванием, туалетным устройством и функцией «кардиокресло» и регулировкой высоты</u></b></p> <p><b><u>Гибридный привод возможность управлять секциями без электроэнергии!</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь) - 11 секции</li> <li>- размер кровати:(194-211)x98x(95-117) см</li> <li>- размер ложемента:198,5x90 см</li> <li>- регулировка высоты:50-71 см</li> <li>- спинная бок. переворачивания (левая и правая): 68x24 см/0-70°</li> <li>- спинная бок. поддержки (левая и правая): 62x11,5 см/0 до 25°</li> <li>- тазовая анатомическая (левая и правая): 28x23,5 см/0 до 15°</li> <li>- тазовая бок. переворачивания(левая и правая): 54x38 см/0 до 55°</li> <li>- икроножно-опорная секция: 34x90 см/0 до -7°</li> <li>- бедренно-икроножная секция: 29x90 см/0до -62°, 0 до 24°</li> <li>- туалетное устройство (электрический привод, овал)</li> <li>- возврат в положение 0 (1 кнопкой)</li> <li>- протипролежневая функция, программируемая посредством пульта управления, продолжительность 30 минут</li> <li>- ванночка для мытья головы</li> <li>- боковые ограждения</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- инфузионная стойка, крючки для мочеприемника (2 шт.)</li> <li>- накроватный столик</li> <li>- вес 102 кг</li> <li>- нагрузка 250 кг</li> </ul> <p><b>-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА!</b></p>        |  | 105 900 Р |



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |                  |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>60</p> | <p><b><u>Кровать электрическая Med-Mos DB-11A (ME-5228H-04) ЛДСП Венге с боковым переворачиванием, туалетным устройством и функцией «кардиокресло»</u></b><br/> <b><u>Гибридный привод возможность управлять секциями без электроэнергии!</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 11 подвижных секций</li> <li>- ложе состоит из подвижных секций. Каждая секция представляет собой сварную конструкцию из профильных труб различного сечения.</li> <li>- каркас из профильных труб различного сечения и длины</li> <li>- самоориентирующиеся колеса (рояльного типа), с возможностью поворота на 360°</li> <li>- 2 складных боковых ограждения, каждое состоит из основания, вертикальных опорных стоек, поручня и механизма фиксации ограждения в верхнем положении</li> <li>- туалетное устройство электрическое, с встроенным механизмом автоматического открывания и плотного закрывания крышки туалетного судна</li> <li>- уголки удлинения жизненного пространства</li> <li>- изменение угла наклона секций спины (подъем в положение сидя) (электрич)</li> <li>- изменение угла наклона бедренно-икроножной секции (электрич)</li> <li>- изменение угла наклона икроножно-опорной секции (взаимозав)</li> <li>- изменение угла наклона спинных секций бок.переворачивания (электр)</li> <li>- противоположная функция (возможность переворачивания пациента с одного бока на другой)</li> <li>- ванночка для мытья головы, стойка инфузионная, дуга для подтягивания, накрыватный столик</li> <li>- нагрузка 250 кг</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА!</li> </ul> |    | <p>87 500 P</p>  |
| <p>61</p> | <p><b><u>Кровать электрическая Med-Mos DB-11A (ME-6528H-04) ЛДСП Венге с регулировкой высоты</u></b><br/> <b><u>Гибридный привод возможность управлять секциями без электроэнергии!</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь) - 11 секции (все подвижные)</li> <li>- размер кровати:(189-218)х97,5х(85-105,5) см</li> <li>- размер ложемента:199х90 см</li> <li>- регулировка высоты:50-70,5 см</li> <li>- спинная бок. переворачивания (левая и правая): 68х24 см/0-70°</li> <li>- спинная бок. поддержки (левая и правая): 62х11,5 см/0 до 30°</li> <li>- тазовая анатомическая (левая и правая): 28х23,5 см/0 до 15°</li> <li>- тазовая бок. переворачивания(левая и правая): 54х38 см/0 до 55°</li> <li>- икроножно-опорная секция: 34х90 см/0 до -40°</li> <li>- бедренно-икроножная секция: 29х90 см/0до -62°, 0 до 24°</li> <li>- туалетное устройство (электрический привод, овал), xBIO</li> <li>- возврат в положение 0 (1 кнопкой)</li> <li>- противоположная функция, программируемая посредством пульта управления, продолжительность 30 минут</li> <li>- ванночка для мытья головы</li> <li>- боковые ограждения</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- инфузионная стойка, крючки для мочеприемника (2шт)</li> <li>- накрыватный столик</li> <li>- вес 106,1 кг</li> <li>- нагрузка 250 кг</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА!</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |   | <p>115 500 P</p> |
| <p>62</p> | <p><b><u>Кровать электрическая Med-Mos DB-11A (ME-5228H-03) с боковым переворачиванием, туалетным устройством и функцией «кардиокресло». Ширина 120 см</u></b><br/> <b><u>Гибридный привод возможность управлять секциями без электроэнергии!</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь) - 11 секции (все подвижные)</li> <li>- размер кровати:(189,5-220)х127,5х(82,5-113) см</li> <li>- размер ложемента:199х120 см</li> <li>- высота до пола: 46,5 см</li> <li>- спинная бок. переворачивания (левая и правая): 68х39 см/0-72°</li> <li>- спинная бок. поддержки (левая и правая): 62х11,5 см/0 до 35°</li> <li>- тазовая анатомическая (левая и правая): 28х28,5 см/0 до 11°</li> <li>- тазовая бок. переворачивания(левая и правая): 54х53 см/0 до 50°</li> <li>- икроножно-опорная секция: 34х120 см/0 до -40°</li> <li>- бедренно-икроножная секция: 29х120 см/0до -63°, 0 до 24°</li> <li>- туалетное устройство (электрический привод, прямоугольный)</li> <li>- возврат в положение 0 (1 кнопкой)</li> <li>- противоположная функция, программируемая посредством пульта управления, продолжительность 30 минут</li> <li>- ванночка для мытья головы</li> <li>- боковые ограждения</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- инфузионная стойка, крючки для мочеприемника (2 шт.)</li> <li>- вес 104,4 кг</li> <li>- нагрузка 250 кг</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА!</li> </ul>                                                                                                                                                              |  | <p>115 500 P</p> |
| <p>63</p> | <p><b><u>Кровать электрическая Med-Mos YG-1 (KE-4024M-11) ЛДСП (5 функций)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (деревянные ламели) - 4 секции/ 3 подвижные</li> <li>- габаритные размеры: min: 216х102х85 см</li> <li>- высота ложа</li> <li>- головная секция 0-70°</li> <li>- секция бёдер: 0-33°</li> <li>- икроножная секция: 0-(-24°)</li> <li>- тренделенбург 10°</li> <li>- антитренделенбург 10°</li> <li>- функция Автоконтур (синхронная регулировка наклона секций спины и бедра нажатием 1 кнопки)</li> <li>- боковые ограждения из алюминия</li> <li>- трансфузионная стойка,</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- матрас в комплекте толщина 10 см</li> <li>-ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО МАТРАСА!</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <p>73 500 P</p>  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                       |           |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 64 | <p><a href="#">Кровать электрическая Med-Mos YG-1 (KE-4024M-21) ЛДСП (5 функций)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь)- 4 секции</li> <li>- размер ложемента: 200*90 см</li> <li>- электропитание: 220V - 50 Гц</li> <li>- размер кровати: 214*102 см</li> <li>- регулировка высоты: 43-86 см</li> <li>- вес 100 кг</li> <li>- нагрузка 200кг</li> <li>- головная секция 70°</li> <li>- ножная секция 30°</li> <li>- тренделенбург 10°</li> <li>- антитренделенбург 10°</li> <li>- боковые ограждения из алюминия</li> <li>- трансфузионная стойка</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- матрас в комплекте толщина 10 см</li> </ul> <p><b>ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                        |  <p><b>МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ</b></p>   | 73 500 P  |
| 65 | <p><a href="#">Кровать электрическая Med-Mos YG-1 (KE-4024M-11) коричневый ЛДСП (5 функций)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (деревянные ламели) - 4 секции</li> <li>- размер ложемента: 186x90 см</li> <li>- электропитание: 220V - 50 Гц</li> <li>- размер кровати: min 216x102x84 см</li> <li>положение Трен max 235x102x125,5 см</li> <li>- регулировка высоты: 39,5-80 см</li> <li>- вес 96,3 кг</li> <li>- нагрузка 200 кг</li> <li>- головная секция: 74x80см (0-70°)</li> <li>- секции по середине: 21x80 см</li> <li>- коленная секция 30x80см (0-32°)</li> <li>- ножная секция : 46x80см (от 0 до -22°, растомат)</li> <li>- тренделенбург 10°</li> <li>- антитренделенбург 10°</li> <li>- автоконтур</li> <li>- боковые ограждения из алюмин.профиля, покрытых декоративной плёнкой</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- матрас в комплекте толщина 10 см</li> </ul> <p><b>ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО</b></p> |  <p><b>МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ</b></p>   | 73 500 P  |
| 66 | <p><a href="#">Кровать электрическая Med-Mos YG-1 (KE-4024M-21) ЛДСП (5 функций)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь)- 4 секции</li> <li>- размер ложемента: 200*90 см</li> <li>- электропитание: 220V - 50 Гц</li> <li>- размер кровати: 214*102 см</li> <li>- регулировка высоты: 43-86 см</li> <li>- вес 100 кг</li> <li>- нагрузка 180 кг</li> <li>- головная секция 70°</li> <li>- ножная секция 30°</li> <li>- тренделенбург 10°</li> <li>- антитренделенбург 10°</li> <li>- боковые ограждения из алюминия</li> <li>- трансфузионная стойка</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- матрас в комплекте толщина 10 см</li> </ul> <p><b>ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |  <p><b>МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ</b></p>  | 73 500 P  |
| 67 | <p><a href="#">Кровать электрическая Med-Mos YG-1 (KE-4024M-22) (5 функций)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь) - 4 секции/ 3 подвижных</li> <li>- размер кровати min: 216x132x84,5 см</li> <li>max: 233x123x125,5 см</li> <li>- размер ложемента: 186x120 см</li> <li>- высота ложемента: 38,5-79,5 см</li> <li>- головная секция: 74x110 см/0-67°</li> <li>- тазобедренная секция: 21x120 см</li> <li>- коленная секция: 33x110 см /0-26°</li> <li>- ножная секция: 45x110 см /0 до -20°</li> <li>- тренделенбург 0 до 10°</li> <li>- антитренделенбург 0 до 10°</li> <li>- автоконтур</li> <li>- возврат в положение 0</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- боковые ограждения из алюминия</li> <li>- вес 128,5 кг</li> <li>- нагрузка 200кг</li> <li>- матрас в комплекте толщина 10 см</li> </ul> <p><b>ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО</b></p>                                                                     |  <p><b>МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ</b></p> | 104 100 P |
| 68 | <p><a href="#">Кровать электрическая Med-Mos YG-1 (KE-4024M-23) ЛДСП (5 функций)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь) - 4 секции</li> <li>- размер ложемента: 200*140 см</li> <li>- электропитание: 220V - 50 Гц</li> <li>- размер кровати: 220*152 см</li> <li>- регулировка высоты: 39-79,5 см</li> <li>- вес 120 кг</li> <li>- нагрузка 200кг</li> <li>- головная секция 66°</li> <li>- ножная секция 25°</li> <li>- тренделенбург 10°</li> <li>- антитренделенбург 10°</li> <li>- боковые ограждения из алюминия</li> <li>- трансфузионная стойка</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- матрас в комплекте толщина 10 см</li> </ul> <p><b>ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРОТИВОПРОЛЕЖНЕВОГО</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |  <p><b>МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ</b></p> | 109 700 P |


|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <p>69</p> | <p><u>Кровать электрическая Med-Mos DB-3 (ME-4039H-01) (6 функций) с выдвижным ложементом и растоматом CPR+аккумулятор</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (сталь) - 5 секции/4 подвижные</li> <li>- размер кровати min: 228,5x100x76 см<br/>max: 259x112x111 см</li> <li>- размер ложемента: 203/222x90 см</li> <li>- секция спины: 71x90 см/0-80°</li> <li>- секция таза: 34,5x90 см</li> <li>- секция бёдер: 34,5x90 см /0-40°</li> <li>- икроножная секция 53x90 см/0 -(-25)°</li> <li>- секция удлинения ложа: 16x90 см</li> <li>- регулировка высоты: 39-74 см</li> <li>- тренделенбург 15°</li> <li>- антитренделенбург 15°</li> <li>- вес 118,6 кг</li> <li>- нагрузка 250кг</li> <li>- центральный тормоз</li> <li>- аккумулятор резервного электропитания 24В</li> <li>- CPR/СЛР (перевод спинной секции в гориз.положение)</li> <li>- Автоконтур (синхронная регулировка наклона секций спины и бедра)</li> <li>- боковые ограждения из пластика</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- инфузионная стойка</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             | <p>128 000 P</p>               |
| <p>70</p> | <p><u>Кровать электрическая Med-Mos DB-2 (ME-4059П-02) (7 функций) со встроенными панелями управления в боковых ограждениях</u></p> <p><b>- встроенные весы</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ложемент (ABS-пластик/сталь) - 5 секции</li> <li>- размер кровати(макс): 234x104,5x137 см</li> <li>- высота ложа: 59-98 см</li> <li>- размер ложемента: 194x89,5см (удлинение -170 мм)</li> <li>- головная секция: 75x89,5 см / 78°</li> <li>- тазобедренная секция: 34,5x89,5 см</li> <li>- коленная секция: 26,5x89,5 см/32°</li> <li>- ножная секция: 61x89,5 см / 14°</li> <li>- секция удлинения: 18x89,5 см</li> <li>- тренделенбург 10°</li> <li>- антитренделенбург 10°</li> <li>- вес 158,1 кг</li> <li>- боковые откидные ограждения (встроенный угломер)</li> <li>- инфузионная стойка/дуга для подтягивания</li> <li>- два пульта управления</li> <li>- крючки для мочеприёмника - 2 шт</li> <li>- CPR/СЛР (перевод спинной секции в гориз.положение)</li> <li>- Автоконтур (синхронная регулировка наклона секций спины и бедра)</li> <li>- Возврат в положение 0 (возврат ложа в гориз.положение)</li> <li>- Авторегрессия (при подъёме секции спины и бедра их основания автоматически отодвигаются от секции таза)</li> <li>- звуковая сигнализация при покидании пациента кровати</li> <li>- центральный тормоз</li> <li>- нагрузка: 250 кг</li> <li>- аккумулятор резервного электропитания</li> <li>- матрас в комплекте</li> </ul>                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | <p>390 000 P<br/>312 000 P</p> |
| <p>71</p> | <p>Кровать электрическая Med-Mos DB-17 DE-4079S-01</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- встроенные весы</li> <li>- секция спины - высокопрочный рентгенопрозрачный HPL</li> <li>- ложемент (Профильная труба из высокопрочной стали с высококачественным полимерно-порошковым покрытием) - 4 секции</li> <li>- каркас тройной подвижный</li> <li>- изменения угла наклона секции спины (электрич.)</li> <li>- изменения угла наклона секции бёдер (электрич.)</li> <li>- изменения угла наклона икроножной секции (шарнирное соединение с секцией бёдер)</li> <li>- Тренделенбург/Антитренделенбург (электрич.)</li> <li>- наличие панели управления функциями кровати с внутренней стороны каждого из головной пары боковых ограждений</li> <li>- наличие панели управления функциями кровати с внешней стороны каждого из головной пары боковых ограждений</li> <li>- 4 роликовых бампера (по 1 ролику из ударогаасящего немаркого материала на каждом углу рамы кровати)</li> <li>- 4 откидных боковых ограждения с механизмом плавного складывания посредством газовых упоров, с автоматической фиксацией в верхнем положении на защелках</li> <li>- пульт управления пациента</li> <li>- пульт управления персонала</li> <li>- крючки для мочеприёмника - 2 шт</li> <li>- стойка инфузионная телескопическая</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- Аккумулятор резервного электропитания 24В</li> <li>- Удлинение ложемента (вручную)</li> <li>- CPR/СЛР (и механически и электрически)</li> <li>- кардиокресло (кнопка кресло)</li> <li>- Автоконтур</li> </ul> |    | <p>390 000 P<br/>312 000 P</p> |

МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ







МАТРАС В КОМПЛЕКТЕ  
АКЦИЯ "-20%"

АКЦИЯ "-20%"









|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 72                                                                                                                                | <p><b><u>Кровать электрическая Med-Mos DB-5 DE-4079S-01</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- встроены весы</li> <li>- секция спины - высокопрочный рентгенопрозрачный HPL</li> <li>- размеры рентгенопрозрачной зоны секции спины 38x54,5 см</li> <li>- ложемент (Профилированные листы из высокопрочной стали с высококачественным полимерно-порошковым покрытием) - 4 секции</li> <li>- каркас тройной подвижный (Профильная труба из высокопрочной стали, покрытая ударопрочной эпоксидной эмалью)</li> <li>- изменения угла наклона секции спины (электрич.)</li> <li>- изменения угла наклона секции бедер (электрич.)</li> <li>- изменения угла наклона икроножной секции (шарнирное соединение с секцией бедер). В положении "кардиокресло" - электрический линейный актуатор</li> <li>- изменение высоты ложа (электрич.)</li> <li>- Тренделенбург/Антитренделенбург (электрич.)</li> <li>- Наличие панели управления функциями кровати с внутренней стороны каждого из ножной пары боковых ограждений</li> <li>- Наличие панели управления функциями кровати с внешней стороны каждого из ножной пары боковых ограждений</li> <li>- 4 роликовых бампера (по 1 ролику из ударогазующего немаркого материала на каждом углу рамы кровати)</li> <li>- 4 откидных боковых ограждения с механизмом плавного складывания посредством газовых упоров, с автоматической фиксацией в верхнем положении на защелках</li> <li>- Вспомогательное 5-е колесо (Наличие 2-х качающихся педалей (с каждой стороны колеса) для опускания или поднятия вспомогательного колеса)</li> <li>- крючки для мочеприёмника - 4 шт</li> <li>- стойка инфузионная телескопическая</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- полка для судна или обуви</li> <li>- Аккумулятор резервного электропитания 24В</li> <li>- Удлинение ложемента (электрич.)</li> <li>- CPR/СЛР (и механически и электрически)</li> <li>- кардиокресло (кнопка кресло)</li> <li>- Возврат в положение 0</li> <li>- Авторегрессия</li> <li>- звук сигнализации при покидание пациента кровати</li> <li>- Нагрузка: 250 кг</li> <li>Упаковка: 1 шт.</li> </ul> |    <p style="text-align: center; color: red;"><b>АКЦИЯ "-20%"</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>650000 P</b><br/><b>520 000 P</b></p> |
| <b>КРОВАТЬ ДЛЯ РОДОВСПОМОЖЕНИЯ</b>                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
| 73                                                                                                                                | <p><b><u>Кровать для родовспоможения Med-Mos XHFJ-1</u></b></p> <p>Материал каркаса: высокопрочная сталь<br/> Макс. длинное положение: 227x104,5x(80,5-132) см<br/> Макс. широкое положение: 177x195x(80,5-161) см<br/> Регулировка по высоте ложа: 48-89,5 см<br/> Габаритные размеры ложа: 194x86 см<br/> Спина секция: 0-65°<br/> Тазобедренная секция: 0-15°<br/> Тренделенбург: 0-5°<br/> CPR/СЛР<br/> Аккумулятор (10-11 часов)<br/> Максимальная нагрузка: 180 кг<br/> Вес: 233 кг</p> <p>Комплектация:<br/> стойка инфузионная<br/> опора для роженицы<br/> стойка инфузионная передвижная<br/> пульт дистанционного управления<br/> процедурный столик<br/> экран для анестезии<br/> процедурный стул<br/> передвижной лоток для инструментов<br/> прикроватная тумбочка<br/> матрас с V-образным вырезом</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                         | <p style="text-align: center;"><b>1 190 000 P</b></p>                   |
| <b>КРОВАТИ ДЕТСКИЕ</b><br><b>Цена указана за комплект: кровать+матрас</b><br><b>*Все фотографии несут информативный характер.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
| 74                                                                                                                                | <p><b><u>Кровать неонатальная Med-Mos F-48 MM-2012P-00/01 / MM-5007P-01</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 функция</li> <li>- Нижняя рама X-образная, выполнена из стальной круглой трубы, покрытой ударопрочной эпоксидной эмалью; рама оснащена декоративным пластиковым кожухом</li> <li>- Пластиковый кожух X-образной рамы выполнен из формованного ударопрочного пластика и имеет два отделения для аксессуаров</li> <li>- Регулировка по высоте при помощи газлифта</li> <li>- Тренделенбург/АнтиТренделенбург при помощи газлифта</li> <li>- Ванночка кровати съёмная, выполнена из полупрозрачного прочного пластика, легко поддается обработке и дезинфекции.</li> <li>- Конструкция кровати обеспечивает изменение высоты расположения ванночки и угла её наклона в продольном направлении</li> <li>- Колёса – сдвоенные, самоориентирующиеся, с возможностью поворота на 360°, оснащены подшипниками.</li> <li>- Матрас односекционный, помещён в гигиенический съёмный чехол.</li> <li>- Цвет: зелёный, розовый, голубой</li> <li>- Нагрузка: 50 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                         | <p style="text-align: center;"><b>28 500 P</b></p>                      |








|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 75 | <p><b><u>Кровать механическая детская Med-Mos F-45 mini Тип 1, вариант 1.1 (PM-1004H-00)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Каркас: Профильная труба из высокопрочной стали, покрытая ударопрочной эпоксидной эмалью</li> <li>- секции - 2/1 подвижная</li> <li>- Регулировка спинной секции при помощи винтового механизма</li> <li>- Спинки: Сварная конструкция из профильных труб; спинка и ножки кровати составляют одно целое. Трубы из нержавеющей стали</li> <li>- Карман из стального нержавеющей листа для карточки пациента на ножной спинке</li> <li>- Индивидуальный тормоз на каждое колесо, с одновременной блокировкой поворота</li> <li>- Быстросъемная полка для гигиенического судна или обуви</li> <li>- тазобедренная секция: 71,5x65 см</li> <li>- полка для гигиенического судна/обуви</li> <li>- Регулировка спинной секции по углу наклона при помощи винтового привода</li> <li>- нагрузка 250 кг</li> <li>- <b>матрас в комплекте</b></li> </ul> <p><b>Упаковка: 134,5x68x21 см/33,5 кг</b></p>                                                                                                                   |    | 25 600 P |
| 76 | <p><b><u>Кровать механическая подростковая Med-Mos F-45 max/ Тип 4, вариант 4.1 (PM-2004H-00)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Каркас: Специально спроектированная опорная конструкция, изготовленная из профильных труб различного сечения и длины</li> <li>- Спинки торцевые: Сварная конструкция из профильных труб; спинка и ножки кровати составляют одно целое, из нержавеющей стали</li> <li>- секции - 4/3 подвижных</li> <li>- Регулировка спинной секции по углу наклона при помощи винтового механизма</li> <li>- Регулировка ножной секции по углу наклона при помощи винтового механизма</li> <li>- 2 опускающиеся боковые ограждения, каждое состоит из трубы-основания, вертикальных опорных стоек, поручня и направляющих специальной формы, фиксирующих ограждение в крайних положениях, из нержавеющей стали</li> <li>- Самоориентирующиеся колеса (рояльного типа), с возможностью поворота на 360°, с индивидуальным тормозом</li> <li>- Быстросъемная полка для гигиенического судна или обуви</li> <li>- Нагрузка: 250 кг</li> <li>- <b>матрас в комплекте</b></li> </ul> <p><b>Упаковка: 186,77x47 см/50 кг</b></p> |    | 32 700 P |
| 77 | <p><b><u>Кровать детская механическая Med-Mos Тип 3. Вариант 3.1 DM-0124S-01</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество секций: 1 секция</li> <li>- габаритные размер кровати: 163,4x78,5x106,4 см</li> <li>- размер ложемент: 153x66 см</li> <li>- высота ложа от пола: 50 см</li> <li>- самоориентирующиеся колёса с индивидуальными тормозами</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- вес 49,2 кг</li> <li>- нагрузка 200 кг</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>- белый, розовый</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | 36 000 P |
| 78 | <p><b><u>Кровать подростковая механическая Med-Mos Тип 4. Вариант 4.1 DM-2320S-01 (2 функции)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество секций: 4 шт/ из них 3 подвижных</li> <li>- габаритные размер кровати: 181,7x93x111,8 см</li> <li>- размер ложемент: 168x76 см</li> <li>- высота ложа от пола: 61,5 см</li> <li>- секция спины: 65x68 см/0-75°</li> <li>- секция таза: 20x68 см</li> <li>- секция бёдер: 30x68 см/0 до 40°</li> <li>- икроножная секция: 34x68 см/0 до -17°</li> <li>- ножки с пластиковыми насадками</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- полка для гигиенического судна</li> <li>- вес 73,5 кг</li> <li>- нагрузка 200 кг</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>- белый, розовый</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 38 800 P |
| 79 | <p><b><u>Кровать детская механическая Med-Mos Тип 4. Вариант 4.1 DM-2540S-01</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество секций: 4 шт/ из них 3 подвижных</li> <li>- габаритные размер кровати: 180x78,2x93 см</li> <li>- размер ложемент: 163x65 см</li> <li>- высота ложа от пола: 50 см</li> <li>- секция спины: 68x65 см/0-75°</li> <li>- секция таза: 20x65 см</li> <li>- секция бёдер: 30x65 см/0 до 40°</li> <li>- икроножная секция: 34x65 см/0 до -20°</li> <li>- ножки с пластиковыми насадками</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- полка для гигиенического судна</li> <li>- вес 63 кг</li> <li>- нагрузка 250 кг</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>- белый, розовый</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 44 300 P |











|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 80                                                                                                  | <p><b><u>Кровать подростковая механическая Med-Mos Тип 4. Вариант 4.1 DM-3434S-01 (3 функции)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество секций: 4 шт/ из них 3 подвижных</li> <li>- габаритные размер кровати: 203,5x103,3x(97,5-124,5) см</li> <li>- размер ложементта: 170x90 см</li> <li>- высота ложа от пола: 50-77 см</li> <li>- секция спины: 73x90 см/0-70°</li> <li>- секция таза: 25x90 см</li> <li>- секция бёдер: 25x90 см/0 до 35°</li> <li>- икроножная секция: 37x90 см/0 до -30°</li> <li>- самоориентирующиеся колёса с индивидуальными тормозами</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- вес 104,2 кг</li> <li>- нагрузка 250 кг</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>- голубой, зелёный</li> </ul>                                                                                                                                        |    | 65 500 P  |
| 81                                                                                                  | <p><b><u>Кровать подростковая механическая Med-Mos Тип 4. Вариант 4.1 DM-2218S-01 (2 функции)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество секций: 4 шт/ из них 3 подвижных</li> <li>- габаритные размер кровати: 191,3x93,2x124 см</li> <li>- размер ложементта: 177x71 см</li> <li>- высота ложа от пола: 56,5 см</li> <li>- секция спины: 71x71 см/0-70°</li> <li>- секция таза: 24x71 см</li> <li>- секция бёдер: 24x71 см/0 до 35°</li> <li>- икроножная секция: 47x71 см/0 до -5°</li> <li>- самоориентирующиеся колёса с индивидуальными тормозами</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- полка с рёшетчатым дном: 78x50x21 см</li> <li>- вес 111,4 кг</li> <li>- нагрузка 200 кг</li> <li>- матрас в комплекте</li> <li>- розовый, синий</li> </ul>                                                                                                      |    | 78 500 P  |
| 82                                                                                                  | <p><b><u>Кровать подростковая электрическая Med-Mos DB-9 DE-4548S-01</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество секций: 4 шт/ из них 3 подвижных</li> <li>- габаритные размер кровати: 189,5x79,5x(91,5-121) см</li> <li>- размер ложементта: 163x65 см</li> <li>- высота ложа от пола: 47-76,5 см</li> <li>- секция спины: 68x65 см/0-70°</li> <li>- секция таза: 19x65 см</li> <li>- секция бёдер: 30x65 см/0 до 36°</li> <li>- икроножная секция: 34x65 см/0 до -20°</li> <li>- Тренделенбург/Антитренделенбург: от 0 до 12°/от 0 до 12°</li> <li>- крючки для мочеприёмника: 2 шт</li> <li>- центральный тормоз</li> <li>- дуга для подтягивания</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- функция CPR/СЛР</li> <li>- автоконтур</li> <li>- возврат в положение 0</li> <li>- вес 104,6 кг</li> <li>- нагрузка 250 кг</li> <li>- матрас в комплекте</li> </ul> |   | 118 900 P |
| <p><b>МАТРАСЫ ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КРОВАТЕЙ</b><br/>*Все фотографии несут информативный характер.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |           |
| 83                                                                                                  | <p><b><u>Матрас Med-Mos Артикул№ 1 (для кровати F-48(MM-096))</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- секции - 1</li> <li>- размеры 73,5x40 см</li> <li>- толщина 6см</li> <li>- наполнитель ПВВ</li> <li>- ткань: Оксфорд</li> <li>- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей</li> <li>- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.</li> <li>- плотность ткани не менее 146 г/м2.</li> <li>- Антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни, с антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентами.</li> <li>- гарантия 1 год</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | 1 150 P   |
| 84                                                                                                  | <p><b><u>Матрас Med-Mos Артикул№ 2 (для кровати F-45)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- секции - 1</li> <li>- размеры 176x75 см</li> <li>- толщина 6 см</li> <li>- наполнитель ПВВ</li> <li>- ткань: Оксфорд</li> <li>- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей</li> <li>- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.</li> <li>- плотность ткани не менее 146 г/м2.</li> <li>- Антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни, с антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентами.</li> <li>- гарантия 1 год</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 3 200 P   |
| 85                                                                                                  | <p><b><u>Матрас Med-Mos Артикул№3 (для кровати F-45 mini)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- секции - 1</li> <li>- размер 120x65 см</li> <li>- толщина 6 см</li> <li>- наполнитель ПВВ</li> <li>- ткань: Оксфорд</li> <li>- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей</li> <li>- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.</li> <li>- плотность ткани не менее 146 г/м2.</li> <li>- Антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни, с антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентами.</li> <li>- гарантия 1 год</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 2 250 P   |







|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                      |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 86 | <p><b>Матрас Med-Mos Артикул №4 (для кровати F-8)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- размеры 195x85 см</li> <li>- толщина 6 см</li> <li>-наполнитель ПВВ</li> <li>- ткань: Оксфорд</li> <li>- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей</li> <li>- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.</li> <li>- плотность ткани не менее 146 г/м2.</li> </ul> <p>Антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни, с антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентами.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- гарантия 1 год</li> </ul>                                          |    | 3 900 Р |
| 87 | <p><b>Матрас Med-Mos Артикул №5 (для кровати E-18, E-17B, E-8, DB-7)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- секции - 1</li> <li>- размеры 195x90 см</li> <li>- толщина 6 см</li> <li>-наполнитель ПВВ</li> <li>- ткань: Оксфорд</li> <li>- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей</li> <li>- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.</li> <li>- плотность ткани не менее 146 г/м2.</li> </ul> <p>Антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни, с антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентами.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- гарантия 1 год</li> </ul> |    | 4 200 Р |
| 88 | <p><b>Матрас Med-Mos Артикул №6 (для кровати F-8)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- секции - 1</li> <li>- размеры 195x85 см</li> <li>- толщина 8 см</li> <li>-наполнитель ПВВ</li> <li>- ткань: Оксфорд</li> <li>- плотность не менее 60 кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей</li> <li>- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.</li> <li>- плотность ткани не менее 146 г/м2.</li> </ul> <p>Антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни, с антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентами.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- гарантия 1 год</li> </ul>                   |    | 4 400 Р |
| 89 | <p><b>Матрас Med-Mos Артикул №7 (для кровати E-18, E-17B, E-8, DB-7)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- секции - 1</li> <li>- размеры 195x90 см</li> <li>- толщина 8 см</li> <li>-наполнитель ПВВ</li> <li>- ткань: Оксфорд</li> <li>- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей</li> <li>- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.</li> <li>- плотность ткани не менее 146 г/м2.</li> </ul> <p>Антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни, с антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентами.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- гарантия 1 год</li> </ul> |   | 4 400 Р |
| 90 | <p><b>Матрас Med-Mos Артикул №8 (для кровати DB-3)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- секции - 2</li> <li>- размеры 195x90 + 20x90 см</li> <li>- толщина 8 см</li> <li>- ткань: Оксфорд</li> <li>-наполнитель ПВВ</li> <li>- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей</li> <li>- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.</li> <li>- плотность ткани не менее 146 г/м2.</li> </ul> <p>Антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни, с антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентами.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- гарантия 1 год</li> </ul>           |  | 4 700 Р |
| 91 | <p><b>Матрас Med-Mos Артикул №9 (для кроватей E-31, DB-6)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- секции - 1</li> <li>- размеры 200x90 см</li> <li>- толщина 6 см</li> <li>-наполнитель ПВВ</li> <li>- ткань: Оксфорд</li> <li>- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей</li> <li>- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.</li> <li>- плотность ткани не менее 146 г/м2.</li> </ul> <p>Антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни, с антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентами.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- гарантия 1 год</li> </ul>            |  | 4 100 Р |
| 92 | <p><b>Матрас Med-Mos Артикул №10 (для кровати E-31, DB-6)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- секции - 1</li> <li>- размеры 196x90 + 20x90 см</li> <li>- толщина 6 см</li> <li>-наполнитель ПВВ</li> <li>- ткань: Оксфорд</li> <li>- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей</li> <li>- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.</li> <li>- плотность ткани не менее 146 г/м2.</li> </ul> <p>Антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни, с антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентом.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- гарантия 1 год</li> </ul>     |  | 4 300 Р |
| 93 | <p><b>Матрас Med-Mos Артикул №11 (для кровати E-31, DB-6)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- секции - 1</li> <li>- размеры 200x90 см</li> <li>- толщина 8 см</li> <li>-наполнитель ПВВ</li> <li>- ткань: Оксфорд</li> <li>- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей</li> <li>- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.</li> <li>- плотность ткани не менее 146 г/м2.</li> </ul> <p>Антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни, с антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентами.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- гарантия 1 год</li> </ul>            |  | 4 900 Р |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |         |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 94                                              | <p><b><u>Матрас Med-Mos Артикул №12 (для кровати DB-6, DB-3)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- секции - 1</li> <li>- размеры 196х90 + 200х90 см</li> <li>- толщина 8 см</li> <li>- ткань: Оксфорд</li> <li>-наполнитель ПВВ</li> <li>- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей</li> <li>- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.</li> <li>- плотность ткани не менее 146 г/м2.</li> </ul> <p>Антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни, с антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентами.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- гарантия 1 год</li> </ul>           |    | 5 300 Р |
| 95                                              | <p><b><u>Матрас Med-Mos Артикул №13 (для кровати YG-1)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- секции - 1</li> <li>- размеры 200х100 см</li> <li>- толщина 10 см</li> <li>-наполнитель ПВВ</li> <li>- ткань: Оксфорд</li> <li>- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей</li> <li>- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.</li> <li>- плотность ткани не менее 146 г/м2.</li> </ul> <p>Антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни, с антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентами.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- гарантия 1 год</li> </ul>                        |    | 5 000 Р |
| 96                                              | <p><b><u>Матрас Med-Mos Артикул №13 (для кровати YG-1)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- секции - 4-х секц. штробир.</li> <li>- размеры 200х100 см</li> <li>- толщина 10 см</li> <li>-наполнитель ПВВ</li> <li>- ткань: ПичСкин</li> <li>- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей</li> <li>- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.</li> <li>- плотность ткани не менее 146 г/м2.</li> </ul> <p>Антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни, с антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентами.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- гарантия 1 год</li> </ul>       |    | 5 000 Р |
| 97                                              | <p><b><u>Матрас Med-Mos Артикул №22-1 (для кровати YG-1 120)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- секции - 4-х секц. штробир.</li> <li>- размеры 200х120 см</li> <li>- толщина 10 см</li> <li>-наполнитель ПВВ</li> <li>- ткань: ПичСкин</li> <li>- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей</li> <li>- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.</li> <li>- плотность ткани не менее 146 г/м2.</li> </ul> <p>Антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни, с антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентами.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- гарантия 1 год</li> </ul> |   | 6 200 Р |
| 98                                              | <p><b><u>Матрас Med-Mos Артикул №22-2 (для кровати YG-1 140)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- секции - 4-х секц. штробир.</li> <li>- размеры 200х140 см</li> <li>- толщина 10 см</li> <li>-наполнитель ПВВ</li> <li>- ткань: ПичСкин</li> <li>- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей</li> <li>- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.</li> <li>- плотность ткани не менее 146 г/м2.</li> </ul> <p>Антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни, с антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентами.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- гарантия 1 год</li> </ul> |  | 6 600 Р |
| <b>МАТРАСЫ ДЛЯ КРОВАТЕЙ С ТУАЛЕТНЫМ ВЫРЕЗОМ</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |         |
| 99                                              | <p><b><u>Матрас Med-Mos Артикул №14 (для кроватей E-45, DB-11A (2018))</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наполнитель ПВВ</li> <li>- размеры: 199х90 см</li> <li>- толщина 7 см</li> <li>- ткань: ПичСкин+Оксфорд</li> <li>- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей</li> <li>- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.</li> <li>- плотность ткани не менее 146 г/м2.</li> </ul> <p>Антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни, с антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентами.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- гарантия 1 год</li> </ul>                      |  | 6 700 Р |
| 100                                             | <p><b><u>Матрас Med-Mos Артикул №15 (для кроватей YG-3, YG-5 (2018))</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наполнитель ПВВ</li> <li>- размеры: 199х90 см</li> <li>- толщина 7 см</li> <li>- ткань: ПичСкин+Оксфорд</li> <li>- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей</li> <li>- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.</li> <li>- плотность ткани не менее 146 г/м2.</li> </ul> <p>Антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни, с антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентами.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- гарантия 1 год</li> </ul>                        |  | 6 800 Р |

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 101                                                                                                                                                           | <p><a href="#">Матрас Med-Mos Артикул №16 (для кроватей YG-2, YG-6 (2018))</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наполнитель ПВВ</li> <li>- размеры: 199x90 см</li> <li>- толщина 7 см</li> <li>- ткань: ПичСкин+Оксфорд</li> <li>- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей</li> <li>- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.</li> <li>- плотность ткани не менее 146 г/м2.</li> </ul> <p>Антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни, с антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентами.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- гарантия 1 год</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 6 600 Р                                       |
| 102                                                                                                                                                           | <p><a href="#">Матрас Med-Mos Артикул №16-1 (для кроватей YG-3, YG-5 (2018) без туалета)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-наполнитель ПВВ</li> <li>- размеры: 199x90 см</li> <li>- толщина 7 см</li> <li>- ткань: ПичСкин+Оксфорд</li> <li>- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей</li> <li>- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.</li> <li>- плотность ткани не менее 146 г/м2.</li> </ul> <p>Антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни, с антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентами.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- гарантия 1 год</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 6 400 Р                                       |
| 103                                                                                                                                                           | <p><a href="#">Матрас Med-Mos Артикул №15 (для кроватей E-49 (2018))</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-наполнитель ПВВ</li> <li>- размеры: 199x90 см</li> <li>- толщина 7 см</li> <li>- ткань: ПичСкин+Оксфорд</li> <li>- плотность не менее 60кг/м3 на каждую из горизонтальных плоскостей</li> <li>- S-WR - усиленная водоотталкивающая обработка.</li> <li>- плотность ткани не менее 146 г/м2.</li> </ul> <p>Антискользящее покрытие, препятствующее скатыванию простыни, с антигрибковым, антибактериальным, противопожарным компонентами.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- гарантия 1 год</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 6 800 Р                                       |
| 104                                                                                                                                                           | <p><a href="#">Комплект Med-Mos из двух простыней для кровати E-45(ММ-45Л)/DB-11А (ММ54Л)</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 3 300 Р                                       |
| 105                                                                                                                                                           | <p><a href="#">Комплект Med-Mos из двух простыней для кровати YG-6, YG-5, YG-3</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 3 300 Р                                       |
| <p><b>ПРОТИВОПРОЛЕЖНЫЕ МАТРАСЫ</b><br/> <b>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ</b><br/> <b>*Все фотографии несут информативный характер.</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                               |
| 106                                                                                                                                                           | <p><a href="#">Противопрлежневый матрас Med-Mos C01-I</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Тип матраса: ячеистый</li> <li>- 2 независимых контура (четные и нечетные элементы), соединенные отдельными трубками-воздуховодами с компрессом</li> <li>- Наличие функции обдува: осуществляется посредством сделанных лазером микроскопических отверстий (микропористая стенка) размером 0,21 мм, через которые происходит постоянный выход воздуха, что обеспечивает постоянную вентиляцию мягких тканей тела и улучшает микроклимат кожи пациента</li> <li>- Отсутствие функции статика</li> <li>- Единая секция - 130 ячеек: 15x10x5,5 см</li> <li>- Габаритные размеры: 180x86x5,5 см (накачан) 226x97 см (сдут)</li> <li>- Компрессор: 3 сменяющихся режима работы</li> <li>- Источник питания: сеть переменного тока 220В, 50 Гц</li> <li>- Тип предохранителя: F0.5AL250В, 5ммx20 мм</li> <li>- Размер компрессора: 255x127x100 мм</li> <li>- Масса матраса в комплекте: 1,9 кг</li> <li>- Максимально допустимый вес пациента: 135 кг</li> </ul> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- надувной матрас</li> <li>- воздушный компрессор - 1 шт.</li> </ul> |  | <p><del>2 600 Р</del><br/> <b>2 400 Р</b></p> |






|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <p>107</p> | <p><b><u>Противопролежневый матрас Med-Mos DL02-I (СЧПК) с крючками</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- состоит из трубчатых надувных элементов из ПВХ, закрепленных на ПВХ-основе. Крепление трубчатых элементов быстросъемное (кнопки-застежки и ПВХ-хомут), что позволяет легко заменить при необходимости поврежденный трубчатый элемент матраса.</li> <li>- 2 независимых контура (четные и нечетные элементы), соединенные отдельными трубками-воздуховодами с компрессором</li> <li>- <b>Наличие функции обдува:</b> осуществляется посредством сделанных лазером микроскопических отверстий (микропористая стенка) размером 0,21 мм, через которые происходит постоянный выход воздуха, что обеспечивает постоянную вентиляцию мягких тканей тела и улучшает микроклимат кожи пациента</li> <li>- чехол (непромокаемый наматрасник) из ПВХ</li> <li>- Компрессор с регулятором давления и входным фильтром; 3 последовательно сменяющихся режима работы: подача воздуха только во 1-й контур, только во 2-й контур, в оба контура.</li> <li>- Габаритные размеры: 183,5x81*8,7 см (накачан)<br/>193x90*1 см (сдут)</li> <li>- Источник питания: сеть переменного тока 220В, 50 Гц</li> <li>- Масса матраса в комплекте: 3,1 кг</li> <li>- <b>Максимальная распределённая нагрузка: 250 кг</b></li> </ul> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- надувной матрас</li> <li>- наматрасник (опция)</li> <li>- воздушный компрессор - 1 шт.</li> </ul>                                                                                                                     |    | <p><b>5 800 Р</b><br/><b>5 300 Р</b></p> |
| <p>108</p> | <p><b><u>Противопролежневый матрас Med-Mos DL02-I коричневый</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Тип матраса: трубчатый</li> <li>- 2 независимых контура (четные и нечетные элементы), соединенные отдельными трубками-воздуховодами с компрессором</li> <li>- Наличие функции обдува: осуществляется посредством сделанных лазером микроскопических отверстий (микропористая стенка) размером 0,21 мм, через которые происходит постоянный выход воздуха, что обеспечивает постоянную вентиляцию мягких тканей тела и улучшает микроклимат кожи пациента</li> <li>- Единая секция - 20 элементов: Ø86 мм, длина 81 см</li> <li>- Габаритные размеры: 183,5x81 см (накачан)<br/>195x90 см (сдут)</li> <li>- Компрессор: 3 сменяющихся режима работы</li> <li>- Источник питания: сеть переменного тока 220В, 50Гц</li> <li>- Тип предохранителя: F0.5AL250B, 5мм*20мм</li> <li>- Размер компрессора: 255x127x95 мм</li> <li>- Масса матраса в комплекте: 2,9 кг</li> <li>- Максимальная распределённая нагрузка: 250 кг</li> </ul> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- надувной матрас</li> <li>- наматрасник (опция)</li> <li>- воздушный компрессор - 1 шт.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | <p><b>6 600 Р</b><br/><b>6 000 Р</b></p> |
| <p>109</p> | <p><b><u>Противопролежневый матрас Med-Mos DL06-I для YG-6/E-49/YG-2</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Тип матраса: трубчатый</li> <li>- 2 независимых контура (четные и нечетные элементы), соединенные отдельными трубками-воздуховодами с компрессором</li> <li>- Наличие функции обдува: осуществляется посредством сделанных лазером микроскопических отверстий (микропористая стенка) размером 0,21 мм, через которые происходит постоянный выход воздуха, что обеспечивает постоянную вентиляцию мягких тканей тела и улучшает микроклимат кожи пациента</li> <li>- Разбивка по секциям (7 секций):<br/>секция спины - 9 элементов Ø75 мм, длина 81 см/ 1 секция<br/>секция таза - 5 элементов Ø75 мм, длина 26 см/ 2 секции<br/>секция ножная центральная - 8 элементов Ø75 мм, длина 41 см/1с<br/>секция ножная боковая - 2 элемента Ø75 мм, длина 71 см/2 секции<br/>туалетная секция - 5 элементов Ø75 мм, длина 26 см/ 1 секция</li> <li>- Габаритные размеры: 185x81 см (накачан)<br/>190x87 см (сдут)</li> <li>- Размеры туалетного отверстия: 38x25 см</li> <li>- Компрессор: 3 сменяющихся режима работы</li> <li>- Источник питания: сеть переменного тока 220В, 50 Гц</li> <li>- Тип предохранителя: F0.5AL250B, 5мм*20 мм</li> <li>- Размер компрессора: 255x127x95 мм</li> <li>- Масса матраса в комплекте: 3,4 кг</li> <li>- Максимальная распределённая нагрузка: 250 кг</li> </ul> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- надувной матрас</li> <li>- наматрасник (опция)</li> <li>- воздушный компрессор - 1 шт.</li> </ul>                          |  | <p><b>9 100 Р</b><br/><b>8 200 Р</b></p> |
| <p>110</p> | <p><b><u>Противопролежневый матрас Med-Mos DL06-I для YG-3/YG-5</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Тип матраса: трубчатый</li> <li>- 2 независимых контура (четные и нечетные элементы), соединенные отдельными трубками-воздуховодами с компрессором</li> <li>- Наличие функции обдува: осуществляется посредством сделанных лазером микроскопических отверстий (микропористая стенка) размером 0,21 мм, через которые происходит постоянный выход воздуха, что обеспечивает постоянную вентиляцию мягких тканей тела и улучшает микроклимат кожи пациента</li> <li>- Разбивка по секциям (8 секций):<br/>*секция спины - 10 элементов Ø75 мм, длина 39 см/ 2 секции<br/>*секция таза - 4 элемента Ø75 мм, длина 26 см и 1 элемент Ø75 мм, длина 39 см/ 2 секции<br/>*секция ножная центральная - 7 элементов Ø75 мм, длина 41 см/1<br/>*секция ножная боковая - 2 элемента Ø75 мм, длина 63 см/ 2с<br/>туалетная секция - 4 элемента Ø75 мм, длина 25 см/ 1 секция</li> <li>- Габаритные размеры: 183,5x78 см (накачан)<br/>190x86 см (сдут)</li> <li>- Размеры туалетного отверстия: 31x25 см</li> <li>- Компрессор: 3 сменяющихся режима работы</li> <li>- Источник питания: сеть переменного тока 220В, 50 Гц</li> <li>- Тип предохранителя: F0.5AL250B, 5мм*20мм</li> <li>- Размер компрессора: 255x127x95 мм</li> <li>- Масса матраса в комплекте: 3,4 кг</li> <li>- Максимальная распределённая нагрузка: 250 кг</li> </ul> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- надувной матрас</li> <li>- наматрасник (опция)</li> <li>- воздушный компрессор - 1 шт.</li> </ul> |  | <p><b>9 100 Р</b><br/><b>8 200 Р</b></p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 111 | <p><b><u>Противопролежневый матрас Med-Mos DL06-I тип СЧК для YG-3/YG-5 коричневый с крючками</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 8-ми секционный, каждая секция состоит из трубчатых надувных элементов из ПВХ, закрепленных на ПВХ-основе. Крепление трубчатых элементов быстросъемное (кнопки-застежки и ПВХ-хомут), что позволяет легко заменить при необходимости поврежденный трубчатый элемент матраса.</li> <li>- чехол (непромокаемый наматрасник) из ПВХ</li> <li>- компрессор с регулятором давления и входным фильтром; 3 последовательно сменяющихся режима работы: подача воздуха только в 1-й контур, только во 2-й контур, в оба контура.</li> <li>- Все трубчатые элементы объединены в 2 независимых контура (четные и нечетные элементы), соединенные отдельными трубками-воздуховодами с компрессором</li> <li>- Габаритные размеры: 183,5x78*7,6 см (накачан)<br/>195*90*1 см (сдут)</li> <li>- Размеры туалетного отверстия: 31x21,5 см</li> <li>- Источник питания: сеть переменного тока 220В, 50 Гц</li> <li>- Масса матраса в комплекте: 3,5 кг</li> <li>- Максимальная распределённая нагрузка: 250 кг</li> </ul> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- надувной матрас</li> <li>- наматрасник (опция)</li> <li>- воздушный компрессор - 1 шт.</li> </ul>                                                                                                                                                                                |    | <p><b>10-100-Р</b><br/><b>9 100 Р</b></p> |
| 112 | <p><b><u>Противопролежневый матрас Med-Mos DL06-I (YG-6/E-49)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 7-ми секционный, каждая секция состоит из трубчатых надувных элементов из ПВХ, закрепленных на ПВХ-основе. Крепление трубчатых элементов быстросъемное (кнопки-застежки и ПВХ-хомут), что позволяет легко заменить при необходимости поврежденный трубчатый элемент матраса.</li> <li>- 2 независимых контура (четные и нечетные элементы), соединенные отдельными трубками-воздуховодами с компрессором</li> <li>- чехол (непромокаемый наматрасник) из ПВХ</li> <li>- компрессор с регулятором давления и входным фильтром; 3 последовательно сменяющихся режима работы: подача воздуха только в 1-й контур, только во 2-й контур, в оба контура.</li> <li>- Габаритные размеры: 185x81x7,6 см (накачан)<br/>200x90x1 см (сдут)</li> <li>- Размеры туалетного отверстия: 38x21,5 см</li> <li>- Источник питания: сеть переменного тока 220В, 50Гц</li> <li>- Тип предохранителя: F0.5AL250В, 5мм*20мм</li> <li>- Крючки на компрессоре для его использования в подвешенном положении</li> <li>- Масса матраса в комплекте: 3,6 кг</li> <li>- Максимальная распределённая нагрузка: 250 кг</li> </ul> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- надувной матрас</li> <li>- наматрасник (опция)</li> <li>- воздушный компрессор - 1 шт.</li> </ul>                                                                                                                    |    | <p><b>10-100-Р</b><br/><b>9 100 Р</b></p> |
| 113 | <p><b><u>Противопролежневый матрас Med-Mos DL07-IIIB (DB-11A/E-45A)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Тип матраса: трубчатый</li> <li>- 2 независимых контура (четные и нечетные элементы), соединенные отдельными трубками-воздуховодами с компрессором</li> <li>- Наличие функции обдува: осуществляется посредством сделанных лазером микроскопических отверстий (микропористая стенка) размером 0,21 мм, через которые происходит постоянный выход воздуха, что обеспечивает постоянную вентиляцию мягких тканей тела и улучшает микроклимат кожи пациента</li> <li>- Разбивка по секциям (6 секций):<br/>секция спины - 9 элементов Ø75 мм, длина 39 см/2 секции<br/>секция таза - 5 элементов Ø75 мм, длина 25 см плюс 1 элемент Ø75 мм, длина 39 см/ 2 секции<br/>секция ножная - 7 элементов Ø75 мм, длина 81 см/ 1 секция<br/>туалетная секция - 5 элементов Ø75 мм, длина 26 см/ 1 секция</li> <li>- Габаритные размеры: 182x81 см (накачан)<br/>195x90 см (сдут)</li> <li>- Размеры туалетного отверстия: 38x25 см</li> <li>- Компрессор: 3 сменяющихся режима работы</li> <li>- Источник питания: сеть переменного тока 220В, 50Гц</li> <li>- Тип предохранителя: F0.5AL250В, 5 мм*20 мм</li> <li>- Размер компрессора: 255x127x95 мм</li> <li>- Масса матраса в комплекте: 3,3 кг</li> <li>- Максимальная распределённая нагрузка: 250 кг</li> </ul> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- надувной матрас</li> <li>- наматрасник (опция)</li> </ul> |  | <p><b>9-100-Р</b><br/><b>8 200 Р</b></p>  |
| 114 | <p><b><u>Противопролежневый матрас Med-Mos DL07-IIIB (E-45ADB-11A) тип СЧК</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 6-ти секционный, каждая секция состоит из трубчатых надувных элементов из ПВХ, закрепленных на ПВХ-основе. Крепление трубчатых элементов быстросъемное (кнопки-застежки и ПВХ-хомут), что позволяет легко заменить при необходимости поврежденный трубчатый элемент матраса.</li> <li>- 2 независимых контура (четные и нечетные элементы), соединенные отдельными трубками-воздуховодами с компрессором</li> <li>- чехол (непромокаемый наматрасник) из ПВХ</li> <li>- компрессор с регулятором давления и входным фильтром; 3 последовательно сменяющихся режима работы: подача воздуха только в 1-й контур, только во 2-й контур, в оба контура.</li> <li>- Габаритные размеры: 182x81x7,6 см (накачан)<br/>197x90x1 см (сдут)</li> <li>- Размеры туалетного отверстия: 39x22 см</li> <li>- Источник питания: сеть переменного тока 220В, 50 Гц</li> <li>- Тип предохранителя: F0.5AL250В, 5 мм*20 мм</li> <li>- Крючки на компрессоре для его использования в подвешенном положении</li> <li>- Масса матраса в комплекте: 3,3 кг</li> <li>- Максимальная распределённая нагрузка: 250 кг</li> </ul> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- надувной матрас</li> <li>- наматрасник (опция)</li> <li>- воздушный компрессор - 1 шт.</li> </ul>                                                                                                      |  | <p><b>10-100-Р</b><br/><b>9 100 Р</b></p> |

| <b>ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ КРОВАТЕЙ</b><br><b>АКЦИЯ СКИДКА ДО 20%</b><br>*Все фотографии несут информативный характер. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 115                                                                                                               | <u><a href="#">Дуга для подтягивания Med-Mos</a></u><br>- общая высота - 166 см<br>- расстояние от ложемента до рукоятки минимальное 65 см<br>- расстояние от ложемента до рукоятки максимальное 100 см<br>- рукоятка выполнена из пластика<br>- ширина рукоятки 18 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                  | 1 050 Р            |
| 116                                                                                                               | <u><a href="#">Дуга для подтягивания Med-Mos РП-01</a></u><br>- устанавливается без изменения конструкции кроватей, на любую длину и ширину<br>- макс габаритные размеры в сборе: 232x116x159 см<br>- диапазон регулировки по длине рамы: 206-224 см<br>- диапазон регулировки по ширине рамы: 72-112 см<br>- максимально допустимая толщина ABS или ЛДСП спинки: 60 мм<br>- наличие в комплекте поставки универсальных подвесов: 2 шт.<br>- допустимая распределенная нагрузка на раму - 100 кг<br>- вес 13,5 кг<br>Упаковка:<br>Размер: 102x62x8 см<br>Вес: 17 кг                                                                                                                            |                                                                                  | 5 550 Р            |
| 117                                                                                                               | <u><a href="#">Дуга для подтягивания Med-Mos (ММ-555Н)</a></u><br>- общая высота - 178 см<br>- общая ширина - 71 см<br>- общая длина - 94,5 см<br>- сечение профильной трубы - 4x4 см<br>- длина несущей стрелы - 60,5 см<br>- нагрузка - 50 кг<br>- вес 9 кг<br>- рукоятка выполнена из пластика<br>- ширина рукоятки 18 см<br>Упаковка:<br>97x78x13 см<br>количество 2 шт.<br>вес 20 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">АКЦИЯ "СКИДКА"</p> | 4 150 Р            |
| 118                                                                                                               | <u><a href="#">Тумбочка прикроватная из пластика Med-Mos BLZ-016 ПТ-003Д</a></u><br>- тумбочка состоит из сборного каркаса, столешницы, верхней выдвигной полки, верхнего выдвигного ящика, нижнего отделения с дверцей и переставной полкой, откидных функциональных держателей и крючков, съемных опорных роликов<br>- все элементы тумбочки (за исключением колес, держателей и крючков) изготовлены из высокопрочного формованного ABS пластика с ребрами жесткости специального профиля<br>- опорные ролики двойные, закрытые, съемные, для твердых напольных покрытий<br>- цвет: белый, сине-кремовый<br>- вес 11,9 кг<br>Упаковка (2 тумбочки): 85x48x51 см/ 24,6 кг                    |                                                                                 | 7 300 Р            |
| 119                                                                                                               | Тумба прикроватная Med-Mos с поворотной столешницей из HPL пластика ПТ-001 (BLZ030 ПТ-004Н)<br>- глубина 46 см<br>- ширина (64-138) см<br>- высота (86-125) см<br>- столешница оснащена бортиками-вставками<br>- диапазон вращения поворотной столешницы - 360°<br>- диапазон наклона столешницы - 90°<br>- столешница столика - HPL пластика<br>- вес 23,7 кг<br>- материал каркаса - сталь                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                | 29 500 Р           |
| 120                                                                                                               | <u><a href="#">Столик прикроватный Med-Mos из HPL пластика ПС-003Н/002</a></u><br>- Сборный каркас состоит из 1 продольной и 2-х поперечных стальных профильных труб, покрытых молотковой эмалью, соединенных между собой винтами с шестигранной головкой<br>- глубина столика: 40 см<br>- ширина (82,5-106,5) см<br>- высота (69,5-129) см<br>- размер большой столешницы: 59x39,8 см<br>- размер малой столешницы: 19,6x39,8 см<br>- столешница оснащена бортиками-вставками<br>- диапазон наклона большой столешницы - 360°<br>- диапазон наклона малой столешницы - 100°/-70°<br>- столешница столика - HPL пластика<br>- вес 8,5 кг<br>Упаковка:<br>Вес: 9,9 кг<br>Размер: 76x71,5x8,5 см |                                                                                | 4 700 Р<br>4 200 Р |
| <b>ТРАКЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ</b><br><b>НОВИНКИ 2023 ГОДА</b><br>*Все фотографии несут информативный характер.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                    |                    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p><b>121</b></p> <p><b><u>Тракторная система RXPC-400A</u></b><br/> монитор: LCD/цифровой<br/> размеры монитора: 122x92 мм<br/> контроль: микрокомпьютер<br/> кол-во режимов: 8<br/> запоминание терапевтических программ: 20<br/> методы управления: 1<br/> тракторная система: автомат. компенсационная функция<br/> контроль заданного значения и фактического значения: синхронный<br/> макс. тяговое усиление (поясница): 999н (регулируется)<br/> дистанционный пульт управления: +<br/> кнопка быстрого вызова врача: +<br/> подогрев: поясничная секция 37-60 ос (регулируется, опция)<br/> макс. непрерывное время работы: 60 мин. (регулируется)<br/> макс. время процедуры (натяжение): 9 мин. (регулируется)<br/> макс. время паузы: 5 мин. (регулируется)<br/> этапное время: 5 сек.<br/> источник питания: 220v/50HZ<br/> мощность: 150w<br/> скорость растяжки: 6-12 мм/сек.<br/> размеры: 250x60x70 см<br/> вес: 118 кг</p>                                                                                                                                                  |    | <p>210 000 Р</p> |
| <p><b>122</b></p> <p><b><u>Тракторная система RXPC-400D</u></b><br/> монитор: LCD/цифровой<br/> размеры монитора: 122x92 мм<br/> контроль: микрокомпьютер<br/> кол-во режимов: 8<br/> запоминание терапевтических программ: 20<br/> методы управления: 1<br/> тракторная система: автомат. компенсационная функция<br/> контроль заданного значения и фактического значения: синхронный<br/> макс. тяговое усиление (поясница): 999н (регулируется)<br/> макс. тяговое усиление (шея): 200н<br/> дистанционный пульт управления: +<br/> кнопка быстрого вызова врача: +<br/> подогрев: поясничная секция 37-60 ос (регулируется, опция)<br/> макс. непрерывное время работы: 60 мин. (регулируется)<br/> макс. время процедуры (натяжение): 9 мин. (регулируется)<br/> макс. время паузы: 5 мин. (регулируется)<br/> этапное время: 5 сек.<br/> источник питания: 220v/50HZ<br/> мощность: 150w<br/> скорость растяжки: 6-12 мм/сек.<br/> размеры: 250x60x70 см<br/> вес: 118 кг</p>                                                                                                          |    | <p>259 000 Р</p> |
| <p><b>123</b></p> <p><b><u>Тракторная система RXPC-500A</u></b><br/> монитор: LCD/цифровой<br/> размеры монитора: 122x92 мм<br/> контроль: микрокомпьютер<br/> кол-во режимов: 8<br/> запоминание терапевтических программ: 20<br/> методы управления: 1<br/> тракторная система: автомат. компенсационная функция<br/> контроль заданного значения и фактического значения: синхронный<br/> макс. тяговое усиление (поясница): 999н (регулируется)<br/> дистанционный пульт управления: +<br/> кнопка быстрого вызова врача: +<br/> подогрев: поясничная секция 37-60 ос (регулируется, опция)<br/> макс. непрерывное время работы: 60 мин. (регулируется)<br/> макс. время процедуры (натяжение): 9 мин. (регулируется)<br/> макс. время паузы: 5 мин. (регулируется)<br/> регулировка положения по высоте ≤250с (регулируется)<br/> регулировка положения наклона (-25о) до 25о регулируется<br/> источник питания: 220v/50HZ<br/> мощность: 250w<br/> скорость растяжки: 6-12 мм/сек.<br/> размеры: 259x60x70 см<br/> вес: 128 кг</p>                                                     |  | <p>280 000 Р</p> |
| <p><b>124</b></p> <p><b><u>Тракторная система RXPC-500D</u></b><br/> монитор: LCD/цифровой<br/> размеры монитора: 122x92 мм<br/> контроль: микрокомпьютер<br/> кол-во режимов: 8<br/> запоминание терапевтических программ: 20<br/> методы управления: 1<br/> тракторная система: автоматическая компенсационная функция<br/> контроль заданного значения и фактического значения: синхронный<br/> макс. тяговое усиление (поясница): 999н (регулируется)<br/> макс. тяговое усиление (шея): 200н<br/> дистанционный пульт управления: +<br/> кнопка быстрого вызова врача: +<br/> подогрев: поясничная секция 37-60 ос (регулируется, опционально)<br/> макс. непрерывное время работы: 60 мин. (регулируется)<br/> макс. время процедуры (натяжение): 9 мин. (регулируется)<br/> макс. время паузы: 5 мин. (регулируется)<br/> регулировка положения по высоте ≤250с (регулируется)<br/> регулировка положения наклона (-25о) до 25о регулируется<br/> источник питания: 220v/50HZ<br/> мощность: 250w<br/> скорость растяжки: 6-12 мм/сек.<br/> размеры: 259x60x70 см<br/> вес: 128 кг</p> |  | <p>370 000 Р</p> |

|                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 125                                                                                                                                                      | <p><b><u>Тракторная система RXPC-600A</u></b><br/> монитор: LCD<br/> контроль: микрокомпьютер<br/> кол-во режимов: 8<br/> запоминание терапевтических программ: 20<br/> методы управления: 2 (компьютер и сенсорный экран)<br/> тракторная система: автоматическая компенсационная функция<br/> контроль заданного значения и фактического значения: синхронный<br/> макс. тяговое усиление (поясница): 999н (регулируется)<br/> макс. тяговое усиление (шея): 200н<br/> дистанционный пульт управления:+<br/> кнопка быстрого вызова врача:+<br/> подогрев: поясничная секция 37-60 ос (регулируется, опционально)<br/> макс. непрерывное время работы: 60 мин. (регулируется)<br/> макс. время процедуры (натяжение): 9 мин. (регулируется)<br/> макс. время паузы: 5 мин. (регулируется)<br/> регулировка положения по высоте ≤25ос (регулируется)<br/> регулировка положения наклона (-25о) до 25о регулируется<br/> этапное время 5 сек.<br/> источник питания: 220v/50HZ<br/> мощность: ≤1000 w<br/> скорость растяжки: 6-12 мм/сек.<br/> размеры: 220x50x73 см - кровать; 56x105x110 см - компьютер<br/> вес: 100 кг</p> |    | 490 000 P |
| 126                                                                                                                                                      | <p><b><u>Тракторная система RXPC-600D</u></b><br/> монитор: LCD<br/> контроль: микрокомпьютер<br/> кол-во режимов: 8<br/> запоминание терапевтических программ: 20<br/> методы управления: 2 (компьютер и сенсорный экран)<br/> тракторная система: автоматическая компенсационная функция<br/> контроль заданного значения и фактического значения: синхронный<br/> макс. тяговое усиление (поясница): 999н (регулируется)<br/> дистанционный пульт управления:+<br/> кнопка быстрого вызова врача:+<br/> подогрев: поясничная секция 37-60 ос (регулируется, опционально)<br/> макс. непрерывное время работы: 60 мин. (регулируется)<br/> макс. время процедуры (натяжение): 9 мин. (регулируется)<br/> макс. время паузы: 6 мин. (регулируется)<br/> регулировка положения по высоте: ≤25ос (регулируется)<br/> регулировка положения наклона: (-25о) до 25о регулируется<br/> этапное время: 5 сек.<br/> источник питания: 220v/50HZ<br/> мощность: ≤1000 w<br/> скорость растяжки: 6-12 мм/сек.<br/> размеры: 220x50x73 см - кровать; 56x105x110 см - компьютер<br/> вес: 100 кг</p>                                      |    | 545 000 P |
| 127                                                                                                                                                      | <p><b><u>Тракторная система RXPC-200D</u></b><br/> контроль: электромотор<br/> макс. тяговое усиление (поясница): 999н (регулируется)<br/> источник питания: 220v/50HZ<br/> мощность: 100w<br/> размеры: 210x60x62 см<br/> вес: 40 кг</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 122 000 P |
| <p><b>ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ</b><br/> <b>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ</b><br/> <b>*Все фотографии несут информативный характер.</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |           |
| 128                                                                                                                                                      | <p><b><u>Тележка медицинская Med-Mos AT003 TM-011AH-00</u></b><br/> - материал основания: стальной лист, покрытый ударопрочной эпоксидной эмалью<br/> - габаритные размеры: 110x50,7x150,5 см<br/> - размер основания: 92,5x44,6x3,3 см<br/> - выдвижные ящики: 8 шт<br/> - ящик 1: 50x34x6 см (с замком)<br/> - ящик 2: 50x34x7 см<br/> - ящик 3: 21x34x6 см<br/> - ящик 4: 21x34x6 см<br/> - ящик 5: 21x34x7 см<br/> - ящик 6: 21x34x7 см<br/> - ящик 7: 50x34x7 см<br/> - ящик 8: 50x34x19 см<br/> - высота столешницы: 93 см<br/> - размеры столешницы: 92,5x44,6x3,6 см<br/> - вес: 65,2 кг<br/> - анестезиологическая стойка: 61,5x14,3x36,2 см<br/> - откидные контейнеры из пластика: 10 штук<br/> - самоориентирующиеся колеса<br/> - съёмные и навесные ёмкости - 3 шт. (пластик): ведро навесное без крышки - 2 шт., лоток навесной - 1 шт.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | 106 000 P |
| 129                                                                                                                                                      | <p><b><u>Тележка медицинская Med-Mos ET006 TM-010AH-00</u></b><br/> - материал основания: стальной лист, покрытый ударопрочной эпоксидной эмалью<br/> - габаритные размеры: 86,5x51x95 см<br/> - выдвижные ящики: 5 шт.<br/> - ящик 1: 52x36,5x7,5 см (с замком)<br/> - ящик 2: 52x36,5x7,5 см<br/> - ящик 3: 52x36,5x7,5 см<br/> - ящик 4: 52x36,5x7,5 см<br/> - ящик 5: 52x36,5x17,5 см<br/> - размеры столешницы: 63x44,3x3,5 см<br/> - высота от пола до столешницы: 88,5 см<br/> - вес: 44,9 кг<br/> - инфузионная стойка: 120-180 см<br/> - самоориентирующиеся колеса<br/> - съёмные и навесные ёмкости (пластик): ведро навесное без крышки - 2 шт.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 64 000 P  |




|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 130 | <p><b><u>Тележка медицинская Med-Mos CT05 TM-019AH-00</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал основания: стальной лист, покрытый ударопрочной эпоксидной эмалью</li> <li>- габаритные размеры: 95x54x95 см</li> <li>- ярус (полка) между основанием и столешницей- 1 шт</li> <li>- размер полки: 47x46x3 см</li> <li>- ящик выдвижной: 29,5x34x7 см</li> <li>- размеры столешницы: 47,3x46,5x3 см</li> <li>- мешок: ткань ПВХ, синий. 120 литров.</li> <li>- высота от пола до столешницы: 79 см</li> <li>- вес: 24,8 кг</li> <li>- самоориентирующиеся колеса</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 48 500 P  |
| 131 | <p><b><u>Тележка медицинская Med-Mos PET02 TM-006AH-00</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал основания: пластик серый + гнутый стальной профиль</li> <li>- габаритные размеры: 79x63x124 см</li> <li>- выдвижные ящики: 5 шт.</li> <li>- ящик 1: 37,5x35x6,5 см</li> <li>- ящик 2: 37,5x35x6,5 см</li> <li>- ящик 3: 37,5x35x13 см</li> <li>- ящик 4: 37,5x35x13 см</li> <li>- ящик 5: 37,5x35x18 см</li> <li>- размеры столешницы (пластик): 60,5x56x30-56 см</li> <li>- высота от пола до столешницы: 100,5 см</li> <li>- поворотный стоик: 36,8x28,7x4 см</li> <li>- выдвижной столик: 27,8x31x3,4 см</li> <li>- доска для сердечно-легочной реанимации: 61,7x40x0,8 см</li> <li>- розетка с кабелем</li> <li>- держатель баллона с 2-мя ремнями</li> <li>- поворотный столик: 36x27,9x1,5см</li> <li>- диапазон поворота: 360°</li> <li>- вес: 66,1 кг</li> <li>- инфузионная стойка: 120-190 см</li> <li>- самоориентирующиеся колеса</li> <li>- съёмные и навесные ёмкости 8 шт:</li> <li>*ведро с крышкой оранжев. - 2 шт.</li> <li>*банка с крышкой желт. - 2 шт.</li> <li>*откидной контейнер прозрачный - 3 шт.</li> <li>*лоток навесной оранжев - 1 шт.</li> </ul> |    | 103 950 P |
| 132 | <p><b><u>Тележка медицинская Med-Mos CT001 TM-014AH-00</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал основания: гнутый стальной лист</li> <li>- материал стоек: алюминиевый профиль</li> <li>- габаритные размеры: 100x64x105,5 см</li> <li>- размеры столешницы: 42x43,5x41x8 см</li> <li>- несъёмный лоток на основании: 50x48x7,5-10 см</li> <li>- ящик выдвижной: 49,8x32,2x13,2 см</li> <li>- размеры столешницы: 42x43,5x41x8 см</li> <li>- съёмные и навесные ёмкости 6 шт:</li> <li>*ведро с крышкой голубой - 2 шт.</li> <li>*банка с крышкой желт - 2 шт.</li> <li>*лоток навесной голубой - 2 шт.</li> <li>- высота от пола до столешницы: 98,4 см</li> <li>- вес: 30,7 кг</li> <li>- самоориентирующиеся колеса</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   | 66 600 P  |
| 133 | <p><b><u>Тележка медицинская Med-Mos CT008 TM-012AH-00</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал стойки: гнутая труба из нержавеющей стали</li> <li>- материал основания: гнутый стальной лист, покрытый ударопрочной эпоксидной эмалью</li> <li>- размеры основания: 69x45x3,6 см</li> <li>- габаритные размеры: 72x48x99 см</li> <li>- выдвижные ящики: 2 шт</li> <li>- ящик 1: 21x34x9 см</li> <li>- ящик 2: 21x34x9 см</li> <li>- высота столешницы: 83,5 см</li> <li>- размеры столешницы: 69x45x3,6 см</li> <li>- высота от ниши до пола: 17 см</li> <li>- вес: 23,8 кг</li> <li>- съёмные и навесные ёмкости (пластик): ведро с крышкой голубой - 2 шт</li> <li>- самоориентирующиеся колеса</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 55 800 P  |
| 134 | <p><b><u>Тележка медицинская Med-Mos CT005 TM-005AH-00</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал стойки (4 шт): пластиковый профиль</li> <li>- материал основания: пластик (светло-фиолетовый)</li> <li>- размеры ниши-углубления: 44x43x1,3 см</li> <li>- габаритные размеры: 62,5x47,5x98 см</li> <li>- выдвижные ящики: 1 шт (42,5x33x10,5 см)</li> <li>- перегородки в ящике: 6 шт.</li> <li>- высота столешницы: 90 см</li> <li>- размеры столешницы: 62,7x47,5x1,3 см</li> <li>- высота от ниши до пола: 16 см</li> <li>- вес: 17,7 кг</li> <li>- съёмные и навесные ёмкости (пластик): ведро с крышкой голубой - 2 шт.</li> <li>- самоориентирующиеся колеса</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | 50 300 P  |




|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 135 | <p><b><u>Тележка медицинская Med-Mos CT108 TM-016AH-00</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал стойки (2 шт.): алюминиевый профиль</li> <li>- материал основания: гнутый стальной лист + пластик (светло-фиолетовый)</li> <li>- размеры ниши-углубления: 60,5x45,5x0,7 см</li> <li>- габаритные размеры: 96,5x52,5x99,3 см</li> <li>- выдвижные ящики: 2 шт.</li> <li>- ящик 1: 35x35x4,7 см</li> <li>- ящик 2: 35x35x9,5 см</li> <li>- перегородки в ящике: 4 шт.</li> <li>- размеры столешницы (пластик): 64,8x45,5x3,4x0,7 см</li> <li>- высота от ниши до пола: 90,8 см</li> <li>- вес: 29,7 кг</li> <li>- съёмные и навесные ёмкости 3 шт.: ведро без крышки голубой - 2 шт.(пластик); лоток навесной голубой - 1 шт. (пластик)</li> <li>- самоориентирующиеся колеса</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 55 800 P |
| 136 | <p><b><u>Тележка медицинская Med-Mos CT109 TM-015AH-00</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал стойки (2 шт.): пластиковый профиль</li> <li>- материал основания: пластик (белый)</li> <li>- размеры ниши-углубления: 44x44 см</li> <li>- габаритные размеры: 60x72x94 см</li> <li>- полка 1 шт.: 46,7x44,7x2,5 см</li> <li>- выдвижные ящики: 1 шт. (36,7x34x7 см)</li> <li>- размеры столешницы (пластик): 46,7x44,7x2,5 см</li> <li>- высота от ниши до пола: 76,5 см</li> <li>- вес: 15,9 кг</li> <li>- самоориентирующиеся колеса</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 69 300 P |
| 137 | <p><b><u>Тележка медицинская Med-Mos AT750-01 TM-003AH-00</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал основания: пластик</li> <li>- габаритные размеры: 82x48x131,5 см</li> <li>- выдвижные ящики: 2 шт.</li> <li>- ящик 1: 42,3x33x5 см</li> <li>- ящик 2: 42,3x33x5 см</li> <li>- размеры столешницы (пластик): 75x48x3,6 см</li> <li>- высота от пола до столешницы: 91 см</li> <li>- вес: 36,4 кг</li> <li>- анестезиологическая стойка - 5 ячеек</li> <li>- размер анест.стойки: 61,5x14,3x36,2 см</li> <li>- самоориентирующиеся колеса</li> <li>- съёмные и навесные ёмкости 6 шт.: <ul style="list-style-type: none"> <li>*ведро с крышкой серый - 2 шт.</li> <li>*банка с крышкой желт - 2 шт.</li> <li>*откидной контейнер серый - 1 шт.</li> <li>*лоток навесной серый - 1 шт.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | 68 500 P |
| 138 | <p><b><u>Тележка медицинская Med-Mos ET750-01 TM-001AH-00</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал основания: пластик синий</li> <li>- габаритные размеры: 82,5x51x99 см</li> <li>- выдвижные ящики: 5 шт.</li> <li>- ящик 1: 42,3x33x5 см</li> <li>- ящик 2: 42,3x33x5 см</li> <li>- ящик 3: 42,3x33x10,5 см</li> <li>- ящик 4: 42,3x33x10,5 см</li> <li>- ящик 5: 42,3x33x10,5 см</li> <li>- размеры столешницы (пластик): 75x48x3,6 см</li> <li>- высота от пола до столешницы: 91 см</li> <li>- выдвижной столик: 27,8x31x3,4 см</li> <li>- розетка с кабелем</li> <li>- доска для СЛР: 54x42x2 см</li> <li>- держатель баллона с 2-мя ремнями</li> <li>- поворотный столик: 38,5x33,1x3,3 см</li> <li>- диапазон поворота: 360°</li> <li>- вес: 46,3 кг</li> <li>- инфузионная стойка: 120-205 см</li> <li>- самоориентирующиеся колеса</li> <li>- съёмные и навесные ёмкости 6 шт.: <ul style="list-style-type: none"> <li>*ведро с крышкой серый - 2 шт.</li> <li>*банка с крышкой желт - 2 шт.</li> <li>*откидной контейнер серый - 1 шт.</li> <li>*лоток навесной серый - 1 шт.</li> </ul> </li> </ul> |  | 64 000 P |
| 139 | <p><b><u>Тележка медицинская Med-Mos ET750-02 TM-002AH-00</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал основания: пластик</li> <li>- габаритные размеры: 82,5x51x99 см</li> <li>- выдвижные ящики: 2 шт</li> <li>- ящик 1: 42,3x33x5 см</li> <li>- ящик 2: 42,3x33x10,5 см</li> <li>- размеры столешницы (пластик): 75x48x3,6 см</li> <li>- высота от пола до столешницы: 91 см</li> <li>- вес: 39,3кг</li> <li>- поворотный столик: 38,5x33,1x3,3 см</li> <li>- выдвижной столик: 27,8x31x3,4 см</li> <li>- диапазон поворота: 360°</li> <li>- розетка с кабелем</li> <li>- держатель баллона с 2-мя ремнями</li> <li>- самоориентирующиеся колеса</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- доска для СЛР: 54x42x2 см</li> <li>- съёмные и навесные ёмкости 6 шт.: <ul style="list-style-type: none"> <li>*ведро с крышкой серое - 2 шт.</li> <li>*банка с крышкой желт. - 2 шт.</li> <li>*откидной контейнер серый - 1 шт.</li> <li>*лоток навесной серый - 1 шт.</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                          |  | 64 000 P |




|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>140</p> | <p><b><u>Тележка медицинская Med-Mos ET850-01 TM-020AH-00</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал основания: пластик</li> <li>- габаритные размеры: 94х53х100 см</li> <li>- выдвижные ящики: 5 шт.</li> <li>- ящик 1: 51,5х36,5х5 см</li> <li>- ящик 2: 51,5х36,5х5 см</li> <li>- ящик 3: 51,5х36,5х12 см</li> <li>- ящик 4: 51,5х36,5х12 см</li> <li>- ящик 5: 51,5х36,5х12 см</li> <li>- размеры столешницы (пластик): 84,3х51,6х3,8 см</li> <li>- высота от пола до столешницы: 92,6 см</li> <li>- вес: 54,1 кг</li> <li>- поворотный столик: 38,5х33,1х3,3 см</li> <li>- выдвижной столик: 33х39,5х4,4 см</li> <li>- диапазон поворота: 360°</li> <li>- розетка с кабелем</li> <li>- держатель баллона с 2-мя ремнями</li> <li>- самоориентирующиеся колеса</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- доска для СЛР: 54х42х2 см</li> <li>- съёмные и навесные ёмкости 6 шт:</li> <li>*ведро с крышкой серый - 2 шт.</li> <li>*банка с крышкой желт - 2 шт.</li> <li>*откидной контейнер серый - 1 шт.</li> <li>*лоток навесной серый - 1 шт.</li> </ul> |    | <p>71 300 Р</p>  |
| <p>141</p> | <p><b><u>Тележка медицинская Med-Mos ET850-02 TM-021AH-00</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал основания: пластик</li> <li>- габаритные размеры: 94х53х100 см</li> <li>- выдвижные ящики: 2 шт</li> <li>- ящик 1: 51,5х36,5х5 см</li> <li>- ящик 2: 51,5х36,5х5 см</li> <li>- размеры столешницы (пластик): 84,3х51,6х3,8 см</li> <li>- высота от пола до столешницы: 92,6 см</li> <li>- вес: 42,3 кг</li> <li>- поворотный столик: 38,5х33,1х3,3 см</li> <li>- выдвижной столик: 33х39,5х4,4 см</li> <li>- диапазон поворота: 360°</li> <li>- розетка с кабелем</li> <li>- держатель баллона с 2-мя ремнями</li> <li>- самоориентирующиеся колеса</li> <li>- инфузионная стойка</li> <li>- доска для СЛР: 54х42х2 см</li> <li>- съёмные и навесные ёмкости 6 шт:</li> <li>*ведро с крышкой серый - 2 шт</li> <li>*банка с крышкой желт - 2 шт</li> <li>*откидной контейнер серый - 1 шт</li> <li>*лоток навесной серый - 1 шт</li> </ul>                                                                                                               |   | <p>71 300 Р</p>  |
| <p>142</p> | <p><b><u>Тележка медицинская Med-Mos ET016 TM-009AH-00</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал основания: стальной лист, покрытый ударопрочной эпоксидной эмалью</li> <li>- габаритные размеры: 77х55,8х103,5 см</li> <li>- размеры основания: 69х49,7х3,2 см</li> <li>- высота столешницы: 88,5 см</li> <li>- столешница раздвижная тз двух половин на направляющих</li> <li>- размеры столешницы: 69х50х9 см</li> <li>- высота от ниши до пола: 101 см</li> <li>- выдвижные ящики: 2 шт.</li> <li>- ящик 1: 54х34х7 см</li> <li>- ящик 2: 54х34х7 см</li> <li>- доска для СЛР: 54х42х2 см</li> <li>- розетка с кабелем</li> <li>- вес: 44,7 кг</li> <li>- инфузионная стойка (117-180 см)</li> <li>- самоориентирующиеся колеса</li> <li>- съёмные и навесные ёмкости (пластик): ведро навесное с крышкой - 2 шт.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |  | <p>69 300 Р</p>  |
| <p>143</p> | <p><b><u>Тележка медицинская Med-Mos ИТТ006Х TM-013AH-00</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал основания: стальной лист, покрытый ударопрочной эпоксидной эмалью</li> <li>- габаритные размеры: 111х55,8х103,5 см</li> <li>- высота инф стойки: 163,5 см</li> <li>- высота столешницы: 103,5 см</li> <li>- размеры столешницы: 96х49х3,6 см</li> <li>- переставной лоток на кронштейнах 4 шт: 35х35х4,7 см</li> <li>- переставной лоток на кронштейнах 4 шт: 35х35х9,7 см</li> <li>- вес: 57,4 кг</li> <li>- инфузионная стойка (двухярусная)</li> <li>* нижний ярус (7 крючков) - 133 см</li> <li>* верхний ярус (7 крючков) - 152 см</li> <li>- самоориентирующиеся колеса</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <p>130 600 Р</p> |



|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 144                                                                                                                                                                                       | <p><b>Тележка медицинская Med-Mos PET05 TM-008AH-00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал основания: пластик</li> <li>- габаритные размеры: 96х54х100,5 см</li> <li>- выдвижные ящики: 6 шт</li> <li>- ящик 1: 51,5х36,5х5 см</li> <li>- ящик 2: 51,5х36,5х5 см</li> <li>- ящик 3: 51,5х36,5х5 см</li> <li>- ящик 4: 51,5х36,5х12 см</li> <li>- ящик 5: 51,5х36,5х12 см</li> <li>- ящик 6: 51,5х36,5х12 см</li> <li>- размеры столешницы (пластик): 84х50х10 см</li> <li>- высота от пола до столешницы: 91 см</li> <li>- вес: 60,4 кг</li> <li>- поворотный столик: 38,5х33,1х3,2 см</li> <li>- выдвижной столик: 21,6х34,2х3,1 см</li> <li>- диапазон поворота: 360°</li> <li>- розетка с кабелем</li> <li>- держатель баллона с 2-мя ремнями</li> <li>- самоориентирующиеся колеса</li> <li>- инфузионная стойка (118-195)</li> <li>- доска для СЛР: 54х42х2 см</li> <li>- съёмные и навесные ёмкости 6 шт:</li> <li>*ведро с крышкой серый - 2 шт.</li> <li>*банка с крышкой желт - 2 шт.</li> <li>*корзина навесная, металл - 1 шт.</li> <li>*лоток навесной серый - 1 шт.</li> </ul> |    | 110 500 P |
| 145                                                                                                                                                                                       | <p><b>Тележка медицинская Med-Mos PMT01 TM-007AH-00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал основания: стальной лист, покрытый ударопрочной эпоксидной эмалью</li> <li>- габаритные размеры: 113х64х106 см</li> <li>- размеры основания: 94,8х57,8х3,2 см</li> <li>- высота столешницы: 99 см</li> <li>- размеры столешницы: 94,8х57,8х3,6 см</li> <li>- выдвижные ящики: 5 шт</li> <li>- ящик 1: 35х40х6,5 см</li> <li>- ящик 2: 35х40х6,5 см</li> <li>- ящик 3: 35х40х12,7 см</li> <li>- ящик 4: 35х40х12,7 см</li> <li>- ящик 5: 35х40х18 см</li> <li>- вес: 89,2 кг</li> <li>- выдвижной столик: 31,7х40,3х3,4 см</li> <li>- самоориентирующиеся колеса</li> <li>- съёмные и навесные ёмкости - 8 шт:</li> <li>*ведро навесное без крышки - 2 шт.</li> <li>*банка с крышкой - 2</li> <li>*откидной контейнер - 3</li> <li>*лоток навесной - 1</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                 |    | 132 400 P |
| 146                                                                                                                                                                                       | <p><b>Тележка медицинская Med-Mos C3 TM-017AH-00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал основания: пластик</li> <li>- стойки: металлическая труба из нержавеющей стали</li> <li>- размеры основания: 71,7х45,7х3,5 см</li> <li>- габаритные размеры: 86,5х51х95 см</li> <li>- выдвижные ящики: 1 шт (47,8х32,2х5,5 см)</li> <li>- размеры столешницы: 71,7х45,7х3,5 см</li> <li>- высота от ниши до пола: 73 см</li> <li>- вес: 13,4 кг</li> <li>- самоориентирующиеся колеса</li> <li>- съёмные и навесные ёмкости: ведро с крышкой 1 шт.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 29 300 P  |
| 147                                                                                                                                                                                       | <p><b>Тележка медицинская Med-Mos C4 TM-018AH-00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал основания: пластик</li> <li>- стойки: металлическая труба из нержавеющей стали</li> <li>- размеры основания: 71,7х45,7х3,5 см</li> <li>- габаритные размеры: 86,5х51х95,5 см</li> <li>- выдвижные ящики: 1 шт (47,8х32,2х5,5 см)</li> <li>- размеры столешницы: 71,7х45,7х3,5 см</li> <li>- высота от ниши до пола: 73,5 см</li> <li>- вес: 15,3 кг</li> <li>- самоориентирующиеся колеса</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 31 200 P  |
| 148                                                                                                                                                                                       | <p><b>Тележка медицинская Med-Mos CT750-03 TM-004AH-00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал основания: пластик синий</li> <li>- габаритные размеры: 75х48х99 см</li> <li>- размеры столешницы (пластик): 75х48х3,6 см</li> <li>- высота от пола до столешницы: 91,3 см</li> <li>- выдвижные ящики: 3 шт.</li> <li>- ящик 1: 42,3х33х5 см</li> <li>- ящик 2: 42,3х33х5 см</li> <li>- ящик 3: 42,3х33х10,5 см</li> <li>- вес: 27,7 кг</li> <li>- самоориентирующиеся колеса</li> <li>- съёмные и навесные ёмкости 5 шт:</li> <li>*ведро с крышкой серый - 2 шт.</li> <li>*банка с крышкой желт - 2 шт.</li> <li>*лоток навесной серый- 1 шт.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 61 300 P  |
| <p><b>СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ</b><br/> <b>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ</b><br/> <b>*Все фотографии несут информативный характер.</b><br/> <b>Новинка 2023</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |           |




|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                 |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>149</p> | <p><b>Стоматологическая установка CQ-215</b><br/> Блок врача на пантографическом плече с пневматическим тормозом, нижняя подача на 5 инструментах с пневматическими датчиками положения инструментов в портах.<br/> Кресло пациента с левым подлокотником, двумя взаимозависимыми двигателями регулировки положения.<br/> Гидроблок оснащен поворотной керамической чашей плевательницы, бутылкой для подачи дистиллированной воды, выносной блок коммуникаций.<br/> Блок ассистента на поворотной изогнутой штанге с эжекторным слюноотсосом, пылесосом, пистолетом вода/воздух и портом для установки дополнительного инструмента.<br/> Комплектация:<br/> - Блок врача (нижняя подача) с пневматическим тормозом - 1 шт.<br/> - Набор наконечников - 1 шт.<br/> - Микромотор пневматический - 1 шт.<br/> - Пистолет вода/воздух - 2 шт.<br/> - Эжекторный слюноотсос - 1 шт.<br/> - Пылесос - 1 шт.<br/> - Стоматологическая лампа с сенсорным управлением (желтый и белый свет) - 1 шт.<br/> - Поворотная чаша плевательницы - 1 шт.<br/> - Автоматическое омывание чаши плевательницы и наполнение стакана пациента<br/> - Стул врача - 1 шт.<br/> - Педаль управления - 1 шт.<br/> - Светодиодный негатоскоп - 1 шт.<br/> - Электромеханическое кресло пациента -1 шт.<br/> - Материал - искусственная кожа</p>                                                                                                                                                                                                             |  <p><b>НОВИНКА 2023</b></p>   | <p>187 000 Р</p> |
| <p>150</p> | <p><b>Стоматологическая установка CQ-216 нижняя подача</b><br/> Блок врача на пантографическом плече с пневматическим тормозом, нижняя подача на 5/6 инструментах с пневматическими датчиками положения инструментов в портах.<br/> Держатели шлангов на столике с верхней подачей имеют фиксацию инструмента в рабочем положении, что повышает комфорт работы врача.<br/> Кресло пациента с правым откидным подлокотником, двумя взаимозависимыми двигателями регулировки положения.<br/> Гидроблок оснащен поворотной керамической чашей плевательницы, бутылкой для подачи дистиллированной воды, выносной блок коммуникаций.<br/> Блок ассистента на поворотной изогнутой штанге с эжекторным слюноотсосом, пылесосом, пистолетом вода/воздух и портом для установки дополнительного инструмента.<br/> Комплектация:<br/> - Блок врача (нижняя подача) с пневматическим тормозом - 1 шт.<br/> - Набор наконечников - 1 шт.<br/> - Микромотор пневматический - 1 шт.<br/> - Пистолет вода/воздух - 2 шт.<br/> - Эжекторный слюноотсос - 1 шт.<br/> - Пылесос - 1 шт.<br/> - Стоматологическая лампа с сенсорным управлением (желтый и белый свет) - 1 шт.<br/> - Поворотная чаша плевательницы - 1 шт.<br/> - Автоматическое омывание чаши плевательницы и наполнение стакана пациента<br/> - Стул врача - 1 шт.<br/> - Педаль управления - 1 шт.<br/> - Светодиодный негатоскоп - 1 шт.<br/> - Электромеханическое кресло пациента -1 шт.<br/> - Материал - искусственная кожа<br/> - Блок управления ассистента - 1 шт.</p>  |  <p><b>НОВИНКА 2023</b></p>   | <p>220 000 Р</p> |
| <p>151</p> | <p><b>Стоматологическая установка CQ-216 верхняя подача</b><br/> Блок врача на пантографическом плече с пневматическим тормозом, нижняя подача на 5/6 инструментах с пневматическими датчиками положения инструментов в портах.<br/> Держатели шлангов на столике с верхней подачей имеют фиксацию инструмента в рабочем положении, что повышает комфорт работы врача.<br/> Кресло пациента с правым откидным подлокотником, двумя взаимозависимыми двигателями регулировки положения.<br/> Гидроблок оснащен поворотной керамической чашей плевательницы, бутылкой для подачи дистиллированной воды, выносной блок коммуникаций.<br/> Блок ассистента на поворотной изогнутой штанге с эжекторным слюноотсосом, пылесосом, пистолетом вода/воздух и портом для установки дополнительного инструмента.<br/> Комплектация:<br/> - Блок врача (нижняя подача) с пневматическим тормозом - 1 шт.<br/> - Набор наконечников - 1 шт.<br/> - Микромотор пневматический - 1 шт.<br/> - Пистолет вода/воздух - 2 шт.<br/> - Эжекторный слюноотсос - 1 шт.<br/> - Пылесос - 1 шт.<br/> - Стоматологическая лампа с сенсорным управлением (желтый и белый свет) - 1 шт.<br/> - Поворотная чаша плевательницы - 1 шт.<br/> - Автоматическое омывание чаши плевательницы и наполнение стакана пациента<br/> - Стул врача - 1 шт.<br/> - Педаль управления - 1 шт.<br/> - Светодиодный негатоскоп - 1 шт.<br/> - Электромеханическое кресло пациента -1 шт.<br/> - Материал - искусственная кожа<br/> - Блок управления ассистента - 1 шт.</p> |  <p><b>НОВИНКА 2023</b></p> | <p>249 700 Р</p> |




|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p><b>152</b></p> <p><u>Стоматологическая установка CQ-217 нижняя подача</u><br/> Блок врача на пантографическом плече с пневматическим тормозом, нижняя подача на 5/6 инструментов с пневматическими датчиками положения инструментов в портах.<br/> Держатели шлангов на модуле врача с верхней подачей имеют фиксацию инструмента в рабочем положении, что повышает комфорт работы врача.<br/> Кресло пациента с правым откидным подлокотником, двумя взаимозависимыми двигателями регулировки положения.<br/> Гидроблок оснащен поворотной керамической чашей плевательницы, бутылкой для подачи дистиллированной воды, выносной блок коммуникаций.<br/> Блок ассистента на поворотной изогнутой штанге с эжекторным слюноотсосом, пылесосом, пистолетом вода/воздух и портом для установки дополнительного инструмента.<br/> Комплектация:<br/> - Блок врача (нижняя подача) с пневматическим тормозом - 1 шт.<br/> - Набор наконечников - 1 шт.<br/> - Микромотор пневматический - 1 шт.<br/> - Пистолет вода\воздух - 2 шт.<br/> - Эжекторный слюноотсос - 1 шт.<br/> - Пылесос - 1 шт.<br/> - Стоматологическая лампа с сенсорным управлением (желтый и белый свет) - 1 шт.<br/> - Поворотная чаша плевательницы - 1 шт.<br/> - Автоматическое омывание чаши плевательницы и наполнение стакана пациента<br/> - Стул врача - 1 шт.<br/> - Педаль управления - 1 шт.<br/> - Светодиодный негатоскоп - 1 шт.<br/> - Электромеханическое кресло пациента -1 шт.<br/> - Материал - искусственная кожа<br/> - Блок управления ассистента - 1 шт.</p>                                                                        |  <p><b>НОВИНКА 2023</b></p>   | <p>249 700 P</p> |
| <p><b>153</b></p> <p><u>Стоматологическая установка CQ-217 верхняя подача</u><br/> Блок врача на пантографическом плече с пневматическим тормозом, нижняя подача на 5/6 инструментов с пневматическими датчиками положения инструментов в портах.<br/> Держатели шлангов на модуле врача с верхней подачей имеют фиксацию инструмента в рабочем положении, что повышает комфорт работы врача.<br/> Кресло пациента с правым откидным подлокотником, двумя взаимозависимыми двигателями регулировки положения.<br/> Гидроблок оснащен поворотной керамической чашей плевательницы, бутылкой для подачи дистиллированной воды, выносной блок коммуникаций.<br/> Блок ассистента на поворотной изогнутой штанге с эжекторным слюноотсосом, пылесосом, пистолетом вода/воздух и портом для установки дополнительного инструмента.<br/> Комплектация:<br/> - Блок врача (нижняя подача) с пневматическим тормозом - 1 шт.<br/> - Набор наконечников - 1 шт.<br/> - Микромотор пневматический - 1 шт.<br/> - Пистолет вода\воздух - 2 шт.<br/> - Эжекторный слюноотсос - 1 шт.<br/> - Пылесос - 1 шт.<br/> - Стоматологическая лампа с сенсорным управлением (желтый и белый свет) - 1 шт.<br/> - Поворотная чаша плевательницы - 1 шт.<br/> - Автоматическое омывание чаши плевательницы и наполнение стакана пациента<br/> - Стул врача - 1 шт.<br/> - Педаль управления - 1 шт.<br/> - Светодиодный негатоскоп - 1 шт.<br/> - Электромеханическое кресло пациента -1 шт.<br/> - Материал - искусственная кожа<br/> - Блок управления ассистента - 1 шт.</p>                                                                       |  <p><b>НОВИНКА 2023</b></p>   | <p>278 300 P</p> |
| <p><b>154</b></p> <p><u>Стоматологическая установка CQ-218 нижняя подача</u><br/> Блок врача на пантографическом плече с пневматическим тормозом, нижняя подача/подкатаная тележка на 5/6 инструментов с пневматическими датчиками положения инструментов в портах.<br/> Кресло пациента с правым откидным подлокотником, двумя взаимозависимыми двигателями регулировки положения.<br/> Поворотный гидроблок оснащен поворотной керамической чашей плевательницы, бутылкой для подачи дистиллированной воды, выносной блок коммуникаций.<br/> Мягкое сиденье и спинка кресла обеспечивают комфорт пациента.<br/> Три программируемых положения кресла пациента.<br/> Светодиодный светильник с плавной регулировкой 8 000 – 60 000 Люкс.<br/> Многофункциональная педаль управления стоматологическим креслом, подачей воды и инструментами специалиста.<br/> Блок ассистента на поворотной изогнутой штанге с эжекторным слюноотсосом, пылесосом, пистолетом вода/воздух и 2-мя портами для установки дополнительного инструмента.<br/> Комплектация:<br/> - Блок врача (нижняя подача) с пневматическим тормозом - 1 шт.<br/> - Набор наконечников - 1 шт.<br/> - Микромотор пневматический - 1 шт.<br/> - Пистолет вода\воздух - 2 шт.<br/> - Эжекторный слюноотсос - 1 шт.<br/> - Пылесос - 1 шт.<br/> - Стоматологическая лампа с сенсорным управлением (желтый и белый свет) - 1 шт.<br/> - Поворотная чаша плевательницы - 1 шт.<br/> - Автоматическое омывание чаши плевательницы и наполнение стакана пациента<br/> - Стул врача - 1 шт.<br/> - Педаль управления - 1 шт.<br/> - Светодиодный негатоскоп - 1 шт.</p> |  <p><b>НОВИНКА 2023</b></p> | <p>299 200 P</p> |




|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 155 | <p><b><u>Стоматологическая установка CQ-218 подкатная тележка</u></b><br/> Блок врача на пантографическом плече с пневматическим тормозом, нижняя подача на 5/6 инструментов с пневматическими датчиками положения инструментов в портах.<br/> Кресло пациента с правым откидным подлокотником, двумя взаимозависимыми двигателями регулировки положения.<br/> Мягкое сиденье и спинка кресла обеспечивают комфорт пациента.<br/> Три программируемых положения кресла пациента.<br/> Светодиодный светильник с плавной регулировкой 8 000 – 60 000 Люкс.<br/> Многофункциональная педаль управления стоматологическим креслом, подачей воды и инструментами специалиста.<br/> Поворотный гидроблок оснащен поворотной керамической чашей плевательницы, бутылкой для подачи дистиллированной воды, выносной блок коммуникаций.<br/> Блок ассистента на поворотной изогнутой штанге с эжекторным слюноотсосом, пылесосом, пистолетом вода/воздух и 2-мя портами для установки дополнительного инструмента.<br/> Комплектация:<br/> - Блок врача (нижняя подача) с пневматическим тормозом - 1 шт.<br/> - Набор наконечников - 1 шт.<br/> - Микро мотор пневматический - 1 шт.<br/> - Пистолет вода/воздух - 2 шт.<br/> - Эжекторный слюноотсос - 1 шт.<br/> - Пылесос - 1 шт.<br/> - Стоматологическая лампа с сенсорным управлением (желтый и белый свет) - 1 шт.<br/> - Поворотная чаша плевательницы - 1 шт.<br/> - Автоматическое омывание чаши плевательницы и наполнение стакана пациента<br/> - Стул врача - 1 шт.<br/> - Педаль управления - 1 шт.<br/> - Светодиодный негатоскоп - 1 шт.</p>                     |  <p style="text-align: center;"><b>НОВИНКА 2023</b></p>   | 321 200 P |
| 156 | <p><b><u>Стоматологическая установка CQ-218 Style нижняя подача</u></b><br/> Блок врача на пантографическом плече с пневматическим тормозом, нижняя подача/подкатная тележка на 5/6 инструментов с пневматическими датчиками положения инструментов в портах.<br/> Кресло пациента с правым откидным подлокотником, двумя взаимозависимыми двигателями регулировки положения.<br/> Поворотный гидроблок оснащен поворотной керамической чашей плевательницы, бутылкой для подачи дистиллированной воды, выносной блок коммуникаций.<br/> Мягкое сиденье и спинка кресла обеспечивают комфорт пациента.<br/> Три программируемых положения кресла пациента.<br/> Светодиодный светильник с плавной регулировкой 8 000 – 60 000 Люкс.<br/> Многофункциональная педаль управления стоматологическим креслом, подачей воды и инструментами специалиста.<br/> Блок ассистента на поворотной изогнутой штанге с эжекторным слюноотсосом, пылесосом, пистолетом вода/воздух и 2-мя портами для установки дополнительного инструмента.<br/> Комплектация:<br/> - Блок врача (нижняя подача) с пневматическим тормозом - 1 шт.<br/> - Набор наконечников - 1 шт.<br/> - Микро мотор пневматический - 1 шт.<br/> - Пистолет вода/воздух - 2 шт.<br/> - Эжекторный слюноотсос - 1 шт.<br/> - Пылесос - 1 шт.<br/> - Стоматологическая лампа с сенсорным управлением (желтый и белый свет) - 1 шт.<br/> - Поворотная чаша плевательницы - 1 шт.<br/> - Автоматическое омывание чаши плевательницы и наполнение стакана пациента<br/> - Стул врача - 1 шт.<br/> - Педаль управления - 1 шт.<br/> - Светодиодный негатоскоп - 1 шт.</p> |  <p style="text-align: center;"><b>НОВИНКА 2023</b></p>   | 282 700 P |
|     | <p><b><u>Стоматологическая установка CQ-219-F нижняя подача</u></b><br/> Блок врача на пантографическом плече с пневматическим тормозом, нижняя подача/подкатная тележка на 5/6 инструментов с пневматическими датчиками положения инструментов в портах.<br/> Кресло пациента с правым откидным подлокотником, двумя взаимозависимыми двигателями регулировки положения.<br/> Поворотный гидроблок оснащен поворотной керамической чашей плевательницы, бутылкой для подачи дистиллированной воды, выносной блок коммуникаций.<br/> Мягкое сиденье и спинка кресла обеспечивают комфорт пациента.<br/> Три программируемых положения кресла пациента.<br/> Светодиодный светильник с плавной регулировкой 8 000 – 60 000 Люкс.<br/> Многофункциональная педаль управления стоматологическим креслом, подачей воды и инструментами специалиста.<br/> Блок ассистента на поворотной изогнутой штанге с эжекторным слюноотсосом, пылесосом, пистолетом вода/воздух и 2-мя портами для установки дополнительного инструмента.<br/> Комплектация:<br/> - Блок врача (нижняя подача) с пневматическим тормозом - 1 шт.<br/> - Набор наконечников - 1 шт.<br/> - Микро мотор пневматический - 1 шт.<br/> - Пистолет вода/воздух - 2 шт.<br/> - Эжекторный слюноотсос - 1 шт.<br/> - Пылесос - 1 шт.<br/> - Стоматологическая лампа с сенсорным управлением (желтый и белый свет) - 1 шт.<br/> - Поворотная чаша плевательницы - 1 шт.<br/> - Автоматическое омывание чаши плевательницы и наполнение стакана пациента<br/> - Стул врача - 1 шт.<br/> - Педаль управления - 1 шт.<br/> - Светодиодный негатоскоп - 1 шт.</p>     |  <p style="text-align: center;"><b>НОВИНКА 2023</b></p> | 374 000 P |





|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <p><b>Стоматологическая установка CQ-219-LF подкатаная тележка</b></p> <p>Блок врача на пантографическом плече с пневматическим тормозом, нижняя подача/подкатаная тележка на 5/6 инструментов с пневматическими датчиками положения инструментов в портах. Кресло пациента с правым откидным подлокотником, двумя взаимозависимыми двигателями регулировки положения. Поворотный гидроблок оснащен поворотной керамической чашей плевательницы, бутылкой для подачи дистиллированной воды, выносной блок коммуникаций.</p> <p>Мягкое сиденье и спинка кресла обеспечивают комфорт пациента. Три программируемых положения кресла пациента. Светодиодный светильник с плавной регулировкой 8 000 – 60 000 Люкс. Многофункциональная педаль управления стоматологическим креслом, подачей воды и инструментами специалиста.</p> <p>Блок ассистента на поворотной изогнутой штанге с эжекторным слюноотсосом, пылесосом, пистолетом вода/воздух и 2-мя портами для установки дополнительного инструмента.</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Блок врача (нижняя подача) с пневматическим тормозом - 1 шт.</li> <li>- Набор наконечников - 1 шт.</li> <li>- Микро мотор пневматический - 1 шт.</li> <li>- Пистолет вода/воздух - 2 шт.</li> <li>- Эжекторный слюноотсос - 2 шт.</li> <li>- Пылесос - 1 шт.</li> <li>- Стоматологическая лампа с сенсорным управлением (желтый и белый свет) - 1 шт.</li> <li>- Поворотная чаша плевательницы - 1 шт.</li> <li>- Автоматическое омывание чаши плевательницы и наполнение стакана пациента</li> <li>- Стул врача - 1 шт.</li> <li>- Педаль управления - 1 шт.</li> <li>- Светодиодный негатоскоп - 1 шт.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  <p style="text-align: center;"><b>НОВИНКА 2023</b></p>  | <p style="text-align: center;">409 200 P</p> |
| <p><b>Стоматологическая установка CQ-219-I подкатаная тележка</b></p> <p>Блок врача на пантографическом плече с пневматическим тормозом, нижняя подача на 5 инструментов с пневматическими датчиками положения инструментов в портах.</p> <p>Кресло пациента с правым откидным подлокотником, двумя взаимозависимыми двигателями регулировки положения. Мягкое сиденье и спинка кресла обеспечивают комфорт пациента. Три программируемых положения кресла пациента. Светодиодный светильник с плавной регулировкой 30 000 – 90 000 Люкс. Многофункциональная педаль управления стоматологическим креслом, подачей воды и инструментами специалиста.</p> <p>Поворотный гидроблок оснащен поворотной керамической чашей плевательницы, бутылкой для подачи дистиллированной воды, выносной блок коммуникаций.</p> <p>Блок ассистента на поворотной изогнутой штанге с эжекторным слюноотсосом, пылесосом, пистолетом вода/воздух и 2-мя портами для установки дополнительного инструмента.</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Блок врача (нижняя подача) с пневматическим тормозом - 1 шт.</li> <li>- Набор наконечников - 1 шт.</li> <li>- Микро мотор пневматический - 1 шт.</li> <li>- Пистолет вода/воздух - 2 шт.</li> <li>- Эжекторный слюноотсос - 1 шт.</li> <li>- Пылесос - 1 шт.</li> <li>- Хирургическая лампа с сенсорной регулировкой яркости (желтый и белый свет) - 1 шт.</li> <li>- Поворотная чаша плевательницы - 1 шт.</li> <li>- Автоматическое омывание чаши плевательницы и наполнение стакана пациента</li> <li>- Стул врача - 1 шт.</li> <li>- Педаль управления - 1 шт.</li> <li>- Светодиодный негатоскоп - 1 шт.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  <p style="text-align: center;"><b>НОВИНКА 2023</b></p> | <p style="text-align: center;">638 000 P</p> |
| <p><b>КИСЛОРОДНЫЕ КОНЦЕНТРАТОРЫ</b></p> <p><b>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ</b></p> <p><b>*Все фотографии несут информативный характер.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                                              |
| <p><b>Кислородный концентратор Med-Mos Y007-1 с функцией распыления (небулайзера)</b><br/><b>Гарантия 3 года!</b></p> <p>Тип: концентратор кислородный передвижной с функцией мелкодисперсного распыления (функцией небулайзера)</p> <p>Функции: встроенный съемный увлажнитель кислородно-воздушной смеси, увлажнитель снабжен предохранительным клапаном, наличие отметок максимального и минимального уровня воды, функция небулайзера, ионизация кислородно-воздушной смеси, необслуживаемый компрессор сухого типа с пониженным уровнем звукового давления при работе, защита компрессора по перегреву и по избыточному давлению, встроенный источник питания аварийного оповещения об отключении от сети.</p> <p>Давление кислорода на выходе: 0,02 МПа ~0,07 МПа</p> <p>Температура кислородно-воздушной смеси на выходе: ≤41°C</p> <p>Концентрация кислорода: при минимальном рекомендуемом потоке ≥90%<br/>при потоке 2л/мин: ≥60%<br/>при максимальном рекомендуемом потоке ≥30%</p> <p>Уровень шума: ≤60 дБ (голосовое приветствие)</p> <p>Рекомендуемый срок эксплуатации: 20000 часов</p> <p>Электропитание: переменный ток 220В±10%, частота 50/60Гц±1Гц</p> <p>Входная мощность: ≤200 ВА</p> <p>Скорость распыления: ≥0,1 мл/мин.</p> <p>Скорость кислородного потока: 1-5 л/мин.</p> <p>Доступный диапазон регулировки скорости потока кислородно-воздушной смеси: 1-5 л/мин</p> <p>Комплектация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Одноразовая назальная кислородная канюля длиной 2 м - 2 шт.</li> <li>- Воздушный фильтр - 6 шт.</li> <li>- Пульт дистанционного управления - 1 шт.</li> <li>- Уплотнительное кольцо увлажнителя - 1 шт.</li> <li>- Плавающий предохранитель - 1 шт.</li> <li>- Сетевой кабель - 1 шт.</li> <li>- Руководство по эксплуатации - 1 шт.</li> <li>- Воздуховод для функции небулайзера - 1 шт.</li> <li>- Медицинская чаша для лекарственных препаратов - 1 шт.</li> <li>- Маска лицевая - 1 шт.</li> </ul> <p>Габаритные размеры: 320x210x320 мм</p> |                                                        | <p style="text-align: center;">21 900 P</p>  |



|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <p>159</p> | <p><b><u>Кислородный концентратор Med-Mos Y007-3W с функцией распыления (небулайзера)</u></b><br/> <b><u>Гарантия 3 года!</u></b><br/> Тип: концентратор кислородный передвижной с функцией мелкодисперсного распыления (функцией небулайзера)<br/> Функции: встроенный съёмный увлажнитель кислородно-воздушной смеси, увлажнитель снабжен предохранительным клапаном, наличие отметок максимального и минимального уровня воды, функция небулайзера, ионизация кислородно-воздушной смеси, необслуживаемый компрессор сухого типа с пониженным уровнем звукового давления при работе, защита компрессора по перегреву и по избыточному давлению, встроенный источник питания аварийного оповещения об отключении от сети.<br/> Давление кислорода на выходе: 0,02 МПа ~0,07 МПа<br/> Температура кислородно-воздушной смеси на выходе: ≤41°С<br/> Концентрация кислорода: при минимальном рекомендуемом потоке ≥93%<br/> при потоке 2л/мин: ≥93%<br/> при максимальном рекомендуемом потоке ≥70%<br/> Уровень шума: ≤60 дБ (голосовое приветствие)<br/> Рекомендуемый срок эксплуатации: 20000 часов<br/> Электропитание: переменный ток 220В±10%, частота 50/60Гц±1Гц<br/> Входная мощность: ≤400 ВА<br/> Скорость распыления: ≥0,1 мл/мин.<br/> Скорость кислородного потока: 0,5-5 л/мин.<br/> Доступный диапазон регулировки скорости потока кислородно-воздушной смеси: 0,5-5 л/мин<br/> Комплектация:<br/> - Одноразовая назальная кислородная канюля длиной 2 м - 2 шт.<br/> - Воздушный фильтр - 6 шт.<br/> - Пульт дистанционного управления - 1 шт.<br/> - Уплотнительное кольцо увлажнителя - 1 шт<br/> - Плавкий предохранитель - 1 шт.<br/> - Сетевой кабель - 1 шт.<br/> - Руководство по эксплуатации - 1 шт.<br/> - Воздуховод для функции небулайзера - 1 шт.<br/> - Медицинская чаша для лекарственных препаратов- 1 шт.<br/> - Маска лицевая - 1 шт.<br/> Габаритные размеры: 390x250x405 мм</p> |    | <p>29 600 P</p> |
| <p>160</p> | <p><b><u>Кислородный концентратор Med-Mos Y007-5W с функцией распыления (небулайзера)</u></b><br/> <b><u>Гарантия 3 года!</u></b><br/> Тип: концентратор кислородный передвижной с функцией мелкодисперсного распыления (функцией небулайзера)<br/> Функции: встроенный съёмный увлажнитель кислородно-воздушной смеси, увлажнитель снабжен предохранительным клапаном, наличие отметок максимального и минимального уровня воды, функция небулайзера, ионизация кислородно-воздушной смеси, необслуживаемый компрессор сухого типа с пониженным уровнем звукового давления при работе, защита компрессора по перегреву и по избыточному давлению, встроенный источник питания аварийного оповещения об отключении от сети.<br/> Давление кислорода на выходе: 0,02 МПа ~0,07 МПа<br/> Температура кислородно-воздушной смеси на выходе: ≤41°С<br/> Концентрация кислорода: при минимальном рекомендуемом потоке ≥92%<br/> при потоке 2л/мин: ≥93%<br/> при максимальном рекомендуемом потоке ≥94%<br/> Уровень шума: ≤60 дБ (голосовое приветствие)<br/> Рекомендуемый срок эксплуатации: 20000 часов<br/> Электропитание: переменный ток 220В±10%, частота 50/60Гц±1Гц<br/> Входная мощность: ≤450 ВА<br/> Скорость распыления: 6,5 мкм<br/> Скорость кислородного потока: 0,5-5 л/мин.<br/> Доступный диапазон регулировки скорости потока кислородно-воздушной смеси: 0,1-9,9 л/мин<br/> Комплектация:<br/> - Одноразовая назальная кислородная канюля длиной 2 м - 2 шт.<br/> - Воздушный фильтр - 6 шт.<br/> - Пульт дистанционного управления - 1 шт.<br/> - Уплотнительное кольцо увлажнителя - 1 шт<br/> - Плавкий предохранитель - 1 шт.<br/> - Сетевой кабель - 1 шт.<br/> - Руководство по эксплуатации - 1 шт.<br/> - Воздуховод для функции небулайзера - 1 шт.<br/> - Медицинская чаша для лекарственных препаратов- 1 шт.<br/> - Маска лицевая - 1 шт.<br/> Габаритные размеры: 390x250x445 мм</p>    |   | <p>32 900 P</p> |
| <p>161</p> | <p><b><u>Кислородный концентратор JAY-5A однопоточный</u></b><br/> Рекомендуемый диапазон скорости потока кислородно-воздушной смеси 0,5-5 л/мин<br/> Шаг регулировки скорости потока - бесступенчато<br/> Давление кислородно-воздушной смеси на выходе - 0,04мПа - 0,07 мПа<br/> Скорость потока, при которой концентрация кислорода в полученном газе составляет не ниже 90% - 10 л/мин<br/> Параметры таймера длительности сеанса от 10 минут до 99 часов 50 минут<br/> Допустимый режим непрерывной работы - круглосуточно<br/> Емкость увлажнителя - до 290 мл (тип 1) или до 370 мл (тип 2)<br/> Габаритные размеры: 360x280x515 мм<br/> Вес: 16 кг<br/> Принцип обогащения воздушной смеси кислородом: Воздух подается под давлением на слои материала молекулярного сита, где выборочно задерживаются азот и другие компоненты, освобождаемые при последующем снижении давления<br/> Функционал панели управления на корпусе кислородного концентратора:<br/> 1. Кнопка включения/ выключения<br/> 2. Кнопки таймера (установка и корректировка длительности сеанса) и включения подсветки ЖК-дисплея<br/> 3. Информационные и предупредительные световые индикаторы<br/> 4. Механический регулятор, расположенный сбоку от лицевой панели, позволяющий плавно бесступенчато регулировать скорость потока кислородно-воздушной смеси<br/> 5. Индикатор скорости воздушного потока пузырькового типа (1 шт.)<br/> Комплектация:<br/> 1. Одноразовая назальная кислородная канюля (размер "Adult(взрослый)"- 2 шт.<br/> 2. Воздушный фильтр грубой очистки- 2 шт.<br/> 3. Воздушный фильтр тонкой очистки- 2 шт.<br/> 4. Емкость увлажнителя - 1 шт.<br/> 5. Сетевой кабель - 1 шт.<br/> 6. Руководство по эксплуатации (на русском языке) - 1 шт.<br/> Упаковка:<br/> Размер: 41,5x33,5x61 см<br/> Вес: 18 кг</p>                                                                                             |  | <p>28 500 P</p> |




|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 162 | <p><b>Кислородный концентратор JAY-10 однопоточный</b></p> <p>Рекомендуемый диапазон скорости потока кислородно-воздушной смеси 0,5-10 л/мин</p> <p>Шаг регулировки скорости потока - бесступенчато</p> <p>Давление кислородно-воздушной смеси на выходе - 0,04мПа - 0,07 мПа</p> <p>Скорость потока, при которой концентрация кислорода в полученном газе составляет не ниже 90% - 10 л/мин</p> <p>Параметры таймера длительности сеанса от 10 минут до 99 часов 50 минут</p> <p>Допустимый режим непрерывной работы - круглосуточно</p> <p>Емкость увлажнителя - до 290 мл (тип 1) или до 370 мл (тип 2)</p> <p>Габаритные размеры: 378x360x585 мм</p> <p>Вес: 27 кг</p> <p>Принцип обогащения воздушной смеси кислородом: Воздух подается под давлением на слои материала молекулярного сита, где выборочно задерживаются азот и другие компоненты, освобождаемые при последующем снижении давления</p> <p>Функционал панели управления на корпусе кислородного концентратора:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Кнопка включения/ выключения</li> <li>2. Кнопки таймера (установка и корректировка длительности сеанса) и включения подсветки ЖК-дисплея</li> <li>3. Информационные и предупредительные световые индикаторы</li> <li>4. Механический регулятор, расположенный сбоку от лицевой панели, позволяющий плавно бесступенчато регулировать скорость потока кислородно-воздушной смеси</li> <li>5. Индикатор скорости воздушного потока пузырькового типа (1 шт.)</li> </ol> <p>Комплектация:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Одноразовая назальная кислородная канюля (размер "Adult(взрослый) "- 2 шт.</li> <li>2. Воздушный фильтр грубой очистки- 4 шт.</li> <li>3. Воздушный фильтр тонкой очистки- 4 шт.</li> <li>4. Емкость увлажнителя - 1 шт.</li> <li>5. Сетевой кабель - 1 шт.</li> <li>6. Руководство по эксплуатации (на русском языке) - 1 шт.</li> </ol> <p><b>Упаковка:</b></p> <p>Размер: 43,5x43,5x64 см</p> <p>Вес: 29 кг</p>                                                                                                                                                          |    | 57 100 P |
| 163 | <p><b>Кислородный концентратор JAY-10 двухпоточный</b></p> <p>Рекомендуемый диапазон скорости потока кислородно-воздушной смеси 0,5-10 л/мин (суммарный по двум потокам)</p> <p>Шаг регулировки скорости потока - бесступенчато</p> <p>Давление кислородно-воздушной смеси на выходе - 0,04мПа - 0,07 мПа (для каждого потока)</p> <p>Скорость потока, при которой концентрация кислорода в полученном газе составляет не ниже 90% - 10 л/мин (суммарно по двум потокам)</p> <p>Параметры таймера длительности сеанса от 10 минут до 99 часов 50 минут</p> <p>Допустимый режим непрерывной работы - круглосуточно</p> <p>Емкость увлажнителя - до 290 мл (тип 1) или до 370 мл (тип 2)</p> <p>Габаритные размеры: 378x360x585 мм</p> <p>Вес: 27 кг</p> <p>Принцип обогащения воздушной смеси кислородом: Воздух подается под давлением на слои материала молекулярного сита, где выборочно задерживаются азот и другие компоненты, освобождаемые при последующем снижении давления</p> <p>Функционал панели управления на корпусе кислородного концентратора:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Кнопка включения/ выключения</li> <li>2. Кнопки таймера (установка и корректировка длительности сеанса) и включения подсветки ЖК-дисплея</li> <li>3. Информационные и предупредительные световые индикаторы</li> <li>4. 2 механических регулятора, расположенные под лицевой панелью, позволяющие плавно бесступенчато регулировать скорость потока кислородно-воздушной смеси независимо для каждого потока</li> <li>5. Индикатор скорости воздушного потока пузырькового типа (2 шт., для каждого канала отдельно)</li> </ol> <p>Комплектация:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Одноразовая назальная кислородная канюля (размер "Adult(взрослый) "- 2 шт.</li> <li>2. Воздушный фильтр грубой очистки- 4 шт.</li> <li>3. Воздушный фильтр тонкой очистки- 4 шт.</li> <li>4. Емкость увлажнителя - 2 шт.</li> <li>5. Сетевой кабель - 1 шт.</li> <li>6. Руководство по эксплуатации (на русском языке) - 1 шт.</li> </ol>                                                                                             |   | 49 500 P |
| 164 | <p><b>Кислородный концентратор JAY-10 однопоточный с небулайзером</b></p> <p>Рекомендуемый диапазон скорости потока кислородно-воздушной смеси 0,5-10 л/мин</p> <p>Шаг регулировки скорости потока - бесступенчато</p> <p>Давление кислородно-воздушной смеси на выходе - 0,04мПа - 0,07 мПа</p> <p>Скорость потока, при которой концентрация кислорода в полученном газе составляет не ниже 90% - 10 л/мин</p> <p>Параметры таймера длительности сеанса от 10 минут до 99 часов 50 минут</p> <p>Допустимый режим непрерывной работы - круглосуточно</p> <p>Размер распыляемых частиц лекарственных средств (небулайзера) - Доля частиц размером не более 5 мкм в готовой аэрозоли - не менее 90%</p> <p>Емкость увлажнителя - до 290 мл (тип 1) или до 370 мл (тип 2)</p> <p>Габаритные размеры: 378x360x585 мм</p> <p>Вес: 27 кг</p> <p>Принцип обогащения воздушной смеси кислородом: Воздух подается под давлением на слои материала молекулярного сита, где выборочно задерживаются азот и другие компоненты, освобождаемые при последующем снижении давления</p> <p>Функционал панели управления на корпусе кислородного концентратора:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Кнопка включения/ выключения</li> <li>2. Кнопки таймера (установка и корректировка длительности сеанса) и включения подсветки ЖК-дисплея</li> <li>3. Информационные и предупредительные световые индикаторы</li> <li>4. Механический регулятор, расположенный сбоку от лицевой панели, позволяющий плавно бесступенчато регулировать скорость потока кислородно-воздушной смеси</li> <li>5. Индикатор скорости воздушного потока пузырькового типа (1 шт.)</li> </ol> <p>Комплектация:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Одноразовая назальная кислородная канюля (размер "Adult(взрослый) "- 2 шт.</li> <li>2. Воздушный фильтр грубой очистки- 4 шт.</li> <li>3. Воздушный фильтр тонкой очистки- 4 шт.</li> <li>4. Емкость увлажнителя - 1 шт.</li> <li>5. Сетевой кабель - 1 шт.</li> <li>6. Руководство по эксплуатации (на русском языке) - 1 шт.</li> <li>7. Комплект Небулайзер с мешалкой (объем распыления) - 1 шт.</li> </ol> |  | 57 800 P |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <p>165</p>                                                                                                        | <p><b><u>Кислородный концентратор JAY-10 двухпоточный с небулайзером</u></b><br/> Рекомендуемый диапазон скорости потока кислородно-воздушной смеси 0,5-10 л/мин (суммарный по двум потокам)<br/> Шаг регулировки скорости потока - бесступенчато<br/> Давление кислородно-воздушной смеси на выходе - 0,04мПа - 0,07 мПа (для каждого потока)<br/> Скорость потока, при которой концентрация кислорода в полученном газе составляет не ниже 90% - 10 л/мин (суммарная по двум потокам)<br/> Параметры таймера длительности сеанса от 10 минут до 99 часов 50 минут<br/> Допустимый режим непрерывной работы - круглосуточно<br/> Размер распыляемых частиц пекарственных средств (небулайзера) - Доля частиц размером не более 5 мкм в готовой аэрозоли - не менее 90%<br/> Емкость увлажнителя - до 290 мл (тип 1) или до 370 мл (тип 2)<br/> Габаритные размеры: 378x360x585 мм<br/> Вес: 27 кг<br/> Принцип обогащения воздушной смеси кислородом: Воздух подается под давлением на слою материала молекулярного сита, где выборочно задерживаются азот и другие компоненты, освобождаемые при последующем снижении давления<br/> Функционал панели управления на корпусе кислородного концентратора:<br/> 1. Кнопка включения/ выключения<br/> 2. Кнопки таймера (установка и корректировка длительности сеанса) и включения подсветки ЖК-дисплея<br/> 3. Информационные и предупредительные световые индикаторы<br/> 4. 2 механических регулятора, расположенные под лицевой панелью, позволяющие плавно бесступенчато регулировать скорость потока кислородно-воздушной смеси независимо для каждого потока<br/> 5. Индикатор скорости воздушного потока пузырькового типа (2 шт., для каждого канала отдельно)<br/> Комплектация:<br/> 1. Одноразовая назальная кислородная канюля (размер "Adult(взрослый)"- 2 шт.<br/> 2. Воздушный фильтр грубой очистки- 4 шт.<br/> 3. Воздушный фильтр тонкой очистки- 4 шт.<br/> 4. Емкость увлажнителя - 2 шт.<br/> 5. Сетевой кабель - 1 шт.<br/> 6. Руководство по эксплуатации (на русском языке) - 1 шт.<br/> 7. Комплект "Небулайзер с мундштуком" (сборно-разборный) - 1 шт.<br/> <b>Упаковка:</b></p> |    | <p>49 500 Р</p>                                                        |
| <p>166</p>                                                                                                        | <p><b><u>Фильтр для концентраторов</u></b><br/> - подходит для моделей: Y007-3W, Y007-5W<br/> - тип фильтра: одноразовый, сменный<br/> - материал фильтра: нетканый материал+поролон<br/> - параметры фильтрации: Эффективность фильтрации частиц размером 0,5 мкм и более составляет около 99%<br/> - габаритные размеры: Ø55x26 мм</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | <p>600 Р</p>                                                           |
| <p><b>РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ РОСЗДРАВНАДЗОРА РФ</b><br/> *Все фотографии несут информативный характер.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |                                                                        |
| <p>167</p>                                                                                                        | <p><b><u>Фетальный доплер Med-Mos Sonoline B</u></b><br/> Датчик: не допускать попадания брызг воды, степень защиты: IPX4.<br/> Подходит для использования: женщинами после 12-й недели беременности<br/> Габаритные размеры (длина x ширина x высота): 135 мм x95 мм x35 мм, погрешность габаритных размеров (±5 мм)<br/> Масса вместе с батареей: 180 г (±30 г.)<br/> Габаритные размеры дисплея LCD: 45 (±1 мм) мм x 25 (±1 мм) мм<br/> Тип батареи: две батареи 1,5 В, DC (размер AA).<br/> Режимы работы:<br/> 1) режим отображения ЧСП в реальном времени,<br/> 2) режим отображения среднего показателя ЧСП,<br/> 3) ручной режим работы.<br/> Громкоговоритель / Микрофон наличие<br/> Условия эксплуатации:<br/> Температура: +5°C~+40°C<br/> Влажность: Не более 80%<br/> Атмосферное давление: 70 кПа~106 кПа<br/> Транспортировка и хранение: Температура: -10°C~+55°C<br/> Влажность: Не более 93 %;<br/> Атмосферное давление: 50 кПа~106 кПа<br/> Технические параметры наушников<br/> Вид наушников: Вкладыши (таблетки) с проводом<br/> Габаритные размеры одного наушника (длина x диаметр x толщина), мм<br/> 35 (±1) x 16 (±1) x 18 (±1)<br/> Частота: 20—20000 Гц<br/> Чувствительность: 106 ±3 дБ<br/> Мощность: Не более 20 мВт</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <p><b>3 800 Р</b><br/> <b>3 100 Р</b></p> <p><b>АКЦИЯ "СКИДКА"</b></p> |




|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>168</p>                                                                                                                                                          | <p><b><u>Фетальный доплер Med-Mos Sonoline C</u></b><br/>         Тип защиты от поражения электотоком: Оборудование с внутренним источником питания.<br/>         Степень защиты от поражения электотоком: Тип CF, соотв. часть<br/>         Степень защиты от проникновения токсичных жидкостей:<br/>         Допплер: обычное оборудование (герметичное оборудование, не являющееся непроницаемым для жидкости).<br/>         Рабочая система: оборудование с непрерывным режимом работы.<br/>         EMC (электромагнитная совместимость): группа I класс B.<br/>         Подходит для использования: женщинами после 12-й недели беременности<br/>         Габаритные размеры (длина x ширина x высота): 135 мм x92 мм x26 мм, погрешность габаритных размеров (±5 мм)<br/>         Масса вместе с батареей: 245 г. (±30 г.)<br/>         Габаритные размеры дисплея LCD: 35 (±1 мм) x 27 (±1 мм) мм<br/>         Режим подсветки: отсутствует<br/>         Громкоговоритель / Микрофон наличие<br/>         Измерение частоты сердечных сокращений плода (ЧСП)<br/>         -- Диапазон измерения ЧСП: 50 BPM~240 BPM (BPM: ударов в минуту)<br/>         - Разрешение: 1 BPM<br/>         - Погрешность: ± 2 BPM<br/>         --Потребляемая мощность: не более 0,8 Ватт<br/>         --Автоматическое отключение: если в течение одной минуты сигнал не обнаруживается, прибор отключится автоматически<br/>         Тип батареи: две батареи 1,5 В, DC (размер AA).<br/>         Режимы работы:<br/>         1) режим отображения ЧСП в реальном времени,<br/>         2) режим отображения среднего показателя ЧСП,<br/>         3) ручной режим работы.<br/>         Атмосферное давление: 50 кПа-106 кПа<br/>         Вид наушников - вкладыши (таблетки) с проводом<br/>         Габаритные размеры одного наушника (длина x диаметр x толщина), мм 35 (±1) x 16 (±1) x 18 (±1)<br/>         Частота: 20—20000 Гц<br/>         Чувствительность: 106 ±3 дБ<br/>         Мощность: Не более 20 мВт<br/>         Длина провода: 120 ±5 см</p> |    | <p>5 400 P<br/>4 400 P</p>   |
| <p><b>УЗИ СКАНЕР</b><br/> <b>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ</b><br/> <b>*Все фотографии несут информативный характер.</b></p>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                              |
| <p>169</p>                                                                                                                                                          | <p><b><u>УЗИ СКАНЕР MED-MOS CMS600B3</u></b><br/>         Тип: портативный<br/>         LCD экран В-ультразвуковой диагностической системы<br/>         Подходит для ультразвукового обследования брюшной полости, акушерства, гинекологии, кардиологии, мелких органов, урологии.<br/>         Он имеет два интерфейса зонда. Могут быть выбраны различные типы зондов, которые полностью удовлетворяет необходимость диагностики клиники.<br/>         Выход видео pal-D обеспечивает подключение к внешнему видеопринтеру и большому дисплею и другому оборудованию.<br/>         Высокоскоростной USB-порт обеспечивает передачу изображений в режиме реального времени на ПК.<br/>         Система может обрабатывать изображения, сохранить, увеличить, вверх и вниз флип, левый и правый флип, черно-белый флип, и большой емкости цикла кино; многоуровневая глубина сканирования, динамический диапазон, акустическая мощность, корреляция кадров, фокус-номер и положение и т.д.<br/>         Он может генерировать отчет автоматически в соответствии с различным элементом измерения.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | <p>96 400 P<br/>86 800 P</p> |
| <p><b>ПУЛЬСОКСИМЕТРЫ</b><br/> <b>*Все фотографии несут информативный характер.</b><br/> <b>ВНЕСЕНЫ В РЕЕСТР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ. СТОИМОСТЬ ПОВЕРКИ 700 РУБЛЕЙ</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                              |
| <p>170</p>                                                                                                                                                          | <p><b><u>Пульсоксиметр Med-Mos CMS 50DL-S-00P</u></b><br/>         тип: напалечный<br/>         тип дисплея: LED 0,96<br/>         диапазон измерения SpO2 0%~100%<br/>         разрешение SpO2 - 1%<br/>         диапазон измерения частоты пульса 30 уд/мин~250 уд/мин (разрешение 1 уд/мин)<br/>         диапазон разрешения частоты пульса -1 УвМ.<br/>         напряжение питания пульсоксиметра-2.6 -3.6 В, постоянный ток<br/>         габаритные размеры пульсоксиметра -58,5 (±2)×31 (±2)×32 (±2) мм<br/>         максимально потребляемый ток- Не более 25 мА<br/>         масса пульсоксиметра -50 (±10) г. вместе с двумя батареями AAA<br/>         источник питания: 2 батарейки размера AAA, 1.5В 600 мАч, могут работать непрерывно в течение не менее 24 часов<br/>         Встроенное программное обеспечение</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | <p>1 350 P</p>               |
| <p>171</p>                                                                                                                                                          | <p><b><u>Пульсоксиметр Med-Mos CMS 50DL</u></b><br/>         тип: напалечный<br/>         тип дисплея: LED<br/>         диапазон измерения SpO2 0%~100%<br/>         разрешение SpO2 - 1%<br/>         диапазон измерения частоты пульса 30 уд/мин~250 уд/мин (разрешение 1 уд/мин)<br/>         диапазон разрешения частоты пульса -1 УвМ.<br/>         напряжение питания пульсоксиметра-2.6 -3.6 В, постоянный ток<br/>         габаритные размеры пульсоксиметра -58,5 (±2)×31 (±2)×32 (±2) мм<br/>         максимально потребляемый ток- Не более 25 мА<br/>         масса пульсоксиметра -50 (±10) г. вместе с двумя батареями AAA<br/>         источник питания: 2 батарейки размера AAA, 1.5В 600 мАч, могут работать непрерывно в течение не менее 24 часов<br/>         Встроенное программное обеспечение</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <p>990 P</p>                 |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 172 | <p><b><u>Пульсоксиметр Med-Mos CMS 50D+</u></b><br/> тип: напалечный<br/> тип дисплея: двухцветный OLED 0.96" (голубой и желтый)<br/> диапазон измерения SpO2 0%~100%<br/> разрешение SpO2 - 1%<br/> диапазон измерения частоты пульса 30 уд/мин~250 уд/мин (разрешение 1 уд/мин)<br/> напряжение питания пульсоксиметра-2.6 -3.6 В, постоянный ток<br/> габаритные размеры пульсоксиметра -58,5 (±2)×31 (±2)×32 (±2) мм<br/> максимально потребляемый ток- Не более 80 мА<br/> масса пульсоксиметра -50 (±10) г. вместе с двумя батареями AAA<br/> источник питания: 2 батарейки размера AAA, 1.5В 600 мАч, могут работать непрерывно в течение не менее 24 часов<br/> кабель USB,шнур, диск с ПО для ПК<br/> <b>В КОМПЛЕКТЕ БАТАРЕЙКИ НЕ ИДУТ</b></p>                                                                                                                                                     |    | 4 800 Р  |
| 173 | <p><b><u>Пульсоксиметр Med-Mos CMS 50E</u></b><br/> тип: напалечный<br/> тип дисплея: многоцветный OLED 1.3"<br/> диапазон измерения SpO2 0%~100%<br/> разрешение SpO2 - 1%<br/> диапазон измерения частоты пульса 30 уд/мин~250 уд/мин (разрешение 1 уд/мин)<br/> звуковая индикация пульса<br/> функция аварийного оповещения<br/> функция отображения данных измеренийна мониторе компьютера в режиме реального времени<br/> напряжение питания пульсоксиметра-3.6-4.2 В, постоянный ток<br/> продолжительность работы на 1 зарядке - до 20 ч<br/> габаритные размеры пульсоксиметра -57 (±2)×32 (±2)×30 (±2) мм<br/> максимально потребляемый ток- Не более 100 мА<br/> масса пульсоксиметра -50 (±10) г.<br/> источник питания: встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор, 3.7В<br/> кабель USB,шнур,</p>                                                                                         |    | 6 500 Р  |
| 174 | <p><b><u>Пульсоксиметр Med-Mos CMS 50FW</u></b><br/> тип: наручный (запястный), с выносным датчиком SPO2<br/> тип дисплея: многоцветный OLED 1.3"<br/> тип датчика SPO2 -выносной (напалечный)<br/> диапазон измерения SpO2 0%~100%<br/> разрешение SpO2 - 1%<br/> диапазон измерения частоты пульса 30 уд/мин~250 уд/мин (разрешение 1 уд/мин)<br/> звуковая индикация пульса<br/> функция аварийного оповещения<br/> функция отображения данных измеренийна мониторе компьютера в режиме реального времени<br/> напряжение питания пульсоксиметра-3.6-4.2 В, постоянный ток<br/> продолжительность работы на 1 зарядке - до 24 ч<br/> габаритные размеры пульсоксиметра -61 (±2)×56 (±2)×24 (±2) мм<br/> максимально потребляемый ток- Не более 100 мА<br/> масса пульсоксиметра -50 (±10) г.<br/> источник питания: встроенный перезаряжаемый литиевый аккумулятор, 3.7В<br/> кабель USB</p>             |   | 7 800 Р  |
| 175 | <p><b><u>Пульсоксиметр Med-Mos CMS 50QB</u></b><br/> тип: напалечный (в дизайне для детей)<br/> тип дисплея: двухцветный OLED 0.96" (голубой и желтый)<br/> тип датчика SPO2 -встроенный<br/> диапазон измерения SpO2 0%~100%<br/> разрешение SpO2 - 1%<br/> диапазон измерения частоты пульса 30 уд/мин~250 уд/мин (разрешение 1 уд/мин)<br/> звуковая индикация пульса<br/> функция аварийного оповещения<br/> напряжение питания пульсоксиметра-3.6-4.2 В, постоянный ток<br/> продолжительность работы на 1 зарядке - до 6 ч<br/> габаритные размеры пульсоксиметра -46 (±2)×40 (±2)×29 (±2) мм<br/> максимально потребляемый ток- Не более 80 мА<br/> масса пульсоксиметра -55 (±10) г.<br/> источник питания: съемный перезаряжаемый литиевый аккумулятор, 3.6В<br/> зарядное устройство, шнур</p>                                                                                                    |  | 2 650 Р  |
| 176 | <p><b><u>Пульсоксиметр Med-Mos CMS 60C</u></b><br/> тип: портативный с выносным датчиком SPO2<br/> тип дисплея: многоцветный TFT LCD 1.77"<br/> тип датчика SPO2: выносной (напалечный)<br/> диапазон измерения SpO2 0%~100%<br/> разрешение SpO2 - 1%<br/> диапазон измерения частоты пульса 30 уд/мин~250 уд/мин (разрешение 1 уд/мин)<br/> звуковая индикация пульса<br/> функция аварийного оповещения<br/> функция отображения данных измеренийна мониторе компьютера в режиме реального времени<br/> напряжение питания пульсоксиметра-3.6-4.2 В, постоянный ток<br/> продолжительность работы на 1 зарядке - до 26 ч<br/> габаритные размеры пульсоксиметра -87 (±2)×45 (±2)×22 (±2) мм<br/> максимально потребляемый ток- Не более 100 мА<br/> масса пульсоксиметра -175 (±10) г.<br/> источник питания: съемный перезаряжаемый литиевый аккумулятор, 3.7В<br/> кабель USB, зарядное устройство</p> |  | 20 900 Р |



|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 177                                                                                                                                                         | <p><b>Пульсоксиметр Med-Mos CMS 60D</b><br/> тип: портативный с выносным датчиком SPO2<br/> тип дисплея: многоцветный TFT LCD 1.77"<br/> тип датчика SPO2: выносной (напалечный)<br/> диапазон измерения SpO2 0%~100%<br/> разрешение SpO2 - 1%<br/> диапазон измерения частоты пульса 30 уд/мин~250 уд/мин (разрешение 1 уд/мин)<br/> звуковая индикация пульса<br/> функция аварийного оповещения<br/> функция отображения данных измерений на мониторе компьютера в режиме реального времени<br/> таблица трендов и обзор тенденции: просмотр записанных параметров на дисплее пульсоксиметра до 114 секунд записи<br/> напряжение питания пульсоксиметра-2.6-3.6 В, постоянный ток<br/> габаритные размеры пульсоксиметра -110 (±2)×60 (±2)×23 (±2) мм<br/> максимально потребляемый ток- Не более 100 мА<br/> масса пульсоксиметра -122 (±10) г.<br/> источник питания: 2 батарейки размера AA, 1.5В<br/> кабель USB</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 10 900 P                                                                 |
| 178                                                                                                                                                         | <p><b>Пульсоксиметр Med-Mos CMS 70A</b><br/> тип: стационарный (настольный) с выносным датчиком SPO2<br/> тип дисплея: многоцветный TFT LCD и LED<br/> тип датчика SPO2: выносной (напалечный)<br/> диапазон измерения SpO2 0%~100%<br/> разрешение SpO2 - 1%<br/> диапазон измерения частоты пульса 30 уд/мин~250 уд/мин (разрешение 1 уд/мин)<br/> звуковая индикация пульса<br/> функция аварийного оповещения<br/> функция отображения данных измерений на мониторе компьютера в режиме реального времени<br/> память на 24-часовую запись параметров для 16 различных пациентов<br/> функция отображения индекса перфузии PI (сила пульса в месте измерения)<br/> таблица трендов и обзор тенденции: просмотр записанных параметров на дисплее пульсоксиметра от 1 до 60 минут записи (настраиваемый параметр)<br/> напряжение питания пульсоксиметра: 3.6 -4.2 В, постоянный ток (Красный провод на батарее обозначает анод, черный провод на батарее обозначает катод.)<br/> габаритные размеры пульсоксиметра -269 (±2)×222 (±2)×79 (±2) мм<br/> максимально потребляемый ток- Не более 100 мА<br/> продолжительность работы на 1 зарядке: не менее 1 часа<br/> масса пульсоксиметра -1000 (±10) г.<br/> источник питания: сеть переменного тока 220В/50 Гц или перезаряжаемый тип применяемой батареи: перезаряжаемый литиевый аккумулятор, 3.7<br/> кабель USB</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | 17 600 P                                                                 |
| <p><b>ЭКГ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ</b><br/> <b>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ</b><br/> <b>*Все фотографии несут информативный характер.</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                                                          |
| 179                                                                                                                                                         | <p><b>Электrokардиограф Med-Mos ECG300G</b><br/> Входной контур: защита от плавления и разрядов дефибриллятора<br/> Отведения: 12 стандартных отведений<br/> Ток утечки на пациента: &lt;10 мкА<br/> Входное полное сопротивление: ≥50 Мом<br/> Частотная характеристика: 0,05 Гц ~ 150 Гц (-3 дБ)<br/> Постоянная времени: &gt; 3,2 с<br/> КОСС: &gt; 60 дБ, &gt;100 дБ (с фильтром)<br/> Фильтр помех ЭМГ: 25 Гц / 35 Гц (-3 дБ)<br/> Способ записи: система термоленты<br/> Спецификация бумаги для печати: 80 мм (ш) * 20м (д) высокоскоростная термобумага<br/> Скорость бумаги:<br/> автоматическая запись: 25 мм/с, 50 мм/с, погрешность: ±5%<br/> ритмическая запись: 25 мм/с, 50 мм/с, погрешность: ±5%<br/> ручной режим записи: 5 мм/с, 6,25 мм/с, 10 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с, погрешность: ±5%<br/> Выбор чувствительности: 2,5/5/10/20/40 мм/мВ, погрешность ±5%<br/> Автоматический режим записи: запись на основании формата записи и автоматического режима, изменения автоматических отведений и анализа<br/> Ритмический режим записи: запись на основании формата и режима ритмической записи, автоматического измерения и анализа<br/> Ручной режим записи: запись на основании формата записи, изменения ручных отведений<br/> Параметры измерения: частота сердечных сокращений, интервал P-R, продолжительность P, продолжительность QRS, продолжительность T, интервал Q-T, Q-Tс, ось P, ось QRS, ось T, R(V5), S(V1), R(V5)+S(V1)<br/> Предельное напряжение поляризации: ± 300 мВ<br/> Уровень шума: ≤15мк Вр-р<br/> Спецификация предохранителя: 2 шт. φ5*20мм AC выдержка времени: T1.6AL250V<br/> Размер: 315 мм (д) * 215 мм (ш) * 77 мм (в) ±10%<br/> Масса: 2,25 кг ±10%</p> |  | <p><b>35-700 P</b><br/> <b>31 500 P</b></p> <p><b>АКЦИЯ "СКИДКА"</b></p> |

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 180                                                                                                                                                             | <p><b><u>Электrokapдиoгpaф Med-Mos ECG600G</u></b><br/> Спocоб ввoдa: зaщитa oт кoлeбaний и импyльcoв дeфибриллaтoрa<br/> Oтвeдeния: 12 cтaндapтныx oтвeдeний<br/> Тoк yтeчки нa пaциeнтa: &lt;10 мкA<br/> Вxoднoe пoлнoe cпpoтивлeниe: ≥50 Mом<br/> Чacтoтнaя xapaктepиcтикa: 0,05 Гц ~ 150 Гц (-3 дБ~+0,4 дБ)<br/> Пocтoяннaя вpeмeни: &gt; 3,2 c<br/> KOCС: &gt; 60 дБ, &gt;100 дБ (c филтpом)<br/> Филтp пoмex ЭМГ: 35 Гц (-3 дБ)<br/> Cпocоб зaписи: cиcтeмa тepмoпeчaти<br/> Cпeцификация бyмaги для пeчaти: 110 мм (ш) * 20 м (д), выcoкocкoрoтнaя тepмoбyмaгa<br/> Cкoрoстb бyмaги:<br/> aвтoмaтичecкaя зaпись: 25 мм/с, 50 мм/с, пoгрeшнocть: ± 5%<br/> зaпись ритмa: 25 мм/с, 50 мм/с, пoгрeшнocть: ± 5%<br/> pyчнaя зaпись: 5 мм/с, 6,25 мм/с, 10 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с, 100 мм/с, пoгрeшнocть ± 5%<br/> Выбop чyвcтвительнocти: 2,5/5/10/20/40 мм/мВ, пoгрeшнocть: ±5%. Cтaндapтнaя чyвcтвительнocть cocтaвляeт 10 мм/мВ ± 0,2 мм/мВ<br/> Aвтoмaтичecкaя зaпись: зaпись в cooтвeтcтвии c фoрмaтoм зaписи и aвтoмaтичecкoм рeжимoм, aвтoмaтичecкoe пepeклyчeниe oтвeдeний, aвтoмaтичecкoe измepeниe и aнaлиз<br/> Зaпись ритмa: зaпись в cooтвeтcтвии c фoрмaтoм ритмa и рeжимoм ритмa, aвтoмaтичecкoe измepeниe и aнaлиз<br/> Pyчнaя зaпись: зaпись в cooтвeтcтвии c фoрмaтoм зaписи, pyчнoe пepeклyчeниe oтвeдeний<br/> Пapaмeтpы измepeния: ЧСС, интepвaл P-R, пpoдoлжитeльнocть P, пpoдoлжитeльнocть QRS, пpoдoлжитeльнocть T, интepвaл Q-T, Q-Tc, oсь P, oсь QRS, oсь T, R (V5), S (V1), R (V5) + S (V1)<br/> Пpeдeльнoe нaпpяжeниe пoляpизaции: ± 300 мВ<br/> Уpoвeнь шyмa: ≤15мк Вp-р<br/> Cпeцификация пpeдoxpaнитeля: 2 шт. ф5*20мм AC выдepжкa вpeмeни: T1.6AL250V<br/> Paзмep: 315мм (д) * 215 мм (ш) * 92мм (в) ±10%<br/> Macca: 1,7 кг ±10%</p> |    | <p><b>59 700 P</b><br/> <b>57 000 P</b></p> <p><b>AKЦИЯ "CKИДKА"</b></p> |
| 181                                                                                                                                                             | <p><b><u>Электrokapдиoгpaф Med-Mos ECG1200G</u></b><br/> Спocоб ввoдa: зaщитa oт кoлeбaний и импyльcoв дeфибриллaтoрa<br/> Oтвeдeния: 12 cтaндapтныx oтвeдeний<br/> Тoк yтeчки нa пaциeнтa: &lt;10 мкA<br/> Вxoднoe пoлнoe cпpoтивлeниe: ≥50 Mом<br/> Чacтoтнaя xapaктepиcтикa: 0,05 Гц ~ 150 Гц (-3 дБ~+0,4 дБ)<br/> Пocтoяннaя вpeмeни: &gt; 3,2 c<br/> KOCС: &gt; 60 дБ, &gt;100 дБ (c филтpом)<br/> Филтp пoмex ЭМГ: 25 Гц / 35 Гц (-3 дБ)<br/> Cпocоб зaписи: cиcтeмa тepмoпeчaти<br/> Cпeцификация бyмaги для пeчaти: 210 мм (ш)*20 м (д) выcoкocкoрoтнaя тepмoбyмaгa<br/> Cкoрoстb бyмaги:<br/> aвтoмaтичecкaя зaпись: 25 мм/с, 50 мм/с, пoгрeшнocть ±5%;<br/> зaпись ритмa: 25 мм/с, 50 мм/с, пoгрeшнocть ±5%;<br/> pyчнaя зaпись: 5 мм/с, 6,25 мм/с, 10 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с, 50 мм/с, пoгрeшнocть: ±5%<br/> Выбop чyвcтвительнocти: 2,5, 5, 10, 20, 40 мм/мВ, пoгрeшнocть ± 5%<br/> Aвтoмaтичecкaя зaпись: нaстpойкa зaписи в cooтвeтcтвии c фoрмaтoм и рeжимoм aвтoмaтичecкoй зaписи, aвтoмaтичecкoм измeнeниeм oтвeдeний, измepeниeм и aнaлизoм<br/> Зaпись ритмa: нaстpойкa зaписи в cooтвeтcтвии c фoрмaтoм зaписи ритмa и рeжимoм, aвтoмaтичecкoe измepeниe и aнaлиз<br/> Pyчнaя зaпись: нaстpойкa зaписи в cooтвeтcтвии c фoрмaтoм pyчнoй зaписи, pyчнaя cмeнa oтвeдeний<br/> Пapaмeтpы измepeния: ЧСС, интepвaл P-R, пpoдoлжитeльнocть P, пpoдoлжитeльнocть QRS, пpoдoлжитeльнocть T, интepвaл Q-T, Q-Tc, oсь P, oсь QRS, oсь T, R (V5), S (V1), R (V5) + S (V1)<br/> Пpeдeльнoe нaпpяжeниe пoляpизaции: ± 500 мВ<br/> Уpoвeнь шyмa: ≤15мк Вp-р<br/> Cпeцификация пpeдoxpaнитeля: 2 шт. ф5 * 20 мм, вpeмя зaдepжки пepeмeннoгo тoкa: T1.6AL250B<br/> Paзмep: 340 мм (д) * 320 мм (ш) * 85 мм (в) ±10%</p>                                                      |   | <p><b>89 850 P</b><br/> <b>80 000 P</b></p> <p><b>AKЦИЯ "CKИДKА"</b></p> |
| <p><b>ACПИPAТOPЫ (oтcaccывaтeли)</b><br/> <b>Рeгистpaциoннoe yдocтoвepeниe Pocздpaвнaдзopa PФ</b><br/> <b>*Bce фoтoгpaфии нecyт инфoрмaтивный xapaктep.</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                                                          |
| 182                                                                                                                                                             | <p><b><u>Acпирaтop Med-Mos H001</u></b><br/> Тип нacoca: пopшнeвoй<br/> Mакcимaльный вaкyум: ≥0,09 МПa<br/> Диапaзoн вaкyумa: 0,02 МПa ~ 0,09 МПa<br/> Mакcимaльный пoтoк вoздyхa: ≥20 л/мин.<br/> Рeзepвyар для жидкocти: 2×2500 мл<br/> Уpoвeнь шyмa: ≤60 дБ<br/> Энepгocнaбжeниe: 230В±10%, чacтoтa 50 Гц<br/> Вxoднaя мoщнocть: ≤150 ВA±15%<br/> Тeмпepaтyрa вcaccывaющeгo нacoca: ≤45°C<br/> Тeмпepaтyрa нopмaльнoгo рaбoчeгo cocтoяния: 5°C~35°C<br/> Влaжнocть нopмaльнoгo рaбoчeгo cocтoяния: ≤80%<br/> Aтмocфepнoe дaвлeниe нopмaльнoгo рaбoчeгo cocтoяния: 86 кПа ~ 106 кПа<br/> Рeкoмeндyeмый cpoк экcплyaтaции: 10000 чacoв<br/> Гaбapитныe paзмepы: 350×312×800 мм<br/> Bec: 18 кг</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | <p><b>18 100 P</b></p>                                                   |
| 183                                                                                                                                                             | <p><b><u>Acпирaтop Med-Mos H002</u></b><br/> Тип нacoca: пopшнeвoй<br/> Mакcимaльный вaкyум: ≥0,09 МПa<br/> Диапaзoн вaкyумa: 0,02 МПa ~ 0,09 МПa<br/> Mакcимaльный пoтoк вoздyхa: ≥20 л/мин.<br/> Рeзepвyар для жидкocти: 2×2500 мл<br/> Уpoвeнь шyмa: ≤60 дБ<br/> Энepгocнaбжeниe: 230В±10%, чacтoтa 50 Гц<br/> Вxoднaя мoщнocть: ≤150 ВA±15%<br/> Тeмпepaтyрa вcaccывaющeгo нacoca: ≤45°C<br/> Тeмпepaтyрa нopмaльнoгo рaбoчeгo cocтoяния: 5°C~35°C<br/> Влaжнocть нopмaльнoгo рaбoчeгo cocтoяния: ≤80%<br/> Aтмocфepнoe дaвлeниe нopмaльнoгo рaбoчeгo cocтoяния: 86 кПа ~ 106 кПа<br/> Пepeклyчaтeль: нoжнoй IPX8<br/> Рeкoмeндyeмый cpoк экcплyaтaции: 10000 чacoв<br/> Гaбapитныe paзмepы: 380×312×480 мм</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <p><b>12 000 P</b></p>                                                   |







|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 184                                                                                                                                       | <p><a href="#">Аспиратор Med-Mos H003-A (для АСМП)</a><br/> АС/DC<br/> Тип насоса: вакуумный<br/> Максимальный вакуум: <math>\geq 0,075</math> МПа<br/> Диапазон вакуума: 0,02 МПа ~ 0,075 МПа<br/> Максимальный поток воздуха: <math>\geq 15</math> л/мин.<br/> Резервуар для жидкости: 1000 мл<br/> Уровень шума: <math>\leq 60</math> дБ<br/> Энергоснабжение: 230В<math>\pm</math>10%, частота 50 Гц<br/> Входная мощность: <math>\leq 90</math> ВА<math>\pm</math>15%<br/> Температура нормального рабочего состояния: 5<math>^{\circ}</math>С~40<math>^{\circ}</math>С<br/> Влажность нормального рабочего состояния: <math>\leq 80\%</math><br/> Атмосферное давление нормального рабочего сост: 86кПа~106кПа<br/> Рекомендуемый срок эксплуатации: 3 года<br/> Габаритные размеры: 335<math>\times</math>240<math>\times</math>150 мм<br/> Вес: 3,5 кг</p> |                                                                 | 19 950 Р                                       |
| 185                                                                                                                                       | <p><a href="#">Аспиратор Med-Mos H003-C</a><br/> Тип насоса: вакуумный<br/> Максимальный вакуум: <math>\geq 0,075</math> МПа<br/> Диапазон вакуума: 0,02 МПа ~ 0,075 МПа<br/> Максимальный поток воздуха: <math>\geq 18</math> л/мин.<br/> Резервуар для жидкости: 1000 мл<br/> Уровень шума: <math>\leq 60</math> дБ<br/> Энергоснабжение: 230В<math>\pm</math>10%, частота 50 Гц<br/> Входная мощность: <math>\leq 90</math> ВА<math>\pm</math>15%<br/> Температура нормального рабочего состояния: 5<math>^{\circ}</math>С~40<math>^{\circ}</math>С<br/> Влажность нормального рабочего состояния: <math>\leq 80\%</math><br/> Атмосферное давление нормального рабочего состояния: 86 кПа ~ 106 кПа<br/> Рекомендуемый срок эксплуатации: 3 года<br/> Габаритные размеры: 335<math>\times</math>240<math>\times</math>150 мм<br/> Вес: 3,5 кг</p>              |                                                                 | 7 900 Р                                        |
| 186                                                                                                                                       | <p><a href="#">Аспиратор Med-Mos H003-F</a><br/> Тип насоса: вакуумный<br/> Максимальный вакуум: <math>\geq 0,07</math> МПа<br/> Диапазон вакуума: 0,02 МПа ~ 0,07 МПа<br/> Максимальный поток воздуха: <math>\geq 11</math> л/мин.<br/> Резервуар для жидкости: 1000 мл<br/> Уровень шума: <math>\leq 60</math> дБ<br/> Энергоснабжение: 230В<math>\pm</math>10%, частота 50 Гц<br/> Входная мощность: <math>\leq 90</math> ВА<math>\pm</math>15%<br/> Температура нормального рабочего состояния: 5<math>^{\circ}</math>С~40<math>^{\circ}</math>С<br/> Влажность нормального рабочего состояния: <math>\leq 80\%</math><br/> Атмосферное давление нормального рабочего состояния: 86 кПа ~ 106 кПа<br/> Рекомендуемый срок эксплуатации: 3 года<br/> Габаритные размеры: 280<math>\times</math>196<math>\times</math>285 мм<br/> Вес: 3,5 кг</p>                |  <p style="text-align: center; color: red;">АКЦИЯ "СКИДКА"</p> | <p style="color: red;">7 900 Р<br/>5 800 Р</p> |
|                                                                                                                                           | <p><a href="#">Резервуар для жидкости 1000 мл для H003-A/H003-C/H003-F С НДС</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                               | 850 Р                                          |
|                                                                                                                                           | <p><a href="#">Резервуар для жидкости 2500 мл для H001/H002 С НДС</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                               | 1 600 Р                                        |
| 187                                                                                                                                       | <p><a href="#">Фильтр для аспираторов</a><br/> - Размеры (длина*ширина) 6,2*6,2 см<br/> - Площадь фильтрующей поверхности 38,4 мм<sup>2</sup><br/> - Параметры фильтрации: эффективность фильтрации частиц размером 0,5 мкм и более составляет не менее 95%</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               | 750 Р                                          |
| <p><b>НЕБУЛАЙЗЕРЫ</b><br/> <b>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ</b><br/> *Все фотографии несут информативный характер.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                   |                                                |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 187                                                                                                                                               | <p><b>Небулайзер Med-Mos W003-B</b><br/> Максимальная скорость распыления: <math>\geq 0,2</math> мл/мин.<br/> Максимальное давление компрессора: <math>\geq 0,15</math> МПа<br/> Уровень шума: <math>\leq 60</math> дБ<br/> Размер частиц: 5 мкм – 10 мкм<br/> Объем лекарств: <math>\geq 5</math> мл<br/> Габаритные размеры: 230×255×160 мм<br/> Вес: 2,1 кг<br/> Электроснабжение: 220В±10%, частота 50/60 Гц±1 Гц<br/> Рекомендуемый срок эксплуатации: 5000 часов</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                              | 2 000 Р                                                          |
| 188                                                                                                                                               | <p><b>Небулайзер Med-Mos W004-B</b><br/> Максимальная скорость распыления: <math>\geq 0,2</math> мл/мин.<br/> Максимальное давление компрессора: <math>\geq 0,15</math> МПа<br/> Уровень шума: <math>\leq 60</math> дБ<br/> Размер частиц: 5 мкм – 10 мкм<br/> Объем лекарств: <math>\geq 5</math> мл<br/> Габаритные размеры: 265×240×195 мм<br/> Вес: 2,1 кг<br/> Электроснабжение: 220В±10%, частота 50/60 Гц±1 Гц</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                               | 2 200 Р                                                          |
| 189                                                                                                                                               | <p><b>Небулайзер Med-Mos W005</b><br/> Максимальная скорость распыления: <math>\geq 0,2</math> мл/мин.<br/> Максимальное давление компрессора: <math>\geq 0,15</math> МПа<br/> Уровень шума: <math>\leq 60</math> дБ<br/> Размер частиц: 5 мкм – 10 мкм<br/> Объем лекарств: <math>\geq 5</math> мл<br/> Габаритные размеры: 355×230×150 мм<br/> Вес: 1,5 кг<br/> Электроснабжение: 220В±10%, частота 50/60 Гц±1 Гц<br/> Рекомендуемый срок эксплуатации: 5000 часов</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                               | 2 200 Р                                                          |
| 190                                                                                                                                               | <p><b>Небулайзер Med-Mos W006-A</b><br/> Максимальная скорость распыления: <math>\geq 0,2</math> мл/мин.<br/> Максимальное давление компрессора: <math>\geq 0,15</math> МПа<br/> Уровень шума: <math>\leq 60</math> дБ<br/> Размер частиц: 5 мкм – 10 мкм<br/> Объем лекарств: <math>\geq 5</math> мл<br/> Габаритные размеры: 290×340×170 мм<br/> Вес: 1,8 кг<br/> Электроснабжение: 220В±10%, частота 50/60 Гц±1 Гц<br/> Рекомендуемый срок эксплуатации: 5000 часов</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               | 2 200 Р                                                          |
| <p><b>ТОНОМЕТРЫ</b><br/> <b>Возможна поверка на тонометры, стоимость 700 рублей</b><br/> <b>*Все фотографии несут информативный характер.</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                  |
| 191                                                                                                                                               | <p><b>Тонometr Med-Mos PG-800A12</b><br/> Метод измерения: Осциллометрическое измерение<br/> Тип тонометра: запястный<br/> Наличие: шкалы ВОЗ для оценки результата измерений, индикатора пульса, индикатора низкой батареи, индикатор аритмии<br/> Индикация: Цифровой ЖК-дисплей, ч/б, размер 2,16"<br/> Диапазон измерения:<br/> Давление: (30~280) мм рт. ст.<br/> Пульс: (40~199) ударов/мин<br/> Точность: Статическое давление: <math>\pm 3</math> мм рт. ст. Пульс: <math>\pm 5\%</math><br/> Объем памяти: 90 измерений<br/> Источник питания: 2 батареи по 1,5В (LR03 или AAA), не входят в комплект. Используйте щелочную батарею; измерение свыше 200 раз.<br/> Габариты: 62 (Ш) x 78 (В) x 31 (Г) мм<br/> Вес: 130 г<br/> Обхват запястья: (13,5~19,5) см<br/> <b>Упаковка:</b><br/> 10,5x7,5x9,5 см</p>                                     |  <p style="text-align: center;"><b>АКЦИЯ "СКИДКА"</b></p>  | <p style="text-align: right;"><del>1 750 Р</del><br/>1 600 Р</p> |
| 192                                                                                                                                               | <p><b>Тонometr Med-Mos PG-800A25 с ГОЛОСОВЫМ ВЫХОДОМ</b><br/> Метод измерения: Осциллометрическое измерение<br/> Тип тонометра: запястный<br/> Наличие: шкалы ВОЗ для оценки результата измерений, индикатора пульса, индикатора низкой батареи, технология MAM, индикатор аритмии<br/> Индикация: Цифровой ЖК-дисплей, ч/б, размер 2,16"<br/> Диапазон измерения:<br/> Давление: (30~280) мм рт. ст.<br/> Пульс: (40~199) ударов/мин<br/> Точность: Статическое давление: <math>\pm 3</math> мм рт. ст. Пульс: <math>\pm 5\%</math><br/> Объем памяти: 90 измерений<br/> Источник питания: 2 батареи по 1,5В (LR03 или AAA), не входят в комплект. Используйте щелочную батарею; измерение свыше 200 раз.<br/> Габариты: 75 (Ш) x 68 (В) x 30 (Г) мм<br/> Вес: 130 г<br/> Обхват запястья: (13,5~19,5) см<br/> <b>Упаковка:</b><br/> 10,5x7,5x9,5 см</p> |  <p style="text-align: center;"><b>АКЦИЯ "СКИДКА"</b></p>  | <p style="text-align: right;"><del>1 750 Р</del><br/>1 600 Р</p> |
| 193                                                                                                                                               | <p><b>Тонometr Med-Mos PG-800B12</b><br/> Метод измерения: Осциллометрическое измерение<br/> Тип тонометра: плечевой<br/> Наличие: шкалы ВОЗ для оценки результата измерений, индикатора пульса, индикатора низкой батареи, индикатор аритмии<br/> Индикация: Цифровой ЖК-дисплей, ч/б, размер 4,25"<br/> Диапазон измерения:<br/> Давление: (30~280) мм рт. ст.<br/> Пульс: (40~199) ударов/мин<br/> Точность: Статическое давление: <math>\pm 3</math> мм рт. ст. Пульс: <math>\pm 5\%</math><br/> Объем памяти: 90 измерений<br/> Источник питания: 4 щелочных батареи по 1,5В (LR6 или AA), не входят в комплект. Измерение свыше 200 раз./ от сети<br/> Кабель питания: под заказ<br/> Габариты: 96 (Ш) x 151 (В) x 78 (Г) мм<br/> Вес: 450 г<br/> Обхват запястья: (22~32) см<br/> <b>Упаковка:</b><br/> 13x9x17,8 см</p>                           |  <p style="text-align: center;"><b>АКЦИЯ "СКИДКА "</b></p> | <p style="text-align: right;"><del>2 950 Р</del><br/>2 600 Р</p> |





|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 194                                                                                                                                             | <p><b><u>Тонometr Med-Mos PG-800B10</u></b><br/> Метод измерения: Осциллометрическое измерение<br/> Тип тонометра: плечевой<br/> Наличие: шкалы ВОЗ для оценки результата измерений, индикатора пульса, индикатора низкой батареи, индикатор аритмии<br/> Индикация: Цифровой ЖК-дисплей, ч/б, размер 4,21"<br/> Диапазон измерения:<br/> Давление: (30~280) мм рт. ст.<br/> Пульс: (40~199) ударов/мин<br/> Точность: Статическое давление: ± 3 мм рт. ст. Пульс: ±5%<br/> Объем памяти: 90 измерений<br/> Источник питания: 4 щелочных батареи по 1,5В (LR6 или AA), не входят в комплект. Измерение свыше 200 раз./ от сети<br/> Кабель питания: под заказ<br/> Габариты: 165 (Ш) x 232 (В) x 100 (Г) мм<br/> Вес: 450 г<br/> Обхват запястья: (22~42) см<br/> <b>Упаковка:</b><br/> 28,5 x 11 x 7,8 см</p>                                   |  <p style="text-align: center;"><b>АКЦИЯ "СКИДКА"</b></p> | <p style="text-align: right;"><del>2 900 Р</del><br/>2 600 Р</p>   |
| 195                                                                                                                                             | <p><b><u>Тонometr Med-Mos PG-800B31</u></b><br/> Метод измерения: Осциллометрическое измерение<br/> Тип тонометра: плечевой<br/> Наличие: шкалы ВОЗ для оценки результата измерений, индикатора пульса, индикатора низкой батареи, индикатор аритмии<br/> Индикация: Цифровой ЖК-дисплей, ч/б, размер 3,15"<br/> Диапазон измерения:<br/> Давление: (30~280) мм рт. ст.<br/> Пульс: (40~199) ударов/мин<br/> Точность: Статическое давление: ± 3 мм рт. ст. Пульс: ±5%<br/> Объем памяти: 90 измерений<br/> Источник питания: 4 щелочных батареи по 1,5В (LR6 или AA), не входят в комплект. Измерение свыше 200 раз./ от сети<br/> Кабель питания: под заказ<br/> Габариты: 96(Ш) x 130(В) x 65(Г) мм<br/> Вес: 380 г<br/> Обхват запястья: (22~32) см<br/> <b>Упаковка:</b><br/> 11,3x10,3x16 см</p>                                           |  <p style="text-align: center;"><b>АКЦИЯ "СКИДКА"</b></p> | <p style="text-align: right;"><del>2 750 Р</del><br/>1 900 Р</p>   |
| 196                                                                                                                                             | <p><b><u>Тонometr Med-Mos PG-800B69 с ГОЛОСОВЫМ ВЫХОДОМ</u></b><br/> Метод измерения: Осциллометрическое измерение<br/> Тип тонометра: плечевой<br/> Наличие: шкалы ВОЗ для оценки результата измерений, индикатора пульса, индикатора низкой батареи, индикатор аритмии<br/> Индикация: Цифровой ЖК-дисплей, ч/б, размер 4,13"<br/> Диапазон измерения:<br/> Давление: (30~280) мм рт. ст.<br/> Пульс: (40~199) ударов/мин<br/> Точность: Статическое давление: ± 3 мм рт. ст. Пульс: ±5%<br/> Объем памяти: 90 измерений<br/> Источник питания: 4 щелочных батареи по 1,5В (LR14 или AM2), не входят в комплект. Измерение свыше 30 раз./ от сети<br/> Длина кабеля сетевого адаптера: 176 см<br/> Габариты: 310 (Ш) x 255 (В) x 230 (Г) мм<br/> Вес: 1800 г<br/> Обхват запястья: (28~42) см<br/> <b>Упаковка:</b><br/> 33,5x27,3x25,5 см</p> |                                                          | <p style="text-align: right;"><del>13 900 Р</del><br/>12 500 Р</p> |
| <p><b>СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ</b><br/> <b>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ</b><br/> *Все фотографии несут информативный характер.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                    |
| 196                                                                                                                                             | <p><b><u>Слуховой аппарат MED-MOS ZIV 209</u></b><br/> Функция шумоподавления<br/> 12-канальное формирование частоты<br/> 4 программы настройки<br/> 2-канальный WDRC усилитель<br/> Пик OSPL 90: 130 дБ<br/> Средняя OSPL 90: 122 дБ<br/> Пик усиления: 57 дБ<br/> Среднее усиление: 48 дБ<br/> Эквивалентный входной шум: 30 дБ<br/> Общее нелинейное искажение:<br/> 500 Гц (%) 5.0<br/> 800 Гц (%) 3.0<br/> 1600 Гц (%) 3.0<br/> Оповещение о низком заряде батареи<br/> Переключатель программ<br/> Тип батареи: 13А<br/> Потребление тока: 1 мА<br/> Размеры модуля (мм): 36.3×13.3×8.1<br/> Функция телескоп (опционально)<br/> Регулировка громкости<br/> Н/Р-триммер<br/> Адаптивно направленный микрофон</p>                                                                                                                           |                                                         | <p style="text-align: right;">16 500 Р</p>                         |







|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 197                                                                                                                                               | <p><b><u>Слуховой аппарат MED-MOS Rocker 201</u></b><br/> 12-канальное шумоподавление<br/> 12-канальное формирование частоты<br/> 4 программы настройки<br/> 2-канальный WDRC усилитель<br/> Пик OSPL 90: 119 дБ<br/> Средняя OSPL 90: 110 дБ<br/> Пик усиления: 38 дБ<br/> Среднее усиление: 30 дБ<br/> Эквивалентный входной шум: 20 дБ<br/> Общее нелинейное искажение:<br/> 500 Гц (%) 1.5<br/> 800 Гц (%) 1.2<br/> 1600 Гц (%) 1.0<br/> Оповещение о низком заряде батареи<br/> Переключатель программ<br/> Тип батареи: 10А<br/> Потребление тока: 1.05 мА<br/> Размеры модуля (мм): 32.2×12.1×7<br/> Регулировка громкости<br/> Адаптивно направленный микрофон</p>                                                                                               |                                                             | 14 600 Р                             |
| 198                                                                                                                                               | <p><b><u>Слуховой аппарат MED-MOS Rocker 602</u></b><br/> 12-канальное шумоподавление<br/> 12-канальное формирование частоты<br/> 4 программы настройки<br/> 6-канальный WDRC усилитель<br/> Пик OSPL 90: 119 дБ<br/> Средняя OSPL 90: 109 дБ<br/> Пик усиления: 45 дБ<br/> Среднее усиление: 35 дБ<br/> Эквивалентный входной шум: 20 дБ<br/> Общее нелинейное искажение:<br/> 500 Гц (%) 1.5<br/> 800 Гц (%) 1.2<br/> 1600 Гц (%) 1.0<br/> Оповещение о низком заряде батареи<br/> Переключатель программ<br/> Тип батареи: 10А<br/> Потребление тока: 1.05 мА<br/> Размеры модуля (мм): 32.2×12.1×7<br/> Регулировка громкости<br/> Адаптивно направленный микрофон</p>                                                                                               |                                                             | 20 500 Р                             |
| 199                                                                                                                                               | <p><b><u>Слуховой аппарат MED-MOS VIVO 108</u></b><br/> Усилитель класса D<br/> Пик OSPL 90: 130 дБ<br/> Средняя OSPL 90: 125 дБ<br/> Пик усиления: 44 дБ<br/> Среднее усиление: 35 дБ<br/> Эквивалентный входной шум: 32 дБ<br/> Общее нелинейное искажение:<br/> 500 Гц (%) 4.0<br/> 800 Гц (%) 4.0<br/> 1600 Гц (%) 3.0<br/> Тип батареи: 13А<br/> Потребление тока: 1 мА<br/> Размеры модуля (мм): 37.1×12.5×9.2<br/> Регулировка громкости<br/> Функция telescoil (опционально)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            | 5 900 Р                              |
| <b>ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЙ БОКС</b><br><b>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ</b><br><b>*Все фотографии несут информативный характер.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                      |
| 200                                                                                                                                               | <p><b><u>Транспортировочный изолирующий бокс Med-Mos</u></b><br/> <b>Получены регистрационные удостоверения</b><br/> <b>РОСЗДРАВНАДЗОРА</b><br/> Защита пациента от загрязнений окружающей среды за счет работы в режиме положительного давления.<br/> Защита окружающей среды от опасных аэрозолей патогенных биологических агентов (ПБА), возникающих в результате жизнедеятельности человека, зараженного опасной инфекцией.<br/> Размер: 43x57x195 см<br/> Источник питания: прилагаемый аккумулятор 36В; 4 А*ч<br/> Эффективность фильтра: не менее 99,9995% для частиц размером 0,3 мкм<br/> Время автономной работы аккумулятора: не менее 5 часов<br/> Масса: 17 кг<br/> Комплектация:<br/> Фильтрующая кассета - 4 шт.<br/> Резиновые перчатки – 1 комплект</p> |  <p style="text-align: center;"><b>АКЦИЯ "СКИДКА"</b></p> | <b>343 000 Р</b><br><b>290 000 Р</b> |
| <b>НОСИЛКИ</b><br><b>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ</b><br><b>*Все фотографии несут информативный характер.</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                               |                                      |
| 201                                                                                                                                               | <p><b><u>Носилки Med-Mos (YDC-1A4H) СП-8</u></b><br/> - Рама носилок - круглая труба из высокопрочного алюминиевого сплава<br/> - Для удобства транспортировки носилки складываются пополам<br/> - наличие 2-х ремней с системой крепления "Фастекс", ширина 50 мм<br/> Габариты:<br/> В разложенном состоянии: 186×50×3,5 см<br/> В сложенном состоянии: 93×50×10 см<br/> вес 6,7 кг<br/> нагрузка 160 кг<br/> <b>Упаковка:</b><br/> Кол-во: 2шт.<br/> Размер: 97×58×19 см<br/> Вес : 17 кг</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           | 11 200 Р                             |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                      |                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 202 | <p><b><u>Носилки Med-Mos MM-Ф4 Lzh-15000R (1A4H)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Рама носилок - круглая труба из высокопрочного алюминиевого сплава</li> <li>- Для удобства транспортировки носилки складываются пополам</li> <li>- Наличие 2-х ремней с системой крепления "Фастекс", ширина 50 мм</li> </ul> <p><b>Габариты:</b><br/> В разложенном состоянии: 186×51,5×(3,5-6) см<br/> В сложенном состоянии: 93×51,5×10 см</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- вес 6,6 кг</li> <li>- нагрузка 160 кг</li> </ul> <p><b>Упаковка:</b><br/> - Кол-во: 2 шт.<br/> - Размер: 97×58×19 см<br/> - Вес : 17кг</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | 11 200 P             |
| 203 | <p><b><u>Носилки Med-Mos (YDC-1A7)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Каркас носилок изготовлен из сплава алюминия высокой прочности, полотно из специальной ткани, которая легко дезинфицируется.</li> <li>-Носилки складываются в поперечном направлении в четыре раза в удобный чехол.</li> </ul> <p><b>Габариты:</b><br/> В разложенном состоянии:<br/> 215×54×15 см<br/> В сложенном состоянии:<br/> 108×17×9 см</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>вес 5 кг</li> <li>нагрузка 159 кг</li> </ul> <p><b>Упаковка:</b><br/> Кол-во: 2шт.<br/> Размер: 110×20×13 см<br/> Вес : 13 кг</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 8 050 P              |
| 204 | <p><b><u>Носилки Med-Mos (YDC-1A8)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Каркас носилок изготовлен из сплава алюминия высокой прочности, оборудованы четырьмя складывающимися опорами, полотно из специальной ткани, которая легко дезинфицируется.</li> <li>-Носилки складываются в продольно-поперечном направлении в небольшую удобную сумку.</li> </ul> <p><b>Габариты:</b><br/> В разложенном состоянии:<br/> 215×55×14 см<br/> В сложенном состоянии:<br/> 56×22×20 см</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>вес 8кг</li> <li>нагрузка 159 кг</li> </ul> <p><b>Упаковка:</b><br/> Кол-во: 1 шт.<br/> Размер: 63×22×25 см<br/> Вес : 9кг</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |    | 11 200 P             |
| 205 | <p><b><u>Носилки Med-Mos (YDC-1A9) MM-Ф7 Lzh-16001R</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- транспортировки носилки имеют складную конструкцию и чехол с застежкой-молнией и ручками для переноски</li> <li>- Каркас носилок выполнен из высокопрочных алюминиевых круглых труб. Для удобства использования снабжен 4-мя упорами из алюминиевого сплава и резиновыми наконечниками-рукоятками</li> <li>- Полотно носилок выполнено из прочной синтетической ткани, допускающей очистку и дезинфекцию</li> <li>- В комплект поставки входят ремни с системой быстрого крепления «Фастекс»</li> <li>- Нагрузка 160 кг</li> </ul> <p><b>Упаковка:</b><br/> Кол-во: 2 шт.<br/> Размер: 113×22,5×24 см<br/> Вес 13,6 кг</p>                                                                                                                                                                                      |  | 15 000 P<br>11 000 P |
| 206 | <p><b><u>Носилки Med-Mos (YDC1A10)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Каркас носилок изготовлен из сплава алюминия высокой прочности, полотно из специальной ткани, которая легко дезинфицируется.</li> <li>-Носилки складываются в продольно-поперечном направлении в удобный рюкзак.</li> </ul> <p><b>Габариты:</b><br/> В разложенном состоянии:<br/> 210×53×12 см<br/> В сложенном состоянии:<br/> 61×30×12 см</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>вес 6 кг</li> <li>нагрузка 159 кг</li> </ul> <p><b>Упаковка:</b><br/> Кол-во: 1 шт.<br/> Размер: 63×25×18см<br/> Вес 7кг</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 11 200 P             |
| 207 | <p><b><u>Носилки Med-Mos MM-Ф7 Lzh-36403N</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Каркас носилок выполнен из высокопрочных алюминиевых профильных труб.</li> <li>- Полотно носилок выполнено из прочной синтетической непромокаемой ткани, допускающей очистку и дезинфекцию.</li> <li>- Для удобства использования носилки снабжены колесами и телескопически выдвигающимися пластиковыми рукоятками эргономичной формы, с фиксацией в выдвинутом (рабочем) положении</li> <li>- В комплект поставки входят 2 ремня с системой быстрого крепления «Фастекс» (для фиксации пациента)</li> </ul> <p><b>Габариты:</b><br/> <b>В разложенном состоянии:</b> (218-188)×55×14 см<br/> <b>В сложенном состоянии:</b> 94×19×11 см</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>вес: 8,6 кг</li> <li>нагрузка 160 кг</li> </ul> <p><b>Упаковка:</b><br/> Кол-во: 1 шт.<br/> Размер: 106×20×13 см<br/> Вес: 9,6 кг</p> |  | 11 700 P             |

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 208                                                                                                                                                                             | <p><b>Носилки Med-Mos (YDC-1F3)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Каркас носилок изготовлен из сплава алюминия высокой прочности, полотно из специальной ткани, которая легко дезинфицируется.</li> <li>-Носилки складываются в поперечном направлении в четыре раза в удобную сумку.</li> </ul> <p><b>Габариты:</b><br/>В разложенном состоянии:<br/>220×54×15 см<br/>В сложенном состоянии:<br/>49×24×19 см<br/>вес 10 кг<br/>нагрузка 159 кг</p> <p><b>Упаковка:</b><br/>Кол-во: 1 шт.<br/>Размер: 55×24×30 см<br/>Вес : 11 кг</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 12 750 Р |
| 209                                                                                                                                                                             | <p><b>Носилки Med-Mos MM-Ф9 Lzh-36401R (1F3)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Каркас носилок выполнен из высокопрочных алюминиевых профильных труб с полимерно-порошковым покрытием.</li> <li>- Полотно носилок выполнено из прочной синтетической непромокаемой ткани, допускающей очистку и дезинфекцию</li> <li>- В комплект поставки входят 2 ремня с системой быстрого крепления «Фастекс»</li> </ul> <p><b>Габариты:</b><br/>В разложенном состоянии:<br/>187х56,5х15 см/ 218х56,5х15 см<br/>В сложенном состоянии:<br/>50х20х22 см<br/>- Вес - 9 кг<br/>нагрузка 160 кг</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Для удобства транспортировки носилки имеют складную конструкцию и сумку с застежкой-молнией, ручкой и наплечным съемным ремнем для переноски</li> </ul> <p><b>Упаковка:</b><br/>Кол-во: 1 шт.<br/>Размер: 56,5х24х32 см<br/>Вес : 10 кг</p>                                                                      |    | 12 750 Р |
| 210                                                                                                                                                                             | <p><b>Носилки Med-Mos MM-K1 Kv-13000R</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Носилки ковшового типа предназначены для атравматичного поднятия из положения лёжа и транспортировки пациентов с подозрением на тяжелые травмы позвоночника.</li> <li>- Каркас носилок выполнен из высокопрочных алюминиевых труб круглого сечения</li> <li>- Автоматическая фиксация (защелкивающийся замок) при соединении двух половин носилок, с кнопкой разблокировки</li> <li>- Изменение длины носилок производится ступенчато; фиксация положения – посредством двух стопоров на каркасе носилок - 4 положения</li> <li>- Наличие в комплекте ремней с системой быстрого крепления «Фастекс» для фиксации пациента/ Количество</li> </ul> <p><b>Габариты:</b><br/>В разложенном состоянии: (167,5-211)х42,5 см<br/>В сложенном состоянии: 120х42,5 см<br/>- Вес 8,6 кг<br/>- Нагрузка 160 кг</p> <p><b>Упаковка:</b><br/>Размер 172х45х7 см<br/>Вес 11 кг</p> |   | 19 500 Р |
| 211                                                                                                                                                                             | <p><b>Носилки Med-Mos MM-K2 Kv-14000N</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Каркас носилок изготовлен из высокопрочных алюминиевых труб круглого сечения</li> <li>- Разъемная конструкция носилок (из 2-х продольных половин), позволяющая завести носилки под лежащего пациента, не травмируя его дополнительно</li> <li>- Для удобства использования носилки снабжены телескопическим удлинением ложа</li> <li>- Наличие в комплекте ремней с системой быстрого крепления «Фастекс» для фиксации пациента (3 шт.) и чехлом для хранения</li> </ul> <p><b>Габариты:</b><br/>В разложенном состоянии:<br/>(168-210)х43,5х7 см<br/>В сложенном состоянии:<br/>122х43,5х9,5 см<br/>вес 9,3 кг<br/>нагрузка 160 кг</p> <p><b>Упаковка:</b><br/>170х45х7 см<br/>10,8 кг</p>                                                                                                                                                                           |  | 19 500 Р |
| <p><b>КАТАЛКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ</b><br/> <b>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ</b><br/> *Все фотографии несут информативный характер.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |          |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <p>212</p> | <p><b><u>Каталка для АСМП Med-Mos MM-A3 KatS-12211N СП-1НФ со съёмными носилками</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Каркас выполнен из сплава алюминия высокой прочности</li> <li>- Рама каталки изготовлена из высокопрочного алюминиевого профиля</li> <li>- Фиксация и расфиксация (складывание) опор: 2 независимых рычага</li> <li>- Автоматическая фиксация складывающихся опор каталки при установке ножек в вертикальное положение</li> <li>- Матрац изготовлен из водонепроницаемого материала, который легко чистится и дезинфицируется.</li> <li>- Габаритные размеры каталки в сборе: 202x62x24 см</li> <li>- Габаритные размеры носилок: 188x48,5x13 см</li> <li>- Угол наклона секций спины: 2-60° (посредством газлифта с рычагом).</li> <li>- Угол наклона ножной секции: 0-21°(механически) 2 положения</li> <li>- размер матраса: 186x46x6 см</li> <li>- В комплекте идёт "передний упор и задний фиксатор" для крепления каталки на приемном устройстве в автомобиле скорой помощи</li> <li>- замок, трансфузионная стойка, матрас в комплекте, ремни для фиксации пациента!</li> <li>Вес: 43,9 кг</li> <li>Нагрузка 180 кг</li> <li><b>Упаковка:</b></li> <li>Размер: 204x62x32 см</li> <li>Вес: 50,5 кг</li> </ul> |    | <p>75 000 P</p> |
| <p>213</p> | <p><b><u>Каталка для АСМП Med-Mos (YDC-3A) со съёмными носилками СП-1</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Каркас изготовлен из сплава алюминия высокой прочности.</li> <li>- Матрас изготовлен из водоотталкивающего материала, который легко дезинфицируется.</li> <li>-Регулируется угол наклона секции для головы.65°</li> <li>-угол наклона головной секции 65°</li> <li>-угол наклона ножной секции 30°</li> <li>-съёмные носилки на колесах</li> <li>- <b>фиксатор, замок, трансфузионная стойка, матрас в комплекте!</b></li> <li><b>Габариты:</b></li> <li>Верхнее положение195×55×85 см</li> <li>Нижнее положение 195×55×25 см</li> <li>Диаметр колеса – 150 мм</li> <li>Вес 42 кг</li> <li>Нагрузка 181 кг</li> <li><b>Упаковка:</b></li> <li>Кол-во: 1 шт</li> <li>Размер: 203x62x30 см</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | <p>75 000 P</p> |
| <p>214</p> | <p><b><u>Каталка для АСМП Med-Mos (YDC-3A) (СП-5) АВТОЛОДИНГ</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Каркас изготовлен из алюминиевого профиля</li> <li>- Матрас изготовлен из водоотталкивающего материала, который легко дезинфицируется.</li> <li>-Регулируется угол наклона секции для головы .0-45°</li> <li>-регулировка ножной секции .0-12°</li> <li>- Система автоматической фиксации/расфиксации опор каталки.</li> <li>- Загрузку каталки может осуществлять один человек.</li> <li>- Каталка с обеих сторон имеет ограничительные дуги, которые опускаются</li> <li>-Интегрированная в носилки инфузионная стойка</li> <li>Габариты:</li> <li>- фиксатор, замок, матрас в комплекте!</li> <li>Верхнее положение195×56×90 см</li> <li>Нижнее положение195×56×29 см</li> <li>Диаметр колеса – 150 мм</li> <li>Вес 46кг</li> <li>Нагрузка 181 кг</li> <li><b>Упаковка:</b></li> <li>Кол-во: 1 шт.</li> <li>Размер: 205×62×32 см</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <p>75 000 P</p> |
| <p>215</p> | <p><b><u>Каталка для АСМП Med-Mos (YDC-3A) (кресельные носилки) (СП-10) АВТОЛОДИНГ</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Каркас изготовлен из алюминиевого профиля</li> <li>- Матрас изготовлен из водоотталкивающего материала, который легко дезинфицируется.</li> <li>-Регулируется угол наклона секции для головы .0-45°</li> <li>-регулировка ножной секции .0-12°</li> <li>- Система автоматической фиксации/расфиксации опор каталки.</li> <li>- Загрузку каталки может осуществлять один человек.</li> <li>- Каталка с обеих сторон имеет ограничительные дуги, которые опускаются</li> <li>-Интегрированная в носилки инфузионная стойка</li> <li>Габариты:</li> <li>- фиксатор, замок, матрас в комплекте!</li> <li>Верхнее положение195×56×90 см</li> <li>Нижнее положение195×56×29 см</li> <li>Диаметр колеса – 150 мм</li> <li>Вес 47 кг</li> <li>Нагрузка 181 кг</li> <li><b>Упаковка:</b></li> <li>Кол-во: 1 шт.</li> <li>Размер: 205×62×35 см</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <p>79 000 P</p> |






|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <p>216</p> | <p><b><u>Каталка для АСМП Med-Mos MM-A3-1 СП-13НФ (кресельные носилки)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Каркас выполнен из сплава алюминия высокой прочности</li> <li>- Рама каталки изготовлена из высокопрочного алюминиевого профиля</li> <li>- Фиксация и расфиксация (складывание) опор: 2 независимых рычага</li> <li>- Автоматическая фиксация складывающихся опор каталки при установке ножек в вертикальное положение</li> <li>- Матрац изготовлен из водоотталкивающего ПВХ материала, который легко дезинфицируется</li> <li>- Габаритные размеры каталки в сборе: 196x64x32,5 см</li> <li>- Габаритные размеры носилок: 195x64x27,5 см</li> <li>- Секция спины: 61,5x46 см / 0-60°</li> <li>- Секция таза: 24,5x42 см</li> <li>- Секция бёдер: 35x47,5 см / 50 – 300 - 88° (3 положения)</li> <li>- Икроножная секция: 38x47,5 см</li> <li>- Опорная секция: 15,5x38 см</li> <li>- размер матраса: 186x49x6 см</li> <li>- В комплекте идёт "передний упор и задний фиксатор" для крепления каталки на приемном устройстве в автомобиле скорой помощи</li> <li>- замок, трансфузионная стойка, матрас в комплекте, ремни для фиксации пациента!</li> <li>Вес: 49,6 кг</li> <li>Нагрузка 180 кг</li> <li><b>Упаковка:</b> Размер: 204x65x36 см/Вес: 55 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                        | <p>79 000 Р</p>  |
| <p>217</p> | <p><b><u>Каталка для АСМП Med-Mos MM-A6 KatS-13210R (YDC-3D)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Рама каталки изготовлена из высокопрочного алюминиевого профиля</li> <li>- Ножки каталки, поперечные и продольные горизонтальные связи между ними, складывающиеся опоры ножек и консольные опоры загрузочных колес изготовлены из высокопрочного алюминиевого профиля</li> <li>- Складывание опор механическое, зависимое (передние и задние – одновременно). Фиксация/ расфиксация посредством рычага, оснащенного возвратно-пружинным механизмом.</li> </ul> <p><b>Носилки:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ложe носилок состоит из секций, каждая из которых представляет собой профилированный перфорированный алюминиевый лист с полимерно-порошковым покрытием</li> <li>- Количество секций: 4/3 подвижных</li> <li>- Чехол матраса выполнен из синтетического водоотталкивающего материала, приспособленного для многократной очистки и дезинфекции.</li> </ul> <p><b>Размеры:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Габаритные размеры в сложен. состоянии: 196,5x61x27,5 см</li> <li>- Габаритные размеры в разложенном состоянии: 191,5x61x97,5 см</li> <li>- Высота ложа: 80,5 см/ 64 см</li> <li>- Размеры ложа: 182,5x45 см</li> <li>- Секция спины: 76x44 см/4° – 23° – 40° – 54° – 70°</li> <li>- Секция таза: 47x45 см</li> <li>- Икроножная основная секция: 25x39 см/4°-20°-36°-51°-67°</li> <li>- Икроножная- опорная секция: 24,5x39 см/ от17°до 4°</li> <li>- Вес 35,9 кг</li> <li>- Нагрузка 250 кг</li> <li><b>Упаковка:</b> Размер: 202x63x30 см/Вес 44 кг</li> </ul> | <br> | <p>79 000 Р</p>  |
| <p>218</p> | <p><b><u>Каталка для АСМП Med-Mos MM-A10 СП-16НФ со съёмными носилками</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Каркас выполнен из сплава алюминия высокой прочности</li> <li>- Рама каталки изготовлена из круглого профиля нержавеющей стали</li> <li>- Фиксация носилок к каталке полуавтоматическими фиксаторами (защелки). Расфиксация носилок посредством рычага, оснащенного возвратно-пружинным механизмом.</li> <li>- Диапазон регулировок каталки по высоте: 26,5, 60,5, 71,5, 82,5 см</li> <li>- Автоматическое складывание и фиксация передней и задней опор каталки</li> <li>- Матрац изготовлен из водонепроницаемого материала, который легко чистится и дезинфицируется.</li> <li>- Размеры матраса: 186x47x6 см</li> <li>- Угол наклона секций спины: 2-53°</li> <li>- Угол наклона икроножной секции: 0-32°</li> <li>- Угол наклона секции бёдер: 0-34°</li> <li>- Каталка имеет возможность наклона по Тренделенбургу 4°, 8°</li> <li>- Каталка имеет возможность наклона по Анти-Тренделенбургу 3°, 5°, 9°, 11°, 16°, 22°</li> <li>- <b>фиксатор, замок, трансфузионная стойка, матрас в комплекте!</b></li> </ul> <p><b>Габариты:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Верхнее положение 196x57,5x82,5см</li> <li>Нижнее положение 202x57,5x26,5см</li> <li>Вес: 46,3кг</li> <li>Нагрузка 180кг</li> <li><b>Упаковка:</b> Размер: 202x62x40 см/ Вес: 54кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      | <p>105 000 Р</p> |







|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                      |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 219 | <p><b><u>Каталка для АСМП Med-Mos (YDC-3FWF KatS-21211R с фиксатором в комплекте (носилки съёмные))</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Рама каталки изготовлена из высокопрочного алюминиевого профиля круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием</li> <li>- Колесные опоры каталки изготовлены из высокопрочного алюминиевого профиля прямоугольного сечения с полимерно-порошковым покрытием.</li> <li>- Автоматическое раскладывание и фиксация передней опоры каталки при выкатывании каталки из АСМП</li> <li>Контролируемое оператором раскладывание и фиксация задней опоры каталки</li> <li>- Регулировка по высоте: 6 фиксированных положений: крайнее нижнее для хранения и перевозки в АСМП, крайнее верхнее для перевозки и загрузки каталки в АСМП, 4 промежуточных по высоте для перемещения пациента</li> <li>- Тренделенбург-АнтиТренделенбург: 5 положений</li> <li>- Рама носилок изготовлена из высокопрочного алюминиевого профиля специального сечения с полимерно-порошковым покрытием, имеет пластиковые отбойники вдоль длинных сторон и оснащена ручками.</li> <li>- Изменение угла наклона спинной секции</li> <li>- Матрас носилок состоит из секций, объединенных чехлом в единое целое, и имеет эргономичную форму с боковой поддержкой</li> <li>- Боковые ограждения, трансфузионная стойка, ремни</li> </ul> <p><b>Упаковка: 1 шт.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 260 000 P |
| 220 | <p><b><u>Каталка для АСМП Med-Mos MMA-10 KATS-22310N</u></b></p> <p><b>Каталка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Каркас изготовлен из нержавеющей стальной трубы круглого профиля</li> <li>- 3 фиксированных положения для перевозки клиента+ крайнее нижнее для перевозки в АСМП: 345,5/70,5/81,5/92,5 см</li> <li>- тределенбург в 2-х положениях 3°, 7°</li> <li>- антитределенбург в 2 положениях: 4°, 9°</li> <li>- Складывание опор механическое, независимое для каждой опоры. Фиксация/расфиксация посредством рычагов, оснащенных возвратно-пружинными механизмами.</li> <li>- Колеса опор каталки: 4 колеса Ø 190 мм * 50 мм</li> </ul> <p><b>Носилки:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Количество секций: 3 шт.</li> <li>- Размер ложа носилок: 191x (532,2-38,3) см</li> <li>- секция спины: 67,8x53,2 см/ 3-63°</li> <li>- секция таза: 33,4x38,3 см</li> <li>- ножная секция: 77,5x44 см/0-6-11-14°</li> <li>- Матрас изготовлен из водоотталкивающего материала, который легко дезинфицируется.</li> <li>- Боковые ограждения: алюминиевые трубы с пластиковым покрытием</li> <li>- Держатель для капельницы</li> <li>- Ремни для фиксации: 3 шт.</li> </ul> <p><b>Спинальная доска:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Материал: полиэфирное волокно высокой плотности. Рентгенопрозрачная</li> <li>- Ремни в комплекте</li> </ul> <p><b>Держатель для кислородного баллона</b></p> <p><b>Столик</b></p> <p><b>Педиатрический ремень</b></p> <p><b>Габариты:</b></p> <p>Габаритные размеры каталки в сборе: 202x59x51 см/202x59x108,5 см<br/> Вес 47,3 кг<br/> Нагрузка 180 кг<br/> <b>Упаковка:</b> Размер: 203x62,5x52 см/ Вес 67,5 кг</p> |   | 190 000 P |
| 221 | <p><b><u>Приёмное устройство Med-Mos (1ПУ) слип фиксатор</u></b></p> <p><b>Продается только в комплекте с каталкой!</b></p> <p>Размеры приёмного устройства: 840*740*90 мм<br/> Высота боковой кромки: 30 мм<br/> Толщина металла: 2 мм<br/> Размер запирающего устройства: Ø24 мм<br/> Расстояние между секциями ПУ: 40 мм<br/> Нагрузка: 230 кг<br/> Вес: 12,5 кг<br/> Упаковка:<br/> Кол-во: 1 шт.<br/> Размер: 85*75*9 см<br/> Вес 13,5 кг</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 12 000 P  |
| 222 | <p><b><u>Приёмное устройство Med-Mos УП1 с поперечным перемещением</u></b></p> <p><b>- ПРОИЗВОДСТВО РФ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Платформа и мостик выполнены из нержавеющей листовой стали</li> <li>- Фундаментная рама, рамы платформы и механизма поперечного смещения изготовлены из профильных стальных труб и стального листа, с полимерно-порошковым покрытием</li> <li>- Количество фиксированных положений платформы при поперечном перемещении - 5 позиций (1 центральная, 2 влево, 2 вправо)</li> <li>- Габаритные размеры приемного устройства в сборе в транспортном положении 2066±5x665±5x800±8 мм</li> <li>- Высота бортика 18±2 мм</li> <li>- Диапазон изменения угла наклона мостика в рабочем положении относительно горизонта от 50±20 до 250±20</li> <li>- Масса приёмного устройства в сборе - 80±5 кг</li> <li>- грузоподъёмность - 200 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | 45 500 P  |
| 223 | <p><b><u>Приёмное устройство Med-Mos УП2 с продольно-поперечным перемещением</u></b></p> <p><b>- ПРОИЗВОДСТВО РФ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Платформа и мостик выполнены из нержавеющей листовой стали</li> <li>- Фундаментная рама, рамы платформы и механизма поперечного смещения изготовлены из профильных стальных труб и стального листа, с полимерно-порошковым покрытием</li> <li>- Количество фиксированных положений платформы при поперечном перемещении - 5 позиций (1 центральная, 2 влево, 2 вправо)</li> <li>- Габаритные размеры приемного устройства в сборе в транспортном положении 2090±5 * 603±5 * 182±8 мм</li> <li>- Высота бортика 18±2 мм</li> <li>- Масса приёмного устройства в сборе - 86±5 кг</li> <li>- грузоподъёмность - 200 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | 59 800 P  |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 224                                                                                                                                                                        | <a href="#">Ниша для приёмного устройства для хранения досок. С НДС!!!</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 7 000 Р  |
| <b>КРЕСЕЛЬНЫЕ НОСИЛКИ</b><br><b>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ</b><br>*Все фотографии несут информативный характер.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |          |
| 225                                                                                                                                                                        | <a href="#">Носилки кресельного типа Med-Mos (YDC-5L) СП-3/ММ-ВВ2 Sd-16403R</a><br>- Каркас носилок изготовлен из сплава алюминия высокой прочности, полотно из специальной ПВХ ткани, которая легко дезинфицируется.<br>- Передние колеса - 75x27 мм<br>- Задние колеса с тормозами - 99x31 мм<br>- наличие 3-х ремней с системой крепления "Фастекс", 50 мм и 25 мм<br>- откидные подлокотники<br>- Имеют форму стула с колесами, что значительно улучшает их перемещение в ограниченном пространстве.<br><b>Габариты:</b><br>В разложенном состоянии: 126,5x55x94,5 см<br>В сложенном состоянии: 94,5x53,5x19 см<br>Размеры сиденья: 43x48 см<br>Высота от пола до сиденья: 47 см<br>вес 10,2 кг<br>нагрузка 160 кг<br><b>Упаковка:</b> Размер:96,5x56x18,5 см/ Вес:12 кг                                                                                                    |    | 22 000 Р |
| 226                                                                                                                                                                        | <a href="#">Носилки кресельного типа Med-Mos (YDC-1A12)</a><br>Каркас носилок выполнен из сплава алюминия высокой прочности, полотно из специальной ткани, которая легко дезинфицируется. Складываются в поперечном направлении, могут принимать форму стула высотой 126 см. и сиденьем размером 48x43 см.<br><b>Габариты:</b><br>В разложенном состоянии:188,5x50x22 см<br>В сложенном состоянии:112x48,5x12 см<br>вес 12,1 кг<br>нагрузка 159 кг<br><b>Упаковка:</b> Размер: 112x50x12см/ Вес: 13,25 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 28 000 Р |
| 227                                                                                                                                                                        | <a href="#">Носилки кресельного типа Med-Mos ММ-ВВ4 Sd-36013R (YDC-5P)</a><br><b>!Возможность транспортировки пациентов по лестничным проемам!</b><br><b>Имеют две пары колес и двое полозьев, что дает возможность выполнить, при необходимости, транспортировку одному человеку.</b><br>- Каркас носилок выполнен из высокопрочных алюминиевых труб круглого сечения, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью<br>- Полотно сиденья носилок легкосъемное (на молниях), выполнено из специальной синтетической ткани, устойчивой к многократной очистке и дезинфекции<br>- Наличие 2 передних (150 мм) и 2 задних (75 мм) колёс<br><b>Габариты:</b><br>В разложенном состоянии: 146,5x52,5x82 см<br>В сложенном состоянии: 121x52,5x30 см<br>Высота от пола до сиденья: 52 см<br>вес 12,8 кг<br>нагрузка 160 кг<br><b>Упаковка:</b><br>Кол-во:Размер: 133x55x38 см/Вес: 28,1 кг |   | 25 900 Р |
| 228                                                                                                                                                                        | <a href="#">Носилки кресельного типа Med-Mos (YDC-5P) СП-15/ММ-ВВ4 Sd-36013N</a><br><b>!Возможность транспортировки пациентов по лестничным проемам!</b><br><b>Имеют две пары колес и двое полозьев, что дает возможность выполнить, при необходимости, транспортировку одному человеку.</b><br>- Каркас носилок выполнен из высокопрочных алюминиевых труб круглого сечения, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью<br>- Полотно сиденья носилок легкосъемное (на молниях), выполнено из специальной синтетической ткани, устойчивой к многократной очистке и дезинфекции<br>- Наличие 2 передних (148 мм) и 2 задних (50 мм) колёс<br><b>Габариты:</b><br>В разложенном состоянии: 139x52,5x76 см<br>В сложенном состоянии: 101x52,5x20 см<br>Высота от пола до сиденья: 61,5 см<br>вес 10,9 кг<br>нагрузка 160 кг<br><b>Упаковка:</b> Размер:104x52,5x20 см/Вес:13 кг       |  | 24 850 Р |
| <b>СПИННЫЕ ДОСКИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ</b><br><b>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ</b><br>*Все фотографии несут информативный характер. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 229 | <p><b><u>Спинальная доска Med-Mos (YDC-7A3) СП-2 в комплекте с головным иммобилайзером и "паук" ремнями</u></b></p> <p>- Носилки сделаны из полиэфирного рентгенопрозрачного волокна, стойкие к внешним воздействиям, прочные в использовании, легко дезинфицируются.</p> <p>- Есть возможность крепления фиксатора для головы.</p> <p>нагрузка 159 кг</p> <p><b>Габариты:</b><br/>184×45×7 см<br/>вес 7,5 кг</p> <p><b>Упаковка:</b><br/>Кол-во: 1 шт.<br/>Размер: 186×48×7 см</p> |    | 19 900 P                                |
| 230 | <p><b><u>Спинальная доска Med-Mos (YDC-7A4) для детей</u></b></p> <p>- Носилки сделаны из полиэфирного рентгенопрозрачного волокна, стойкие к внешним воздействиям, прочные в использовании, легко дезинфицируются.</p> <p>- Есть возможность крепления фиксатора для головы.</p> <p><b>Габариты:</b><br/>138×35×5 см<br/>Вес 4 кг<br/>Нагрузка 79 кг</p> <p><b>Упаковка:</b><br/>Кол-во: 1 шт<br/>Размер:140×38×6 см</p>                                                           |    | 18 400 P                                |
| 231 | <p><b><u>Спинальная доска Med-Mos MM-B2</u></b></p> <p>- Предназначена для спасательных операций в горах и воде, отдельно можно приобрести комплект ремней для транспортировки вертолетом!</p> <p>- 4 ремня для фиксации пациента</p> <p>- Материал - пластик негорючий, нетоксичный, коррозионно-стойкий</p> <p>- Размер 219x64x18</p> <p>- В разобранном виде 130x67x29</p> <p>- Вес 20 кг</p> <p>- Нагрузка 270 кг</p> <p>Упаковка:<br/>Размеры 127x65x28 см<br/>Вес 24 кг</p>   |    | <p><del>39 700 P</del><br/>35 700 P</p> |
| 232 | <p><b><u>Спинальная доска Med-Mos MM-B1</u></b></p> <p>- Предназначена для спасательных операций в горах и воде, отдельно можно приобрести комплект ремней для транспортировки вертолетом!</p> <p>- 4 ремня для фиксации пациента</p> <p>- Материал - пластик негорючий, нетоксичный, коррозионно-стойкий</p> <p>- Размер 219x64x18</p> <p>- Вес 16 кг</p> <p>- Нагрузка 270 кг</p> <p>Упаковка:<br/>Размеры: 222x65x21 см<br/>Вес: 20 кг</p>                                       |   | <p><del>36 000 P</del><br/>32 400 P</p> |
| 233 | <p><b><u>Спинальная доска Med-Mos MM-B1</u></b></p> <p>- Предназначена для спасательных операций в горах и воде, отдельно можно приобрести комплект ремней для транспортировки вертолетом!</p> <p>- 4 ремня для фиксации пациента</p> <p>- Материал - пластик негорючий, нетоксичный, коррозионно-стойкий</p> <p>- Размер 219x109x20</p> <p>- Вес 20 кг</p> <p>- Нагрузка 270 кг на суше и 120 кг на воде</p> <p>Упаковка:<br/>Размеры 220x68x23 см<br/>Вес 25 кг</p>               |  | <p><del>45 200 P</del><br/>40 700 P</p> |
| 234 | <p><b><u>Спинальная доска Med-Mos MM-B4</u></b></p> <p>- Предназначена для спасательных операций в горах, отдельно можно приобрести комплект ремней для транспортировки вертолетом!</p> <p>- 4 ремня для фиксации пациента</p> <p>- Материал - нерж. негорючий, нетоксичный, коррозионно-стойкий</p> <p>- Размер 212x71x21</p> <p>- В разобранном виде 112x76x26</p> <p>- Вес 14 кг</p> <p>- Нагрузка 350 кг</p> <p>Упаковка:<br/>Размеры: 137x76x23 см<br/>Вес 16 кг</p>           |  | <p><del>60 000 P</del><br/>54 000 P</p> |
| 235 | <p><b><u>Спинальная доска Med-Mos MM-</u></b></p> <p>- Предназначена для спасательных операций в горах и пересеченной местности</p> <p>- Отдельно можно приобрести комплект ремней для транспортировки вертолетом</p> <p>- 4 ремня для фиксации пациента</p> <p>- Материал - пластик негорючий, нетоксичный, коррозионно-стойкий</p> <p>- Размер 82 x71 см</p> <p>- Вес 3 кг</p> <p>Упаковка:<br/>Размеры 86x28x19 см (2 шт.)<br/>Вес 8 кг</p>                                      |  | <p><del>27 650 P</del><br/>24 900 P</p> |

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 236                                                                                                                                                               | <p><b>Иммобилизатор вакуумный Med-Mos (YDC-6A1) СП-20</b><br/> - материал: высокопрочный термопластический полиуретан с наполнителем из пенополистироловых гранул<br/> - наличие 4-х ремней с системой крепления "Фастекс", ширина 48 мм<br/> <b>в разложенном виде:</b> 197х97х7см<br/> <b>в сложенном виде (в сумке-чехле):</b> 62х93х25см<br/> вес: 7,8 кг<br/> нагрузка 160 кг<br/> <b>В комплекте:</b><br/> - насос<br/> - 4 ремня<br/> - по 4 ручки с каждой стороны из полипропилена<br/> <b>Упаковка:</b><br/> Кол-во: 1 шт.<br/> Размер: 96х28х60 см<br/> Вес: 12 кг</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | <p style="text-align: right;"><del>26 950 P</del><br/>24 300 P</p> |
| <p><b>ПЛАЩЕВЫЕ НОСИЛКИ</b><br/> <b>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ</b><br/> *Все фотографии несут информативный характер.</p>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                    |
| 237                                                                                                                                                               | <p><b>Плащевые носилки Med-Mos</b><br/> - Имеют десять ручек, что значительно облегчает транспортировку пациентов.<br/> - Складываются в удобную сумку.<br/> - 212х75см<br/> - вес 1кг<br/> - нагрузка 159кг</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | <p style="text-align: right;"><del>2 800 P</del><br/>2 500 P</p>   |
| 238                                                                                                                                                               | <p><b>Плащевые носилки Med-Mos (Carry Sheet)</b><br/> - Имеют восемь ручек, что значительно облегчает транспортировку пациентов.<br/> - Складываются в удобную сумку.<br/> - 198х82 см<br/> - вес 1,86 кг<br/> - нагрузка 150 кг</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | <p style="text-align: right;"><del>3 000 P</del><br/>2 700 P</p>   |
| <p><b>КАТАЛКИ ОБЩЕБОЛЬНИЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ</b><br/> <b>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ</b><br/> *Все фотографии несут информативный характер.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                                                    |
| 239                                                                                                                                                               | <p><b>Каталка больничная Med-Mos (YQC-2L) КатВ-31211N</b><br/> - Рама каталки изготовлена из высокопрочного алюминиевого профиля<br/> - Габариты (max/min): 211х61,5х147 см/ 191х57х42,5 см<br/> - Регулировка по высоте (механическая): 42,5-86,5 см.<br/> Носилки:<br/> - высокопрочные алюминиевые трубы<br/> - габариты (с поднятыми поручнями): 191х57х26 см<br/> - спинная секция (газлифт): 64х47,5 см/0-68°<br/> - тазо-бедренная секция: 120х49,5 см<br/> - матрас из ПВХ ткани: 184х47х6 см<br/> - Корзина для белья из стального прутка: (38-40,5)х(31,5-36)х6,5 см<br/> - 4 самоориентирующихся колеса с индивидуальными тормозами: диаметр 15 см<br/> - инфузионная стойка<br/> Вес: 37 кг<br/> Нагрузка 159 кг<br/> <b>Упаковка:</b><br/> Размер: 196х63х34,5см<br/> Вес 48 кг</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | <p style="text-align: right;"><del>63 600 P</del><br/>57 300 P</p> |
| 240                                                                                                                                                               | <p><b>Каталка больничная Med-Mos (YQC-2L) (СП-6)/КатВ-31211R</b><br/> - Рама каталки изготовлена из высокопрочного алюминиевого профиля<br/> - Корзина для белья изготовлена из стального окрашенного прутка<br/> - 4 колеса Ø150*48 мм из полиуретана с индивидуальными тормозами на задней паре колес, самоориентирующиеся, с возможностью поворота на 360°<br/> - Привод подъема каталки механический винтовой линейного перемещения<br/> Носилки (быстроразъемные):<br/> - Рама носилок, изготовлена из высокопрочных алюминиевых круглых труб<br/> - Ложе носилок выполнено из перфорированного алюминиевого профиля, закрепленного на раме носилок посредством заклёпок<br/> - Секция спины (газлифт): 64х47 см/ 0-70°<br/> - Секция таза и ног: 119х55 см<br/> - Матрас носилок двухсекционный, чехол несъемный, из специальной ПВХ ткани, упрощающей очистку и дезинфекцию<br/> Размеры:<br/> Габаритные размеры: min 192х56,5х52 см/ max 216х62х145 см<br/> Высота : 46-88 см<br/> Вес: 44 кг<br/> Нагрузка: 159 кг<br/> <b>Упаковка:</b><br/> Кол-во: 1 шт.<br/> Размер: 198х62х41 см<br/> Вес 49,8 кг</p> |  | <p style="text-align: right;"><del>71 000 P</del><br/>63 900 P</p> |









|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 241                                                                                                                                                             | <p><b><u>Каталка больничная Med-Mos (YQC-2R) KatB-31210R</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Основание каталки (колесная база) – специально спроектированная конструкция из стального профилированного листа, усиленного ребрами жесткости, с полимерно-порошковым покрытием</li> <li>- Верхняя рама представляет собой сварную конструкцию из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием, служащую опорой для ложа каталки</li> <li>- Наличие держателя для 2-литрового кислородного баллона с двумя барашковыми фиксаторами на заднем торце верхней рамы</li> <li>- Привод подъема верхней рамы каталки - механический винтовой</li> <li>- Ложе каталки несъемное, двухсекционное, крепится к верхней раме каталки</li> <li>- Секции ложа выполнены из высокопрочного ABS-пластика и имеют вентиляционные отверстия</li> <li>- Регулировка наклона секции спины при помощи газлифта с рычагом фиксации</li> <li>- Боковые ограждения из высокопрочного ABS-пластика, откидывающиеся вниз, с газлифтами для плавного опускания, с автофиксацией в поднятом положении и рычагами расфиксации</li> <li>- Трансфузионная стойка</li> <li>- Нагрузка 159 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | <p><b>129 000 P</b><br/><b>110 000 P</b></p> |
| <p><b>КАТАЛКИ БОЛЬНИЧНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ</b><br/> <b>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ</b><br/> *Все фотографии несут информативный характер.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                              |
| 242                                                                                                                                                             | <p><b><u>Каталка больничная Med-Mos MM-HT-3L</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ложе состоит из подвижных и неподвижных секций. Каждая секция представляет собой сборно-сварную конструкцию из каркаса и панелей. Секции связаны между собой стальными петлями. Ложе в виде съемных носилок оснащено колесами</li> <li>- Количество секций: 2/ 1 подвижная</li> <li>- Каркас двойной, подвижный ножничного типа, из высокопрочного стального сплава с полимерно-порошковым покрытием.</li> <li>- Несъемное крепление складной инфузионной стойки в головной части верхней рамы</li> <li>- Угловые бампера из немаркого полиуретана 4 шт.</li> <li>- 2 складных боковых ограждения, каждое состоит из вертикальных опорных стоек, поручня и механизма фиксации ограждения в верхнем положении, с рычагом расфиксации</li> <li>- Самоориентирующиеся колеса (рояльного типа), с возможностью поворота на 360° (Индивидуальный тормоз на одном переднем и одном заднем колесах (по диагонали))</li> <li>- Регулировка секции спины (газлифт)</li> <li>- Изменение высоты ложа (гидравлика)</li> <li>- инф. стойка, матрас ППУ, лоток для инструментов и принадлежностей</li> <li>- Максимальная нагрузка: 200 кг</li> <li>- Упаковка: 201*71*66 см/ Вес: 96 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                              |    | <p><b>137 500 P</b></p>                      |
| 243                                                                                                                                                             | <p><b><u>Тележка-каталка больничная Med-Mos MM-HT-3M</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ложе состоит из подвижных и неподвижных секций. Каждая секция представляет собой сборно-сварную конструкцию из каркаса и панелей. Секции связаны между собой стальными петлями. Ложе несъемное.</li> <li>- Наличие на обратной стороне секции спины держателя с пружинным зажимом для рентгеновской кассеты 35*43 см</li> <li>- Количество секций: 2/ 1 подвижная</li> <li>- Каркас двойной, подвижный из высокопрочных стального и алюминиевого сплава с полимерно-порошковым покрытием. Верхняя рама по периметру оснащена защитными противоударными пластиковыми накладками</li> <li>- Отверстия для крепления инфузионной стойки - 4 шт.</li> <li>- Угловые бампера из немаркого полиуретана 4 шт.</li> <li>- на верхней раме каркаса, в ножной области, пузырькового индикатора для контроля горизонтального положения ложа</li> <li>- 2 складных боковых ограждения, каждое состоит из вертикальных опорных стоек, перекладин, поручня и механизма фиксации ограждения в верхнем положении, с рычагом расфиксации</li> <li>- Самоориентирующиеся колеса (рояльного типа), с возможностью поворота на 360° (центральный тормоз)</li> <li>- Регулировка секции спины (газлифт)</li> <li>- Изменение высоты ложа (гидравлика)</li> <li>- Трен/АнтиТрен (рычаг расфиксации)</li> <li>- инф. стойка, держатель для баллона, матрас ППУ,</li> <li>- Максимальная нагрузка: 200 кг</li> <li>- Упаковка: 212*90*62 см/ Вес: 120 кг</li> </ul> |  | <p><b>146 300 P</b></p>                      |
| 244                                                                                                                                                             | <p><b><u>Каталка больничная Med-Mos MM-HT-3M1</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Спинка регулируется с помощью газовой пружины.</li> <li>- Высота тележки-каталки регулируется с помощью гидравлической ножной педали.</li> <li>- Тележка-каталка имеет функцию наклона</li> <li>- Верхнее положение: 200*70*95 см</li> <li>- Нижнее положение: 200*70*60 см</li> <li>- Угол наклона спинки: 75°</li> <li>- Максимальная нагрузка: 250 кг</li> <li>- Упаковка: 225*95*85 см</li> <li>- Вес: 105 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <p><b>213 400 P</b></p>                      |



|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 245                                                                                                                                                            | <p><b><u>Каталка больничная Med-Mos MM-HT-3W</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Спинка регулируется с помощью газовой пружины.</li> <li>- Высота тележки-каталки регулируется с помощью гидравлической ножной педали.</li> <li>- Тележка-каталка имеет функцию наклона</li> <li>- Верхнее положение: 225*90*100 см</li> <li>- Нижнее положение: 225*90*100 см</li> <li>- Угол наклона спинки: 90°</li> <li>- Максимальная нагрузка: 250 кг</li> <li>- Упаковка: 236*95*95 см</li> <li>- Вес: 120 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | 228 800 Р |
| <b>НОВИНКА 2023 ГОДА</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |           |
| 246                                                                                                                                                            | <p><b><u>Каталка больничная Med-Mos MM-HTH-2</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Изделие оснащено множеством средств регулировки для обеспечения комфорта, наряду с эргономичной конструкцией</li> <li>- Регулируемая высота каталки</li> <li>- Верхнее положение: 225*80*105 см</li> <li>- Нижнее положение: 225*80*700 см</li> <li>- Угол наклона спинки: 85°</li> <li>- Максимальная нагрузка: 200 кг</li> <li>- Упаковка: 230*85*90 см</li> <li>- Вес: 200 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 255 200 Р |
| <b>НОВИНКА 2023 ГОДА</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |           |
| 247                                                                                                                                                            | <p><b><u>Каталка больничная Med-Mos MM-HT1</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Изделие оснащено гидравлическим подъемным механизмом</li> <li>- Регулируемая высота каталки</li> <li>- Верхнее положение: 200*75*100 см</li> <li>- Нижнее положение: 200*75*65 см</li> <li>- Максимальная нагрузка: 200 кг</li> <li>- Упаковка: 210*80*95 см</li> <li>- Вес: 155 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 275 000 Р |
| <b>НОВИНКА 2023 ГОДА</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |           |
| 248                                                                                                                                                            | <p><b><u>Каталка больничная Med-Mos MM-HT-3LL</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Изделие оснащено гидравлическим подъемным механизмом</li> <li>- Изделие характеризуется безопасностью использования и легкостью стерилизации и очистки</li> <li>- Поверхность каталки может быть отделена и использована в качестве носилок</li> <li>- Угол спинки регулируется с помощью пневматической пружины</li> <li>- Регулируемая высота каталки</li> <li>- Верхнее положение: 220*85*105 см</li> <li>- Нижнее положение: 220*85*65 см</li> <li>- Угол наклона спинки: 85°</li> <li>- Максимальная нагрузка: 250 кг</li> <li>- Упаковка: 210*80*95 см</li> <li>- Вес: 155 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 290 400 Р |
| <b>НОВИНКА 2023 ГОДА</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |           |
| 249                                                                                                                                                            | <p><b><u>Каталка больничная Med-Mos MM-HT-3S С ВЕСАМИ!</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Наличие в ножной области верхней рамы взвешивающего устройства с питанием от батареек</li> <li>- Ложе состоит из подвижных и неподвижных секций. Каждая секция представляет собой сборно-сварную конструкцию из каркаса и панелей. Секции связаны между собой стальными петлями. Ложе несъемное.</li> <li>- Количество секций: 2/ 1 подвижная</li> <li>- Каркас двойной, подвижный из высокопрочного стального и алюминиевого сплава с полимерно-порошковым покрытием.</li> <li>- Нижняя рама оснащена декоративной пластиковой накладкой с нишей для кислородного баллона</li> <li>- Несъемное крепление складной инфузионной стойки в головной части верхней рамы</li> <li>- Угловые бамперы из немаркого полиуретана 4 шт.</li> <li>- Нижняя рама оснащена декоративной пластиковой накладкой с нишей для кислородного баллона</li> <li>- 2 складных боковых ограждения, каждое состоит из опорных стоек, поручня и механизма фиксации ограждения в верхнем положении с двумя рычагами расфиксации</li> <li>- Самоориентирующиеся колеса (рояльного типа) с возможностью поворота на 360° (центральный тормоз)</li> <li>- Регулировка секции спины (газлифт)</li> <li>- Изменение высоты ложа (гидравлика)</li> <li>- Трен/АнтиТрен (гидравлика)</li> <li>- инф. стойка, держатель для баллона, матрас ППУ, столик, лоток для инструментов</li> <li>- Максимальная нагрузка: 250 кг</li> <li>- Упаковка: 232*84*74,5 см/ Вес: 145 кг</li> </ul> |  | 372 900 Р |
| <b>НОВИНКА 2023 ГОДА</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |           |
| <p><b>КОЛЯСКИ ИНВАЛИДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ</b><br/> <b>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ</b><br/> *Все фотографии несут информативный характер.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                      |           |














|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 250 | <p><b><u>Кресло-коляска электрическая TP-801</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рама изготовлена из стали с полимерно-порошковым покрытием</li> <li>- система рулевого управления: дифференциальное управление с усилителем руля</li> <li>- аккумуляторная батарея: свинцово-кислотная необслуживаемая/ 2 шт. по 12В/12Ач</li> <li>- Запас хода (максимальный пробег при полностью заряженных новых аккумуляторных батареях) 20 км</li> <li>- тип приводных электродвигателей: щёточный; 2 шт / 250 Вт (мощность одного)</li> <li>- максимальная скорость передвижения: 6/ 5 заводских режимов с предустановленными настройками динамики передвижения</li> <li>- функционал основного пульта управления: кнопка включения/ выключения, кнопки изменения и индикация выбранного скоростного режима, индикатор зарядки аккумулятора, кнопка звукового сигнала.</li> <li>Возможность динамического торможения противходом.</li> <li>Функция дистанционного управления движением кресла-коляски</li> <li>- возможность установки основного пульта управления слева или справа по ходу движения</li> <li>- наличие в комплекте поставки дополнительного пульта дистанционного управления передвижением кресла-коляски</li> <li>- шины передних колёс: сплошные из литого вспененного полиуретана/ шины задних колёс: резиновые пневматические</li> <li>- тормозная система: Механическая (с функцией стояночного тормоза) и электродинамическая (торможение противходом)</li> <li>- наличие амортизирующих пружин на передних колесах</li> <li>- складывающаяся по высоте спинка сиденья (для уменьшения габарита)</li> <li>- Наличие: антипрокидывателей, ремней безопасности, кармана на спинке коляски</li> <li>- грузоподъёмность: 125 кг</li> <li>- вес: 31,1 кг</li> </ul>                                                         |  <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">НОВИНКА 2023</p>   | 66 000 Р |
| 251 | <p><b><u>Кресло-коляска электрическая TP-802</u></b></p> <p>Сталь, порошковое покрытие</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Складная спинка</li> <li>2. Съёмная подставка для ног</li> <li>3. Щеточный мотор</li> <li>4. Регулирующиеся подлокотники</li> </ol> <p>Габариты развернутый вид (Д*Ш*В) 1020*650*960мм<br/>   сложенный вид (Д*Ш*В) 810*400*730мм<br/>   сиденье (Ш*Д*В) 490*410*490мм<br/>   Материал рамы - сталь<br/>   Масса без упаковки (с аккумулятором) 32 кг<br/>   С упаковкой 36 кг</p> <p>Тех. характеристики скорость 0-6км/ч 5 передач<br/>   пробег 20км<br/>   грузоподъёмность 130 кг<br/>   Колеса передние 190 мм полиуретан<br/>   задние 405 мм резина<br/>   Аккумулятор: тип литиевый<br/>   - напряжение 24 В<br/>   - емкость 24 В 12А*ч х 1 шт.<br/>   - масса 2.5 кг/шт.<br/>   Двигатель 24В 250Вт х 2 шт.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">НОВИНКА 2023</p>  | 71 000 Р |
| 252 | <p><b><u>Кресло-коляска электрическая EK-6035C</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рама изготовлена из стали с полимерно-порошковым покрытием</li> <li>- система рулевого управления: дифференциальное управление с усилителем руля</li> <li>- аккумуляторная батарея: свинцово-кислотная необслуживаемая/ 2 шт. по 12В/12Ач</li> <li>- Запас хода (максимальный пробег при полностью заряженных новых аккумуляторных батареях) 12 км</li> <li>- тип приводных электродвигателей: щёточный; 2 шт / 250 Вт (мощность одного)</li> <li>- максимальная скорость передвижения: 6/ 5 заводских режимов с предустановленными настройками динамики передвижения</li> <li>- функционал основного пульта управления: кнопка включения/ выключения, кнопки изменения и индикация выбранного скоростного режима, индикатор зарядки аккумулятора, кнопка звукового сигнала.</li> <li>Возможность динамического торможения противходом.</li> <li>- возможность установки основного пульта управления слева или справа по ходу движения</li> <li>- шины передних колёс: сплошные из литого ПВХ/ шины задних колёс: резиновые пневматические</li> <li>- наличие ободов ручного привода на задних колесах для самостоятельного передвижения кресла-коляски пользователем</li> <li>- Наличие фиксаторов быстрой разблокировки приводов задних колес для облегчения перемещения кресла-коляски вручную сопровождающим лицом или самостоятельно без отключения электропитания</li> <li>- тормозная система: Механическая (с функцией стояночного тормоза) и электродинамическая (торможение противходом)</li> <li>- складывающаяся по высоте спинка сиденья (для уменьшения габарита)</li> <li>- Наличие: мягкая съёмная накладка, антипрокидывателей, кармана на спинке коляски</li> <li>- грузоподъёмность: 125 кг</li> <li>- вес: 42,3 кг</li> </ul> |  <p style="text-align: center; color: red; font-weight: bold;">НОВИНКА 2023</p> | 89 000 Р |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                             |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <p>253</p> | <p><b><u>Кресло-коляска электрическая ЕК-6012</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рама изготовлена из стали с полимерно-порошковым покрытием</li> <li>- регулировки угла наклона спинки кресла-коляски</li> <li>- система рулевого управления: дифференциальное управление с усилителем руля</li> <li>- аккумуляторная батарея: свинцово-кислотная необслуживаемая/ 2 шт. по 12В/12Ач</li> <li>- Запас хода (максимальный пробег при полностью заряженных новых аккумуляторных батареях): 20 км</li> <li>- тип приводных электродвигателей: щёточный; 2 шт / 250 Вт (мощность одного)</li> <li>- максимальная скорость передвижения: 6/ 5 заводских режимов с предустановленными настройками динамики передвижения</li> <li>- функционал основного пульта управления: кнопка включения/ выключения, кнопки изменения и индикация выбранного скоростного режима, индикатор зарядки аккумулятора, кнопка звукового сигнала.</li> <li>Возможность динамического торможения противходом</li> <li>- возможность установки основного пульта управления слева или справа по ходу движения</li> <li>- шины передних колёс: сплошные из литого вспененного полиуретана/ шины задних колёс: резиновые пневматические</li> <li>- наличие амортизирующих пружин на передних колесах</li> <li>- тормозная система: Механическая (с функцией стояночного тормоза) и электродинамическая (торможение противходом)</li> <li>- складывающаяся по высоте спинка сиденья (для уменьшения габарита)</li> <li>- Наличие: магной съёмной накладки, антипрокидывателей, кармана на спинке коляски</li> <li>- грузоподъёмность: 125 кг</li> <li>- вес: 43,4 кг</li> </ul>                                                                                                                                 |  <p style="text-align: center;"><b>НОВИНКА 2023</b></p>   | <p style="text-align: center;">89 000 Р</p> |
| <p>254</p> | <p><b><u>Кресло-коляска электрическая ЕК6030</u></b></p> <p>Алюминиевый сплав</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Съёмная подставка для ног</li> <li>2. Откидной подлокотник</li> <li>3. Бесщёточный мотор</li> </ol> <p>Габариты развернутый вид (Д*Ш*В) 1010*640*920 мм<br/>   сложенный вид (Д*Ш*В) 890*300*720 мм<br/>   сиденье (Ш*Д*В) 450*405*520 мм<br/>   Материал рамы: алюминиевый сплав<br/>   Масса: Без упаковки (с аккумулятором) 22 кг<br/>   С упаковкой 24 кг</p> <p>Тех. характеристики скорость 0-6км/ч 5 передач<br/>   пробег 18км<br/>   грузоподъёмность 130 кг<br/>   Колеса передние 190 мм полиуретан;<br/>   задние 240 мм полиуретан-алюминиевый сплав</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Съёмная подставка для ног</li> <li>2. Откидной подлокотник</li> <li>3. бесщёточный мотор</li> </ol> <p>Аккумулятор: тип литиевый<br/>   - напряжение 24В<br/>   - емкость 24В 10А*ч x 1 шт.<br/>   - масса 1.7 кг/шт.<br/>   Двигатель 24В 300Вт x 2 шт.<br/>   Тормозная система: тип электронный тормоз</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  <p style="text-align: center;"><b>НОВИНКА 2023</b></p>  | <p style="text-align: center;">88 000 Р</p> |
| <p>255</p> | <p><b><u>Кресло-коляска электрическая ЕК-6033</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рама изготовлена из алюминиевого сплава с полимерно-порошковым покрытием</li> <li>- система рулевого управления: дифференциальное управление с усилителем руля</li> <li>- аккумуляторная батарея: литиевая необслуживаемая/ 2 шт. по 24В/6Ач</li> <li>- Запас хода (максимальный пробег при полностью заряженных новых аккумуляторных батареях) 25 км</li> <li>- тип приводных электродвигателей: бесщёточный; 2 шт / 250 Вт (мощность одного)</li> <li>- максимальная скорость передвижения: 6/ 5 заводских режимов с предустановленными настройками динамики передвижения</li> <li>- функционал основного пульта управления: ж/к дисплей, кнопка включения/ выключения, кнопки изменения и индикация выбранного скоростного режима, индикатор зарядки аккумулятора, кнопка звукового сигнала, текущая скорость передвижения, Bluetooth, функция радио.</li> <li>Возможность динамического торможения противходом. Легкосъёмная конструкция (без применения инструментов)</li> <li>- наличие на основном пульте USB-выхода для зарядки телефона</li> <li>- возможность установки основного пульта управления слева или справа по ходу движения</li> <li>- шины передних колёс: перфорированные из литого вспененного полиуретана / шины задних колёс: сплошные из литого полиуретана</li> <li>- наличие дополнительного пульта управления передвижением вперед/назад на ручке для сопровождающего лица</li> <li>- тормозная система: Механическая (с функцией стояночного тормоза) и электродинамическая (торможение противходом)</li> <li>- Наличие: антипрокидывателей, кармана на спинке коляски, ремни безопасности</li> <li>- грузоподъёмность: 125 кг</li> <li>- вес: 21,3 кг</li> </ul> |  <p style="text-align: center;"><b>НОВИНКА 2023</b></p> | <p style="text-align: center;">99 000 Р</p> |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 256                                                                                                          | <p><b>Кресло-коляска электрическая EK-6032A</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рама изготовлена из алюминиевого сплава с полимерно-порошковым покрытием</li> <li>- система рулевого управления: дифференциальное управление с усилителем руля</li> <li>- аккумуляторная батарея: литиевая необслуживаемая/ 2 шт. по 24В/10Ач</li> <li>- Запас хода (максимальный пробег при полностью заряженных новых аккумуляторных батареях) 30 км</li> <li>- тип приводных электродвигателей: бесщёточный; 2 шт / 300 Вт (мощность одного)</li> <li>- максимальная скорость передвижения: 6/ 5 заводских режимов с предустановленными настройками динамики передвижения</li> <li>- функционал основного пульта управления: ж/к дисплей, кнопка включения/ выключения, кнопки изменения и индикация выбранного скоростного режима, индикатор зарядки аккумулятора, кнопка звукового сигнала, текущая скорость передвижения, Bluetooth, функция радио.</li> <li>Возможность динамического торможения противходом. Легкосъемная конструкция (без применения инструментов)</li> <li>- наличие на основном пульте USB-выхода для зарядки телефона</li> <li>- возможность установки основного пульта управления слева или справа по ходу движения</li> <li>- шины передних колёс: перфорированные из литого вспененного полиуретана / шины задних колёс: сплошные из литого полиуретана</li> <li>- наличие дополнительного пульта управления передвижением вперед/назад на ручке для сопровождающего лица</li> <li>- тормозная система: Механическая (с функцией стояночного тормоза) и электродинамическая (торможение противходом)</li> <li>- Наличие: антипрокидывателей, кармана на спинке коляски, ремни безопасности, мягкая съёмная накладка</li> <li>- грузоподъёмность: 125 кг</li> <li>- вес: 22,2 кг</li> </ul> |    | 111 000 P                               |
| <p><b>САНИТАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВАННОЙ (С НДС)</b><br/>*Все фотографии несут информативный характер.</p>   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                         |
| 257                                                                                                          | <p><b>Лестница для ванной с опорой Med-Mos (SH-1N)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Рама выполнена из стальной круглой трубы и покрыта ударопрочной эпоксидной эмалью</li> <li>- Ступени выполнены из прочного пластика, имеют рифленую противоскользящую поверхность</li> <li>- габаритные размеры: 41,7x54,3x(77,5-97,5) см</li> <li>- размер ступеньки 41x22,5x3,4 см</li> <li>- высота ступенек 22 и 32 см.</li> <li>- Диапазон регулировки высоты поручня от пола - 20 см (9 положений)</li> <li>- Для повышения устойчивости и предотвращения проскальзывания каждая ножка рамы снабжены насадками из износостойкой немаркой резины</li> <li>- нагрузка 100 кг</li> <li>- вес 2,5 кг</li> <li><b>Упаковка</b></li> <li>Кол-во в упаковке 1</li> <li>Размеры упаковки 43,5x31x28,5 см</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | <p><del>4 250 P</del><br/>3 500 P</p>   |
| <p><b>ПОРУЧНИ В ВАННУ (с НДС)</b><br/><b>АКЦИЯ 10%</b><br/>*Все фотографии несут информативный характер.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                      |                                         |
| 258                                                                                                          | <p><b>Пеленальный столик Med-Mos (МСП-К1)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-материал: пластик (полипропилен)</li> <li>-размеры: 86x55x14,5 см</li> <li>Упаковка</li> <li>Кол-во в упаковке 2 шт.</li> <li>объем коробки 0,15 м3</li> <li>Вес</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <p><del>13 100 P</del><br/>11 800 P</p> |
| 259                                                                                                          | <p><b>Детское кресло Med-Mos (ДК-К1)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-материал: пластик (полипропилен)</li> <li>-размеры: 31x51x14 см</li> <li>Упаковка</li> <li>Кол-во в упаковке 4 шт.</li> <li>объем коробки 0,13 м3</li> <li>Вес</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | <p><del>6 300 P</del><br/>5 700 P</p>   |
|                                                                                                              | <p><b>Откидное сиденье Med-Mos (MC-K3)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-материал: пластик (АВС), алюминий</li> <li>-размеры: диаметр - 3,5 см, длина - 33,5x32 см</li> <li>Упаковка</li> <li>Кол-во в упаковке 10 шт.</li> <li>объем коробки 0,09 м3</li> <li>Вес</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   | <p><del>3 550 P</del><br/>2 300 P</p>   |
|                                                                                                              | <p><b>Откидное сиденье Med-Mos (MC-K4)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-материал: пластик (АВС), нержавеющей сталь</li> <li>-размеры: диаметр - 3,5см, длина 48,5x31,5см</li> <li>Упаковка</li> <li>Кол-во в упаковке 4 шт.</li> <li>объем коробки 0,17 м3</li> <li>Вес</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | <p><del>5 000 P</del><br/>4 500 P</p>   |
|                                                                                                              | <p><b>Откидное сиденье Med-Mos (MC-K5)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-материал: пластик (АВС), нержавеющей сталь</li> <li>-размеры: диаметр - 3,5 см, длина 38,5x31,5 см</li> <li>Упаковка</li> <li>Кол-во в упаковке 5 шт.</li> <li>объем коробки 0,10 м3</li> <li>Вес</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | <p><del>4 000 P</del><br/>3 600 P</p>   |
|                                                                                                              | <p><b>Откидное сиденье Med-Mos (MC-K6)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-материал: пластик (АВС), нержавеющей сталь</li> <li>-размеры: диаметр - 3,5 см, длина 43,5x45 см</li> <li>Упаковка</li> <li>Кол-во в упаковке 4 шт.</li> <li>объем коробки 0,17 м3</li> <li>Вес</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | <p><del>5 200 P</del><br/>4 700 P</p>   |

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|
|                                                                                                                                               | <p><b>Откидное сиденье Med-Mos (MC-K7)</b><br/> -материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь<br/> -размеры: диаметр - 35 мм, длина 38,5х31,5 см<br/> - длина ножи 55,1 см<br/> Упаковка<br/> Кол-во в упаковке 4 шт.<br/> объем коробки 0,12 м3<br/> Вес</p> |  | <p><del>4400 Р</del><br/> 4 000 Р</p> |
|                                                                                                                                               | <p><b>Откидное сиденье Med-Mos (MC-K8)</b><br/> -материал: пластик (полипропилен), алюминий<br/> -размеры: диаметр - 3,5 см, длина 40,7 см, ширина 36 см, высота 48 см<br/> Упаковка<br/> Кол-во в упаковке 5 шт.<br/> объем коробки 0,12 м3<br/> Вес</p>   |  | <p><del>3800 Р</del><br/> 3 450 Р</p> |
| 260                                                                                                                                           | <p><b>Поручень Med-Mos (МСПН-П4)</b><br/> -материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь<br/> -размеры: диаметр - 3,5 см, длина - 60х60 см, высота -75 см<br/> Упаковка<br/> Кол-во в упаковке 6 шт.<br/> объем коробки 0,16 м3<br/> Вес</p>                   |  | <p><del>4700 Р</del><br/> 4 250 Р</p> |
| 261                                                                                                                                           | <p><b>Поручень Med-Mos (МСПН-С6)</b><br/> -материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь<br/> -размеры: диаметр - 3,5 мм, длина - 30х30 см<br/> Упаковка<br/> Кол-во в упаковке 10 шт.<br/> объем коробки 0,17 м3<br/> Вес</p>                                 |  | <p><del>1600 Р</del><br/> 1 450 Р</p> |
| 262                                                                                                                                           | <p><b>Поручень Med-Mos (МСПН-С10)</b><br/> -материал: нержавеющая сталь<br/> -размеры: диаметр - 3,2 см, длина 50х70 см<br/> Упаковка<br/> Кол-во в упаковке 10 шт.<br/> объем коробки 0,11м3<br/> Вес</p>                                                  |  | <p><del>2900 Р</del><br/> 2 600 Р</p> |
| 263                                                                                                                                           | <p><b>Поручень Med-Mos (МСПН-С11)</b><br/> -материал: нержавеющая сталь<br/> -размеры: диаметр - 3,2 см, длина 50х70 см<br/> Упаковка<br/> Кол-во в упаковке 10 шт.<br/> объем коробки 0,1 1 м3<br/> Вес</p>                                                |  | <p><del>2900 Р</del><br/> 2 600 Р</p> |
| 264                                                                                                                                           | <p><b>Поручень Med-Mos (МСПН-С12)</b><br/> -материал: нержавеющая сталь<br/> -размеры: диаметр - 3,2 см, длина 50х70 см<br/> Упаковка<br/> Кол-во в упаковке 10 шт.<br/> объем коробки 0,11 м3<br/> Вес</p>                                                 |  | <p><del>2600 Р</del><br/> 2 350 Р</p> |
| 265                                                                                                                                           | <p><b>Поручень Med-Mos (МСПН-С15)</b><br/> -материал: нержавеющая сталь<br/> -размеры: диаметр - 3,2 см, длина 35 см<br/> Упаковка<br/> Кол-во в упаковке 30 шт.<br/> объем коробки 0,11 м3<br/> Вес</p>                                                    |  | <p><del>1400 Р</del><br/> 1 250 Р</p> |
| 266                                                                                                                                           | <p><b>Поручень Med-Mos (МСПП-С1)</b><br/> -материал: пластик (полипропилен)<br/> -длина: 36,4 см<br/> Упаковка<br/> Кол-во в упаковке 20 шт.<br/> объем коробки 0,06 м3<br/> Вес: кг</p>                                                                    |  | <p><del>850 Р</del><br/> 770 Р</p>    |
| <p><b>ПОРУЧНИ В ВАННУ</b><br/> <b>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ</b><br/> *Все фотографии несут информативный характер.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                       |
| 267                                                                                                                                           | <p><b>Поручень Med-Mos (МСПН-П1)</b><br/> -материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь<br/> -размеры: диаметр - 3,5 см, длина - 60 см, высота -70 см<br/> Упаковка<br/> Кол-во в упаковке 10 шт.<br/> Объем коробки 0,17 м3<br/> Вес</p>                     |  | <p>2 800 Р</p>                        |
| 268                                                                                                                                           | <p><b>Поручень Med-Mos (МСПН-П2)</b><br/> -материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь<br/> -размеры: диаметр - 3,5 см, длина - 60 см, высота -70 см<br/> Упаковка<br/> Кол-во в упаковке 10 шт.<br/> объем коробки 0,17м3<br/> Вес</p>                      |  | <p>2 400 Р</p>                        |
| 269                                                                                                                                           | <p><b>Поручень настенный Med-Mos (МСПН-С1)</b><br/> -материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь<br/> -размеры: диаметр - 3,5 см, длина - 60 см<br/> Упаковка<br/> Кол-во в упаковке 6шт<br/> Объем коробки 0,13м3<br/> Вес</p>                              |  | <p>2 700 Р</p>                        |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                      |         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 270 | <p><b><u>Поручень настенный Med-Mos (МСПН-С8/О8)</u></b><br/> -материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь<br/> -размеры: диаметр - 3,5 см, длина - 60 см<br/> Упаковка<br/> Кол-во в упаковке 10 шт.<br/> Объем коробки 0,13м3<br/> Вес</p>     |    | 2 700 Р |
| 271 | <p><b><u>Поручень настенный Med-Mos (МСПН-С9/О9)</u></b><br/> -материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь<br/> -размеры: диаметр - 3,5 см, длина - 60 см<br/> Упаковка<br/> Кол-во в упаковке 10 шт.<br/> Объем коробки 0,14м3<br/> Вес</p>     |    | 4 900 Р |
| 272 | <p><b><u>Поручень настенный Med-Mos (МСПН-С2)</u></b><br/> -материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь<br/> -размеры: диаметр - 3,5см, длина - 50x70см<br/> Упаковка<br/> Кол-во в упаковке 10 шт.<br/> Объем коробки 0,10м3<br/> Вес</p>       |     | 1 800 Р |
| 273 | <p><b><u>Поручень настенный Med-Mos (МСПН-С3)</u></b><br/> -материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь<br/> -размеры: диаметр - 3,5 см, длина - 50x70 см<br/> Упаковка<br/> Кол-во в упаковке 10 шт.<br/> Объем коробки 0,10м3<br/> Вес</p>     |     | 1 800 Р |
| 274 | <p><b><u>Поручень Med-Mos (МСПН-П3)</u></b><br/> -материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь<br/> -размеры: диаметр - 3,5 см, длина - 100 см, высота -80 см<br/> Упаковка<br/> Кол-во в упаковке 10 шт.<br/> Объем коробки 0,24м3<br/> Вес</p>  |     | 2 600 Р |
| 275 | <p><b><u>Поручень Med-Mos (МСПН-П4)</u></b><br/> -материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь<br/> -размеры: диаметр - 3,5 см, длина - 60x60 см, высота -75 см<br/> Упаковка<br/> Кол-во в упаковке 6 шт.<br/> Объем коробки 0,16м3<br/> Вес</p> |    | 4 700 Р |
| 276 | <p><b><u>Поручень Med-Mos (МСПН-С5)</u></b><br/> -материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь<br/> -размеры: диаметр - 3,5 см, длина - 45x45 см<br/> Упаковка<br/> Кол-во в упаковке 10 шт.<br/> Объем коробки 0,08м3<br/> Вес</p>               |  | 1 800 Р |
| 277 | <p><b><u>Поручень Med-Mos (МСПН-С6)</u></b><br/> -материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь<br/> -размеры: диаметр - 3,5 мм, длина - 30x30 см<br/> Упаковка<br/> Кол-во в упаковке 10 шт.<br/> Объем коробки 0,17м3<br/> Вес</p>               |   | 1 600 Р |
| 278 | <p><b><u>Поручень Med-Mos (МСПН-С7)</u></b><br/> -материал: пластик (АВС), нержавеющая сталь<br/> -размеры: диаметр - 3,5 см, длина - 30x30 см<br/> Упаковка<br/> Кол-во в упаковке 10 шт.<br/> Объем коробки 0,13м3<br/> Вес</p>               |  | 1 500 Р |
| 279 | <p><b><u>Поручень Med-Mos (МСПН-П5)</u></b><br/> -материал: нержавеющая сталь<br/> -размеры: диаметр - 3,2 см, длина 60 см, высота 70 см<br/> Упаковка<br/> Кол-во в упаковке 10 шт.<br/> Объем коробки 0,17м3<br/> Вес</p>                     |   | 3 400 Р |
| 280 | <p><b><u>Поручень Med-Mos (МСПН-П6)</u></b><br/> -материал: нержавеющая сталь<br/> -размеры: диаметр - 3,2 см, длина 55 см, высота 70 см<br/> Упаковка<br/> Кол-во в упаковке 10 шт.<br/> Объем коробки 0,17м3<br/> Вес</p>                     |   | 2 600 Р |
| 281 | <p><b><u>Поручень Med-Mos (МСПН-С10)</u></b><br/> -материал: нержавеющая сталь<br/> -размеры: диаметр - 3,2 см, длина 50x70 см<br/> Упаковка<br/> Кол-во в упаковке 10 шт.<br/> Объем коробки 0,11м3<br/> Вес</p>                               |  | 2 900 Р |
| 282 | <p><b><u>Поручень Med-Mos (МСПН-С11)</u></b><br/> -материал: нержавеющая сталь<br/> -размеры: диаметр - 3,2 см, длина 50x70 см<br/> Упаковка<br/> Кол-во в упаковке 10 шт.<br/> Объем коробки 0,11м3<br/> Вес</p>                               |   | 2 900 Р |






|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|
| 283                                                                                                                                              | <p><a href="#">Поручень Med-Mos (МСПН-С12)</a><br/> -материал: нержавеющая сталь<br/> -размеры: диаметр - 3,2 см, длина 50x70 см<br/> Упаковка<br/> Кол-во в упаковке 10 шт.<br/> Объём коробки 0,11м3<br/> Вес</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                             | 2 600 Р |
| 284                                                                                                                                              | <p><a href="#">Поручень Med-Mos (МСПН-С13/О13)</a><br/> -материал: нержавеющая сталь<br/> -размеры: диаметр - 3,2 см, длина 60 см<br/> Упаковка<br/> Кол-во в упаковке 10 шт.<br/> Объём коробки 0,17м3<br/> Вес</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             | 4 400 Р |
| 285                                                                                                                                              | <p><a href="#">Поручень Med-Mos (МСПН-С14)</a><br/> -материал: нержавеющая сталь<br/> -размеры: диаметр - 3,2 см, длина 35 см<br/> Упаковка<br/> Кол-во в упаковке 30 шт.<br/> Объём коробки 0,11м3<br/> Вес</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             | 1 200 Р |
| <p><b>ДУШЕВЫЕ ТАБУРЕТКИ (С НДС)</b><br/> *Все фотографии несут информативный характер.</p>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |         |
| 286                                                                                                                                              | <p><a href="#">Душевая табуретка арт. VH703-1</a><br/> - Сиденье табуретки с гигиеническим вырезом под туалет, двумя вырезами для захвата кистями рук и дренажными отверстиями изготовлено из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам полиэтилена высокой плотности<br/> - Ножки табуретки телескопические, регулируемые по высоте, изготовлены из высокопрочных алюминиевых труб круглого сечения<br/> - На концах нижних секций ножек установлены съемные наконечники в форме усеченного конуса из износостойкой немаркой нескользящей термопластичной резины с металлической опорной шайбой внутри<br/> - Нагрузка: 100 кг<br/> <b>Упаковка:</b> 56x12x34 см / 3 кг</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p style="text-align: center; color: red;">НОВИНКА 2023</p> | 2 350 Р |
| 287                                                                                                                                              | <p><a href="#">Душевая табуретка арт. VH708-1</a><br/> - Сиденье табуретки с гигиеническим вырезом под туалет, двумя вырезами для захвата кистями рук и дренажными отверстиями изготовлено из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам полиэтилена высокой плотности<br/> - Спинка изготовлена из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам полиэтилена высокой плотности, с вырезом для захвата кистью руки, крепится к сиденью на винтах с шайбами двумя держателями из высокопрочной алюминиевой трубы круглого сечения<br/> - Ножки табуретки телескопические, регулируемые по высоте, изготовлены из высокопрочных алюминиевых труб круглого сечения<br/> - На концах нижних секций ножек установлены съемные наконечники в форме усеченного конуса из износостойкой немаркой нескользящей термопластичной резины с металлической опорной шайбой внутри<br/> - Нагрузка: 100 кг<br/> <b>Упаковка:</b> 58,5x14x36 см / 3,6 кг</p>                                                                                                                                                                                                         | <p style="text-align: center; color: red;">НОВИНКА 2023</p> | 3 100 Р |
| <p><b>ХОДУНКИ И РОЛАТОРЫ</b><br/> <b>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ</b><br/> *Все фотографии несут информативный характер.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                             |         |
| 288                                                                                                                                              | <p><a href="#">Ходунки жёсткостоящие шагающие арт.170.03</a><br/> - Конструкция ходунков предусматривает 2 режима передвижения пользователя:<br/> 1) «шагающий»: рамы расфиксированы относительно поперечных связей, попеременное передвижение левой и правой рам ходунков;<br/> 2) фиксированный: рамы зафиксированы относительно поперечных связей, при передвижении ходунки переставляются пользователем по ходу движения<br/> - Рамы ходунков и их перекладины выполнены из полированных алюминиевых труб круглого сечения и оснащены опорными ручками из ПВХ пластика<br/> - Рамы ходунков оснащены телескопическими выдвижными ножками для регулировки высоты ходунков<br/> - Верхняя поперечная связь ходунков – телескопическая, выполнена из полированных алюминиевых труб круглого сечения и оснащена встроенным механизмом складывания, клип-фиксатором и нажимным пластиковым устройством для расфиксации механизма<br/> - Нижняя поперечная связь ходунков двойная, выполнена из алюминиевой трубы круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием и имеет один уровень установки относительно левой и правой рам<br/> - Нагрузка: 100 кг</p> | <p style="text-align: center; color: red;">НОВИНКА 2023</p> | 2 800 Р |






|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                         |         |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 289 | <p><a href="#">Ходунки арт.184.00.20</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Рама ходунков: состоит из правой и левой рам, шарнирно соединенных между собой ножничным механизмом. Рамы сварные, выполнены из стальной трубы, покрытой ударопрочной полимерной эмалью.</li> <li>- Подмышечные опоры выдвижные из стальной трубы</li> <li>- Расстояние между опорами: 33-80 см</li> <li>- Колеса: самоориентирующиеся Ø10 см, на задних стояночный тормоз</li> </ul> <p><b>Габариты:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Общие габариты в рабочем состоянии: (64,5-80)х83х(115-149) см</li> <li>- Высота расположения подмышечных опор от пола: 115-149 см</li> <li>- Нагрузка: 130 кг</li> <li>- Вес: 12,4 кг</li> </ul> <p><b>Упаковка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Вес: 14 кг</li> <li>Размеры: 81х16,5х80 см</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       | 9 200 Р |
| 290 | <p><a href="#">Ходунки арт.184.00.10</a></p> <p>Каркас ходунков состоит из правой и левой рам, шарнирно соединенных между собой ножничным механизмом. Рамы сварные, выполнены из стальной трубы, покрытой ударопрочной полимерной эмалью. Ручьяты ходунков с подлокотниками выдвижные, каждая состоит из стойки, опорной перекладины с ручкой и тормозом и подлокотника</p> <p>Два задних колеса оснащены индивидуальными педальными тормозами.</p> <p>Габаритные размеры: 665х810х(1145-1435) мм</p> <p>Высота расположения подлокотников от пола: 975-1265 мм</p> <p>Ширина между подлокотниками: 545 мм</p> <p>Габаритные размеры ходунков в сложенном состоянии: 780х240х1145 мм</p> <p>Максимальная нагрузка: 130 кг</p> <p>Масса изделия в сборе: 12,8 кг</p> <p><b>Упаковка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Размер: 81х16,5х80 см</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       | 9 200 Р |
| 291 | <p><a href="#">Ролаторы арт.176 (183)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Рама ходунков: стальная труба, покрытая эпоксидной эмалью</li> <li>- Ручьяты ходунков выдвижные, из стальной трубы</li> <li>- Сиденье ходунков из высокопроч. пластика, не откидное. Высота: 59 см</li> <li>- Расстояние между ручьятками: 43 см</li> <li>- Колеса: передние самоориентирующиеся Ø19,5 см</li> <li>- Корзина подвесная съёмная: 40х16х27,5 см</li> <li>- Полка для лёгкого багажа: 43х19,5 см</li> <li>- Полка из прозрачного пластика: 32,3х23,5х2,2 см</li> <li>- При нажатии на ручки тормозов по направлению вверх активируется функция торможения, по направлению вниз - функция стояночного тормоза</li> </ul> <p><b>Габариты:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Общие габариты в рабочем состоянии: 59х64,5х(78,5-96) см</li> <li>Нагрузка: 130 кг</li> <li>Вес: 9,2 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      | 7 300 Р |
| 292 | <p><a href="#">Ролаторы арт.186.00.20</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Каркас ходунков состоит из рамы передних колес и рамы задних колес, шарнирно соединенных между собой, и распорок. Рамы сварные, выполнены из алюминиевых труб круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием.</li> <li>- Ручьяты ходунков выдвижные (с регулировкой по высоте), выполнены из стальной хромированной трубы, оснащены наконечниками и ручками тормозов. Наконечники ручьят ходунков эргономичные (с дополнительной опорой для ладони), из литого мягкого полиуретана</li> <li>- При нажатии на рычаги тормозов по направлению вверх активируется функция торможения, по направлению вниз – функция стояночного тормоза</li> <li>- Сиденье ходунков выполнено из эластичного плотного материала с обивкой из искусственной кожи, откидное, предназначено для отдыха пользователя.</li> <li>- Колеса ходунков на подшипниках, состоят из пластиковых дисков с шинами из литого немаркого полиуретана. Передние колеса - самоориентирующиеся (рояльного типа), полноповоротные (угол вращения 3600), установлены на вилки из высокопрочного пластика</li> <li>- Корзина подвесная съёмная сетчатая из стальных прутьев с полимерно-порошковым покрытием. Устанавливается враспор между поперечинами рам передних и задних колес под сиденьем.</li> <li>Оснащена ручкой для переноски</li> <li>- Нагрузка: 100 кг</li> </ul> |  <p style="text-align: center; color: red;"><b>НОВИНКА 2023</b></p> | 8 700 Р |





|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 293                                                                                                                                                                 | <p><b><u>Ролаторы арт.177 (182)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Рама ходунков: левая и правая рама, соединённая механизмом складывания (из стали)</li> <li>- Съёмная опора под трость, светоотражающие элементы</li> <li>- Ручьятки ходунков выдвигаемые, из алюминиевого профиля</li> <li>- Сиденье ходунков из высокопроч. полиэстера, не откидное.</li> <li>- Размеры сиденья: 24,5x45,5 см. высота: 54 см</li> <li>- Расстояние между ручьятками: 47 см</li> <li>- Колеса: передние самоориентирующиеся Ø20 см</li> <li>- Сумка подвесная, съёмная: 39x29x8 см</li> <li>- При нажатии на ручки тормозов по направлению вверх активируется функция торможения, по направлению вниз - функция стояночного тормоза</li> </ul> <p><b>Габариты:</b><br/>Общие габариты в рабочем состоянии: 65x67x(80,5-93) см<br/>Нагрузка: 130 кг<br/>Вес: 8,1 кг</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           | 10 000 P |
| 294                                                                                                                                                                 | <p><b><u>Ролаторы арт.185</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Рамы и механизм складывания ножничного типа изготовлены из прочного алюминиевого профиля, покрытого ударопрочной полимерной эмалью. Все открытые концы профилей и трубок оснащены пластиковыми заглушками.</li> <li>- Левая рама оснащена съёмной опорой под трость</li> <li>- К верхним краям ножничного механизма складывания приварены алюминиевые трубки, служащие каркасом для сиденья, в которые вставлены пластиковые наконечники-опоры для крепления подвесной сумки</li> <li>- Регулировка по высоте ручьяток (механизм: Пластиковая клавиша с пружинно-возвратным механизмом)</li> <li>- Наконечники ручьятей ходунков из литого мягкого полиуретана с эргономичными выступами для пальцев рук и дополнительными опорами для ладоней</li> <li>- Рычаги тормозов</li> <li>- Сиденье ходунков выполнено из высокопрочного сетчатого полиэстера, фиксированное (не откидное), предназначено для отдыха пользователя</li> <li>- Сумка подвесная, съёмная, изготовлена из полиэстера. Оснащена клапаном на текстильной застежке-липучке и двумя сетчатыми карманами на внешних торцевых сторонах. Может использоваться независимо от ходунков, оснащена ремнем для переноски.</li> <li>- Нагрузка 120 кг</li> </ul> <p>Упаковка:<br/>60x20x39 см/ 8,1 кг</p> |  <p style="text-align: center;"><b>НОВИНКА 2023</b></p>   | 10 800 P |
| 295                                                                                                                                                                 | <p><b><u>Ролаторы арт.181.30</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Рама ходунков: стальная труба, покрытая эпоксидной эмалью</li> <li>- Ручьятки ходунков выдвигаемые, из стальной трубы</li> <li>- Сиденье ходунков из высокопроч. пластика, съёмное. Высота: 55 см</li> <li>- Размеры сиденья: 24,5x48 см</li> <li>- Расстояние между ручьятками: 60,5 см</li> <li>- Колеса: передние самоориентирующиеся Ø19,5 см</li> <li>- Корзина подвесная съёмная: 49x26,5x22 см</li> <li>- комплект для трости (съёмный пластиковый держатель и съёмная пластиковая опора)</li> <li>- Полка из прозрачного пластика: 32,3x23,5x2,2 см</li> <li>- При нажатии на ручки тормозов по направлению вверх активируется функция торможения, по направлению вниз - функция стояночного тормоза</li> </ul> <p><b>Габариты:</b><br/>Общие габариты в рабочем состоянии: 81x62x(84-92) см<br/>Нагрузка: 100 кг<br/>Вес: 12,8 кг</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         | 13 300 P |
| 296                                                                                                                                                                 | <p><b><u>Ролаторы арт.186.00.10</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Каркас ходунков состоит из правой и левой рамы, соединенных между собой механизмом складывания ножничного типа. Каждая рама состоит из узла крепления, к которому жестко на болтах крепится стойка под установку ручьятки и шарнирно – стойка крепления переднего и заднего колес</li> <li>- Ручьятки ходунков выдвигаемые, изготовлены из прочного алюминиевого профиля</li> <li>- Сиденье ходунков выполнено из высокопрочного сетчатого полиэстера с полиуретановым покрытием, фиксированное (не откидное), предназначено для отдыха пользователя</li> <li>- Колеса ходунков на подшипниках, диски с 3-мя ребрами жесткости из высокопрочного пластика и немаркие шины из цельнолитого полиуретана</li> <li>- Сумка подвесная, съёмная, изготовлена из полиэстера. Оснащена клапаном на текстильной застежке-липучке. Может использоваться независимо от ходунков, оснащена ремнем для переноски.</li> <li>- Нагрузка: 100 кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  <p style="text-align: center;"><b>НОВИНКА 2023</b></p> | 14 100 P |
| <p><b>КРЕСЛА-СТУЛЬЯ С САНИТАРНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ</b><br/> <b>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ</b><br/> *Все фотографии несут информативный характер.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |          |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>297</p>                                                                                                                                             | <p><a href="#">Кресло-стул с санитарным оснащением арт.340</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Каркас из стальной трубы</li> <li>- Ножки стула из стальной трубы</li> <li>- Спинка из стальной трубы</li> <li>- Сиденье из высокопрочного пластика. Размер: 34,5x41,5 см</li> <li>- Брызгоуловитель</li> <li>- Подлокотники: из высокопрочного пластикового поручня</li> <li>- Габаритные размеры кресло-стула: 55x56x(61,5-76,5) см</li> <li>- Высота от пола до сиденья: 41-56 см</li> <li>- Нагрузка: 100 кг</li> <li>- Вес: 7 кг</li> </ul> <p><b>Упаковка (4 шт. в упаковке):</b><br/>Вес: 30 кг<br/>Размер: 78x56x36,5 см</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                | <p>3 800 Р</p> |
| <p>298</p>                                                                                                                                             | <p><a href="#">Кресло-стул с санитарным оснащением арт.371.33</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Каркас кресла-стула с санитарным оснащением изготовлен из стальных труб круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием</li> <li>- Ножки стула съёмные, телескопические, выдвижные, выполнены из стальных труб с полимерно-порошковым покрытием и имеют регулировку по высоте</li> <li>- Изменение по высоте</li> <li>- На конце ножек установлены съёмные наконечники в форме усеченного конуса из износостойкой немаркой нескользящей термопластичной резины с металлической опорной шайбой внутри</li> <li>- Спинка кресла-стула съёмная, выполнена из стальной трубы с полимерно-порошковым покрытием</li> <li>- Сиденье кресла-стула съёмное, оснащено съёмной откидной крышкой; сиденье и крышка выполнены из высокопрочного пластика</li> <li>- Туалетное судно складное, представляет собой легкосъёмное ведро с крышкой и ручкой для переноски, изготовлено из полимерного синтетического материала</li> <li>- Подлокотники кресла-стула состоят из высокопрочного пластикового поручня, закрепленного на стальной трубе</li> <li>- Нагрузка: 100 кг</li> </ul> <p><b>Упаковка: 55,5x15,5x36,5 см / 6,5 кг</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  <p style="text-align: center; color: red;">НОВИНКА 2023</p>   | <p>3 800 Р</p> |
| <p>299</p>                                                                                                                                             | <p><a href="#">Кресло-стул с санитарным оснащением арт.370.33</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Каркас изготовлен из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам алюминиевого сплава, не подверженного коррозии</li> <li>- Ножки стула из высокопрочного трубчатого алюминиевого профиля</li> <li>- Спинка из высокопрочного пластика, установленного на алюминиевой раме и мягкой накладке на ППУ</li> <li>- Размеры спинки: 39x41,5 см</li> <li>- Сиденье съёмное, мягкое. Имеет гигиенический вырез и эргономичные закругления по бёдрам</li> <li>- Высота от поверхности сиденья до пола: 43,5-53,5 см</li> <li>- Внутреннее расстояние между подлокотниками: 48 см</li> <li>- Габаритная длина стула: 54-61 см</li> <li>- Габаритная ширина стула: 58,5 см</li> <li>- Габаритная высота стула: 83-92,5 см</li> <li>- Нагрузка: 100 кг</li> <li>- Вес: 5,1 кг</li> </ul> <p><b>Упаковка (2 шт. в упаковке):</b><br/>Вес: 12,4 кг<br/>Размеры: 58,5x37x90 см</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               | <p>8 100 Р</p> |
| <p>300</p>                                                                                                                                             | <p><a href="#">Кресло-стул с санитарным оснащением арт.352</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Каркас кресла-стула с санитарным оснащением изготовлен из стальных хромированных труб круглого сечения</li> <li>- Наличие держателя туалетного судна, позволяющего устанавливать и извлекать судно с сидящим на кресле-стуле человеком</li> <li>- Спинка кресла-стула изготовлена из искусственной кожи (с мягким наполнителем) на жестком каркасе. Каркас спинки образует верхнюю перекладку-рукоять выгнутой формы для удобства перемещения кресла-стула сопровождающим лицом.</li> <li>- Сиденье кресла-стула изготовлено из эластичного плотного материала на жестком ложементе, с обивкой из искусственной кожи. Сиденье съёмное, мягкое. Имеет гигиенический вырез и эргономичные закругления по бёдрам</li> <li>- Подлокотники кресла-стула состоят из мягкого поручня и каркаса, могут откидываться вниз вперед и оснащены пружинными штифтами для фиксации в рабочем положении</li> <li>- Подножки кресла-стула на каркасе из стальных хромированных труб, раздельные, легкосъёмные, поворотные (с фиксацией в рабочем положении), с откидывающимися вверх рифлеными опорами для стоп ног из алюминиевого сплава. Крепление к раме производится посредством шарнирного устройства, с фиксацией в рабочем положении. Подножки оснащены поддержкой икроножной части ног.</li> <li>- Передние и задние колёса на вилках из нержавеющей стали, самоориентирующиеся, с возможностью поворота на 360°, для облегчения движения и маневрирования вилка имеет наклон</li> <li>- Нагрузка - 100 кг</li> </ul> |  <p style="text-align: center; color: red;">НОВИНКА 2023</p> | <p>8 300 Р</p> |
| <p><b>ПОДЪЁМНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ</b><br/> <b>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ</b><br/> *Все фотографии несут информативный характер.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                  |                |



|                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 301                                                                                                                                                                                                       | <p><b><u>Подъемник электрический арт.320.00</u></b><br/> - габаритная ширина: 58-84 см<br/> - габаритная высота: 120,5-189,5 см<br/> - габаритная длина: 122 см<br/> - высота подъема (от пола до крючков): 13-170 см<br/> - нагрузка до 150,0 кг<br/> - высота подъема 74,0-177,0 см<br/> - вес изделия в сборе: 37,5 кг<br/> - напряжение 220-240/50 (В/Гц)<br/> - максимальная влажность 75%<br/> - температура эксплуатации от +5 до +40 С<br/> - степень защиты IPX4<br/> - сухая аккумуляторная батарея с подзарядкой<br/> - колеса на подшипниках (задние с тормозами)<br/> <b>РЕМЕНЬ В ПОДАРОК!</b><br/> <b>Упаковка:</b><br/> Вес: 43 кг<br/> Размер: 117х68х26 см</p>                                                                    |                                                               | 63 000 Р                           |
| 302                                                                                                                                                                                                       | <p><b><u>Подъемник электрический с весами арт.320.00</u></b><br/> - габаритная ширина: 58-84 см<br/> - габаритная высота: 120,5-189,5 см<br/> - габаритная длина: 122 см<br/> - высота подъема (от пола до крючков): 13-164 см, с весами: 1-152 см<br/> - нагрузка до 150,0 кг<br/> - диапазон взвешивания: 2-150 кг<br/> - высота подъема 74,0-177,0 см<br/> - вес изделия в сборе: 39 кг<br/> - напряжение 220-240/50 (В/Гц)<br/> - максимальная влажность 75%<br/> - температура эксплуатации от +5 до +40 С<br/> - степень защиты IPX4<br/> - сухая аккумуляторная батарея с подзарядкой<br/> - колеса на подшипниках (задние с тормозами)<br/> <b>РЕМЕНЬ В ПОДАРОК!</b><br/> <b>Упаковка:</b><br/> Вес: 44,5 кг<br/> Размер: 117х68х26 см</p> |                                                               | 70 300 Р                           |
| 303                                                                                                                                                                                                       | <p><b><u>Подъемник электрический траверсой арт.320.00</u></b><br/> - нагрузка до 150,0 кг<br/> - вес 43 кг<br/> - длина 100,0 см<br/> - ширина 58,5 см<br/> - высота подъема 74,0-177,0 см<br/> - напряжение 220-240/50 (В/Гц)<br/> - максимальная влажность 85%<br/> - температура эксплуатации от +5 - +45 С<br/> - степень защиты IPX4<br/> - сухая аккумуляторная батарея с подзарядкой<br/> - колеса на подшипниках (задние с тормозами)<br/> <b>РЕМЕНЬ В ПОДАРОК!</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              | 77 700 Р                           |
| <b>РЕМНИ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДЪЕМНИКОВ</b><br>*Все фотографии несут информативный характер.                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                    |
| 304                                                                                                                                                                                                       | <p><b><u>Ремень к подъемнику "Стандарт" размер XL 320.27</u></b><br/> - нагрузка 150кг<br/> -пластиковые ребра жесткости<br/> - размеры спинной части 92х79см<br/> - 4 регулировки строп спинной части от 40 до 71см<br/> - длина ножной части 90см<br/> - 3 регулировки строп ножной части от 26 до 55см<br/> - каждый размер положения строп имеет свою цветовую маркировку<br/> - материал 100% полиэстер<br/> Упаковка: индивидуальная, полиэтиленовая.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              | 7 900 Р                            |
| <b>МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ СКЛАДНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ</b><br><b>АКЦИЯ -10% (цены указаны с учетом акции)</b><br><b>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ</b><br>*Все фотографии несут информативный характер. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                    |
| 305                                                                                                                                                                                                       | <p><b><u>Массажный стол складной деревянный Med-Mos JF-AU01 2-х секционный PW2.20.10A-00</u></b><br/> - материал: массив дерева и многослойный клееный шпон<br/> - обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ<br/> - регулировка по высоте<br/> - комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, подголовник, съёмная полка для рук<br/> - нагрузка до 270 кг<br/> - возможные цвета изделия: бежевый, коричневый, синий, фисташковый<br/> <b>Упаковка:</b><br/> Кол-во : 1 шт.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                 |  <p style="text-align: center;"><b>СУМКА В ПОДАРОК!</b></p> | <b>11 880 Р</b><br><b>10 800 Р</b> |

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 306                                                                                  | <p><b>Массажный стол складной деревянный Med-Mos JF-AY01 2-х секционный PW2.20.13A-10</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал: массив дерева и многослойный клееный шпон</li> <li>- обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ</li> <li>- регулировка по высоте</li> <li>- комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, подголовник, съёмная полка для рук</li> <li>- нагрузка до 270 кг</li> <li>- возможные цвета изделия: белый-бирюзовый, белый-синий, белый-фиолетовый, голубой-белый, коричневый-кремовый, кремовый-коричневый, кремовый-красный</li> </ul> <p><b>Упаковка:</b><br/>Кол-во : 1 шт.</p>                                                                         |  <p><b>СУМКА В ПОДАРОК!</b></p>   | <p><b>13-090-P</b><br/><b>11 900 P</b></p> |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                            |
| 307                                                                                  | <p><b>Массажный стол складной деревянный Med-Mos JF-AY01 3-х секционный PW3.20.10A-00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал: массив дерева и многослойный клееный шпон</li> <li>- обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ</li> <li>- регулировка по высоте</li> <li>- изменение угла наклона ножной секции (растомат)</li> <li>- комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, подголовник, съёмная полка для рук</li> <li>- нагрузка до 270 кг</li> <li>- возможные цвета изделия: бежевый, коричневый, синий, фисташковый</li> </ul> <p><b>Упаковка:</b><br/>Кол-во : 1 шт.</p>                                                                                                |  <p><b>СУМКА В ПОДАРОК!</b></p>  | <p><b>12-210-P</b><br/><b>11 100 P</b></p> |
| 308                                                                                  | <p><b>Массажный стол складной деревянный Med-Mos JF-AY01 3-х секционный PW3.20.13A-00</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал: массив дерева и многослойный клееный шпон</li> <li>- обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ</li> <li>- регулировка по высоте</li> <li>- изменение угла наклона ножной секции (растомат)</li> <li>- комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, подголовник, съёмная полка для рук</li> <li>- нагрузка до 270 кг</li> <li>- возможные цвета изделия: белый-бирюзовый, белый-синий, белый-фиолетовый, голубой-белый, коричневый-кремовый, кремовый-коричневый, кремовый-красный, синий-белый</li> </ul> <p><b>Упаковка:</b><br/>Кол-во : 1 шт.</p> |  <p><b>СУМКА В ПОДАРОК!</b></p> | <p><b>13-530-P</b><br/><b>12 300 P</b></p> |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                     |                                            |

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <p>309</p>                                                                                                                                                                                                              | <p><b><u>Массажный стол складной деревянный Med-Mos JF-Tapered 4-х секционный (PW4.21.10A-00)</u></b><br/> - материал: массив дерева и многослойный клееный шпон<br/> - обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ<br/> - регулировка по высоте<br/> - изменение угла наклона ножной секции (растомат)<br/> - изменение угла наклона икроножной и бедренной секций (взаимозависимые) (растомат)<br/> - комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, подголовник, съёмная полка для рук<br/> - нагрузка до 270 кг<br/> - возможные цвета изделия: бежевый, белый, коричневый, кофе с молоком, синий<br/> <b>Упаковка:</b><br/> Кол-во : 1 шт.</p> |  <p><b>СУМКА В ПОДАРОК!</b></p>  | <p><b>19 800 P</b><br/> <b>18 000 P</b></p> |
| <p><b>МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ СКЛАДНЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ</b><br/> <b>АКЦИЯ -10% (цены указаны с учётом акции)</b><br/> <b>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ</b><br/> *Все фотографии несут информативный характер.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                             |
| <p>310</p>                                                                                                                                                                                                              | <p><b><u>Массажный стол складной алюминиевый Med-Mos JFAL01A 2-х секционный PA2.20.10A-00</u></b><br/> - материал: алюминиевый сплав и многослойный клееный шпон<br/> - обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ<br/> - регулировка по высоте<br/> - комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, подголовник, съёмная полка для рук<br/> - нагрузка до 220 кг<br/> - возможные цвета изделия: бежевый, коричневый, синий, фисташковый<br/> <b>Упаковка:</b><br/> Кол-во : 1 шт.</p>                                                                                                                                                           |  <p><b>СУМКА В ПОДАРОК!</b></p>  | <p><b>12 210 P</b><br/> <b>11 100 P</b></p> |
| <p>311</p>                                                                                                                                                                                                              | <p><b><u>Массажный стол складной алюминиевый Med-Mos JFAL01A 2-х секционный PA2.20.13A-00</u></b><br/> - материал: алюминиевый сплав и многослойный клееный шпон<br/> - обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ<br/> - регулировка по высоте<br/> - комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, подголовник, съёмная полка для рук<br/> - нагрузка до 220 кг<br/> - возможные цвета изделия: белый-бирюзовый, белый-синий, белый-фиолетовый, голубой-белый, коричневый-кремовый, кремовый-коричневый, кремовый-красный<br/> <b>Упаковка:</b><br/> Кол-во : 1 шт.</p>                                                                         |  <p><b>СУМКА В ПОДАРОК!</b></p> | <p><b>13 530 P</b><br/> <b>12 300 P</b></p> |
|                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                    |                                             |
| <p>312</p>                                                                                                                                                                                                              | <p><b><u>КОМПЛЕКТ: JFAL01A PA2.20.13A-00 + MA-01 СТ-7КА СТОЛ</u></b><br/> - материал: алюминиевый сплав и многослойный клееный шпон<br/> - обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ<br/> - регулировка по высоте<br/> - комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, подголовник, съёмная полка для рук<br/> - нагрузка до 220 кг<br/> <b>СТУЛ</b><br/> - габаритные размеры: 52x52 см<br/> - размер сиденья: 36x38 см<br/> - толщина сиденья 2-4,5 см<br/> - высота 52-70 см<br/> - тип газлифта: блокируемый, с рычагом<br/> - вес 5,6 кг</p>                                                                                                |                                | <p><b>19 470 P</b><br/> <b>17 700 P</b></p> |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 313                                                                                 | <p><b><u>Массажный стол складной алюминиевый Med-Mos JFAL01A (3-х секционный) PA3.20.10A-00</u></b><br/> - материал: алюминиевый сплав и многослойный клееный шпон<br/> - обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ<br/> - регулировка по высоте<br/> - изменение угла наклона ножной секции (растомат)<br/> - комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, подголовник, съёмная полка для рук<br/> - нагрузка до 220 кг<br/> - возможные цвета изделия: бежевый, коричневый, синий, фисташковый<br/> <b>Упаковка:</b><br/> Кол-во : 1 шт.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | <p><b>13-640-P</b><br/> <b>12 400 P</b></p> |
| 314                                                                                 | <p><b><u>Массажный стол складной алюминиевый Med-Mos JFAL01A (3-х секционный) PA3.20.13A-00/12A-00</u></b><br/> - материал: алюминиевый сплав и многослойный клееный шпон<br/> - обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ<br/> - регулировка по высоте<br/> - изменение угла наклона ножной секции (растомат)<br/> - комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, подголовник, съёмная полка для рук<br/> - нагрузка до 220 кг<br/> - возможные цвета изделия: белый-бирюзовый, белый-синий, белый-фиолетовый, коричневый-кремовый, кремовый-коричневый, кремовый-красный, синий-белый<br/> <b>Упаковка:</b><br/> Кол-во : 1 шт.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    | <p><b>15-070-P</b><br/> <b>13 700 P</b></p> |
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |                                             |
| 315                                                                                 | <p><b><u>КОМПЛЕКТ: JFAL01A (3-х секционный) (PA3.20.10A-00) + MA04 (СТ-16ДА) татами</u></b><br/> - материал: алюминиевый сплав и многослойный клееный шпон<br/> - обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ<br/> - регулировка по высоте<br/> - изменение угла наклона ножной секции (растомат)<br/> - комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, подголовник, съёмная полка для рук<br/> - нагрузка до 220 кг<br/> - возможные цвета изделия: бежевый, коричневый, синий, фисташковый<br/> <b>Упаковка:</b><br/> Кол-во : 1 шт.<br/> <b><u>ТАТАМИ MA04 (СТ-16ДА)</u></b><br/> - габаритные размеры (59-67)х45 см<br/> - размер сиденья 40х30 см<br/> - размер коленной опоры 45х24 см<br/> - толщина сиденья 6см<br/> - высота 54-70 см<br/> - вес 7,3 кг<br/> - нагрузка 100кг<br/> - материал каркаса - массив дерева (бук)<br/> - материал покрытия - искусственная кожа (ПВХ)<br/> - цвет: кофе с молоком/бежевый/чёрный/ фисташковый/ синий/коричневый</p> |  | <p><b>19-910-P</b><br/> <b>18 100 P</b></p> |
| 316                                                                                 | <p><b><u>Массажный стол складной алюминиевый Med-Mos JFAL03 (PA3.20.10A-00) (3-х секционный)</u></b><br/> - материал: алюминиевый сплав и многослойный клееный шпон<br/> - обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ<br/> - регулировка по высоте<br/> - изменение угла наклона ножной секции (растомат)<br/> - комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, подголовник, съёмная полка для рук<br/> - нагрузка до 220 кг<br/> - возможные цвета изделия: бежевый, коричневый, кофе с молоком, синий<br/> <b>Упаковка:</b><br/> Кол-во : 1 шт.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <p><b>15-950-P</b><br/> <b>14 500 P</b></p> |



### МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ СТАЦИОНАРНЫЕ

**Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ**

\*Все фотографии несут информативный характер.

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 317 | <p><a href="#">Педикюрное кресло Med-Mos FIX-2A SS4.01.10/SS4.04.10Д-01</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал: стальная профильная труба с полимерно-порошковым покрытием</li> <li>- количество секций: 6 шт.</li> <li>- обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ</li> <li>- изменение угла наклона спинной секции (упор штоков)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секции (посредством штоков)</li> <li>- комплектация: подлокотники легкосъёмные, люверс, заглушка люверса-подушка</li> <li>- нагрузка до 150 кг</li> <li>- возможные цвета изделия: синий, фисташковый, белый, кофе с молоком, кремовый</li> <li>- Благодаря складным диагональным опорам стол может быть компактно сложен для хранения без использования инструментов</li> </ul> <p><b>Упаковка:</b><br/>Кол-во : 1 шт.</p> |    | 16 100 Р |
| 318 | <p><a href="#">Косметологическое кресло Med-Mos FIX-1B SS3.02.11Д-01</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал: сталь, покрытая эпоксидной эмалью</li> <li>- количество секций: 3 шт.</li> <li>- обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ</li> <li>- изменение угла наклона спинной секции (посредством упора)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секции (посредством упора)</li> <li>- комплектация: подлокотники легкосъёмные, люверс, заглушка люверса-подушка, выдвижные лотки</li> <li>- нагрузка до 300 кг</li> <li>- возможные цвета изделия: коричневый, кремовый, синий, фисташковый, чёрный</li> </ul> <p><b>Упаковка:</b><br/>Кол-во : 1 шт.</p>                                                                                                                                         |    | 26 400 Р |
| 319 | <p><a href="#">Косметологическое кресло Med-Mos FIX-1B SS3.02.10Д-02</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал: сталь, покрытая эпоксидной эмалью</li> <li>- количество секций: 3 шт.</li> <li>- обивка: ПУ кожа; наполнитель: ППУ</li> <li>- изменение угла наклона спинной секции (Посредством блокируемого газлифта с рычагом разблокировки)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секции (Посредством блокируемого газлифта с рычагом разблокировки)</li> <li>- комплектация: подлокотники легкосъёмные, люверс, заглушка люверса-подушка</li> <li>- нагрузка до 300 кг</li> <li>- возможные цвета изделия: коричневый, кофе с молоком, кремовый, синий, фисташковый, чёрный, белый</li> </ul> <p><b>Упаковка:</b><br/>Кол-во : 1шт.</p>                                                     |   | 18 100 Р |
| 320 | <p><a href="#">Массажный стол стационарный Med-Mos FIX-MT2 SW1.31.10A-00</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал: массив дерева и многослойный клееный шпон</li> <li>- количество секций: 1 шт.</li> <li>- регулировка по высоте</li> <li>- обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ</li> <li>- комплектация: люверс с заглушкой, нижняя полка, подлокотники, подголовник</li> <li>- нагрузка до 300 кг</li> <li>- возможные цвета изделия: бежевый, коричневый, кофе с молоком</li> </ul> <p><b>Упаковка:</b><br/>Кол-во : 1 шт.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 26 400 Р |
| 321 | <p><a href="#">Массажный стол стационарный Med-Mos FIX-1A SW2.31.10A-10</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал: массив дерева и многослойный клееный шпон</li> <li>- количество секций: 2 шт.</li> <li>- регулировка по высоте</li> <li>- регулировка угла наклона спинной секции (растомат)</li> <li>- обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ</li> <li>- комплектация: люверс с заглушкой, нижняя полка, подлокотники, подголовник, съёмная полка для рук</li> <li>- нагрузка до 300 кг</li> <li>- возможные цвета изделия: бежевый, коричневый, кофе с молоком</li> </ul> <p><b>Упаковка:</b><br/>Кол-во : 1 шт.</p>                                                                                                                                                                                   |  | 29 500 Р |



|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 322                                                                                                                                                         | <p><b>Массажный стол стационарный Med-Mos FIX-0A SW4.31.10A-10</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал: массив дерева и многослойный клееный шпон</li> <li>- количество секций: 4 шт.</li> <li>- регулировка по высоте</li> <li>- регулировка угла наклона спинной секции (растомат)</li> <li>- регулировка угла наклона бедренной и икроножной секций взаимосвязано (растомат)</li> <li>- обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ</li> <li>- комплектация: люверс с заглушкой, нижняя полка, подлокотники, подголовник, съёмная полка для рук</li> <li>- нагрузка до 300 кг</li> <li>- возможные цвета изделия: бежевый, коричневый, кофе с молоком</li> </ul> <p>Упаковка:<br/>Кол-во : 1 шт.</p>                                                                                                                                                                                             |    | 32 700 Р             |
| 323                                                                                                                                                         | <p><b>Косметологическое кресло Med-Mos FIX-0B SS4.01.10D</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал: сталь, покрытая эпоксидной эмалью</li> <li>- количество секций: 3 шт.</li> <li>- обивка: ПВХ кожа; наполнитель: ППУ</li> <li>- изменение угла наклона спинной секции (газлифт или штоки)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секции (посредством упора (штоки))</li> <li>- комплектация: подлокотники легкосъёмные, подголовник</li> <li>- нагрузка до 150 кг</li> <li>- возможные цвета изделия: белый, коричневый, кофе с молоком, кремовый, чёрный, синий, фисташковый</li> </ul> <p>Упаковка:<br/>Кол-во : 1 шт.</p>                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 19 600 Р             |
| <p><b>МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ</b><br/> <b>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ</b><br/> *Все фотографии несут информативный характер.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                      |
| 324                                                                                                                                                         | <p><b>Косметологическое кресло электрическое Med-Mos ММКК-1 КО-171Д-02/КО-171Д-03 (1м, 3ф)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал: стальные профильные трубы и листы, покрытые эпоксидной эмалью</li> <li>- количество секций: 4 шт.</li> <li>- обивка: полиуретановая кожа; наполнитель: ППУ</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона спинной секции (газлифт)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секции (газлифт)</li> <li>- выдвижение икроножной секции</li> <li>- комплектация: подлокотники легкосъёмные, подушка-заглушка люверса</li> <li>- нагрузка до 180 кг</li> <li>- возможные цвета изделия: белый, светло-бежевый</li> </ul> <p>Упаковка:<br/>Кол-во : 2 шт.</p>                                                                                                                                                           |   | 57 200 Р<br>51 500 Р |
| 325                                                                                                                                                         | <p><b>Массажный стол электрический Med-Mos ММКМ-1 SE2.21.10Д-02/03/04 (1м, 2ф)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Основание и рамы выполнены из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью</li> <li>- количество секций: 2 шт.</li> <li>- Ложемент: Многослойный клееный шпон, полиуретановая кожа; наполнитель: ППУ</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона спинной секции (газлифт)</li> <li>- возможность устанавливать на колеса или на ножки</li> <li>- ножная педаль регулировки по высоте</li> <li>- комплектация: подлокотники легкосъёмные, подушка-заглушка люверса, держатель для полотенец, мягкая подушка для лица</li> <li>- нагрузка до 150 кг</li> <li>- возможные цвета изделия: белый, светло-бежевый, мокко, синий, коричневый, чёрный</li> </ul> <p>Упаковка:<br/>Кол-во : 1 шт. (186*73*48 см/ 83,1 кг)</p> |  | 65 100 Р<br>58 600 Р |




|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 326 | <p><b>Массажный стол электрический Med-Mos ММКМ-2 SE3.21.10Д-01/SE3.21.10Д-02 (3м.3ф)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Основание и рамы выполнены из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью</li> <li>- количество секций: 3 шт.</li> <li>- Ложемент: Многослойный клееный шпон, полиуретановая кожа; наполнитель: ППУ</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона спинной секции вверх и вниз (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона тазобедренной и икроножной секций взаимосвязано (электрич.)</li> <li>- возможность устанавливать на колеса или на ножки</li> <li>- ножная педаль регулировки</li> <li>- комплектация: подлокотники легкосъёмные, подушка-заглушка люверса, держатель для полотенец, дополнительные подлокотники, мягкая подушка для лица</li> <li>- нагрузка до 150 кг</li> <li>- возможные цвета изделия: белый, светло-бежевый, мокко, синий, чёрный</li> </ul> <p>Упаковка:<br/>Кол-во : 2 шт. (170*64*54 кг+128*23*76 см/ 73+20 кг)</p> |    | <p><b>84 000 Р</b><br/><b>75 600 Р</b></p>   |
| 327 | <p><b>Массажный стол электрический Med-Mos ММКМ-2 (КО-155Д-02) (4м. 4ф)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал: стальные профильные трубы, окрашенный МДФ</li> <li>- количество секций: 3 шт.</li> <li>- обивка: полиуретановая кожа; наполнитель: ППУ</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона спинной секции (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона тазобедренной (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секции (электрич.)</li> <li>- пульт управления</li> <li>- комплектация: подлокотники легкосъёмные, подголовник, подушка-заглушка люверса, мягкий валик, мягкая подушка для лица</li> <li>- нагрузка до 180 кг</li> <li>- возможные цвета изделия: белый, светло-бежевый</li> </ul> <p>Упаковка:<br/>Кол-во : 1 шт.</p>                                                                                                                                                                                                                                   |    | <p><b>12 7900 Р</b><br/><b>115 200 Р</b></p> |
| 328 | <p><b>Массажный стол электрический Med-Mos ММКМ-2 КО-152Д-02, 02W/152Д-03 - белое, 02WN - белое+орех (3м. 3ф)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Основание и рама выполнены из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью. Основание: Многослойный клееный шпон, окрашенный</li> <li>- количество секций: 4 шт.</li> <li>- Ложемент: Многослойный клееный шпон, обивка: полиуретановая кожа; наполнитель: эластичный ППУ (9 см)</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона спинной секции (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона тазобедренной и икроножной взаимосвязано (электрич.)</li> <li>- пульт управления</li> <li>- комплектация: заглушка люверса, подушка-заглушка люверса, мягкий валик, мягкая подушка для лица</li> <li>- нагрузка до 150 кг</li> <li>- возможные цвета изделия: белый, светло-бежевый</li> </ul> <p>Упаковка:<br/>Кол-во : 1 шт. (202*91*69 см/ 130 кг)</p>                                                                            |   | <p><b>12 2300 Р</b><br/><b>110 100 Р</b></p> |
| 329 | <p><b>Массажный стол электрический Med-Mos ММКМ-2 КО-154Д-02/03/04 (3м. 2 ф)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Основание и рама выполнены из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью, шпонируемый МДФ</li> <li>- количество секций: 2 шт.</li> <li>- Ложе: Многослойный клееный шпон, обивка: микрограв кожа; наполнитель: эластичный ППУ (10см)</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона спинной секции (электрич.)</li> <li>- пульт управления</li> <li>- наличие светящейся панели с анимацией «под камин»</li> <li>- наличие выдвижного ящика на боковой части основания кресла</li> <li>- комплектация: заглушка люверса, мягкий валик, мягкая подушка для лица, подушка прямоугольная</li> <li>- нагрузка до 150 кг</li> <li>- возможные цвета изделия: белый, светло-бежевый</li> </ul> <p>Упаковка:<br/>Кол-во : 1 шт. (186*89*72 см / 162 кг)</p>                                                                                                             |  | <p><b>146 700 Р</b><br/><b>132 100 Р</b></p> |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                      |                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 330 | <p><b><u>Массажный стол электрический Med-Mos ММКМ-2 КО-156Д-02 (белый/св. Дерево) /КО-156Д-03/04 (кофе с молоком/венге) (4м, 3ф)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал: стальные профильные трубы и толстолистовая сталь, покрытые ударопрочной эпоксидной эмалью; окрашенный МДФ</li> <li>- количество секций: 4 шт.</li> <li>- обивка: полиуретановая кожа; наполнитель: ППУ</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона спинной секции (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона бедренной и икроножной секций взаимосвязано (электрич.)</li> <li>- пульт управления</li> <li>- комплектация: люверс, заглушка люверса, подголовник, подлокотники, подушка для лица, мягкий валик</li> <li>- нагрузка до 150 кг</li> <li>- возможные цвета изделия: белый, кофе с молоком</li> </ul> <p>Упаковка: 204*83*64 см/ 125 кг</p>                                                                                                                                      |    | <p><b>142-700 P</b><br/><b>128 500 P</b></p> |
| 331 | <p><b><u>Массажный стол электрический Med-Mos ММКМ-2 КО-153Д-02/03 (4м, 3ф)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал: Основание и рама выполнены из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью; окрашенный МДФ</li> <li>- количество секций: 4 шт.</li> <li>- Ложемент: Многослойный клееный шпон, обивка: микрограв кожа; наполнитель: эластичный ППУ (10см)</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона спинной секции (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона бедренной и икроножной секций взаимосвязано (электрич.)</li> <li>- пульт управления</li> <li>- декоративная подсветка (18 режимов)</li> <li>- комплектация: люверс, заглушка люверса, подушка для лица</li> <li>- нагрузка до 150 кг</li> <li>- возможные цвета изделия: белый</li> </ul> <p>Упаковка:<br/>Кол-во : 1 шт. (206*84*64 см/ 128 кг)</p>                                                                                                                         |    | <p><b>142-700 P</b><br/><b>128 500 P</b></p> |
| 332 | <p><b><u>Массажный стол электрический Med-Mos ММКМ-2 КО-159Д-00 (4м, 4ф)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал: стальные профильные трубы и толстолистовая сталь, покрытые ударопрочной эпоксидной эмалью; многослойный шпон</li> <li>- количество секций: 4 шт.</li> <li>- обивка: полиуретановая кожа; наполнитель: ППУ</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона спинной секции (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции таза (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона бедренной и икроножной секций взаимозависимое (электрич.)</li> <li>- кнопка RESET - при нажатии подъемная рама переводится в нижнее горизонтальное положение, не изменяя положений секций ложа</li> <li>- декоративная подсветка (20 режимов)</li> <li>- пульт управления</li> <li>- комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники</li> <li>- нагрузка до 150 кг</li> <li>- возможные цвета изделия: белый</li> </ul> <p>Упаковка:<br/>Кол-во : 1 шт.</p>           |   | <p><b>184-100 P</b><br/><b>165 700 P</b></p> |
| 333 | <p><b><u>Массажный стол электрический Med-Mos ММКМ-2 КО-157Д-00 (4м, 4ф)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал: стальные профильные трубы и толстолистовая сталь, покрытые ударопрочной эпоксидной эмалью; окрашенный МДФ</li> <li>- количество секций: 4 шт.</li> <li>- обивка: полиуретановая кожа; наполнитель: ППУ</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона спинной секции (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции таза (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона бедренной и икроножной секций взаимозависимое (электрич.)</li> <li>- кнопка RESET - при нажатии подъемная рама переводится в нижнее горизонтальное положение, не изменяя положений секций ложа</li> <li>- декоративная подсветка (20 режимов)</li> <li>- пульт управления</li> <li>- комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, ящики 2 шт.</li> <li>- нагрузка до 150 кг</li> <li>- возможные цвета изделия: белый</li> </ul> <p>Упаковка:<br/>Кол-во : 1 шт.</p> |  | <p><b>208-000 P</b><br/><b>187 200 P</b></p> |

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 334                                                                                                                                             | <p><b><u>Массажный стол электрический Med-Mos ММКМ-2 КО-157.1Д-00 с подогревом (4м, 4ф)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал: стальные профильные трубы и толстолистовая сталь, покрытые ударопрочной эпоксидной эмалью; окрашенный МДФ</li> <li>- количество секций: 4 шт.</li> <li>- функция подогрева поверхности ложа</li> <li>- обивка: полиуретановая кожа; наполнитель: ППУ</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона спинной секции (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции таза (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона бедренной и икроножной секций взаимозависимое (электрич.)</li> <li>- кнопка RESET - при нажатии подъемная рама переводится в нижнее горизонтальное положение, не изменяя положений секций ложа</li> <li>- декоративная подсветка (20 режимов)</li> <li>- пульт управления</li> <li>- комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, ящики 2 шт.</li> <li>- нагрузка до 150 кг</li> <li>- возможные цвета изделия: белый</li> </ul> <p>Упаковка:<br/>Кол-во : 1 шт.</p> |                               | <p><b>230 300 P</b><br/><b>207 300 P</b></p> |
| 335                                                                                                                                             | <p><b><u>Массажный стол электрический Med-Mos ММКМ-2 КО-158Д-00 РУ (4м, 3ф)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал: стальные профильные трубы и толстолистовая сталь, покрытые ударопрочной эпоксидной эмалью; окрашенный МДФ</li> <li>- количество секций: 4 шт.</li> <li>- обивка: полиуретановая кожа; наполнитель: ППУ</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона спинной секции (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона бедренной и икроножной секций взаимозависимое (электрич.)</li> <li>- кнопка RESET - при нажатии подъемная рама переводится в нижнее горизонтальное положение, не изменяя положений секций ложа</li> <li>- декоративная подсветка нижней части основания (20 режим.)</li> <li>- пульт управления</li> <li>- комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, ниша для хранения</li> <li>- нагрузка до 150 кг</li> <li>- возможные цвета изделия: белый</li> </ul> <p>Упаковка:<br/>Кол-во : 1 шт.</p>                                                                                         |                               | <p><b>234 900 P</b><br/><b>211 500 P</b></p> |
| 336                                                                                                                                             | <p><b><u>Массажный стол электрический Med-Mos ММКМ-2 КО-160Д-00 РУ (3м, 3ф)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основание и рама выполнены из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью</li> <li>- несущая рама и приводы подъема ложа закрыты декоративными накладками: Алюминиевый лист, окрашенные панели МДФ</li> <li>- количество секций: 4 шт.</li> <li>- материал ложементов секций: Многослойный клееный шпон</li> <li>- обивка: ПУ «микрограв» кожа; наполнитель: эластичный ППУ. 14 см</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона спинной секции (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона тазобедренной (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секции (взаимозависимое)</li> <li>- пульт управления</li> <li>- комплектация: подушка-заглушка люверса, мягкая подушка для лица, держатель для полотенец</li> <li>- нагрузка до 150 кг</li> <li>- возможные цвета изделия: белый, светло-бежевый</li> </ul> <p>Упаковка: 206x90x67 см/ 123 кг</p>                                  |  <p><b>НОВИНКА 2023</b></p> | <p><b>121 000 P</b></p>                      |
| <p align="center"><b>МАССАЖНЫЕ СТОЛЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С НДС</b><br/><b>НОВИНКА 2023 ГОДА</b><br/>*Все фотографии несут информативный характер.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                              |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |           |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 337 | <p><b>Массажный стол электрический Med-Mos MM-940-2С КО-179Д-00 (3м, 3ф)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Основание и рама выполнены из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью</li> <li>- Основание оснащено 2 колесами с полиуретановыми шинами (на подшипниках) и 2 полукруглыми резиновыми накладками-опорами</li> <li>- количество секций: 4 шт.</li> <li>- материал ложементов: многослойный клеёный шпон</li> <li>- обивка: ПУ кожа, наполнитель: Эластичный ППУ, толщина 7 см</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона спинной секции (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции бёдер (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секций взаимозависимое</li> <li>- пульт управления</li> <li>- комплектация: подголовник, подлокотники, подвесная полка для рук, держатель для бумаги</li> <li>- нагрузка до 175 кг</li> <li>- возможные цвета изделия: белый, светло-бежевый</li> </ul> <p>Упаковка: 202,5x80x67,5/100 кг</p>                                                                                                                                                                                                                                                |  <p style="text-align: center;"><b>НОВИНКА 2023</b></p>   | 111 000 Р |
| 338 | <p><b>Массажный стол электрический Med-Mos MM-940-2В КО-162Д-00 (3м, 3ф)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Основание и рама выполнены из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью</li> <li>- Подъемная рама и приводы подъема секций ложа закрыты декоративными накладками (Пластик, МДФ, шпон)</li> <li>- Основание оснащено 2 колесами с полиуретановыми шинами (на подшипниках) и 2 полукруглыми резиновыми накладками-опорами</li> <li>- количество секций: 4 шт.</li> <li>- материал ложементов: многослойный клеёный шпон</li> <li>- обивка: ПУ «микрогрув» кожа, наполнитель: Эластичный ППУ, толщина 10 см</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона спинной секции (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции бёдер (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секций взаимозависимое</li> <li>- декоративная подсветка (20 режимов) с пультом управления</li> <li>- пульт управления</li> <li>- комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, держатель для бумаги</li> <li>- нагрузка до 175 кг</li> <li>- возможные цвета изделия: белый, коричневый</li> </ul> <p>Упаковка: 202,5x80x67,5/113 кг</p>                                                                 |  <p style="text-align: center;"><b>НОВИНКА 2023</b></p>   | 167 000 Р |
| 339 | <p><b>Массажный стол электрический Med-Mos MM-940-2А КО-161Д-00 (4м, 4ф)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Основание и рама выполнены из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью</li> <li>- Подъемная рама и приводы подъема секций ложа закрыты декоративными накладками (Алюминиевый лист, пластик, оргстекло)</li> <li>- количество секций: 4 шт.</li> <li>- материал ложементов: многослойный клеёный шпон</li> <li>- обивка: Светло-бежевый - ПУ кожа, Белый - ПУ «микрогрув» кожа, наполнитель: Эластичный ППУ, толщина 10 см</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона спинной секции (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции бёдер (электрич.)</li> <li>- изменения угла наклона ложа относительно поверхности пола (электрич.) (трен/антитрен)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секций взаимозависимое</li> <li>- Reset - возврат в положение 0</li> <li>- декоративная подсветка (14 режимов) с пультом управления</li> <li>- пульт управления</li> <li>- комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, держатель для бумаги</li> <li>- нагрузка до 175 кг</li> <li>- возможные цвета изделия: белый, коричневый</li> </ul> <p>Упаковка: 204,5x83x75,5 см/ 235 кг</p> |  <p style="text-align: center;"><b>НОВИНКА 2023</b></p> | 211 000 Р |



|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 340                                                                                                                | <p><a href="#">Массажный стол электрический Med-Mos MM-940-3 КО-163Д-00 (4м. 4Ф)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Основание и рама выполнены из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью</li> <li>- Подъемная рама и приводы подъема секций ложа закрыты декоративными накладками (Алюминиевый лист, пластик, МДФ)</li> <li>- количество секций: 4 шт.</li> <li>- материал ложементов: многослойный клеёный шпон</li> <li>- обивка: Белый - ПУ «микрограв» кожа, наполнитель: Эластичный ППУ, толщина 10 см</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона спинной секции (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции бёдер (электрич.)</li> <li>- изменения угла наклона ложа относительно поверхности пола (электрич.) (трен/антитрен)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секций взаимозависимое</li> <li>-- Reset - возврат в положение 0</li> <li>- декоративная подсветка (14 режимов) с пультом управления</li> <li>- пульт управления</li> <li>- комплектация: люверс, заглушка люверса, подлокотники, держатель для бумаги, ящик</li> <li>- нагрузка до 175 кг</li> <li>- возможные цвета изделия: белый, коричневый</li> </ul> <p>Упаковка: 204,5x81x72 см/ 138 кг</p> |    | 220 000 Р |
| <p><b>МАССАЖНЫЕ КРЕСЛА ДЛЯ ШЕЙНО-ВОРОТНИКОВОЙ ЗОНЫ С НДС</b><br/>*Все фотографии несут информативный характер.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |           |
| 341                                                                                                                | <p><a href="#">Массажное кресло для ШВЗ Med-Mos MA-03(СТ-1ШСА) (сталь) без РУ</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал рамы: стальная профильная труба</li> <li>- материал мягких элементов: клееный шпон, искусственная кожа, ППУ</li> <li>- регулировка сиденья в 5 позициях</li> <li>- регулировка подлокотной опоры в 4 позициях</li> <li>- регулировка подлокотника (бесступенчато)</li> <li>- нагрузка 100 кг</li> <li>- цвет: бежевый, кофе с молоком, синий, коричневый, синий</li> <li>- сумка в комплекте</li> </ul> <p><b>Упаковка:</b><br/>1 шт.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | 13 500 Р  |
| 342                                                                                                                | <p><a href="#">Массажное кресло для ШВЗ Med-Mos MA-03 МСТ-ЗАЛ (СТ-1ШАА) (алюминий DE LUXE) без РУ</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал рамы: стальная профильная труба</li> <li>- материал мягких элементов: клееный шпон, искусственная кожа, ППУ</li> <li>- регулировка сиденья в 5 позициях</li> <li>- регулировка подлокотной опоры в 4 позициях</li> <li>- регулировка подлокотника (бесступенчато)</li> <li>- нагрузка 100 кг</li> <li>- цвет: бежевый, кофе с молоком, синий, коричневый, синий</li> <li>- сумка в комплекте</li> </ul> <p><b>Упаковка:</b><br/>1 шт.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 16 800 Р  |
| <p><b>СТУЛЬЯ МАСТЕРА</b><br/>*Все фотографии несут информативный характер.</p>                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |           |
| 343                                                                                                                | <p><a href="#">Стул массажиста Med-Mos MA-04 татами (СТ-16ДА) без РУ</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рама стула: массив дерева</li> <li>- сиденье стула: многослойный клееный шпон, искусственная кожа ПВХ, ППУ</li> <li>- регулировка наклона/высоты сиденья, бесступенчато</li> <li>- регулировка наклона/высоты опоры, бесступенчато</li> <li>- наличие круглых металлических опор с пластиковыми вставками, предохраняющими пол от повреждений</li> <li>- нагрузка: 100 кг</li> <li>- цвета: Бежевый, чёрный, коричневый, фисташковый, синий, белый, кремовый</li> </ul> <p><b>Упаковка:</b> 1 шт.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 9 350 Р   |

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 344                                                                                                                                                                 | <p><b>Стул массажиста Med-Mos MA-04 татами (СТ-16СА) без РУ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рама стула: профильная труба из стали</li> <li>- сиденье стула: многослойный клеёный шпон, искусственная кожа, ППУ</li> <li>- регулировка наклона/высоты сиденья (газлифт)</li> <li>- регулировка наклона/высоты опоры (газлифт)</li> <li>- наличие круглых металлических опор с пластиковыми вставками, предохраняющими пол от повреждений</li> <li>- нагрузка: 100 кг</li> <li>- цвета: бежевый, чёрный, коричневый, фисташковый, синий, белый, кремовый</li> </ul> <p><b>Упаковка: 1 шт.</b></p> |  <p style="text-align: center;">С НДС</p>   | 9 900 Р |
| 345                                                                                                                                                                 | <p><b>Стул мастера Med-Mos MM-446-1 (ИИ-01) без РУ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рама стула: хромированная сталь/литой алюминий</li> <li>- сиденье и спинка: формованный клеёный шпон, полиуретановая кожа, ППУ</li> <li>- регулировка по высоте (газлифт)</li> <li>- 5-ти лучевая крестовина с роликами</li> <li>- нагрузка: 80 кг</li> <li>- цвет: бежевый, чёрный, коричневый, фисташковый, синий, белый</li> </ul> <p><b>Упаковка: 1 шт.</b></p>                                                                                                                                          |  <p style="text-align: center;">С НДС</p>   | 8 350 Р |
| 346                                                                                                                                                                 | <p><b>Стул мастера Med-Mos MA-01 (СТ-17КА)/ (III) без РУ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рама стула: хромированная сталь/стальной профиль</li> <li>- сиденье и спинка: формованный клеёный шпон, ПВХ кожа, ППУ</li> <li>- регулировка по высоте (газлифт)</li> <li>- 5-ти лучевая крестовина с роликами</li> <li>- нагрузка: 100 кг</li> <li>- цвет: бежевый, чёрный, коричневый, фисташковый, синий, белый</li> </ul> <p><b>Упаковка: 1 шт.</b></p>                                                                                                                                            |  <p style="text-align: center;">С НДС</p>   | 8 350 Р |
| 347                                                                                                                                                                 | <p><b>Стул мастера Med-Mos MM-446 (V-01) без РУ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рама стула: хромированная сталь/стальной профиль</li> <li>- сиденье и спинка: формованный клеёный шпон, полиуретановая кожа, ППУ</li> <li>- регулировка по высоте (газлифт)</li> <li>- изменение угла наклона спинки</li> <li>- регулировка высоты расположения спинки стула относительно поверхности сиденья</li> <li>- 5-ти лучевая крестовина с роликами</li> <li>- нагрузка: 100 кг</li> <li>- цвет: бежевый, чёрный, коричневый, фисташковый, синий, белый</li> </ul> <p><b>Упаковка: 1 шт.</b></p>        |  <p style="text-align: center;">С НДС</p>  | 9 250 Р |
| 348                                                                                                                                                                 | <p><b>Стул мастера Med-Mos MA01 (СТ-5КА) без РУ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рама стула: хромированная сталь</li> <li>- сиденье: формованный клеёный шпон, ПВХ кожа, ППУ</li> <li>- регулировка по высоте (газлифт)</li> <li>- 5-ти лучевая крестовина с роликами</li> <li>- нагрузка: 100 кг</li> <li>- цвет: бежевый, чёрный, коричневый, фисташковый, синий, белый</li> </ul> <p><b>Упаковка: 1 шт.</b></p>                                                                                                                                                                               |  <p style="text-align: center;">С НДС</p> | 5 550 Р |
| 349                                                                                                                                                                 | <p><b>Стул мастера Med-Mos MA-01 (СТ-7КА) без РУ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рама стула: хромированная сталь</li> <li>- сиденье: формованный клеёный шпон, ПВХ кожа, ППУ</li> <li>- регулировка по высоте (газлифт)</li> <li>- 5-ти лучевая крестовина с роликами</li> <li>- нагрузка: 100 кг</li> <li>- цвет: бежевый, чёрный, коричневый, фисташковый, синий, белый</li> </ul> <p><b>Упаковка: 1 шт.</b></p>                                                                                                                                                                              |  <p style="text-align: center;">С НДС</p> | 7 250 Р |
| <p><b>КРЕСЛА ДЛЯ КОСМЕТОЛОГИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ</b><br/> <b>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ</b><br/> *Все фотографии несут информативный характер.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |         |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                                                       |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 350 | <p><a href="#">Кресло косметологическое Med-Mos ММКК-1 КО-171Д-02/03 (3ф. 1м)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество секций: 4</li> <li>- количество электроприводов: 1+ 2 газлифта</li> <li>- рама и основание выполнены из стальных профильных труб</li> <li>- материал ложемент: многослойный клееный шпон, полиуретановая кожа, эластичный ППУ</li> <li>- съёмные подлокотники, подушка-заглушка люверса</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции спины (газлифт)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секции (газлифт)</li> <li>- выдвижение икроножной секции</li> <li>- нагрузка 150 кг</li> <li>- цвет: белый, светло-бежевый</li> </ul> <p>Упаковка: 1 шт.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | <p style="text-align: right;"><b>57 200 P</b><br/><b>51 500 P</b></p> |
| 351 | <p><a href="#">Педикюрное кресло Med-Mos ММКК-1 КО-171.1Д-03 (3ф. 1м)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Основание и рама выполнены из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью</li> <li>- количество секций: 6</li> <li>- рама и основание выполнены из стальных профильных труб</li> <li>- материал ложемент: многослойный клееный шпон, ПУ кожа, эластичный ППУ</li> <li>- съёмные подлокотники, Мягкая накладная подушка для люверса</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции спины (газлифт)</li> <li>- изменение угла наклона икроножных секций по отдельности (газлифт)</li> <li>- выдвижение икроножных секций</li> <li>- нагрузка 150 кг</li> <li>- цвет: белый, светло-бежевый</li> </ul> <p>Упаковка: 2 шт. (93*56*48 см + 178*23*67 см / 35+40 кг)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | <p style="text-align: right;"><b>63 100 P</b><br/><b>56 800 P</b></p> |
| 352 | <p><a href="#">Кресло косметологическое Med-Mos ММКК-3 КО-172Д-02 (3ф. 3м)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Основание и рама выполнены из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью</li> <li>- количество секций: 3</li> <li>- количество электроприводов: 3</li> <li>- рама и основание выполнены из стальных профильных труб</li> <li>- материал ложемент: многослойный клееный шпон, полиуретановая кожа, эластичный ППУ</li> <li>- съёмные подлокотники, подушка-заглушка люверса</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции спины (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секции (электрич.)</li> <li>- нагрузка 180 кг</li> <li>- цвет: белый, светло-бежевый</li> </ul> <p>Упаковка: 1 шт.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | <p style="text-align: right;"><b>83 800 P</b><br/><b>75 500 P</b></p> |
| 353 | <p><a href="#">Кресло косметологическое Med-Mos ММКП-3 КО-193Д-03 (4ф. 3 м)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Клавиши управления «Рокер свитч» *боковая сторона тазобедренной секции, *обратная сторона секции спины</li> <li>- каркас из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью</li> <li>- количество секций: 7</li> <li>- рама и основание выполнены из стали и декоративного пластиковыми накладками</li> <li>- материал ложемент: многослойный клееный шпон, полиуретановая кожа, эластичный ППУ (8-10 см)</li> <li>- съёмные откидные подлокотники, заглушка люверса</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции спины (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножных секций по отдельности (газлифт)</li> <li>- кнопка «Reset» - возврат в положение 0</li> <li>- "Look" - блокировки всех кнопок пульта от случайного нажатия</li> <li>- выдвижение икроножных секций, подголовника</li> <li>- нагрузка 180 кг</li> <li>- цвет: белый, светло-бежевый</li> </ul> <p>Упаковка: 1 шт. (148x72x65см, 100 кг)</p> |  | <p style="text-align: right;"><b>115 300 P</b></p>                    |





|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                      |                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 354 | <p><b><u>Кресло косметологическое Med-Mos ММКП-3 КО-193Д-02 (4ф. 3 м) с ножной педалью (БЕЗ ПУЛЬТА)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Клавиши управления «Рокер свитч» *боковая сторона тазобедренной секции, *обратная сторона секции спины</li> <li>- каркас из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью</li> <li>- количество секций: 7</li> <li>- количество электроприводов: 3+2 газлифта</li> <li>- рама и основание выполнены из стали и декоративного пластиковыми накладками</li> <li>- материал ложемент: многослойный клееный шпон, полиуретановая кожа, эластичный ППУ (толщина 9 см)</li> <li>- съёмные подлокотники, заглушка люверса</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции спины (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножных секций по отдельности (газлифт)</li> <li>- поворот кресла влево/вправо механически +/-120°</li> <li>- выдвижение икроножных секций, подголовника</li> <li>- нагрузка 180 кг</li> <li>- цвет: белый, светло-бежевый</li> </ul> <p>Упаковка: 1 шт. (137*83*73 см, 95,5кг)</p> |    | 130 300 P                         |
| 355 | <p><b><u>Кресло косметологическое Med-Mos ММКП-3 КО-194Д (4ф. 3м)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество секций: 6</li> <li>- количество электроприводов: 3+2 газлифта</li> <li>- рама и основание выполнены из стали и декоративного пластика</li> <li>- материал ложемент: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, эластичный ППУ</li> <li>- съёмные подлокотники, подушка-подголовник</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции спины (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножных секций по отдельности (газлифт)</li> <li>- возможность поворота икроножных секций в стороны (раздвижение)</li> <li>- возможность поворота кресла, относительно основания +/-90°</li> <li>- нагрузка 180 кг</li> <li>- цвет: белый, светло-бежевый</li> </ul> <p>Упаковка: 1 шт.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | <del>133 300 P</del><br>120 000 P |
| 356 | <p><b><u>Кресло косметологическое Med-Mos ММКК-4 КО-183Д-02 (4ф. 4м)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- возможность установить с колёс на ножки</li> <li>- количество секций: 5</li> <li>- количество электроприводов: 4</li> <li>- рама и основание выполнены из стальных профильных труб</li> <li>- материал ложемент: многослойный клееный шпон, полиуретановая кожа, эластичный ППУ</li> <li>- съёмные подлокотники, подушка-полувалик, мягкая подушка для лица</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции спины (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секции (электрич.)</li> <li>- выдвижные подголовник и икроножная секция</li> <li>- нагрузка 180 кг</li> <li>- цвет: белый, светло-бежевый</li> </ul> <p>Упаковка: 1 шт.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  | <del>114 000 P</del><br>102 600 P |
| 357 | <p><b><u>Кресло косметологическое Med-Mos ММКК-4 КО-182Д (4ф. 4м)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество секций: 5</li> <li>- количество электроприводов: 4</li> <li>- рама и основание выполнены из стальных профильных труб</li> <li>- материал ложемент: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, эластичный ППУ</li> <li>- съёмные подлокотники, заглушка люверса, мягкая подушка для лица</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции спины (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секции (электрич.)</li> <li>- выдвижные подголовник и икроножная секция</li> <li>- нагрузка 180 кг</li> <li>- цвет: белый, светло-бежевый</li> </ul> <p>Упаковка: 1 шт.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <del>150 800 P</del><br>112 000 P |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                          |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 358 | <p><a href="#">Косметологическое кресло Med-Mos ММКК-3 КО-174Д-00 (4ф, 3м)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество секций: 5</li> <li>- количество электроприводов: 3+1 газлифт</li> <li>- рама и основание выполнены из стальных профильных труб</li> <li>- материал ложеента: многослойный клееный шпон, полиуретановая кожа, эластичный ППУ</li> <li>- съёмные подлокотники, подушка-заглушка в форме полувалика</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции спины (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секции (газлифт)</li> <li>- выдвижные подголовник и икроножная секция</li> <li>- нагрузка 180 кг</li> <li>- цвет: белый</li> </ul> <p>Упаковка: 1 шт.</p> |    | <p><del>124 400 P</del><br/>84 600 P</p> |
| 359 | <p><a href="#">Косметологическое кресло Med-Mos ММКК-3 КО-175Д-00 (4ф, 4м)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество секций: 5</li> <li>- количество электроприводов: 4</li> <li>- рама и основание выполнены из стальных профильных труб</li> <li>- материал ложеента: многослойный клееный шпон, полиуретановая кожа, эластичный ППУ</li> <li>- съёмные подлокотники, подушка-заглушка в форме полувалика</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции спины (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секции (электрич.)</li> <li>- выдвижные подголовник и икроножная секция</li> <li>- нагрузка 180 кг</li> <li>- цвет: белый</li> </ul> <p>Упаковка: 1 шт.</p>         |    | <p><del>111 500 P</del><br/>89 200 P</p> |
| 360 | <p><a href="#">Косметологическое кресло Med-Mos ММКК-3 КО-176DP-00 (3ф, 3м)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество секций: 3</li> <li>- количество электроприводов: 3</li> <li>- рама и основание выполнены из стальных профильных труб</li> <li>- материал ложеента: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, эластичный ППУ</li> <li>- съёмные подлокотники, подушка-заглушка люверса</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции спины (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секции (электрич.)</li> <li>- нагрузка 180 кг</li> <li>- цвет: белый, кремовый</li> </ul> <p>Упаковка: 1 шт.</p>                                                                                                                                            |   | <p><del>71 400 P</del><br/>64 300 P</p>  |
| 361 | <p><a href="#">Косметологическое кресло Med-Mos ММКК-3 КО-176DP-03 с ножной педалью и пультом управления (3ф, 3м)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество секций: 3</li> <li>- количество электроприводов: 3</li> <li>- рама и основание выполнены из стальных профильных труб</li> <li>- материал ложеента: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, эластичный ППУ</li> <li>- съёмные подлокотники, подушка-заглушка люверса</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции спины (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секции (электрич.)</li> <li>- нагрузка 180 кг</li> <li>- цвет: белый, кремовый</li> </ul> <p>Упаковка: 1 шт.</p>                                                                                                      |  | <p><del>78 700 P</del><br/>70 900 P</p>  |
| 362 | <p><a href="#">Косметологическое кресло Med-Mos ММКК-3 КО-177DP-00 (3ф, 3м)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество секций: 4</li> <li>- количество электроприводов: 3</li> <li>- рама и основание выполнены из стальных профильных труб</li> <li>- материал ложеента: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, эластичный ППУ</li> <li>- возможность поворота кресла вручную: +/- 45°</li> <li>- съёмные подлокотники, подушка-заглушка люверса</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции спины (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секции (электрич.)</li> <li>- выдвижение икроножной секции</li> <li>- нагрузка 150 кг</li> <li>- цвет: белый, кремовый</li> </ul> <p>Упаковка: 1 шт.</p>                                            |  | <p><del>105 900 P</del><br/>95 400 P</p> |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 363 | <p><a href="#">Косметологическое кресло электрическое 3 мотора Med-Mos MMKK-3 KO-177DP-03 с РУ с ножной педалью и пультом управления (3ф, 3м)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество секций: 4</li> <li>- количество электроприводов: 3</li> <li>- рама и основание выполнены из стальных профильных труб</li> <li>- материал ложеента: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, эластичный ППУ</li> <li>- возможность поворота кресла вручную: +/- 45°</li> <li>- съёмные подлокотники, подушка-заглушка люверса</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции спины (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секции (электрич.)</li> <li>- выдвижение икроножной секции</li> <li>- нагрузка 150 кг</li> <li>- цвет: белый, кремовый</li> </ul> <p>Упаковка: 1 шт.</p>                                        |    | <p><b>113-400 P</b><br/><b>102 100 P</b></p> |
| 364 | <p><a href="#">Косметологическое кресло Med-Mos MMKK-4 KO-184DP-00 (4ф, 4 м)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество секций: 4</li> <li>- количество электроприводов: 4</li> <li>- рама и основание выполнены из стальных профильных труб</li> <li>- материал ложеента: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, эластичный ППУ</li> <li>- возможность поворота кресла вручную: +/- 45°</li> <li>- съёмные подлокотники, подушка-заглушка люверса</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции спины (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секции (электрич.)</li> <li>- выдвижение икроножной секции</li> <li>- нагрузка 180 кг</li> <li>- цвет: белый, кремовый</li> </ul> <p>Упаковка: 1 шт.</p>                                      |    | <p><b>116-100 P</b><br/><b>104 500 P</b></p> |
| 365 | <p><a href="#">Косметологическое кресло Med-Mos MMKK-4 KO-184DP-03 с ножной педалью и пультом управления (4ф, 4м)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество секций: 4</li> <li>- количество электроприводов: 4</li> <li>- рама и основание выполнены из стальных профильных труб</li> <li>- материал ложеента: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, эластичный ППУ</li> <li>- возможность поворота кресла вручную: +/- 45°</li> <li>- съёмные подлокотники, подушка-заглушка люверса</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции спины (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секции (электрич.)</li> <li>- выдвижение икроножной секции</li> <li>- нагрузка 180 кг</li> <li>- цвет: белый, кремовый</li> </ul> <p>Упаковка: 1 шт.</p> |   | <p><b>125-300 P</b><br/><b>112 800 P</b></p> |
| 366 | <p><a href="#">Косметологическое кресло Med-Mos MMKK-4 KO-185DP-00 (4ф, 4м)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество секций: 4</li> <li>- количество электроприводов: 4</li> <li>- рама и основание выполнены из стальных профильных труб</li> <li>- материал ложеента: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, эластичный ППУ</li> <li>- съёмные подлокотники, заглушка люверса</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции спины (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секции (электрич.)</li> <li>- выдвижение икроножной секции</li> <li>- нагрузка 180 кг</li> <li>- цвет: белый</li> </ul> <p>Упаковка: 1 шт.</p>                                                                                                                 |  | <p><b>116-100 P</b><br/><b>104 500 P</b></p> |
| 367 | <p><a href="#">Косметологическое кресло Med-Mos MMKK-4 KO-185DP-03 с ножной педалью и пультом управления (4ф, 4м)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество секций: 4</li> <li>- количество электроприводов: 4</li> <li>- рама и основание выполнены из стальных профильных труб</li> <li>- материал ложеента: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, эластичный ППУ</li> <li>- съёмные подлокотники, заглушка люверса</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции спины (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секции (электрич.)</li> <li>- выдвижение икроножной секции</li> <li>- нагрузка 180 кг</li> <li>- цвет: белый</li> </ul> <p>Упаковка: 1 шт.</p>                                                                           |  | <p><b>127-200 P</b><br/><b>114 500 P</b></p> |






|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                      |                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 368 | <p><a href="#">Педикюрное кресло Med-Mos ММКП-2 КО-190DP-00 (3ф, 2м)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество секций: 6</li> <li>- количество электроприводов: 2</li> <li>- рама и основание выполнены из стальных профильных труб</li> <li>- материал ложементов: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, эластичный ППУ</li> <li>- съёмные подлокотники, подушка-заглушка люверса</li> <li>- возможность поворота кресла вручную: +/- 45°</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции спины (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножных секций по отдельности (механически)</li> <li>- возможность поворота икроножных секции в горизонтальной плоскости</li> <li>- выдвижение икроножной секции</li> <li>- нагрузка 150 кг</li> <li>- цвет: белый</li> </ul> <p>Упаковка: 1 шт.</p>                                                                                                         |    | <p><del>116 400 P</del><br/>104 500 P</p> |
| 369 | <p><a href="#">Педикюрное кресло Med-Mos ММКП-2 КО-190DP-03 с ножной pedalю и пультом управления (3ф, 2м)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество секций: 6</li> <li>- количество электроприводов: 2</li> <li>- рама и основание выполнены из стальных профильных труб</li> <li>- материал ложементов: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, эластичный ППУ</li> <li>- съёмные подлокотники, подушка-заглушка люверса</li> <li>- возможность поворота кресла вручную: +/- 45°</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции спины (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножных секций по отдельности (механически)</li> <li>- возможность поворота икроножных секции в горизонтальной плоскости</li> <li>- выдвижение икроножной секции</li> <li>- нагрузка 150 кг</li> <li>- цвет: белый</li> </ul> <p>Упаковка: 1 шт.</p>                                                                    |    | <p><del>122 500 P</del><br/>110 300 P</p> |
| 370 | <p><a href="#">Педикюрное кресло Med-Mos ММКП-3 КО-195DP-00 (5ф, 3м)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество секций: 6</li> <li>- количество электроприводов: 3</li> <li>- рама и основание выполнены из стальных профильных труб</li> <li>- материал ложементов: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, эластичный ППУ</li> <li>- съёмные подлокотники, подушка-заглушка люверса</li> <li>- возможность поворота кресла вручную: +/- 45°</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции спины (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножных секций по отдельности (механически)</li> <li>- возможность поворота икроножных секции в горизонтальной плоскости</li> <li>- выдвижение икроножной секции</li> <li>- нагрузка 180 кг</li> <li>- цвет: белый</li> </ul> <p>Упаковка: 1 шт.</p>                                      |  | <p><del>127 200 P</del><br/>121 500 P</p> |
| 371 | <p><a href="#">Педикюрное кресло Med-Mos ММКП-3 КО-195DP-03 с ножной pedalю и пультом управления (4ф, 3м)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество секций: 6</li> <li>- количество электроприводов: 3</li> <li>- рама и основание выполнены из стальных профильных труб</li> <li>- материал ложементов: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, эластичный ППУ</li> <li>- съёмные подлокотники, подушка-заглушка люверса</li> <li>- возможность поворота кресла вручную: +/- 45°</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции спины (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножных секций по отдельности (механически)</li> <li>- возможность поворота икроножных секции в горизонтальной плоскости</li> <li>- выдвижение икроножной секции</li> <li>- нагрузка 180 кг</li> <li>- цвет: белый</li> </ul> <p>Упаковка: 1 шт.</p> |  | <p><del>135 400 P</del><br/>126 900 P</p> |








|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 372                                                                                                                                      | <p><a href="#">Педикюрное кресло Med-Mos ММКП-3 КО-196DP-00 (4ф. 3м)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество секций: 7</li> <li>- количество электроприводов: 3</li> <li>- рама и основание выполнены из стальных профильных труб</li> <li>- материал ложементов: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, эластичный ППУ</li> <li>- съёмные подлокотники, заглушка люверса</li> <li>- возможность поворота кресла вручную: +/- 135°</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции спины (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножных секций по отдельности (механически)</li> <li>- возможность поворота икроножных секции в горизонтальной плоскости</li> <li>- выдвижение икроножной секции</li> <li>- нагрузка 180 кг</li> <li>- цвет: белый</li> <li>Упаковка: 1 шт.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                           | <p><b>145 600 P</b><br/><b>131 100 P</b></p> |
| 373                                                                                                                                      | <p><a href="#">Педикюрное кресло Med-Mos ММКП-3 КО-196DP-03 с ножной педалью и пультом управления (4ф. 3м)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- количество секций: 7</li> <li>- количество электроприводов: 3</li> <li>- рама и основание выполнены из стальных профильных труб</li> <li>- материал ложементов: многослойный клееный шпон, ПВХ кожа, эластичный ППУ</li> <li>- съёмные подлокотники, заглушка люверса</li> <li>- возможность поворота кресла вручную: +/- 135°</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции спины (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножных секций по отдельности (механически)</li> <li>- возможность поворота икроножных секции в горизонтальной плоскости</li> <li>- выдвижение икроножной секции</li> <li>- нагрузка 180 кг</li> <li>- цвет: белый</li> <li>Упаковка: 1 шт.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                           | <p><b>153 900 P</b><br/><b>138 600 P</b></p> |
| <p><b>КРЕСЛА ДЛЯ КОСМЕТОЛОГИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С НДС</b><br/><b>НОВИНКА 2023 ГОДА</b><br/>*Все фотографии несут информативный характер.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                              |
| 374                                                                                                                                      | <p><a href="#">Косметологическое кресло Med-Mos КО-178 (4ф. 3м)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ручной пульт управления</li> <li>- каркас из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью</li> <li>- количество секций: 5</li> <li>- количество электроприводов: 3</li> <li>- основание и рама выполнены из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью</li> <li>- материал ложементов: многослойный клееный шпон, обивка: Белый - ПУ кожа, Светло-серый - ПУ «микрогрув» кожа, наполнитель: эластичный ППУ (толщина 8-10 см)</li> <li>- съёмные откидные подлокотники, мягкая накладка на люверс</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции спины (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секции (механ)</li> <li>- изменения угла наклона тазобедренной секции (лежа в целом)(электрич.) (трени/антитрени)</li> <li>- выдвижение икроножных секций, подголовника</li> <li>- нагрузка 175 кг</li> <li>- цвет: белый, светло-серый</li> <li>Упаковка: 1 шт. (129,5x69,5x70 см/77 кг)</li> </ul>                                                                                                                                                              |  <p style="text-align: center;"><b>НОВИНКА 2023</b></p> | <p><b>128 100 P</b></p>                      |
| 375                                                                                                                                      | <p><a href="#">Косметологическое кресло Med-Mos КО-186 (4ф. 4м)</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Клавиши управления «Рокер свитч» *боковая сторона тазобедренной секции, *обратная сторона секции спины, *Бок.сторона основной икроножной секции</li> <li>- ручной пульт управления</li> <li>- каркас из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью</li> <li>- количество секций: 5</li> <li>- количество электроприводов: 4</li> <li>- основание и рама выполнены из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью</li> <li>- материал ложементов: многослойный клееный шпон, обивка: Белый - ПУ кожа, Светло-серый - ПУ «микрогрув» кожа, наполнитель: эластичный ППУ (толщина 8-10 см)</li> <li>- съёмные откидные подлокотники, мягкая накладка на люверс</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции спины (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секции (элект)</li> <li>- изменения угла наклона тазобедренной секции (лежа в целом)(электрич.) (трени/антитрени)</li> <li>- выдвижение икроножных секций, подголовника</li> <li>- нагрузка 175 кг</li> <li>- цвет: белый, светло-серый</li> <li>Упаковка: 1 шт. (129,5x69,5x70 см/78,8 кг)</li> </ul> |  <p style="text-align: center;"><b>НОВИНКА 2023</b></p> | <p><b>136 200 P</b></p>                      |
















|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 376                                                                                         | <p><b>Косметологическое кресло Med-Mos MM-940-1B KO-187Д-00 (4ф. 4м)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ручной пульт управления</li> <li>- каркас из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью</li> <li>- количество секций: 4</li> <li>- количество электроприводов: 4</li> <li>- основание и рама выполнены из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью</li> <li>- материал ложементов: многослойный клееный шпон, обивка: Белый - ПУ кожа, Светло-серый - ПУ «микрограв» кожа, наполнитель: эластичный ППУ (толщина 8-10 см)</li> <li>- съёмные откидные подлокотники, мягкая накладка на люверс</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции спины (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секции (элект)</li> <li>- изменения угла наклона тазобедренной секции (лежа в целом)(электрич.) (трени/антитрени)</li> <li>- возможность поворота кресла вправо или влево (вручную)</li> <li>- выдвижение икроножных секций</li> <li>- нагрузка 175 кг</li> <li>- цвет: белый</li> </ul> <p>Упаковка: 1 шт. (173x83x69 см/ 95,5 кг)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  <p style="text-align: center;"><b>НОВИНКА 2023</b></p>   | 158 500 P |
| 377                                                                                         | <p><b>Косметологическое кресло Med-Mos MM-940-1C KO-188Д-00 (4ф. 4м)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Клавиши управления «Рокир свитч» *бокoвая сторона тазобедренной секции, *обратная сторона секции спины, *Бок.сторона основной икроножной секции</li> <li>- ручной пульт управления, ножной пульт управления (клавиши)</li> <li>- каркас из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью</li> <li>- количество секций: 5</li> <li>- количество электроприводов: 4</li> <li>- основание и рама выполнены из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью</li> <li>- Reset - При нажатии все секции лежа автоматически переводятся в положение «кресло» с одновременным опусканием в крайнее нижнее положение лежа кресла</li> <li>- материал ложементов: многослойный клееный шпон, ПУ кожа, эластичный ППУ (толщина 9 см)</li> <li>- съёмные откидные подлокотники, заглушка люверса</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции спины (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секции (электрич.)</li> <li>- поворот кресла влево/вправо механически +/- 60°</li> <li>- выдвижение икроножных секций, подголовника</li> <li>- нагрузка 175 кг</li> <li>- цвет: белый, светло-бежевый</li> </ul> <p>Упаковка: 1 шт. (138x83,5x+71,5 см, 99,8 кг)</p>                                                  |  <p style="text-align: center;"><b>НОВИНКА 2023</b></p>  | 205 000 P |
| 378                                                                                         | <p><b>Косметологическое кресло Med-Mos MM-940-2 KO-189Д-00 (4ф. 4м) с наполнением Флаффи</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Клавиши управления «Рокир свитч» *бокoвая сторона тазобедренной секции, *обратная сторона секции спины, *Бок.сторона основной икроножной секции</li> <li>- ручной пульт управления, ножной пульт управления (клавиши)</li> <li>- каркас из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью</li> <li>- количество секций: 5</li> <li>- количество электроприводов: 4</li> <li>- основание и рама выполнены из стальных профильных труб, покрытых ударопрочной эпоксидной эмалью</li> <li>- Reset - При нажатии все секции лежа автоматически переводятся в положение «кресло» с одновременным опусканием в крайнее нижнее положение лежа кресла</li> <li>- материал ложементов: многослойный клееный шпон, ПУ «микрограв» кожа, Флаффи (Эластичный ППУ + фибер, толщина 12 см)</li> <li>- съёмные откидные подлокотники, заглушка люверса</li> <li>- регулировка по высоте (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона секции спины (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона тазобедренной секции (электрич.)</li> <li>- изменение угла наклона икроножной секции (электрич.)</li> <li>- поворот кресла влево/вправо механически +/- 60°</li> <li>- выдвижение икроножных секций, подголовника</li> <li>- нагрузка 175 кг</li> <li>- цвет: белый, светло-бежевый</li> </ul> <p>Упаковка: 1 шт. (138x83,5x+71,5 см, 99,8 кг)</p> |  <p style="text-align: center;"><b>НОВИНКА 2023</b></p> | 211 000 P |
| <p><b>АКСЕССУАРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ</b><br/>*Все фотографии несут информативный характер.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |           |
| 379                                                                                         | <p><b>Подставка (Холдер) для тату Med-Mos</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Размеры базы - 60x60см</li> <li>Размер подушки - 25x51см</li> <li>Высота - 57-87см</li> <li>Материал покрытия - ПВХ</li> <li>Толщина наполнителя - 8см</li> <li>Нагрузка не более 100кг</li> <li>Вес - 4,6кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          | 2 250 P   |












|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 380                                                                                                                                                        | <p><b><u>Тумба на колёсах для педикюра Med-Mos (LUISA-1)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- цвет: белый</li> <li>- Габаритные размеры 81,5x41x48см</li> <li>- толщина наполнителя сидения - 4см</li> <li>- размеры сидения - 41x33 см</li> <li>- высота сидения - 58см</li> <li>- лоток - 34x24x7см (3 штуки)</li> <li>- ванночка - 40x36x22см</li> <li>- Сеть переменного тока - 220В, 50Гц</li> <li>- Мощность - 20-125Вт</li> <li>- Нагрузка - 80кг</li> <li>- Вес - 17,5кг</li> </ul> <p><b>Упаковка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 86x43x50см</li> <li>- Вес брутто 21,2кг</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | 5 400 Р                                       |
| 381                                                                                                                                                        | <p><b><u>Тумба передвижная с УФ модулем Med-Mos BLZ 026 (TK-001DP-00)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Габариты тумбы - 57x43,5x86,5 см</li> <li>- Высота от пола - 77,5 см</li> <li>- Полка из закаленного стекла - 50x40 см</li> <li>- Размеры верхнего выдвижного ящика - 41,3x28,4x5,8 см</li> <li>- Размеры нижнего выдвижного ящика - 42x22,5x13,5 см</li> <li>- Сеть переменного тока - 220В, 50Гц</li> <li>- Наличие USB-разъёмов - 3 шт.</li> <li>- Мощность - 15Вт</li> <li>- Вес нетто - 27,2 кг</li> <li>- Количество розеток для подключения приборов к сети 220В/50Гц - 3 шт</li> <li>- Выдвижная полка с УФ стерилизатором используется для стерилизации необходимых инструментов</li> <li>- Дно верхнего выдвижного ящика выполнено из прочного стекла, пропускающего излучение бактерицидных ламп</li> <li>- Полка с УФ стерилизатором имеет защитную систему, которая останавливает работу УФ стерилизатора автоматически при открывании данной полки</li> </ul> <p><b>Упаковка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Размер упаковки: 55,5x46x41 см</li> <li>- Вес упаковки: 29 кг</li> </ul> |    | 24 100 Р                                      |
| <p><b>ЛАМПА-ЛУПА БЕСТЕНЕВАЯ</b><br/> <b>Регистрационное удостоверение Росздравнадзора РФ</b><br/> <b>*Все фотографии несут информативный характер.</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                               |
| 382                                                                                                                                                        | <p><b><u>Лампа бестеневая (лампа-лупа) Med-Mos 9006LED (9006LED-D-127)</u></b></p> <p>Тип: на штативе или струбине<br/> Цвет: белый<br/> Габаритные размеры: (20-123)x(6-21,8)x(12-116) см<br/> Диаметр линзы – 127 мм<br/> Увеличение – 5 диоптрий (стекло)<br/> Тип лампы: кольцевая, светодиодная<br/> Регулировка уровня яркости (с затемнением100-75-50-25-0%)<br/> Материал плафона: пластик<br/> Размер корпуса: 280x218x25 мм<br/> Номинальное напряжение – 220-240 В<br/> Частота – 50 Гц<br/> Номинальная мощность – 12 Вт<br/> Лампа LED - 60 шт.<br/> Вес – 3 кг</p> <p><b>Упаковка:</b><br/> масса (брутто) - 3,6 кг<br/> размеры - 54x29x11см</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | <p><del>6 600 Р</del><br/> <b>6 000 Р</b></p> |
| 383                                                                                                                                                        | <p><b><u>Лампа бестеневая (лампа-лупа) Med-Mos 9002LED (9008LED-D-127)</u></b></p> <p>Тип: на штативе или струбине; с крышкой<br/> Цвет: белый<br/> Габаритные размеры: (21-46)x14,5x(29-61) см<br/> Диаметр линзы – 127 мм<br/> Увеличение – 5 диоптрий (стекло)<br/> Тип лампы: кольцевая, светодиодная<br/> Регулировка уровня яркости (с затемнением100-75-50-25-0%)<br/> Материал плафона: пластик<br/> Размер корпуса: 230x195x30 мм<br/> Номинальное напряжение – 220-240 В<br/> Частота – 50 Гц<br/> Номинальная мощность – 12 Вт<br/> Лампа LED - 60 шт.<br/> Вес – 2,7 кг</p> <p><b>Упаковка:</b><br/> масса (брутто) - 3,2 кг<br/> размеры - 53,5x28,5x55,7см</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | <p><del>6 400 Р</del><br/> <b>5 800 Р</b></p> |
| 384                                                                                                                                                        | <p><b><u>Лампа бестеневая (лампа-лупа) Med-Mos 9006LED (9006LED-D-150)</u></b></p> <p>Тип: на штативе или струбине<br/> Цвет: белый<br/> Габаритные размеры: (20-126)x(7-24)x(12-120) см<br/> Диаметр линзы – 150 мм<br/> Увеличение – 5 диоптрий (стекло)<br/> Тип лампы: кольцевая, светодиодная<br/> Регулировка уровня яркости (с затемнением100-75-50-25-0%)<br/> Материал плафона: пластик<br/> Размер корпуса: 305x240x35 мм<br/> Номинальное напряжение – 220-240 В<br/> Частота – 50 Гц<br/> Номинальная мощность – 12 Вт<br/> Лампа LED - 60 шт.<br/> Вес – 3,5 кг</p> <p><b>Упаковка:</b><br/> масса (брутто) - 4,1 кг<br/> размеры - 54x29x11 см</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <p><del>7 100 Р</del><br/> <b>6 400 Р</b></p> |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                               |                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 385 | <p><b><u>Лампа бестеневая (лампа-лупа) Med-Mos 9006LED (9006LED-D-178)</u></b><br/>         Тип: на штативе или струбине<br/>         Цвет: белый<br/>         Габаритные размеры: (28-129)х(7-27,2)х(12-122) см<br/>         Диаметр линзы – 178 мм<br/>         Увеличение – 5 диоптрий (стекло)<br/>         Тип лампы: кольцевая, светодиодная<br/>         Регулировка уровня яркости (с затемнением100-75-50-25-0%)<br/>         Материал плафона: пластик<br/>         Размер корпуса: 340х272х35 мм<br/>         Номинальное напряжение – 220-240 В<br/>         Частота – 50 Гц<br/>         Номинальная мощность – 12 Вт<br/>         Лампа LED - 60 шт.<br/>         Вес –3,5 кг<br/> <b>Упаковка:</b><br/>         масса (брутто) - 5,2 кг<br/>         размеры - 44х33х66 см</p>                      |  <p style="text-align: center;"><b>АКЦИЯ "СКИДКА"</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>8 200 Р</b><br/><b>7 400 Р</b></p> |
| 386 | <p><b><u>Лампа бестеневая (лампа-лупа) Med-Mos 9002LED (9002LED-D)</u></b><br/>         Тип: на штативе или струбине<br/>         Цвет: белый<br/>         Габаритные размеры: (20-118)х(9,5-29,8)х(12-109) см<br/>         Диаметр линзы – 189х157 мм<br/>         Увеличение – 5 диоптрий (стекло)<br/>         Тип лампы: П-образная, светодиодная<br/>         Регулировка уровня яркости (с затемнением100-75-50-25-0%)<br/>         Материал плафона: пластик<br/>         Размер корпуса: 298х215х39 мм<br/>         Номинальное напряжение – 220-240 В<br/>         Частота – 50 Гц<br/>         Номинальная мощность – 12 Вт<br/>         Лампа LED - 60 шт.<br/>         Вес – 4,1 кг<br/> <b>Упаковка:</b><br/>         масса (брутто) - 4,8 кг<br/>         размеры - 59х26,5х14 см</p>                |  <p style="text-align: center;"><b>АКЦИЯ "СКИДКА"</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>8 200 Р</b><br/><b>7 400 Р</b></p> |
| 387 | <p><b><u>Лампа бестеневая (лампа-лупа) Med-Mos 9002LED (9008LED-D-189)</u></b><br/>         Тип: на штативе или струбине; С крышкой<br/>         Цвет: белый<br/>         Габаритные размеры: (20-118)х(9,5-29,8)х(12-109) см<br/>         Диаметр линзы – 189х157 мм<br/>         Увеличение – 5 диоптрий (стекло)<br/>         Тип лампы: П-образная, светодиодная<br/>         Регулировка уровня яркости (с затемнением100-75-50-25-0%)<br/>         Материал плафона: пластик<br/>         Размер корпуса: 298х215х39 мм<br/>         Номинальное напряжение – 220-240 В<br/>         Частота – 50 Гц<br/>         Номинальная мощность – 12 Вт<br/>         Лампа LED - 60 шт.<br/>         Вес – 4,1 кг<br/> <b>Упаковка:</b><br/>         масса (брутто) - 4,8 кг<br/>         размеры - 59х26,5х14 см</p> |  <p style="text-align: center;"><b>АКЦИЯ "СКИДКА"</b></p>  | <p style="text-align: center;"><b>8 400 Р</b><br/><b>7 600 Р</b></p> |
| 388 | <p><b><u>Лампа бестеневая (лампа-лупа) Med-Mos 9003LED (9003LED-D)</u></b><br/>         Тип: на штативе или струбине; с крышкой<br/>         Цвет: белый<br/>         Габаритные размеры: (20-120)х(7-19)х(12-116) см<br/>         Диаметр линзы – 127 мм<br/>         Увеличение – 5 диоптрий (стекло)<br/>         Тип лампы: кольцевая, светодиодная<br/>         Регулировка уровня яркости (с затемнением100-75-50-25-0%)<br/>         Материал плафона: пластик<br/>         Размер корпуса: 250х190х35 мм<br/>         Номинальное напряжение – 220-240 В<br/>         Частота – 50 Гц<br/>         Номинальная мощность – 12 Вт<br/>         Лампа LED - 60 шт.<br/>         Вес –2,7 кг<br/> <b>Упаковка:</b><br/>         масса (брутто) - 3,2 кг<br/>         размеры - 53,5х28,5х55,7см</p>            |  <p style="text-align: center;"><b>АКЦИЯ "СКИДКА"</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>6 400 Р</b><br/><b>5 800 Р</b></p> |
| 389 | <p><b><u>Лампа бестеневая (лампа-лупа) Med-Mos 9005LED (9005LED)</u></b><br/>         Тип: на штативе или струбине; с крышкой<br/>         Цвет: белый<br/>         Габаритные размеры: (20-120)х(7-19)х(12-116) см<br/>         Диаметр линзы – 127 мм<br/>         Увеличение – 5 диоптрий (стекло)<br/>         Тип лампы: кольцевая, светодиодная<br/>         Материал плафона: пластик<br/>         Размер корпуса: 250х190х35 мм<br/>         Номинальное напряжение – 220-240 В<br/>         Частота – 50 Гц<br/>         Номинальная мощность – 12 Вт<br/>         Лампа LED - 60 шт.<br/>         Вес –2,7 кг<br/> <b>Упаковка:</b><br/>         масса (брутто) - 3,2 кг<br/>         размеры - 53,5х28,5х55,7см</p>                                                                                     |  <p style="text-align: center;"><b>АКЦИЯ "СКИДКА"</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>5 900 Р</b><br/><b>5 400 Р</b></p> |

|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 390                                                                                                                                                                          | <p><a href="#">Лампа бестеневая (лампа-луна) Med-Mos 9001LED (9001LED)</a><br/>         Тип: на штативе или струбине; с крышкой<br/>         Цвет: белый<br/>         Габаритные размеры: (20-123)х(6-21,8)х(12-116) см<br/>         Диаметр линзы – 127 мм<br/>         Увеличение – 5 диоптрий (стекло)<br/>         Тип лампы: кольцевая, светодиодная<br/>         Материал плафона: пластик<br/>         Размер корпуса: 280x218x25 мм<br/>         Номинальное напряжение – 220-240 В<br/>         Частота – 50 Гц<br/>         Номинальная мощность – 12 Вт<br/>         Лампа LED - 60 шт.<br/>         Вес – 3 кг<br/> <b>Упаковка:</b><br/>         масса (брутто) - 3,6 кг<br/>         размеры - 54x29x11 см</p> |  <p style="text-align: center;"><b>АКЦИЯ "СКИДКА"</b></p>    | <p style="text-align: center;"><b>5 900 Р</b><br/><b>5 400 Р</b></p> |
| 391                                                                                                                                                                          | <p><a href="#">Лампа луна для столика PRINCESS UV Med-Mos (CH-2) наличие РУ!</a><br/>         Диаметр линзы – 122 мм<br/>         Увеличение – 3 диоптрии<br/>         Ток питания – 350 мА<br/>         Номинальное напряжение – 220-240 В<br/>         Частота – 50 Гц<br/>         Номинальная мощность – 22 Вт<br/>         Патрон – G10g<br/>         Лампа FC1-22W, люминесцентная, кольцевая<br/>         Материал линзы – стекло<br/>         Материал кронштейна – окрашенный металл<br/>         Материал штатива – окрашенный металл<br/>         Масса на кронштейне – 3,8 кг<br/> <b>Упаковка:</b><br/>         масса (брутто) - 4,9 кг<br/>         размеры - 83x42x9,5 см</p>                                 |  <p style="text-align: center;"><b>АКЦИЯ "СКИДКА"</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>9 100 Р</b><br/><b>8 200 Р</b></p> |
| 392                                                                                                                                                                          | <p><a href="#">Лампа-луна Med-Mos (CH-2) с кронштейном наличие РУ!</a><br/>         Диаметр линзы – 122 мм<br/>         Увеличение – 3 диоптрии<br/>         Ток питания – 350 мА<br/>         Номинальное напряжение – 220-240 В<br/>         Частота – 50 Гц<br/>         Номинальная мощность – 22 Вт<br/>         Патрон – G10g<br/>         Лампа FC1-22W, люминесцентная, кольцевая<br/>         Материал линзы – стекло<br/>         Материал кронштейна – окрашенный металл<br/>         Материал штатива – окрашенный металл<br/>         Масса на кронштейне – 4,1 кг<br/> <b>Упаковка:</b><br/>         масса (брутто) - 5,2 кг<br/>         размеры - 82x42x9,5 см</p>                                           |  <p style="text-align: center;"><b>АКЦИЯ "СКИДКА"</b></p>  | <p style="text-align: center;"><b>9 100 Р</b><br/><b>8 200 Р</b></p> |
| 393                                                                                                                                                                          | <p><a href="#">Металлический кронштейн со штативом (FS1)</a><br/>         Высота колёсной консоли от пола - 10 см<br/>         Диаметр круга вращения - 62 см<br/>         Тип роликов - двойные, закрытые, съёмные, для твердых напольных покрытий<br/>         Материал роликов - пластик<br/>         Индивидуальный тормоз на каждом колесе<br/>         Цвет изделия - белый/светло-серый<br/>         Вес - 9 кг</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  <p style="text-align: center;"><b>АКЦИЯ "СКИДКА"</b></p>  | <p style="text-align: center;"><b>3 100 Р</b></p>                    |
| 394                                                                                                                                                                          | <p><a href="#">Металлический кронштейн со штативом (FS2)</a><br/>         Высота колёсной консоли от пола - 9 см<br/>         Диаметр круга вращения - 65 см<br/>         Тип роликов - двойные, закрытые, съёмные, для твердых напольных покрытий<br/>         Материал роликов - пластик<br/>         Индивидуальный тормоз на каждом колесе<br/>         Цвет изделия - белый/светло-серый<br/>         Вес - 8,5 кг</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  <p style="text-align: center;"><b>АКЦИЯ "СКИДКА"</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>3 600 Р</b></p>                    |
| 395                                                                                                                                                                          | <p><a href="#">Держатель Med-Mos MM-0-0-C (0) тип 1 (с НДС)</a><br/>         Материал – окрашенный металл<br/>         Максимальная толщина столешницы - 7,1 см<br/>         Вес – 0,6 кг</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  <p style="text-align: center;"><b>АКЦИЯ "СКИДКА"</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>800 Р</b></p>                      |
| <p><b>КАМНИ И ПОДОГРЕВАТЕЛИ ДЛЯ СТОУН-ТЕРАПИИ</b><br/> <b>Товар без регистрационного удостоверения. С НДС!</b><br/> <b>*Все фотографии несут информативный характер.</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                      |
| 396                                                                                                                                                                          | <p><a href="#">Камни для стоун-терапии (базальт)НК-4Б 20 шт. Med-Mos</a><br/>         -деревянный коробка<br/>         -гарантия 1 год<br/>         -размер в деревянной коробке 22x11x8 см<br/>         -вес 2,8кг<br/> <b>Упаковка:</b><br/>         -размер: 25x15x11,5 см<br/>         -вес 3,6 кг</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  <p style="text-align: center;"><b>АКЦИЯ "СКИДКА"</b></p> | <p style="text-align: center;"><b>3 850 Р</b><br/><b>3 470 Р</b></p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 397 | <p><a href="#">Набор массажных камней из базальта в коробке из бамбука (36 шт.) НК-1Б Med-Mos</a></p> <p>8 шт. 7.5 x 5.5 x 2.75 см<br/>12 шт. 6.5 x 4.5 x 1.75 см 100<br/>16 шт. 3.75 x 3 x 1.8 см</p>                                                                                                                                                                                                                            |   | <p><del>6-750 P</del><br/>6 080 P</p> |
| 398 | <p><a href="#">Набор массажных камней из базальта в коробке из бамбука (45 шт.) НК-2Б Med-Mos</a></p> <p>1 шт. 11 x 7 x 3 см<br/>8 шт. 7.5 x 5.5 x 2.75 см<br/>12 шт. 6.5 x 4.5 x 1.75 см<br/>12 шт. 3.75 x 3 x 1.75 см<br/>2 шт. 8 x 3 x 1.75 см<br/>8 шт. 3.5 x 2.75 x 0.8 см<br/>2 шт. 4 x 3 x 1 см</p>                                                                                                                        |   | <p><del>8-200 P</del><br/>7 380 P</p> |
| 399 | <p><a href="#">Набор массажных камней из базальта в коробке из бамбука (60 шт.) НК-3Б Med-Mos</a></p> <p>3 шт. 11x7x3см<br/>6 шт. 7.5 x 5.5x2.75см<br/>2 шт. 8x3x1.75 см<br/>8 шт. 4.25см, диаметр x 0.8 см<br/>6 шт. 4 x 3.2 x 1.8 см<br/>6 шт. 2.25 см, диаметр x0.8см<br/>8 шт. 3.5 x 2.75 x 0.8 см<br/>7 камней для чакр<br/>4 шт. холодные камни 4 см, диаметр x 0.8см<br/>10 шт. 6.5 x 4.5 x 1.75 см<br/>Гарантия 1 год</p> |   | <p><del>8-900 P</del><br/>8 010 P</p> |
| 400 | <p><a href="#">Набор массажных камней из базальта СПА-2 Med-Mos</a></p> <p>2 штуки 12,5x5x2.5см</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | <p><del>1-200 P</del><br/>1 080 P</p> |
| 401 | <p><a href="#">Набор массажных камней из базальта СПА-3 Med-Mos</a></p> <p>1 штука 15x6,3см</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | <p><del>1-600 P</del><br/>1 440 P</p> |
| 402 | <p><a href="#">Набор массажных камней из базальта СПА-6 Med-Mos</a></p> <p>3 штуки 9,5x8x2,7 см</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <p><del>1-400 P</del><br/>1 260 P</p> |
| 403 | <p><a href="#">Набор массажных камней из базальта СПА-7 Med-Mos</a></p> <p>2 штуки 12x1,8 см</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <p><del>800 P</del><br/>720 P</p>     |
| 404 | <p><a href="#">Набор массажных камней из базальта СПА-8 Med-Mos</a></p> <p>2 штуки 12x4x2 см</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | <p><del>800 P</del><br/>720 P</p>     |
| 405 | <p><a href="#">Набор массажных камней из базальта СПА-9 Med-Mos</a></p> <p>10 штук 4,5x2 см</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | <p><del>2-350 P</del><br/>2 120 P</p> |
| 406 | <p><a href="#">Набор массажных камней из базальта СПА-10 Med-Mos</a></p> <p>10 штук 8x2,8x1,8 см</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <p><del>1-750 P</del><br/>1 580 P</p> |
| 407 | <p><a href="#">Набор массажных камней из базальта СПА-13 Med-Mos</a></p> <p>2 штуки 9,5x4x2,7</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | <p><del>1-050 P</del><br/>950 P</p>   |
| 408 | <p><a href="#">Набор массажных камней из базальта СПА-14 Med-Mos</a></p> <p>2 штуки 2,2x11,8 см</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | <p><del>2-050 P</del><br/>1 850 P</p> |
| 409 | <p><a href="#">Набор массажных камней из базальта СПА-15 Med-Mos</a></p> <p>2 штуки 12x5,7x0,6 см</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <p><del>800 P</del><br/>720 P</p>     |
| 410 | <p><a href="#">Набор массажных камней из базальта СПА-16 Med-Mos</a></p> <p>2 штуки 7x5,6x2,8 см</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | <p><del>1-350 P</del><br/>1 220 P</p> |
| 411 | <p><a href="#">Набор массажных камней из базальта СПА-17 Med-Mos</a></p> <p>2 штуки 15x4,5x3,5 см</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | <p><del>1-350 P</del><br/>1 220 P</p> |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 412 | <a href="#">Набор массажных камней из базальта СПА-18 Med-Mos</a><br>4 штуки 9x7x1,7 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | <del>1 750 Р</del><br>1 580 Р |
| 413 | <a href="#">Набор массажных камней из базальта СПА-19 Med-Mos</a><br>8 штук 7,7x5,7x2,7 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | <del>1 750 Р</del><br>1 580 Р |
| 414 | <a href="#">Набор массажных камней из базальта СПА-20 Med-Mos</a><br>6 штук 8x2,5 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | <del>1 750 Р</del><br>1 580 Р |
| 415 | <a href="#">Набор массажных камней из базальта СПА-21 Med-Mos</a><br>12 штук 4,5x1,5 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | <del>1 350 Р</del><br>1 220 Р |
| 416 | <a href="#">Набор массажных камней из базальта СПА-22 Med-Mos</a><br>8 штук 11,5x9,6x1,5 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | <del>2 550 Р</del><br>2 300 Р |
| 417 | <a href="#">Набор массажных камней из базальта СПА-23 Med-Mos</a><br>4 штуки 9x6x2,5 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | <del>1 550 Р</del><br>1 400 Р |
| 418 | <a href="#">Набор массажных камней из базальта СПА-24 Med-Mos</a><br>12 штук 6,7x4,7x1,7 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | <del>1 750 Р</del><br>1 580 Р |
| 419 | <a href="#">Набор массажных камней из базальта СПА-25 Med-Mos</a><br>10 штук 6x1,5 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | <del>1 750 Р</del><br>1 580 Р |
| 420 | <a href="#">Набор массажных камней из базальта СПА-27 Med-Mos</a><br>12 штук 9x7x1 см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | <del>2 400 Р</del><br>2 160 Р |
| 421 | <a href="#">Подогреватель для базальтовых камней НГ-6QR Med-Mos</a><br>Корпус: нержавеющая сталь<br>Резервуар для воды: эмалированная сталь<br>Габаритные размеры: 47x31x24,5 см<br>Размеры резервуара: 40x29,4x11,5 см<br>Объемы резервуара: 5,68 л - полный, 4,3 л - до отметки макс<br>Регулируемый темп.режим: 0-90°<br>Мощность: 750 Вт<br>Напряжение: 220В<br>Цвет: серебристо-черный<br>Вес: 3,2 кг<br>Упаковка:<br>Размеры: 51x37x25 см<br>Вес: 4,2 кг          |  | 8 350 Р                       |
| 422 | <a href="#">Подогреватель для базальтовых камней НГ-18QR Med-Mos</a><br>Корпус: нержавеющая сталь<br>Резервуар для воды: эмалированная сталь<br>Габаритные размеры: 61x41,5x30,5 см<br>Размеры резервуара: 43,7x29,9x13,9 см<br>Объемы резервуара: 17 л - полный, 12,4 л - до отметки макс<br>Регулируемый темп.режим: 0-90°<br>Мощность: 1450 Вт<br>Напряжение: 220В<br>Цвет: серебристо-черный<br>Вес: 6,5 кг<br>Упаковка:<br>Размеры: 64,5x46,5x27 см<br>Вес: 8,3 кг |  | 9 100 Р                       |

Количество товара ограничено! Акции не суммируются!  
Акции действительны, только для имеющихся в наличии товаров, в течение всего срока действия прайс-листа: с 1 января 2023  
Крупный опт – закуп или ежемесячный оборот не менее 500 000 рублей в месяц или единоразово. Скидка от РРЦ составляет 17%.  
При покупке ежемесячно от 1 500 000 рублей скидка составляет 20%.  
Розница – рекомендуемая розничная наценка 25-50%

**ДИЛЕРАМ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ!**

Получены регистрационные удостоверения, декларации соответствия и заключения токсикологических испытаний.

Гарантия на всю продукцию от 12-36 месяцев.

**Фотографии и описание имеют информативный характер.**

**Точные характеристики уточняйте у менеджеров нашей компании.**

Гарантийное и послегарантийное обслуживание.

Производство – КНР.

Товар в наличии на складе (Москва) 10 000 м2

Поставщик оставляет за собой право на изменение цен прайс-листа, в случае изменения официального курса рубля РФ к доллару США более, чем на 5 %.

Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!

С уважением,

ООО "Торговый Дом МЕДМОС"