










ООО «Торговый Дом МЕДМОС»  
 125424, Москва г, Волоколамское ш, дом 108, этаж цоколь,  
 помещение VIII, корпус 5, офис 58  
 ОГРН 1197746333454 ИНН 7733340850 КПП 773301001,  
 р/с 40702810100000204974 в ПАО "Промсвязьбанк"  
 к/с 30101810400000000555 БИК 044525555  
 тел:  
 web:// www.med-mos.ru: info@med-mos.ru













## Прайс-лист на продукцию компании REBOTEC







**Внимание! Данный прайс лист служит образцом для формирования прайс-листа покупателя. Проверьте правильность технических характеристик цен и наличие в ООО "Торговый Дом МЕДМОС"**







Наименование товара	Артикул	Фото продукции	Розница*
<b>Костыли локтевые</b>			
<b>1</b> <a href="#">Стандарт-Клип</a> - Костыль состоит из эргономической рукоятки (твёрдый полимерный материал), локтевой опоры, телескопических трубок, износостойкой насадки и имеет одну точку опоры - алюминиевая телескопическая трубка - локтевая опора: нескользящий полипропилен - нагрузка 100 кг - вес 0,5 кг - 10 изменений по высоте 72,5-95,0 см (10 шагов) - клип-фиксатор - шумоизоляционная гайка - рефлектор - наконечник из износостойкой резины (17 мм) - 3 цвета - УПС (опционально)	100...		1 000 Р
<b>2</b> <a href="#">Мэджик Софт (Натур)</a> - Костыль состоит из эргономической комбинированной рукоятки (мягкий полимер с прессованной пробкой), локтевой опоры, телескопических трубок, износостойкой насадки и имеет одну точку опоры - локтевая опора: нескользящий полипропилен - рукоятка из полипропилена, покрытого спрессованной пробкой - нагрузка 120 кг - вес: 0,6 кг - 10 изменений по высоте 75,5-98,0 см (10 шагов) - клип-фиксатор - шумоизоляционная гайка - рефлектор - наконечник из износостойкой резины (19 мм) - черный - УПС (опционально)	109...		2 700 Р
<b>3</b> <a href="#">Мэджик-софт</a> - стандартные локтевые костыли из алюминия - нагрузка 130 кг - вес 0,6 кг - 10 изменений по высоте 75,0-98,0 см - мягкая эргономическая рукоятка - шумоизоляционная гайка - внутренний фиксатор - рефлектор - противоскользящая насадка	109...		2 100 Р






4	<p><u>Мэджик-софт анатом*</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Костыль состоит из анатомической рукоятки (мягкий полимерный материал), локтевой опоры, телескопических трубок, износостойкой насадки и имеет одну точку опоры</li> <li>- нагрузка 120 кг</li> <li>- вес 0,6 кг</li> <li>- 10 изменений по высоте 73,0-95,5 см</li> <li>- мягкая анатомическая рукоятка</li> <li>- шумоизоляционная гайка</li> <li>- внутренний фиксатор</li> <li>- рефлектор</li> <li>- противоскользящая насадка</li> <li>- 6 цветов</li> </ul>	117...		2 100 Р
5	<p><u>Мэджик-софт анатом натур*</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стандартные локтевые костыли из алюминия</li> <li>- нагрузка 130 кг</li> <li>- вес 0,6 кг</li> <li>- 10 изменений по высоте 75,0-98,0 см</li> <li>- анатомическая рукоятка из пробкового дерева</li> <li>- шумоизоляционная гайка</li> <li>- внутренний фиксатор</li> <li>- рефлектор</li> <li>- противоскользящая насадка</li> </ul>	117...		2 700 Р
6	<p><u>Экстралайн</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стандартные локтевые костыли из алюминия для высоких людей</li> <li>- нагрузка 130 кг</li> <li>- вес 0,5 кг</li> <li>- 10 изменений по высоте 85,0-108,0 см</li> <li>- шумоизоляционная гайка</li> <li>- клип фиксатор</li> <li>- рефлектор</li> </ul>	104...		2 900 Р
7	<p><u>Фан-кидс</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Костыль состоит из эргономической рукоятки (под левую и правую руку, твёрдый полимерный материал), локтевой опоры, телескопических трубок, износостойкой насадки и имеет одну точку опоры</li> <li>- нагрузка 100 кг</li> <li>- вес 0,4 кг!</li> <li>- 10 изменений по высоте 50-72,5 см</li> <li>- регулировка подколотника 17-22 см</li> <li>- шумоизоляционная гайка</li> <li>- клип фиксатор</li> <li>- рефлектор</li> <li>- противоскользящая насадка</li> </ul>	122...		2 200 Р
8	<p><u>Сейф ин кидс*</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Костыль состоит из эргономической рукоятки (под левую и правую руку, твёрдый полимерный материал), локтевой опоры, телескопических трубок, износостойкой насадки и имеет одну точку опоры</li> <li>- нагрузка 100 кг</li> <li>- вес 0,4 кг</li> <li>- 10 изменений по высоте 50-72,5 см</li> <li>- легко отстегивающийся подколотник с регулировкой 17-22 см</li> <li>- шумоизоляционная гайка</li> <li>- клип фиксатор</li> <li>- рефлектор</li> <li>- противоскользящая насадка</li> </ul>	122...		2 200 Р
9	<p><u>Лайт-Лайн</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- женские и подростковые локтевые костыли из алюминия</li> <li>- нагрузка 100 кг</li> <li>- вес 0,5 кг</li> <li>- 10 изменений по высоте 75,0-98,0 см</li> <li>- регулировка подколотника 17,5-22,5 см</li> <li>- шумоизоляционная гайка</li> <li>- клип фиксатор</li> <li>- противоскользящая насадка</li> <li>- 2 цвета</li> </ul>	120...		2 200 Р

10	<p><b>Сейф ин Лайт*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- женские и подростковые локтевые костыли из алюминия</li> <li>- нагрузка 100 кг</li> <li>- вес 0,5 кг</li> <li>- 10 изменений по высоте 75,0-98,0 см</li> <li>- легко отстегивающийся подлокотник с регулировкой 17,5-22,5 см</li> <li>- шумоизоляционная гайка</li> <li>- клип фиксатор</li> <li>- рефлектор</li> <li>- противоскользящая насадка</li> <li>- 3 цвета</li> </ul>	120...		2 300 Р
11	<p><b>Комфорт-Софт</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- локтевые костыли из алюминия</li> <li>- нагрузка 120 кг</li> <li>- вес 0,8 кг</li> <li>- 10 изменений по высоте 75,0-98,0 см</li> <li>- регулировка подлокотника 24,0-26,5 см</li> <li>- мягкая анатомическая рукоятка под левую и правую руку</li> <li>- шумоизоляционная гайка</li> <li>- клип фиксатор</li> <li>- противоскользящая насадка</li> </ul>	110...		2 300 Р
12	<p><b>Комфорт-Софт натур*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Костыль состоит из комбинированной анатомической рукоятки (мягкий полимер с прессованной пробкой), локтевой опоры, телескопических трубок, износостойкой насадки и имеет одну точку опоры</li> <li>- нагрузка 120 кг</li> <li>- вес 0,8 кг</li> <li>- 10 изменений по высоте 74,0-97,0 см</li> <li>- регулировка подлокотника 23-25,5 см</li> <li>- анатомическая рукоятка из пробкового дерева</li> <li>- шумоизоляционная гайка</li> <li>- клип фиксатор</li> <li>- противоскользящая насадка</li> <li>- 5 цветов</li> </ul>	110...		2 800 Р
13	<p><b>Сейф ин анатом Софт</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- локтевые костыли из алюминия</li> <li>- нагрузка 120 кг</li> <li>- вес 0,8 кг</li> <li>- 10 изменений по высоте 75,0-98,0 см</li> <li>- легко отстегивающийся подлокотник с регулировкой 24,0-26,5 см</li> <li>- мягкая анатомическая рукоятка под левую и правую руку</li> <li>- шумоизоляционная гайка</li> <li>- клип фиксатор</li> <li>- противоскользящая насадка</li> <li>- 5 цветов</li> </ul>	118...		2 300 Р
14	<p><b>БИГ 150</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- локтевые костыли для крупных людей из стали с напылением</li> <li>- нагрузка 150кг!</li> <li>- вес 0,8 кг</li> <li>- 108 см по высоте</li> <li>- регулировка подлокотника 24,0-26,5 см</li> <li>- рефлектор</li> <li>- противоскользящая насадка</li> <li>- цвет черный</li> </ul>	106.10		2 800 Р
15	<p><b>БИГ 160</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- локтевые костыли для крупных людей из стали с напылением</li> <li>- нагрузка 160кг!</li> <li>- вес 0,8 кг</li> <li>- 108 см по высоте</li> <li>- регулировка подлокотника 24,0-26,5 см</li> <li>- рефлектор</li> <li>- противоскользящая насадка</li> <li>- цвет черный</li> </ul>	129.00		8 500 Р






<p><b>16</b></p>	<p><b>Нью Вок</b>  - Костыль состоит из эргономической рукоятки (твёрдый полимерный материал), локтевой опоры, телескопических трубок, износостойкой насадки и имеет одну точку опоры  - Между верхней и нижней секциями костыля установлена внутренняя амортизационная пружина для снижения ударной нагрузки на кисть и мышцы.  Жесткость пружины регулируется в 2-х положениях посредством двух клип-фиксаторов  - нагрузка 120кг  - вес 0,8 кг  - 7 изменений по высоте 82,5 - 100 см  - регулировка подлокотника 23,5-26 см  - мягкая эргономическая рукоятка  - шумоизоляционная гайка  - клип фиксатор  - противоскользящая насадка  - цвет синий</p>	<p><b>125.50</b></p>		<p><b>5 550 P</b></p>
<p><b>17</b></p>	<p><b>Яно</b>  - локтевые костыли с поддержкой предплечья  - нагрузка 150кг  - вес 1,2 кг  - рукоятки 3-х видов:  <b>эллипсоидная</b>  <b>горизонтальная</b>  <b>вертикальная</b>  - ширина поддержки предплечья 10 см  - регулировка длины предплечья в 3-х положениях 13/15,5/18см  - регулировка по высоте 92,0 -114,0 см  - мягкая накладка на предплечье  - диаметр насадки 19мм  - шумоизоляционная гайка  - противоскользящая насадка  - цвет серый</p>	<p><b>130.03</b></p>		<p><b>8 000 P</b></p>
<p><b>18</b></p>	<p><b>Трэвел</b>  - Костыль состоит из эргономической рукоятки, подлокотной опоры, алюминиевых телескопических трубок, износостойкой насадки и имеет одну точку опоры  - Локтевая опора костыля выполнена из твердого полимерного материала с выдвигной манжетой из гибкого полимера  - Эргономическая рукоятка выполнена из твердого полимерного материала, имеет эргономичную форму под левую и правую руку, со светоотражающим элементом в торце.  - Фиксация регулировки по высоте костыля при помощи клип-фиксатора в 7 положениях  - Верхняя и нижняя секции костыля изготовлены из высокопрочной алюминиевой трубы круглого сечения  - Костыль имеет противозумовую гайку из пластика, позволяющую устранить посторонний звук в узле соединения нижней и верхней секций костыля при его эксплуатации.  - Нагрузка 120 кг  - Мешок в комплекте</p>	<p><b>108.50</b></p>		<p><b>3 200 P</b></p>
<p><b>19</b></p>	<p><b>Квадро</b>  - четырехопорные локтевые костыли  - вес 1,2 кг  - 10 изменений по высоте 66,5-89,0 см  - регулировка подлокотника 24,0-26,5 см  - шумоизоляционная гайка  - клип фиксатор  - рефлектор  - противоскользящая насадка  - 4 цвета</p>	<p><b>111...</b></p>		<p><b>4 800 P</b></p>

20	<p><b>Квадро Фан-Кидс</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- детские четырехопорные локтевые костыли</li> <li>- нагрузка 100 кг</li> <li>- вес 1,0 кг</li> <li>- 10 изменений по высоте 65,0-88,0 см</li> <li>- регулировка подлокотника 17,5-22,5 см</li> <li>- шумоизоляционная гайка</li> <li>- клип фиксатор</li> <li>- рефlector</li> <li>- противоскользящая насадка</li> <li>- разноцветные</li> </ul>	111...		5 000 Р
<b>Трости опорные</b>				<b>Розница*</b>
21	<p><b>Симплекс</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Трость состоит из кистевой рукоятки, алюминиевых телескопических трубок, износостойкого наконечника и имеет одну точку опоры.</li> <li>- Кистевая опора трости выполнена из нескользящего твердого полимерного материала, имеет эргономичную форму, подходящую под использование как левой, так и правой рукой</li> <li>- нагрузка 100 кг</li> <li>- 10 изменений по высоте 73,0-95,5 см</li> <li>- клип фиксатор</li> <li>- ручка под левую/правую руку</li> <li>- шумоизоляционная гайка</li> <li>- противоскользящая насадка</li> </ul>	133		1 000 Р
22	<p><b>Симплекс (150)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- трость опорная из алюминия с эргономичной рукояткой</li> <li>- нагрузка <b>150 кг</b></li> <li>- 10 изменений по высоте 73,0-95,5 см</li> <li>- клип фиксатор</li> <li>- ручка под левую/правую руку</li> <li>- шумоизоляционная гайка</li> <li>- противоскользящая насадка</li> <li>- 5 цветов</li> </ul>	133		2 550 Р
23	<p><b>Анатом</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- трость опорная с анатомической рукояткой из алюминия</li> <li>- нагрузка 100 кг</li> <li>- 10 изменений по высоте 73,0-95,5 см</li> <li>- клип фиксатор</li> <li>- ручка под левую/правую руку</li> <li>- шумоизоляционная гайка</li> <li>- противоскользящая насадка</li> <li>- 4 цвета</li> </ul>	142/144		1 450 Р
24	<p><b>Хэнди</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нагрузка 100 кг</li> <li>- 10 изменений по высоте 72,5-95,0 см</li> <li>- клип фиксатор</li> <li>- ручка под левую/правую руку</li> <li>- шумоизоляционная гайка</li> <li>- противоскользящая насадка</li> <li>- 5 цветов</li> </ul>	136/138		1 800 Р
25	<p><b>Фишершток</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- трость опорная из алюминия с анатомической рукояткой</li> <li>- нагрузка 100 кг</li> <li>- 10 изменений по высоте 71,5-94,0 см</li> <li>- клип фиксатор</li> <li>- ручка под левую/правую руку</li> <li>- шумоизоляционная гайка</li> <li>- противоскользящая насадка</li> <li>- 4 цвета</li> </ul>	146/148		2 300 Р







26	<p><b>Симплекс</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- складная трость с эргономичной рукояткой из алюминия</li> <li>- нагрузка 100 кг</li> <li>- 5 изменений по высоте 83,5-93,5 см</li> <li>- клип фиксатор</li> <li>- шумоизоляционная гайка</li> <li>- 4 цвета</li> </ul>	133.10.30		2 300 Р
27	<p><b>Хэнди</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- складная трость из алюминия с эргономичной рукояткой</li> <li>- нагрузка 100 кг</li> <li>- 5 изменений по высоте 83,5-93,5 см</li> <li>- клип фиксатор</li> <li>- ручка под левую/правую руку</li> <li>- шумоизоляционная гайка</li> <li>- противоскользящая насадка</li> <li>- 5 цветов</li> </ul>	136.10.30/ 138.10.30		2 550 Р
28	<p><b>Фишершток</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- складная трость из алюминия с эргономичной рукояткой</li> <li>- нагрузка 100 кг</li> <li>- 5 изменений по высоте 83,5-93,5 см</li> <li>- клип фиксатор</li> <li>- ручка под левую/правую руку</li> <li>- шумоизоляционная гайка</li> <li>- противоскользящая насадка</li> <li>- 4 цвета</li> </ul>	146.10.30/ 148.10.30		3 700 Р
29	<p><b>Фишершток</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- трость опорная из стеклопластика с анатомической рукояткой</li> <li>- нагрузка 100 кг</li> <li>- 5 изменений по высоте 83,5-93,5 см</li> <li>- клип фиксатор</li> <li>- ручка под левую/правую руку</li> <li>- шумоизоляционная гайка</li> <li>- противоскользящая насадка</li> <li>- 4 цвета</li> </ul>	147.10/149.10		2 200 Р
30	<p><b>Пара софт</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- трость опорная из алюминия с напылением с полиуретановой рукояткой</li> <li>- нагрузка 100 кг</li> <li>- без регулировки по высоте 107,5 см</li> <li>- клип фиксатор</li> <li>- ручка под левую/правую руку</li> <li>- шумоизоляционная гайка</li> <li>- противоскользящая насадка</li> </ul>	135.16		3 200 Р
31	<p><b>Пара софт</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- трость опорная из стали с напылением с полиуретановой рукояткой</li> <li>- нагрузка 150 кг</li> <li>- без регулировки по высоте 107,5 см</li> <li>- клип фиксатор</li> <li>- ручка под левую/правую руку</li> <li>- шумоизоляционная гайка</li> <li>- противоскользящая насадка</li> </ul>	135.16		3 200 Р








32	<p><u>Квадро</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- трость четырехопорная из алюминия с анатомической рукояткой</li> <li>- нагрузка 100 кг</li> <li>- 10 изменений по высоте 63,5-85,5 см</li> <li>- клип фиксатор</li> <li>- ручка под левую/правую руку</li> <li>- шумоизоляционная гайка</li> <li>- противоскользящая насадка</li> <li>- 3 цвета</li> </ul>	152/154		2 750 Р
33	<p><u>Квадро</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- трость четырехопорная из алюминия с эргономичной рукояткой</li> <li>- нагрузка 100 кг</li> <li>- 10 изменений по высоте 63,5-85,5 см</li> <li>- клип фиксатор</li> <li>- ручка под левую/правую руку</li> <li>- шумоизоляционная гайка</li> <li>- противоскользящая насадка</li> <li>- 3 цвета</li> </ul>	153		2 750 Р
<b>Костыли подмышечные</b>				<b>Розница*</b>
34	<p><u>Квик си Изн</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Детский подмышечный костыль</li> <li>- Верхняя и нижняя секции стоек костыля изготовлены из высокопрочной алюминиевой трубы круглого сечения</li> <li>- Костыль имеет одну точку опоры и состоит из подмышечной опоры, рукоятки, телескопических стоек, ножки-насадки и наконечника.</li> <li>- Подмышечная опора костыля изготовлена из <u>твердого</u> полимерного материала</li> <li>- Диапазон регулировки высоты подмышечной опоры относительно пола: 83-103 см</li> <li>- Диапазон регулировки рукоятки по высоте (относительно пола): 48,5-71 см</li> <li>- Нагрузка: 130 кг</li> <li>- Вес: 1 кг</li> </ul>	127.10.10		2 300 Р
35	<p><u>Квик си Изн</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Женский и подростковый подмышечный костыль</li> <li>- Верхняя и нижняя секции стоек костыля изготовлены из высокопрочной алюминиевой трубы круглого сечения</li> <li>- Костыль имеет одну точку опоры и состоит из подмышечной опоры, рукоятки, телескопических стоек, ножки-насадки и наконечника.</li> <li>- Подмышечная опора костыля изготовлена из <u>твердого</u> полимерного материала</li> <li>- Диапазон регулировки высоты подмышечной опоры относительно пола: 101-121 см</li> <li>- Диапазон регулировки рукоятки по высоте (относительно пола): 58-80,5 см</li> <li>- Нагрузка: 130 кг</li> <li>- Вес: 1,1 кг</li> </ul>	127.20.10		2 300 Р
36	<p><u>Квик си Изн</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Стандартный подмышечный костыль</li> <li>- Верхняя и нижняя секции стоек костыля изготовлены из высокопрочной алюминиевой трубы круглого сечения</li> <li>- Костыль имеет одну точку опоры и состоит из подмышечной опоры, рукоятки, телескопических стоек, ножки-насадки и наконечника.</li> <li>- Подмышечная опора костыля изготовлена из <u>твердого</u> полимерного материала</li> <li>- Диапазон регулировки высоты подмышечной опоры относительно пола: 118-138 см</li> <li>- Диапазон регулировки рукоятки по высоте (относительно пола): 68-90,5 см</li> <li>- Нагрузка: 130 кг</li> <li>- Вес: 1,1 кг</li> </ul>	127.30.10		2 300 Р














37	<p><b>Квик ен Изн</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Удлиненный подмышечный костыль</li> <li>- Верхняя и нижняя секции стоек костыля изготовлены из высокопрочной алюминиевой трубы круглого сечения</li> <li>- Костыль имеет одну точку опоры и состоит из подмышечной опоры, рукоятки, телескопических стоек, ножки-насадки и наконечника.</li> <li>- Подмышечная опора костыля изготовлена из твердого полимерного материала</li> <li>- Диапазон регулировки высоты подмышечной опоры относительно пола: 136-156 см</li> <li>- Диапазон регулировки рукоятки по высоте (относительно пола): 75-97,5 см</li> <li>- Нагрузка: 130 кг</li> <li>- Вес: 1,2 кг</li> </ul>	127.40.10		3 200 Р
38	<p><b>Квик ен Изн Софт</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- детский подмышечный костыль</li> <li>- нагрузка 130 кг</li> <li>- вес 0,8 кг</li> <li>- 10 изменений по высоте 83,0-103,0 см</li> <li>- регулировка рукоятки 48,0-70,5 см</li> <li>- мягкая полиуретановая подмышечная опора</li> <li>- клип фиксатор</li> <li>- противоскользящая насадка</li> </ul>	126.10.10		3 400 Р
39	<p><b>Квик ен Изн Софт</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Женский и подростковый подмышечный костыль</li> <li>- Верхняя и нижняя секции стоек костыля изготовлены из высокопрочной алюминиевой трубы круглого сечения</li> <li>- Костыль имеет одну точку опоры и состоит из подмышечной опоры, рукоятки, телескопических стоек, ножки-насадки и наконечника.</li> <li>- Подмышечная опора костыля изготовлена из мягкого полимерного материала</li> <li>- Диапазон регулировки высоты подмышечной опоры относительно пола: 101-121 см</li> <li>- Диапазон регулировки рукоятки по высоте (относительно пола): 58-80,5 см</li> <li>- Нагрузка: 130 кг</li> <li>- Вес: 1,1 кг</li> </ul>	126.20.10		3 400 Р
40	<p><b>Квик ен Изн Софт</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стандартный подмышечный костыль</li> <li>- нагрузка 130 кг</li> <li>- вес 1,0 кг</li> <li>- 10 изменений по высоте 118,0-138,0 см</li> <li>- регулировка рукоятки 68,0-90,5 см</li> <li>- мягкая полиуретановая подмышечная опора</li> <li>- клип фиксатор</li> <li>- противоскользящая насадка</li> </ul>	126.30.10		3 400 Р
41	<p><b>Квик ен Изн Софт</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подмышечный костыль для высоких людей</li> <li>- нагрузка 130 кг</li> <li>- вес 1,0 кг</li> <li>- 10 изменений по высоте 135,5-155,5 см</li> <li>- регулировка рукоятки 75,5-98,0 см</li> <li>- мягкая полиуретановая подмышечная опора</li> <li>- клип фиксатор</li> <li>- противоскользящая насадка</li> </ul>	126.40.10		4 300 Р






42	<p><b>Биг 160</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Подмышечный костыль повышенной нагрузки</li> <li>- Верхняя и нижняя секции стоек костыля изготовлены из высокопрочной алюминиевой трубы круглого сечения</li> <li>- Костыль имеет одну точку опоры и состоит из подмышечной опоры, рукоятки, телескопических стоек, ножки-насадки и наконечника.</li> <li>- Подмышечная опора выполнена из жесткого каркаса, покрытого сверху мягкой полиуретановой накладкой.</li> <li>- Диапазон регулировки высоты подмышечной опоры относительно пола: 118-150,5 см</li> <li>- Диапазон регулировки рукоятки по высоте (относительно пола): 35,5-58 см</li> <li>- Нагрузка: 160 кг</li> <li>- Вес: 1,3 кг</li> </ul>	129.00		6 600 Р
<b>Ходунки и ролаторы</b>				<b>Розница*</b>
43	<p><b>Гоу-он</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ходунки складные четырехопорные простые</li> <li>- нагрузка 100 кг</li> <li>- длина 40,0 см</li> <li>- 10 регулировок по высоте 77,5-100,0 см</li> <li>- ширина 50,5 см</li> <li>- клип фиксаторы</li> <li>- шумоизоляционные гайки</li> <li>- противоскользящие насадки</li> </ul>	171.03		8 000 Р
44	<p><b>Гоу-он</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ходунки складные четырехопорные с 2-мя колёсами</li> <li>- нагрузка 100кг</li> <li>- длина 40,0см</li> <li>- 10 регулировок по высоте 77,5-100,0см</li> <li>- ширина 50,5см</li> <li>- клип фиксаторы</li> <li>- шумоизоляционные гайки</li> <li>- противоскользящие насадки</li> </ul>	173.03		8 500 Р
45	<p><b>Вок-он (XS)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ходунки складные детские четырехопорные</li> <li>- нагрузка 150кг</li> <li>- вес 2,7кг</li> <li>- длина 40,0см</li> <li>- 5 регулировок по высоте 60,5-69,0см</li> <li>- ширина 54,0см</li> <li>- противоскользящие насадки</li> <li>- разноцветные</li> </ul>	174.10	 <div style="position: absolute; top: 10px; right: 10px; background-color: red; color: white; padding: 5px; border-radius: 50%; font-weight: bold;">150 кг</div>	7 400 Р
46	<p><b>Вок-он (S)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ходунки складные детские четырехопорные</li> <li>- нагрузка 150кг</li> <li>- вес 3,0 кг</li> <li>-длина 40,0 см</li> <li>- 5 регулировок по высоте 69,0-77,5 см</li> <li>- ширина 54,0 см</li> <li>- противоскользящие насадки</li> <li>-разноцветные</li> </ul>	174.20	 <div style="position: absolute; top: 10px; right: 10px; background-color: red; color: white; padding: 5px; border-radius: 50%; font-weight: bold;">150 кг</div>	7 400 Р
47	<p><b>Вок-он (M)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ходунки складные подростковые четырехопорные</li> <li>-нагрузка 150кг</li> <li>-вес 3,3кг</li> <li>-длина 52,0см</li> <li>-10 регулировок по высоте 68,0-87,0см</li> <li>-ширина 59,0см</li> <li>-противоскользящие насадки</li> <li>-цвет черный</li> </ul>	174.30	 <div style="position: absolute; top: 10px; right: 10px; background-color: red; color: white; padding: 5px; border-radius: 50%; font-weight: bold;">150 кг</div>	7 400 Р




48	<p><b>Вок-он (L)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-стандартные ходунки складные четырехопорные</li> <li>-нагрузка 150 кг</li> <li>-вес 3,6 кг</li> <li>-длина 59,0 см</li> <li>-10 регулировок по высоте 78,0-97,0 см</li> <li>-ширина 60,0 см</li> <li>-противоскользящие насадки</li> <li>-цвет черный</li> </ul>	174.40		7 400 Р
49	<p><b>Вок-он на колесах (XS)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ходунки складные детские четырехопорные с 2-мя колёсами</li> <li>- нагрузка 120 кг</li> <li>- вес 2,7 кг</li> <li>- длина 44,0 см</li> <li>- 5 регулировок по высоте 60,5-69,0 см</li> <li>- ширина 54,0 см</li> <li>- противоскользящие насадки</li> <li>- разноцветные</li> </ul>	175.10		9 800 Р
50	<p><b>Вок-он на колесах (S)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ходунки складные детские четырехопорные с 2-мя колёсами</li> <li>- нагрузка 120 кг</li> <li>- вес 3,0 кг</li> <li>- длина 50,0 см</li> <li>- 5 регулировок по высоте 69,0-77,5 см</li> <li>- ширина 54,0 см</li> <li>- противоскользящие насадки</li> <li>- цветной</li> </ul>	175.20		9 800 Р
51	<p><b>Вок-он на колесах (M)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ходунки складные подростковые четырехопорные с 2-мя колёсами</li> <li>- нагрузка 120 кг</li> <li>- вес 3,3 кг</li> <li>- длина 52,0 см</li> <li>- 10 регулировок по высоте 68,0-87,0 см</li> <li>- ширина 59,0 см</li> <li>- противоскользящие насадки</li> <li>- цвет черный</li> </ul>	175.30		9 800 Р
52	<p><b>Вок-он на колесах (L)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ходунки складные с 2-мя колёсами</li> <li>- нагрузка 120кг</li> <li>- вес 3,6кг</li> <li>- длина 59,0 см</li> <li>- 10 регулировок по высоте 78,0-97,0 см</li> <li>- ширина 60,0 см</li> <li>- противоскользящие насадки</li> <li>- цвет черный</li> </ul>	175.40		9 800 Р
53	<p><b>Фикси</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнены из высокопрочного алюминиевого профиля круглого сечения</li> <li>- ходунки складные детские на 4 колёсах</li> <li>- габаритная ширина: 57,5 см</li> <li>- габаритная длина: 67 см</li> <li>- нагрузка 100 кг</li> <li>- вес 5,2 кг</li> <li>- 5 регулировок по высоте 60,5-69,0 см (барашковые винты)</li> <li>- ручной тормоз с фиксацией</li> <li>- самоориентирующиеся передние колеса</li> <li>- разноцветные</li> </ul> <p><b>Упаковка:</b> Вес: 7,8 кг Размер: 69x47x65 см</p>	186.00.10		19 500 Р
53	<p><b>Фикси с поддержкой предплечья "Яно"</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ходунки детские на 4-х колёсах</li> <li>- 5 регулировок по высоте 62,5-71см</li> <li>- вес 6,2кг</li> <li>- нагрузка 100кг</li> <li>- ширина 57см</li> <li>- ручной тормоз с фиксацией</li> <li>- самоориентирующиеся передние колеса</li> <li>- разноцветные</li> </ul>	186.00.10		35 500 Р




54	<p><b>Фокс</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- выполнены из высокопрочного алюминиевого профиля круглого сечения</li> <li>- ходунки складные детские на 4 колёсах</li> <li>- габаритная ширина: 58 см</li> <li>- габаритная длина: 68 см</li> <li>- нагрузка 100 кг</li> <li>- вес 6,3 кг</li> <li>- 5 регулировок по высоте 69,0-77,0 см (барашковые винты)</li> <li>- ручной тормоз с фиксацией</li> <li>- самоориентирующиеся передние колеса</li> <li>- разноцветные</li> </ul> <p><b>Упаковка:</b> Вес: 8 кг Размер: 69x47x75 см</p>	186.00.20		20 800 Р
55	<p><b>Плутто мини</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ходунки складные детские на 4 колёсах</li> <li>- Рамы выполнены из высокопрочного алюминиевого профиля круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием</li> <li>- Тормозная система ходунков автоматически предотвращает откат назад (возможность отключения данной функции)</li> <li>- габаритные размеры: 65x79x(57-81,5) см</li> <li>- нагрузка 60 кг</li> <li>- Передние колеса – самоориентирующиеся (рояльного типа), полноповоротные (угол вращения 3600), установлены на вилках из высокопрочного пластика.</li> <li>- тормоза на задних колесах</li> <li>- вес: 9,8 кг</li> </ul> <p><b>Упаковка:</b> Вес: 9,8 кг Размер: 69x46x75 см</p>	187.00.10		29 300 Р
56	<p><b>Плутто медиум</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ходунки складные детские на 4 колёсах</li> <li>- Рамы выполнены из высокопрочного алюминиевого профиля круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием</li> <li>- Тормозная система ходунков автоматически предотвращает откат назад (возможность отключения данной функции)</li> <li>- габаритные размеры: 66x86x(64,5-89) см</li> <li>- нагрузка 80 кг</li> <li>- Передние колеса – самоориентирующиеся (рояльного типа), полноповоротные (угол вращения 3600), установлены на вилках из высокопрочного пластика.</li> <li>- тормоза на задних колесах</li> <li>- вес: 9,8 кг</li> </ul> <p><b>Упаковка:</b> Вес: 10,3 кг Размер: 69x47x84 см</p>	187.00.20		30 600 Р
57	<p><b>Сидение и передние стопора для моделей Плутто</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- легкосъемное сидение с регулировкой по высоте</li> <li>- стопора для передних колёс (2 штуки)</li> </ul>	287.10.42 287.10		28 000 Р
58	<p><b>Поло плюс-Т (S)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ходунки складные детские на 4 колесах</li> <li>- нагрузка 120 кг</li> <li>- вес 7,4 кг (алюминиевая рама)</li> <li>- длина 65,0 см</li> <li>- 5 регулировок по высоте 64,0-74,0 см</li> <li>- ширина 67,0 см</li> <li>- высота сидения 49,0 см</li> <li>- ширина сидения 48,0 см</li> <li>- ручной тормоз с фиксацией</li> <li>- самоориентирующиеся передние колеса</li> <li>- откидное сидение и сумка на молнии</li> </ul>	181.10		18 300 Р

59	<p><b><u>Поло плюс-Т(М)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ходунки складные подростковые на 4 колесах</li> <li>- нагрузка 120 кг</li> <li>- вес 7,6 кг (алюминиевая рама)</li> <li>- длина 70,0 см</li> <li>- 7 регулировок по высоте 69,0-82,0 см</li> <li>- ширина 67,0 см</li> <li>- высота сидения 55,0 см</li> <li>- ширина сидения 48,0 см</li> <li>- ручной тормоз с фиксацией</li> <li>- самоориентирующиеся передние колеса</li> <li>- откидное сидение и сумка на молнии</li> </ul>	181.20		18 300 Р
60	<p><b><u>Поло плюс-Т(L)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ходунки складные для взрослых на 4 колесах</li> <li>- нагрузка 120 кг</li> <li>- вес 7,8 кг (алюминиевая рама)</li> <li>- длина 70,0 см</li> <li>- 10 регулировок по высоте 74,0-92,0 см</li> <li>- ширина 67,0 см</li> <li>- высота сидения 60,0 см</li> <li>- ширина сидения 48,0 см</li> <li>- ручной тормоз с фиксацией</li> <li>- самоориентирующиеся передние колеса</li> <li>- откидное сидение и сумка на молнии</li> </ul>	181.30		18 300 Р
61	<p><b><u>Поло плюс-Т (S) с поддержкой предплечья "Яно"</u></b> <b>НОВИНКА!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ходунки складные детские на 4 колесах</li> <li>- нагрузка 120 кг</li> <li>- вес 7,1 кг (алюминиевая рама)</li> <li>- длина 70,0 см</li> <li>- 10 регулировок по высоте 64,5- 73,0см</li> <li>- ширина 67,0 см</li> <li>- высота сидения 48,0 см</li> <li>- ручной тормоз с фиксацией</li> <li>- самоориентирующиеся передние колеса</li> <li>- откидное сидение и сумка на молнии</li> </ul>	181.10		34 200 Р
62	<p><b><u>Поло плюс-Т (М) с поддержкой предплечья "Яно"</u></b> <b>НОВИНКА!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ходунки складные детские на 4 колесах</li> <li>- нагрузка 120 кг</li> <li>- вес 7,1 кг (алюминиевая рама)</li> <li>- длина 70,0 см</li> <li>- 10 регулировок по высоте 70,0 - 84,5см</li> <li>- ширина 61,0 см</li> <li>- высота сидения 48,0 см</li> <li>- ручной тормоз с фиксацией</li> <li>- самоориентирующиеся передние колеса</li> <li>- откидное сидение и сумка на молнии</li> </ul>	181.20		34 200 Р
63	<p><b><u>Поло плюс-Т (L) с поддержкой предплечья "Яно"</u></b> <b>НОВИНКА!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ходунки складные детские на 4 колесах</li> <li>- нагрузка 120 кг</li> <li>- вес 7,3 кг (алюминиевая рама)</li> <li>- длина 70,0 см</li> <li>- 10 регулировок по высоте 77,5 - 96,5см</li> <li>- ширина 61,0 см</li> <li>- высота сидения 48,0 см</li> <li>- ручной тормоз с фиксацией</li> <li>- самоориентирующиеся передние колеса</li> <li>- откидное сидение и сумка на молнии</li> </ul>	181.30		34 200 Р
64	<p><b><u>Джамбо*</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ходунки для крупных людей складные на 4 колёсах</li> <li>- нагрузка <b>150 кг</b></li> <li>- вес 11,9 кг (стальная рама с напылением)</li> <li>- длина 71,0 см</li> <li>- 10 регулировок по высоте 75,0-94,0 см</li> <li>- ширина 78,0 см</li> <li>- высота сидения 60,0 см</li> <li>- ширина сидения 54,0 см</li> <li>- ручной тормоз с фиксацией</li> <li>- откидное сидение</li> <li>- корзина</li> </ul>	188.00.00		42 700 Р
Кресла-стулья с санитарным оснащением из сверхпрочного пластика TRB 3000				Розница*





<p><b>65</b></p>	<p><b>Киль</b>  - нагрузка до 100 кг  - вес 11,1 кг  - габаритные размеры стула: 64x57,5x(99,2-104) см  - размеры сиденья: 44,5x43 см  - регулировка по высоте 51,8/54,2/56,6 см  - откидные поручни с фиксацией  - мягкое полиуретановое сидение  - противоскользящие насадки Big Foot  - туалетное судно  - не боится воды, легко моется  - 4 цвета  - полностью разборный (оцинкованные болты)</p>	<p>347...</p>		<p>23 200 Р</p>
<p><b>66</b></p>	<p><b>Бони</b>  - нагрузка до 100 кг  - вес 15,2 кг  - габаритные размеры стула: 88*57,5*101 см  - высота сидения 52,5 см  - откидные поручни с фиксацией  - мягкое полиуретановое сидение  - легкосъемные подножки с регулировкой по высоте  - задние колёса с фиксирующимися тормозами  - туалетное судно  - не боится воды, легко моется  - 4 цвета  - полностью разборный (оцинкованные болты)</p>	<p>343...</p>		<p>30 600 Р</p>
<p><b>67</b></p>	<p><b>Генф</b>  - каркас изготовлен из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам некорродирующего (полимерного) синтетического материала повышенной прочности  - спинка кресла-стула изготовлена из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам некорродирующего (полимерного) синтетического материала повышенной прочности.  - сиденье кресла-стула изготовлено из вспененного полиуретана и имеет съемную мягкую крышку из вспененного полиуретана  - вес 23,1 кг  - габаритные размеры: 97*71*101 см  - высота сидения 55 см  - антипрокидыватели быстросъемные (с фиксацией клип-фиксаторами)  - откидные поручни с фиксацией  - подножки кресла-стула быстросъемные, поворотные (с фиксацией в рабочем положении), с возможностью регулирования высоты расположения опорных площадок для ступней. Опорные площадки для ступней имеют эргономичную рифленую поверхность, с упором для пятки.  - не боится воды, легко моется  - полностью разборный (оцинкованные болты)</p>	<p>346...</p>		<p>67 100 Р</p>







<p><b>Майами</b> <b>НОВИНКА!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каркас изготовлен из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам некорродирующего (полимерного) синтетического материала повышенной прочности</li> <li>- легкоъемная спинка кресла-стула изготовлена из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам некорродирующего (полимерного) синтетического материала повышенной прочности.</li> <li>- сиденье изготовлено из вспененного полиуретана и имеет съемную мягкую крышку из вспененного полиуретана</li> <li>- подлокотники откидные, имеют эргономичную полукруглую форму, изготовлены из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам</li> <li>- подножки кресла-стула быстросъемные, поворотные (с фиксацией в рабочем положении), с возможностью регулирования высоты расположения опорных площадок для ступней.</li> <li>- тормозная система установлена на задних колёсах</li> <li>- нагрузка: 100 кг</li> <li>- габаритные размеры: 97*76,5*102 см</li> <li>- высота сидения 56 см</li> <li>- 24 дюймовые колёса с фиксирующимися тормозами</li> <li>- мягкое полиуретановое сидение с крышкой</li> <li>- не боится воды, легко моется</li> <li>- полностью разборный (оцинкованные болты)</li> </ul>	346...		70 200 Р
<p><b>Берлин</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нагрузка 100 кг</li> <li>- вес 15,9кг</li> <li>- длина 87см</li> <li>- ширина 56см</li> <li>- ширина сидения 46см</li> <li>- высота сидения 55см</li> <li>- глубина сидения 45см</li> <li>- откидные поручни с фиксацией</li> <li>- мягкое полиуретановое сидение с крышкой</li> <li>- легкоъемные подножки с регулировкой по высоте</li> <li>- не боится воды, легко моется</li> <li>- 2 цвета</li> <li>- полностью разборный (оцинкованные болты)</li> </ul>	344...		55 000 Р
<p><b>Нью-Йорк</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каркас изготовлен из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам некорродирующего (полимерного) синтетического материала повышенной прочности</li> <li>- легкоъемная спинка кресла-стула изготовлена из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам некорродирующего (полимерного) синтетического материала повышенной прочности</li> <li>- сиденье изготовлено из вспененного полиуретана и имеет съемную мягкую крышку из вспененного полиуретана</li> <li>- подлокотники откидные, имеют эргономичную полукруглую форму, изготовлены из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам некорродирующего (полимерного) синтетического материала повышенной прочности</li> <li>- подножки кресла-стула быстросъемные, поворотные с возможностью регулирования высоты расположения опорных площадок для ступней.</li> <li>- индивидуальный тормоз на каждом из 4-х колес, с одновременной блокировкой поворота колеса</li> <li>- габаритные размеры: 90*63*102 см</li> <li>- высота сиденья: 55 см</li> <li>- нагрузка: 150 кг</li> </ul>	369.54		67 100 Р






<p>71</p>	<p><u>Мальта</u>  - нагрузка 100 кг  - вес 19,9 кг  - длина 90 см  - ширина 64 см  - высота сидения 48 см  - глубина сидения 48 см  - спинка выполнена из алюминия с мягкой полиуретановой накладкой на спинке  - легкосъёмные подножки с регулировкой по высоте  - не боится воды, легко моется  - мягкое полиуретановое сидение с гигиеническим вырезом  - полностью разборный (оцинкованные болты)  <u>- ванная для принятия водных процедур размерами:</u>  - высота ванной 17 см  - длина ванной 56 см  - ширина ванной 42,5 см  - объём 6-15 литров</p>	<p>345</p>		<p>77 000 Р</p>
<p>72</p>	<p><u>Аугсбург</u>  - стул детский  - нагрузка до 80 кг  - длина 100,0 см  - вес 16,9 кг  - ширина 53,0 см  - ширина сидения 42,0 см  - высота сидения 50,0 см  - откидные поручни с фиксацией  - мягкое полиуретановое сидение с крышкой  - легкосъёмные подножки с регулировкой по высоте  - 24 дюймовые колеса  - туалетное судно  - не боится воды, легко моется  - полностью разборный (оцинкованные болты)</p>	<p>339.24.97</p>		<p>75 800 Р</p>
<p>73</p>	<p><u>Аугсбург (ДПП)</u>  - каркас из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам некорродирующего (полимерного) синтетического материала повышенной прочности: армированного мелкодисперсным минеральным наполнителем полиамида-6 с отрезками стеклянных нитей.  - спинка кресла-стула изготовлена из вспененного полиуретана, крепится на опорную пластину рамы-рукояти и оснащена ремнем безопасности  - сиденье кресла-стула изготовлено из вспененного полиуретана, имеет съёмную мягкую крышку из вспененного полиуретана  - наличие боковой поддержки (регулируемой по ширине), подголовника (регулируемого по высоте) и регулировки сиденья по глубине  - устройство для поддержки головы состоит из мягкого подголовника и регулируемой конструкции для изменения его высоты расположения и глубины выдвижения относительно переднего края сиденья  - нагрузка 100 кг  - габаритные размеры: (64-88)*53*(113-123,5)см  - высота сидения 56,0 см  - откидные поручни с фиксацией  - ремни безопасности  - мягкий полиуретановый подголовник  - мягкое полиуретановое сидение с крышкой  - легкосъёмные подножки с регулировкой по высоте  - туалетное судно  - не боится воды, легко моется  - полностью разборный (оцинкованные болты)</p>	<p>339.05.97</p>		<p>108 700 Р</p>








74	<p><u>Аугсбург</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- стул детский</li> <li>- нагрузка до 100 кг</li> <li>- вес 16,9 кг</li> <li>- длина 82,0 см</li> <li>- ширина 53,0 см</li> <li>- ширина сидения 42,0 см</li> <li>- высота сидения 55,0 см</li> <li>- откидные поручни с фиксацией</li> <li>- мягкое полиуретановое сидение с крышкой</li> <li>- легкосъёмные подножки с регулировкой по высоте</li> <li>- 5 дюймовые колёса (задние с тормозами)</li> <li>- туалетное судно</li> <li>- не боится воды, легко моется</li> <li>- полностью разборный (оцинкованные болты)</li> </ul>	339.03.97		67 100 Р
75	<p><u>Чикаго</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нагрузка до 100 кг</li> <li>- вес 19,0 кг</li> <li>- длина 90,0 см</li> <li>- ширина 68,0 см</li> <li>- ширина сидения 58,0 см</li> <li>- высота сидения 55,0 см</li> <li>- откидные поручни с фиксацией</li> <li>- задние колеса с фиксирующимися тормозами</li> <li>- мягкое полиуретановое сидение с крышкой и спинкой</li> <li>- 5 дюймовые колёса (задние с тормозами)</li> <li>- легкосъёмные подножки с регулировкой по высоте</li> <li>- туалетное судно</li> <li>- не боится воды, легко моется</li> <li>- полностью разборный (оцинкованные болты)</li> </ul>	369.54		108 700 Р
76	<p><u>Даллас</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Каркас выполнен из подмерного синтетического материала повышенной нагрузки</li> <li>- Спинка легкосъёмная</li> <li>- Сиденье из вспененного полиуретана</li> <li>- Гигиенический вырез</li> <li>- Габаритные размеры: 90x74,5x106,5 см</li> <li>- Нагрузка: 150 кг</li> <li>- Вес: 21,2 кг</li> <li>- откидные поручни с фиксацией</li> <li>- задние колеса с фиксирующимися тормозами</li> <li>- легкосъёмные подножки с регулировкой по высоте</li> <li>- туалетное судно</li> <li>- не боится воды, легко моется</li> <li>- полностью разборный (оцинкованные болты)</li> <li>- Нижняя задняя поперечина каркаса – разъемная, что позволяет размещать кресло-стул над унитазом</li> </ul> <p><b>Упаковка:</b> Вес: 23,65 кг Размер: 77x63,5x70,5 см</p>	342.54		109 900 Р
77	<p><u>Денвер</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нагрузка до 100 кг</li> <li>- вес 19,0 кг</li> <li>- длина 90,0 см</li> <li>- ширина 68,0 см</li> <li>- ширина сидения 58,0 см</li> <li>- высота сидения 57,0 см</li> <li>- откидные поручни с фиксацией</li> <li>- задние колеса с фиксирующимися тормозами</li> <li>- мягкое полиуретановое сидение с крышкой и спинкой</li> <li>- 5 дюймовые колёса (задние с тормозами)</li> <li>- туалетное судно</li> <li>- не боится воды, легко моется</li> <li>- полностью разборный (оцинкованные болты)</li> </ul>	369.54		79 500 Р





78	<p><u>Атланта</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нагрузка до 100 кг</li> <li>- вес 20,0 кг</li> <li>- длина 90,0 см</li> <li>- ширина 74,0 см</li> <li>- высота сидения 57,0 см</li> <li>- ширина сидения 57,5 см</li> <li>- откидные поручни с фиксацией</li> <li>- задние колеса с фиксирующимися тормозами</li> <li>- мягкое полиуретановое сидение с крышкой и спинкой</li> <li>- 5 дюймовые колёса (задние с тормозами)</li> <li>- легкосъёмные подножки с регулировкой по высоте</li> <li>- туалетное судно</li> <li>- не боится воды, легко моется</li> <li>- полностью разборный (оцинкованные болты)</li> </ul>	369.54		96 500 Р
79	<p><u>Дубай*</u></p> <p><u>Опции: подмывание, биде, клизма, пульсация, массаж, детский режим, сушка, нагревание воды, подогрев сиденья, энергосбережение, 4 профиля настроек функций, дезодорация, часы</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- каркас изготовлен из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам некорродирующего (полимерного) синтетического материала повышенной прочности</li> <li>- легкосъёмная спинка изготовлена из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам некорродирующего (полимерного) синтетического материала повышенной прочности.</li> <li>- сиденье изготовлено из вспененного полиуретана</li> <li>- туалетное судно изготовлено из прочного полимерного синтетического материала, имеет специальную форму с «носиком» для удобного слива содержимого, бортиками для установки в держатель и ручкой для переноски</li> <li>- вес 24,6 кг</li> <li>- габаритные размеры: 93*63,5*108 см</li> <li>- высота сидения 56,0 см</li> <li>- напряжение 220-240/50 (В/Гц)</li> <li>- степень защиты IPX4</li> <li>- объем бака 5 литров</li> <li>- индивидуальный тормоз на каждом из 4-х колес, с одновременной блокировкой поворота колеса</li> <li>- легкосъёмные подножки с регулировкой по высоте</li> <li>- не боится воды, легко моется</li> <li>- полностью разборный (оцинкованные болты)</li> </ul> <p>Упаковка: 73*62,5*69 см/ 28,4 кг</p>	334.54		280 800 Р
<p><b>Поручни для ванной</b> <b>АКЦИЯ "-30%"</b></p>				
80	<p><u>Поручень для самоподнимания Каскад</u></p> <p><b>НОВИНКА!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нагрузка до 130 кг</li> <li>- длина поручня 35 см</li> <li>- ширина поручня 4 см</li> <li>- возможность установки как одного, так и нескольких поручней в цепочку</li> <li>- цвет белый</li> <li>- вес изделия 400 гр</li> </ul> <p><b>Упаковка:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- размеры упаковки 35x12,5x7 см</li> <li>- вес с упаковкой 600 гр</li> </ul> <p><b>АКЦИЯ "- 30%"</b></p>	601.05		2 000 Р
<p><b>Душевые табуретки</b> <b>Без рег.удостоверений. С НДС!</b></p>				
81	<p><u>Турин</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нагрузка до 100 кг</li> <li>- алюминиевый сплав</li> <li>- вес 1,6 кг</li> <li>- расстояние между ножками 43,5 см</li> <li>- регулировка высоты 46,0-63,5 см</li> <li>- размер сидения 32x32 см</li> <li>- противоскользящие насадки</li> <li>- не боится воды, легко моется</li> <li>- имеет малые габариты</li> </ul>	368.00.20		4 000 Р








82	<p><b>Монако</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Табуретка для душевых кабин и ванн состоит из сиденья с гигиеническим вырезом под туалет и съёмных телескопических ножек.</li> <li>- Сиденье и подлокотники табуретки изготовлены из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам высокопрочного пластика.</li> <li>- Подлокотники легкосъёмные, крепятся к сиденью посредством пазов специальной формы и клип-фиксаторов</li> <li>- Регулировка по высоте в 7 положениях при помощи клип-фиксатора</li> <li>- Верхняя и нижняя секции ножек табурета изготовлены из высокопрочной алюминиевой трубы круглого сечения</li> <li>- На концах нижних секций ножек установлены легкосъёмные наконечники округлой формы из износостойкого нескользящего полимера</li> <li>- Нагрузка 130 кг</li> </ul>	363.00.10		9 800 Р
83	<p><b>Канны</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нагрузка до 130 кг</li> <li>- алюминиевый сплав</li> <li>- вес 3,6 кг</li> <li>- размер сиденья 40x40 см</li> <li>- регулировка высоты 41,0-56,0 см</li> <li>- ширина 45,0 см</li> <li>- длина 53,0 см</li> <li>- расстояние между ножками 45x53 см</li> <li>- имеет гигиенический вырез</li> <li>- легкосъёмные подлокотники</li> <li>- противоскользящие насадки</li> <li>- не боится воды, легко моется</li> </ul>	363.00.20		11 800 Р
84	<p><b>Ницца</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Табуретка для душевых кабин и ванн состоит из сиденья с гигиеническим вырезом под туалет, съёмной спинки, съёмных подлокотников и съёмных телескопических ножек.</li> <li>- Сиденье, спинка и подлокотники табуретки изготовлены из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам высокопрочного пластика.</li> <li>- Спинка легкосъёмная, с круглыми вентиляционными углублениями на поверхности, крепится к сиденью посредством пазов специальной формы и клип-фиксаторов</li> <li>- Подлокотники легкосъёмные, крепятся к сиденью посредством пазов специальной формы и клип-фиксаторов</li> <li>- Регулировка по высоте в 7 положениях при помощи клип-фиксатора</li> <li>- Верхняя и нижняя секции ножек табурета изготовлены из высокопрочной алюминиевой трубы круглого сечения</li> <li>- На концах нижних секций ножек установлены легкосъёмные наконечники округлой формы из износостойкого нескользящего полимера</li> <li>- Нагрузка 130 кг</li> </ul>	363.00.30		14 600 Р
85	<p><b>Дижон</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-нагрузка до 130 кг</li> <li>-алюминиевый сплав</li> <li>-вес 2,8кг</li> <li>-регулировка высоты 41,0-56,0 см</li> <li>-ширина 51,0 см</li> <li>-длина 53,0 см</li> <li>-противоскользящие насадки</li> <li>-полностью разборная</li> <li>-не боится воды, легко моется</li> </ul>	362.00.10		8 500 Р

86	<p><b>Брест</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Табуретка для душевых кабин и ванн состоит из сиденья с гигиеническим вырезом под туалет, съёмных подлокотников и съёмных телескопических ножек</li> <li>- Сиденье и подлокотники табуретки изготовлены из стойкого к специальным дезинфицирующим средствам высокопрочного пластика.</li> <li>- Подлокотники легкосъёмные, крепятся к сиденью посредством пазов специальной формы и клип-фиксаторов</li> <li>- Регулировка по высоте в 7 положениях при помощи клип-фиксатора</li> <li>- Верхняя и нижняя секции ножек табурета изготовлены из высокопрочной алюминиевой трубы круглого сечения</li> <li>- На концах нижних секций ножек установлены легкосъёмные наконечники округлой формы из износостойкого нескользящего полимера</li> <li>- Нагрузка: 130 кг</li> </ul>	362.00.20		11 800 Р
87	<p><b>Лион</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нагрузка до 130 кг</li> <li>- алюминиевый сплав</li> <li>- вес 5,0кг</li> <li>- регулировка высоты 41,0-56,0 см</li> <li>- размер сидения 46x40 см</li> <li>- легкосъёмные подлокотники и спинка</li> <li>- противоскользящие насадки</li> <li>- полностью разборная</li> <li>- не боится воды, легко моется</li> </ul>	363.00.30		14 600 Р
<b>Подъемники электрические</b>				<b>Розница*</b>
88	<p><b>Арнольд*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нагрузка до 150,0 кг</li> <li>- вес 44,5 кг</li> <li>- длина 110,0 см</li> <li>- высота подъема 54,0-176,0 см</li> <li>- напряжение 220-240/50 (В/Гц)</li> <li>- максимальная влажность 85%</li> <li>- температура эксплуатации от +5 - +45 С</li> <li>- степень защиты подъёмника IPX4</li> <li>- сухая аккумуляторная батарея с подзарядкой (сделано во Франции)</li> <li>- колеса на подшипниках (задние с тормозами)</li> <li>- <b>РЕМЕНЬ СТАНДАРТ М/Л В ПОДАРОК</b></li> </ul>	320.00		140 800 Р
89	<p><b>Арнольд*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нагрузка до 125,0 кг</li> <li>- ширина 56,0 см</li> <li>- вес 37,0 кг</li> <li>- длина 100,0 см</li> <li>- высота подъема 62,0-160,0 см</li> <li>- напряжение 220-240/50 (В/Гц)</li> <li>- максимальная влажность 85%</li> <li>- температура эксплуатации от +5 - +45 С</li> <li>- степень защиты подъёмника IPX4</li> <li>- сухая аккумуляторная батарея с подзарядкой (сделано во Франции)</li> <li>- колеса на подшипниках (задние с тормозами)</li> <li>- <b>РЕМЕНЬ СТАНДАРТ М/Л В ПОДАРОК</b></li> </ul>	310.01		140 800 Р
90	<p><b>Арнольд*</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нагрузка до 250,0 кг</li> <li>- ширина 65,0 см</li> <li>- вес 52,0 кг</li> <li>- длина 118,0 см</li> <li>- высота подъема 46-179 см</li> <li>- напряжение 220-240/50 (В/Гц)</li> <li>- максимальная влажность 85%</li> <li>- температура эксплуатации от +5 - +45 С</li> <li>- степень защиты подъёмника IPX4</li> <li>- сухая аккумуляторная батарея с подзарядкой (сделано в Швейцарии)</li> <li>- колеса на подшипниках (задние с тормозами)</li> </ul>	330.00		242 900 Р





91	<p><u>Джеймс*</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-нагрузка до 250,0 кг</li> <li>-вес 58,0 кг</li> <li>-длина 90,0 см</li> <li>-регулируемая ширина 66,0-90,0 см</li> <li>-высота подъема 85,0-160,0 см</li> <li>-напряжение 220-240/50 (В/Гц)</li> <li>-максимальная влажность 85%</li> <li>-температура эксплуатации от +5 - +45 С</li> <li>-степень защиты IPX4</li> <li>-сухая аккумуляторная батарея с подзарядкой (сделано во Франции)</li> <li>-колеса на подшипниках (задние с тормозами)</li> </ul>	330.02		250 200 Р
92	<p><u>Джеймс*</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-нагрузка до 150,0 кг</li> <li>-вес 54,1кг</li> <li>-длина 90,0 см</li> <li>-регулируемая ширина 65,0-97,5 см</li> <li>-высота подъема 82,0-151,0 см</li> <li>-напряжение 220-240/50 (В/Гц)</li> <li>-максимальная влажность 85%</li> <li>-температура эксплуатации от +5 - +45 С</li> <li>-степень защиты IPX4</li> <li>-сухая аккумуляторная батарея с подзарядкой (сделано во Швейцария)</li> <li>-колеса на подшипниках (задние с тормозами)</li> </ul>	320.02		158 800 Р
<b>Ремень для электрических подъемников</b>				<b>Розница*</b>
93	<p><u>Ремень к подъемнику Арнольд "Стандарт" размер XL/XXL</u>  <u>Модельный ряд 321.20.30</u>  <u>Ремень сетчатый, водонепроницаемый, моющийся</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал: Спинно-тазовая часть – мелкоячеистый (сетчатый) полиэстер</li> <li>Ножные части – двухслойный полиэстер с мягкими вставками из вспененного материала</li> <li>- В области спины ремень имеет ребра жесткости, расположенные в специальных карманах</li> <li>- размеры: 173x91 см</li> <li>- Размеры регулировки длины стропы спинно-тазовой части ремня (от места крепления стропы к ремню): 38/50,5/62/68 см</li> <li>- Размеры регулировки длины стропы ножной части ремня (от места крепления стропы к ремню): 26/39,5/55,5 см</li> <li>- нагрузка: 250 кг</li> </ul>	320.21/ 321.20.30		16 700 Р
94	<p><u>Ремень к подъемнику Арнольд "Комфорт"</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нагрузка 125/150кг</li> <li>- повышенной комфортности</li> <li>- мягкие ремни для ног</li> <li>- с подголовником (дополнительная опция)</li> <li>- устойчивый к воде</li> <li>- моющийся</li> <li>- размер M,L,XL</li> </ul>	320.23		19 000 Р
95	<p><u>Подголовник к подъемнику Арнольд</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с двумя застежками- липучками</li> <li>- размер 61x48см</li> <li>- устойчивый к воде</li> <li>- моющийся</li> <li>-мягкий ПВХ наполнитель</li> <li>- материал 100% полиэстр</li> <li>Упаковка: индивидуальная, полиэтиленовая.</li> </ul>	320.24		7 700 Р



96	<p><b><u>Ремень к подъемнику Арнольд "Туалетный" модельный ряд 321.50.00</u></b>  <b>НОВИНКА!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- для безопасного пользования туалетом</li> <li>- нагрузка 250кг</li> <li>- размеры ремня 87x20,5см</li> <li>- 4 регулировки поясной части от 7,5 до49,5см</li> <li>- 4 регулировки ножной части от 12 до 41см</li> <li>- каждый размер положения строп имеет свою цветовую маркировку</li> <li>- устойчивый к воде материал 100% полиэстр</li> <li>- моющийся</li> </ul> <p><b>Упаковка:</b> индивидуальная, полиэтиленовая.</p>	320.21		19 000 Р
97	<p><b><u>Ремень к подъемнику Арнольд "Туалетный" с застежкой</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нагрузка 125/150кг</li> <li>- для безопасного пользования туалетом</li> <li>- с застежкой-липучкой</li> <li>- размер M,L</li> <li>- размер 102x23см</li> <li>- длина ножной ремней 93,5см</li> </ul>	320.29		22 800 Р
98	<p><b><u>Ремень к подъемнику Арнольд "Комфорт усиленный" M/L</u></b>  <b><u>Модельный ряд 321.40.20</u></b>  <b><u>Ремень универсальный, с жесткой опорой для спины.</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал: Полиэстер с мягкими вставками из вспененного материала</li> <li>Тазовый отдел – мелкоячеистый (сетчатый) полиэстер</li> <li>- В области спины ремень имеет ребра жесткости, расположенные в специальных карманах</li> <li>- размеры: 183x83,5 см</li> <li>- Размеры регулировки длины стропы спинно-тазовой части ремня (от места крепления стропы к ремню): 27/40,5/54/68,5 см</li> <li>- Размеры регулировки длины стропы тазовой области ремня: 23/36,5/50/64,5 см</li> <li>- Размеры регулировки длины стропы ножной части ремня (от места крепления стропы к ремню): 20/33,5/47,5/62 см</li> </ul>	320.23/ 321.40.20		36 800 Р
99	<p><b><u>Ремень к подъемнику Арнольд Комфорт Усиленный XL/XXL</u></b>  <b><u>Ремень универсальный, водонепроницаемый, моющийся</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал: Спинно-тазовая часть – полиэстер</li> <li>Ножные части – двухслойный полиэстер с мягкими вставками из вспененного материала</li> <li>- В области спины ремень имеет ребра жесткости, расположенные в специальных карманах</li> <li>- размеры: 180x93 см</li> <li>- Размеры регулировки длины стропы спинно-тазовой части ремня (от места крепления стропы к ремню): 38/50,5/62/68 см</li> <li>- Размеры регулировки длины стропы ножной части ремня (от места крепления стропы к ремню):</li> </ul>	321.10.30		23 400 Р

100	<p><a href="#">Ремень к подъемнику Джеймс с фиксацией M/L</a> <a href="#">Моделный ряд 321.70.20</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нагрузка 250кг</li> <li>- с застежкой-липучкой</li> <li>- устойчивый к воде</li> <li>- моющийся</li> <li>- общий размер 114x31см</li> <li>- размер поясничной части 56x16,5см</li> <li>- регулировка поясничной части 100-130см</li> <li>- 5регулировок строп поясничной секции от 9 до 51см</li> <li>- каждый размер положения строп имеет свою цветовую маркировку</li> <li>- устойчивый к воде материал 100% полиэстр</li> </ul> <p><b>Упаковка:</b> индивидуальная полиэтилен</p>	320.26	 	36 800 Р
101	<p><a href="#">Ремень к подъемнику Джеймс с фиксацией XXL</a> <a href="#">Моделный ряд 321.70.40</a></p> <p><a href="#">Ремень поясной с подмышечными подушками</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- материал: Полиэстер с мягкими вставками из вспененного материала</li> <li>- Пояс фиксации пациента поясничного отдела регулируется по длине и оснащен текстильной застежкой-«липучкой»</li> <li>- размеры: 145,5x31 см</li> <li>- Длина пояса фиксации пациента (в раскрытом виде): 168,5 см</li> <li>- ширина пояса фиксации: 16,5 см</li> <li>- диапазон рег-ки пояса фиксации: 86-154 см</li> <li>- Размеры регулировки длины строп (от линии крепления строп к ремню): 16/28/39,5/49,5/58 см</li> <li>- нагрузка: 250 кг</li> </ul>	321.70.40		36 600 Р
<b>Аксессуары</b>				<b>Розница*</b>
102	<p><a href="#">Зарядное устройство для подъемника "Арнольд"</a> <b>ПОД ЗАКАЗ</b></p>	420.00.74		5 100 Р
103	Крепеж для тростей и костылей FLIP 20 мм	164.10.00		320 Р
104	Крепеж для тростей и костылей FLIP 22 мм	164.20.00		320 Р
105	<p><a href="#">Кронштейн для тростей и костылей "Тулфлекс"</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пластик</li> <li>- диаметр 20-30мм</li> <li>- ширина - 7,2см</li> <li>- глубина - 6,4см</li> <li>- высота - 3,5 см</li> </ul>	164.10.30		2 000 Р
106	<p><a href="#">Кронштейн для тростей и костылей "Тулфлекс" с креплением на трубу</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пластик</li> <li>- диаметр 20-30мм</li> <li>- ширина - 7,2см</li> <li>- глубина - 6,4см</li> <li>- высота - 2,0 см</li> <li>- закрепляется с помощью саморезами</li> </ul>	164.10.18		2 200 Р
107	<p><a href="#">Кронштейн для тростей и костылей "Тулфлекс" с креплением на кровать</a> <b>НОВИНКА!</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пластик</li> </ul>	164.10.30	<b>Фото скоро!</b>	5 600 Р
108	<p><a href="#">Шина для кронштейна "Тулфлекс" для 2-х держателей</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- алюминий</li> <li>- толщина - 8мм</li> <li>- длина - 21,5см</li> <li>- высота - 5,5мм</li> <li>- крепится с помощью 2-х саморезов</li> </ul>	164.10.40		1 500 Р



109	<p><b>Шина для кронштейна "Тулфлекс" для 5-и держателей</b>  - алюминий  - толщина - 8мм  - длина - 51,5см  - высота - 5,5мм  - крепится с помощью 2-х саморезов</p>	164.10.35		2 300 P
110	Стандартная насадка для тростей и костылей резиновая 17 мм	200...10		250 P
111	Стандартная насадка для тростей и костылей резиновая 19 мм	200...00		250 P
112	Стандартная насадка для тростей и костылей резиновая 22 мм	200.50.20		250 P
113	<p>Демонстрационная коробка для насадок.  Поставляется в торгующие организации для демонстрации образцов бесплатно!</p>			0 P
114	Устройство против скольжения (УПС)	166.00		500 P
115	Туалетное ведро для кресел-стульев с санитарным оснащением (пластиковое)	301.00		850 P
116	<b>Сидения для ходунков серии 174.../175...(30/40)</b>	280.10.25		850 P
117	<p><b>Карре-стойка рекламная для костылей и тростей из алюминия 12 позиций</b>  - размер 53x53x66 см</p>	398.50		7 400 P
118	<p><b>Лайнел-стойка для костылей и тростей</b>  - (сталь)  - 10 позиций</p>	394.50		3 100 P
119	<p><b>Лилипут-стойка рекламные для костылей и тростей</b>  - (комбинация стали и дерева)  - 12 позиций</p>	392.50		6 600 P

\*крупный опт - закуп или ежемесячный оборот не менее 300 000 рублей;  
Рекомендуемая розничная наценка составляет 30-50% к цене крупного опта

**Дилерам особые условия!**

**Получены регистрационные удостоверения Росздравнадзора, декларации соответствия, заключение токсикологических испытаний**

Гарантия производителя составляет 24 месяца со дня продажи.

Товар в наличии на складе (более 10 000м2)

Для аукционов (тендеров) и на большие объемы закупа - специальные цены.

Поставщик оставляет за собой право на изменение цен, в случае изменения официального курса рубля РФ к евро, более чем на 5%.

Количество товара ограничено! Акции не суммируются!

Цены указаны без учета всех скидок и действительны только для имеющихся в наличии товаров в течение

всего срока действия прайс-листа: с 01 января 2022

**Надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество!**